



ELECTRIC BREAST PUMP

ALICE

V 1.1



MANUAL
INSTRUCTION

find us on
www.lorelli.eu

CONTENT

EN	Manual Instruction.....	6
ES	Instrucciones de uso.....	12
IT	Istruzione per l'uso.....	19
FR	Mode d'emploi.....	26
BG	Инструкция за употреба.....	32
GR	ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΡΕΚΛΑΣ.....	39
AR	دليل التعليمات.....	46
DE	Bedienungsanleitung.....	53
CZ	Návod k použití.....	60
HU	Használati utasítás.....	66
RU	Инструкция по эксплуатации.....	73
SRB HR	Upustvo za upotrebu.....	80
ME BIH		
RO	Instructiuni de utilizare.....	86
NL	Gebruikshandleiding.....	92
AL	Insruksion për përdorim.....	99
TR	Kullanım talimiati.....	106
PL	Instrukcja użytkownika.....	112
MK	Упатствата за употреба.....	119



EN-Scan the QR code to get more product information and manual instruction in more languages. Download QR Scanner App onto your device.
ES-Escaneel el código QR para obtener más información sobre el producto y su manual de uso en varios idiomas. Descargue en su dispositivo la aplicación de Lector de códigos QR.

IT-Scansiona il codice QR per ottenere maggiori informazioni sul prodotto e istruzioni manuali in più lingue. Scarica l'app QR Scanner sul tuo dispositivo.

FR-Scannez le code QR pour obtenir plus d'informations sur le produit et le manuel d'utilisation (disponible en plusieurs langues). Téléchargez l'application QR Scanner sur votre appareil.

BG-Сканирайте QR кода, за да получите повече информация за продукта и инструкция за употреба на повече езици. Изтеглете приложението QR скенер на устройството си.

GR-Σάρωστε την κώδικα QR για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και οδηγίες χρήσης σε περισσότερες γλώσσες. Κατεβάστε την εφαρμογή QR Scanner από συσκευή σας.

AR-B- على جهازكم "QR Scanner" للحصول على المزيد من المعلومات المنتج وتعليمات الاستخدام بلغات متعددة. قم بتنزيل تطبيق "QR Scanner" على جهازكم.

DE-Um weitere Produktinformationen sowie die Bedienungsanleitung in weiteren Sprachen zu erhalten, bitten wir Sie den QR-Code zu scannen. Bitte downloaden Sie die QR Scanner-App auf Ihr Handy oder Tablet.

HU-A QR-kód beszélgetteléssel bővebb információkhoz és összeszerelési útmutatóhoz juthat további nyelveken. Amennyiben szükséges, töltse le a QR-kód olvasás alkalmazást a készülékére.

RU-Отсканируйте QR-код, чтобы получить больше информации о продукте и инструкции по эксплуатации на других языках. Загрузите приложение QR Scanner на свое устройство.

SRB/HR/ME/BIH

Skenirajte QR kod kako bi ste dobili više informacija o proizvodu i uputsva za upotrebu na više jezika. Preuzmite aplikaciju QR Scanner na svoj uređaj.

RO-Scanați codul QR pentru a obține mai multe informații despre produs și manualul de instrucțiuni în mai multe limbi. Descărcați aplicația QR Scanner pe dispozitivul dvs.

NL-Scan de QR code voor meer productinformatie en de handleiding in meerdere talen. Download de QR scanner app op je apparaat om te scannen.

AL-Skanonii kodin QR pér të marrë më shumë informacion rrëth produktit dhe pér të hapur manualin në më shumë gjuhë. Shkarkoni aplikacionin QR Scanner në celularin tuaj.


TR-Detaylı ürün bilgisi ve çoklu dilde kullanma klavuzu için QR kodu okutunuz. QR barkod okuyucuya cihazınıza indiriniz.

PL-Zeskanuj kod QY, aby otrzymać więcej informacji, oraz instrukcję użytkowania w większej ilości języków. Pobierz aplikację skanera kodów QR na swoje urządzenie.


MK-Скенирајте QR кодот за да добиеш повеќе информации за производот и упатство за користење, на повеќе јазици. Симнете ја апликацијата QR Scanner App на вашиот уред.

FEATURES


1




2




③




④




⑤




⑥




⑦




⑧




⑨




⑩ Correct Fit




OK



(11)



(12)



(13)

IDEAL



Upright

OK

GOOD



(14)


✗

NOK

✗



(15)



Before using the breast pump carefully read this user manual and keep it safe for future reference.

EN

Important safety information.

Before using the breast pump carefully read this user manual and keep it safe for future reference.

Intended use

The electric breast pump is intended for expressing and collecting breast milk from the breasts of nursing women. The device is intended for one user

SAFETY TIPS



Contraindications

WARNING! Never use the breast pump while pregnant, as pumping can induce labour.

To prevent injury and damage, important notes are explained using different symbols. The symbols and their meanings are as follows:

WARNING! – indicates potentially hazardous situations which, if not avoided, could result in death or serious injury.

ATTENTION! - indicates potentially hazardous situations which, if not avoided, may result in minor or moderate injuries.

WARNING

Warnings to avoid choking, strangulation and injury:

- Do not allow children or pets to play with the motor unit, adapter or accessories.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance
- **Always unplug** the breast pump immediately after use.
- Do not leave the breast pump unattended while plugged in.
- This breast pump is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge. Such persons can only use this breast pump if they are supervised or have been instructed by a person responsible for their safety on how to use the device.

Warnings to avoid electric shock and burns:

- Inspect the breast pump, including the adapter, for signs of damage before each use. Do not use the breast pump if the adapter or plug has been damaged, if the device is not working properly or if it has been dropped or submerged in water.
- Use only the suggested adapter and specified voltage to prevent adapter overheating, damage or accidents.
- Do not touch the AC adapter or pump during a thunderstorm.
- Do not place the pump/battery/AC adapter in direct sunlight or rain, near heaters or other hot appliances, or in places exposed to extremely high or low temperatures, high humidity or dust.
- Do not place heavy objects on the pump or damage the cable or plug. Do not stretch or twist the cable. Always hold the AC adapter when unplugging. Make sure the plug is firmly inserted into the outlet. Do not use an outlet that is loose.
- Do not allow the pump/battery/AC adapter to get wet.
- Do not disassemble or modify the pump/battery/AC adapter. Do not throw the battery into fire or expose it to heat.
- Immediately unplug the AC adapter and remove the battery and stop using the pump if you notice an abnormal odour, heat, discolouration, deformation, or anything unusual while using or storing the pump.

Warnings to avoid poisoning, infection and to ensure hygiene:

- For sanitary reasons, the breast milk pump is intended for repeated use by one user only.
- Before each use clean, rinse and disinfect all parts of the pump except the drive unit and the adapter.
- Only store breast milk that has been expressed with a cleaned and disinfected pump.
- Do not use the breast pump if the silicone diaphragm appears damaged or defective.
- Do not clean the pump parts with antibacterial or abrasive cleaning agents.

Precautions to avoid problems and pain in breasts and nipples:

- Do not attempt to remove the pump while it is attached to the breast with suction. Turn off the device and break the seal by sliding a finger between your breast and the pump funnel. Then remove the pump from the breast.
- Never use the breast pump when you are drowsy or sleepy to avoid inattention during use.
- Always turn off the breast pump before removing it from the breast to release the seal.
- Never use accessories or parts from other manufacturers or those not specifically recommended by the manufacturer. This could cause the device to malfunction and may affect electromagnetic compatibility (EMC). Using such accessories or parts will void your warranty.
- Do not pump for more than 5 minutes without stopping if no breast milk comes out. Try pumping at a different time of day.
- If the process becomes very uncomfortable or painful, stop using the pump and consult your lactation consultant.
- If the pressure causes you discomfort or pain, turn off the device, break the seal by sliding a finger between the breast and the pump body, and remove the pump from your breast.
- Never drop or insert any foreign objects into the openings.

ATTENTION

Warnings to prevent personal injury, product damage and malfunction:

- Do not allow the adapter and motor unit to come into contact with water.
- Keep the adapter and motor unit away from hot surfaces to avoid overheating and deformation of these parts.
- Never place the motor unit or adapter in water, in a dishwasher or in a sanitiser.
- Although the breast pump complies with the applicable EMC directives, it may still be sensitive to stronger emissions and/or cause interference with other equipment. This may cause the breast pump to switch off or to go into error mode. To prevent interference, keep other electrical equipment away from the breast pump during expression (see 'Technical information').
- There are no user-serviceable parts in the motor unit of the breast pump. No equipment modification is permitted. Doing so will void your warranty.
- Do not drop or hit the pump/AC adapter. Do not press hard on the LCD display.
- The drive unit and adapter do not require cleaning and sterilization as they do not come into contact with breast milk.
- Never use alcohol or other organic solvents to clean the pump.
- Do not use the pump in a way or for purposes other than those described in the instructions. Doing so may result in accidents or damage to the pump.

PARTS

Picture 1:

1. Main unit
2. Silicone diaphragm
3. Distributor body
4. O-ring
5. Valve

6 a ; 6 b - front and back of 140 ml container.

7. Container seal
8. USB type C power cable (no adaptor included)
9. Bra extender (compatible with nursing bra only)
10. Silicone membranes (funnels) - 4 pcs.

PREPARING FOR USE

Cleaning and disinfection

The drive unit and adapter do not require cleaning and disinfection as they do not come into contact with breast milk. Before the first use, clean and disinfect all other parts of the breast pump. Clean these parts after each subsequent use and disinfect them before each subsequent use. Dry well. **Attention!**:

Please dry the silicone membrane before use to avoid damage to the motor.

Attention!: Never immerse the drive unit or adapter in water, in a dishwasher or in a sanitiser because this will cause irreversible damage!

1. Disassemble the pump completely. Remove the valve as well. Be careful when removing the valve and when cleaning it. If it breaks, your breast pump will not work properly.

2. Clean all parts except the drive unit and adapter in hot water with a little mild liquid dish soap and then rinse thoroughly. To clean the valve, rub it gently between your fingers in warm water with a little liquid detergent. Do not insert objects into the valve as this may damage it.

Warning! - Do not use antibacterial or abrasive cleaning agents.

Note: Make sure you clean and disinfect the relevant parts of the breast pump. Wash your hands thoroughly before handling the cleaned parts!

Warning! - Be careful as the cleaned parts may still be hot. Start assembling the breast pump only when the cleaned parts have cooled.

USAGE

Buttons (Picture 2)

A. ON/OFF button and mode change button; **C.** Reduce suction; **D.** Increase suction;

Indicators

E1- Massage mode; **E2** - Stimulation mode; **E3** - deep drain; **I**- Suction strength indicator; **H** - Battery charge indicator.

BATTERY OPERATION

ATTENTION!!! Before first use, fully charge the battery for 8 hours continuously!

Connect the USB plug of the power cable to the socket of the pump, and the other side of the power cable to the adapter, which is not included in the set of the device.

The battery indicator starts flashing until the battery is fully charged.

Important! The battery cannot be charged for more than 24 hours.

PUMP ASSEMBLY

1. Place the silicone diaphragm into the distributor body and press the seal with your fingers along the edge down to make a snug fit (Picture 3).
2. Place the O-ring in the channel of the distributor, then place the valve in the protruding hole and push it with your fingers as far in as possible so that it fits snugly along the rim (Picture 4).
3. Place the seal along the edge of the container body (Picture 5). Install the front and back part of the container (Picture 6).
4. Install the distributor body to the main pump unit:
- arrange it so that the opening is on the back side, then press it up against the main unit until it is fully seated (Picture 7).
5. Attention! In order to install the main unit to the container, it is important that they are perpendicular. Insert the valve attached to the main unit into the opening of the container body, then press down slightly and turn clockwise until they lock together (Picture 8).
6. Place the silicone membrane (selected according to the size of your nipple) into the pump opening, with the direction of the membrane indicated by an arrow matching the direction of the container. Then press with your fingers until a perfect seal forms (Picture 9).

SETTINGS

 ON/OFF button - hold the button to turn on the pump. Massage mode starts automatically for 2 minutes, then changes to pumping mode. By default, the pumping time is 30 minutes, the pump will automatically turn off after the time is up.

 Mode change button - with a short press. With pressing the indicated button, the modes start to change successively to massage, pumping and stimulation.

 Massage mode – 9 levels

 Stimulation mode – 9 levels

 Deep drain mode - 9 levels

Apart from that, the pump also offers a manual adjustment of each mode in the order of 9 degrees, by means of the + and - buttons.

Important: The level of milk in the bottle must not exceed the level of the valve!

Don't be concerned if the flow of milk suddenly stops. Continue pumping calmly, but not for more than 5 minutes. If you are not expressing more milk, try another time of day. It is not necessary to use all modes of operation, only the one that is most comfortable for you. The pump automatically switches off after 30 min.

WHEN TO EXPRESS BREASTMILK

If breastfeeding goes well, it is advisable (unless advised otherwise by your healthcare professional/breastfeeding consultant) to wait until your milk supply and breastfeeding schedule are established (normally at least 2 to 4 weeks postpartum) before you start expressing.

Exceptions:

- If you have trouble breastfeeding at first, regular pumping can help build and maintain your milk supply.
- If you are expressing breast milk for your baby to be given in the hospital.
- If your breasts are engorged (painful or swollen), you can express some breast milk before or between feeds to ease the pain and help your baby latch more easily.
- If you have sore or cracked nipples, you may wish to express your milk until they are healed.
- If you are separated from your baby and wish to continue to breastfeed when you are reunited, you should express your milk regularly to stimulate your milk supply.

You need to find the optimum times of the day to express your milk, for example just before or after your baby's first feed in the morning when your breasts are full, or after a feed if your baby has not emptied both breasts. If you have returned to work, you may need to express during a break. Using a breast pump requires practice and it may take several attempts before you succeed. Fortunately, the Lorelli electric breast pump

is easy to assemble and use so you will soon get used to expressing with it.


Nipple to flange size guide

Steps to determine the correct funnel size according to the nipple size:

1. Stimulate your nipple until it perks up (don't sip this step).
2. Slide the hole over each nipple.
3. Select the hole that can comfortably fit the very base of your nipple.(Foto 10).
4. Get your measurement based on the sizing chart

Note: sizing is an "art"Based on your nipple elasticity, you may need to size down if you have elastic nipple , or size up if you have less elastic nipples. If you feel discomfort , you may need to experiment with different sizes.

The correct size helps to achieve optimal breast milk flow.

NIPPLE MEASURE TOOL

Nipple Diameter Measurement	Recommended Flange Size or Flange Insert Size
16 - 18 mm	18mm
19 - 21 mm	21mm
22 - 24 mm	24mm
25 - 27 mm	27mm

OPERATING THE BREAST PUMP

1. Wash your hands thoroughly and make sure your breasts are clean.
 2. Press the assembled pump body against the breast (Picture 11). Make sure your nipple is centred so the massage cushion (funnel) can create an airtight seal. Make sure your nipple fits properly in the cushion (funnel) (Picture 10). You can use the breast pump while wearing a bra (Picture 12). With the bra extender (compatible with nursing bras only) in the pump kit, you can adjust the circumference.
 3. Take one of the allowed positions shown in picture 13. Attention, picture 14 shows the unfavourable positions in which the pump does not function properly and there is a possibility of damage.
 4. Press the on/off button. The breast pump automatically starts working in massage (stimulation) mode and you can change the massage level using the increase and decrease buttons.
 5. When the breast milk flows, you can change the mode from massage to deep drain - via the mode button and choose the most comfortable level.
- ATTENTION:** Don't always use the maximum pumping level, choose the one most comfortable for you.
Note: Don't worry if your milk doesn't flow right away. Keep calm and keep pumping. The first few times you use the breast pump, you may need to set it to a stronger suction setting to get your breast milk flowing.
6. Depending on your personal comfort, you may decide to use a stronger suction mode. You can always switch back to a lower suction mode.
 7. When you are done expressing, turn off the pump with the ON/OFF button and carefully remove it from your breast (Picture 15).
 8. Remove the silicone membrane (funnel) and container from the motor unit.
 9. Clean the rest of the used parts of the breast pump according to the instructions in the "Cleaning and disinfection" section.

STORING BREAST MILK

Warning: To ensure proper hygiene, only store breast milk that has been expressed with a cleaned and disinfected pump.

- Breast milk can be stored in the refrigerator (not on the door) for up to 48 hours. Expressed breast milk should be refrigerated immediately. If you store breast milk in the refrigerator and add to it during the day, only add breast milk that has been expressed in a disinfected bottle.
- Breast milk can be stored in the freezer for up to three months if it is in disinfected bottles with a disinfected screw ring and sealing disc. Place a label on the bottle marking clearly the date and time of expression and use the older breastmilk first.
- If you are going to feed your baby the expressed breast milk within 48 hours, you can store it in the refrigerator in an assembled bottle.

WARNING!

Always put expressed breast milk in the refrigerator or freezer immediately.

Only store breast milk that has been expressed with a disinfected breast pump in disinfected bottles.

Never refreeze thawed breast milk.

Never add fresh breast milk to already frozen breast milk.

TROUBLESHOOTING

Problem: I experience pain when I use the breast pump.

Solution: One possible cause is excessive suction. You don't need the full force of suction produced by the pump. Initially, use "Massage" mode for massage stimulation, and then you can switch to pumping mode. If the pain does not subside, stop using the breast pump and consult your lactation consultant. If the pump does not come off the breast easily, you can break the seal by sliding your finger between the breast and the massage cushion.

Problem: The breast pump is not working.

Solution: First, check that you have assembled the breast pump correctly. To prevent interference, keep other electrical equipment, such as mobile phones or laptops, away from the breast pump during expression. Check that the battery is charged.

Problem: I don't feel any suction.

Solution: Check that you have correctly assembled the breast pump by following the steps in the "Preparation for Use" section. Make sure the valves are properly placed and check for damage or wear. Replace the valve if necessary. Also, make sure the pump is placed correctly against the breast to create a vacuum.

Problem: The pump has too much suction.

Solution: Follow the instructions below if you experience too much suction from the breast pump:
Make sure you only use parts recommended by the manufacturer.

Make sure you have assembled the breast pump with the massage cushion: not using the massage cushion may cause too much suction.

When you use the breast pump for the first time, you may feel too strong suction at first. Practising can help. If the problem persists, consult your lactation consultant.

USAGE AND STORAGE CONDITIONS

Keep the breast pump out of direct sunlight as prolonged exposure to the sun can cause discoloration.
Store the breast pump and its accessories in a safe, clean and dry place.

If the appliance has been stored in a hot or cold environment, place it in the usage environment to let it reach a temperature within the usage conditions
(10°C to 30°C) before you use it.

Make sure that the voltage of the power adaptor is compatible with both the power source and the breast pump battery. Usage of a power adaptor other than recommended by the manufacturer may cause irreversible damage to your breast pump.

Use only Lorelli power adaptor or a certified USB type C power adapter with the following specifications:

INPUT: AC 100 – 240 V; 50/60 Hz / 0.45 A

OUTPUT: 5.0V; 1000 mAh

TECHNICAL SPECIFICATIONS

1. Lithium battery 3.7V 1200
2. Fixed time : 30 minutes
3. Suction power: 60mmhg-150mmhg
4. Noise level: <60dB
5. Environmental conditions for operation : Temperature 10-30 °C, Relative humidity 15%-93%,
6. Environmental conditions for storage : Temperature -25-50 °C, Relative humidity 15%-93%,
7. IP Class: IPX0 .

ES Antes de utilizar el extractor de leche, lea atentamente esta guía del usuario y consérvela para futuras consultas.

Información de seguridad importante:

Antes de utilizar el extractor de leche, lea atentamente esta guía del usuario y consérvela para futuras consultas.

Finalidad:

El sacaleches eléctrico está diseñado para extraer y recoger la leche materna de los pechos de las mujeres en período de lactancia. El aparato está diseñado para una sola usuaria.

CONSEJOS DE SEGURIDAD



Contraindicaciones

ADVERTENCIA No utilice nunca el sacaleches durante el embarazo, ya que el bombeo puede inducir el parto.

Para evitar lesiones y daños, las notas importantes se explican mediante diversos símbolos. Los símbolos y sus significados son los que a continuación se describen:

¡PRECAUCION! Indica situaciones de peligro potencial que, si no se evitan, pueden provocar la muerte o lesiones peligrosas.

¡AVISO! - Indica situaciones de peligro potencial que, de no evitarse, podrían provocar lesiones leves o moderadas.

ADVERTENCIA

Advertencias para evitar asfixia, estrangulamiento y lesiones:

- No permita que los niños o las mascotas jueguen con la unidad motriz, el adaptador o los accesorios.
- Supervise a los niños para que no jueguen con el producto.
- **Desenchufe siempre** el extractor de leche inmediatamente después de utilizarlo.
- No deje el extractor de leche desatendido mientras esté enchufado a una toma de corriente.
- Este extractor de leche no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos. Dichas personas sólo pueden utilizar este extractor de leche si están supervisadas o han sido recibido instrucciones por una persona responsable de su seguridad sobre el uso del aparato de forma segura.

Precauciones para evitar descargas eléctricas y quemaduras:

- Antes de cada uso, compruebe si el extractor de leche, incluido el adaptador, presenta signos de deterioro. No utilice el sacaleches si el adaptador o el enchufe están dañados, si no funciona correctamente o si ha caído o se ha sumergido en agua.
- Utilice únicamente el adaptador recomendado y el voltaje especificado para evitar que el adaptador se sobrecaliente, se dañe o falle.
- No toque el adaptador de CA ni la bomba durante tormentas eléctricas.
- No coloque la bomba de extracción de leche/batería/adaptador de CA bajo el impacto de luz directa del sol o la lluvia, cerca de calefactores u otros aparatos calientes, en lugares expuestos a temperaturas extremadamente altas o bajas, alta humedad o polvo.
- No coloque objetos pesados sobre la bomba de extracción de leche ni dañe el cable o el enchufe. No estire ni retuerza el cable con fuerza. Sujete siempre el adaptador de CA cuando lo desenchufe de la toma de corriente. Asegúrese de que el enchufe esté bien insertado en la toma de corriente. No utilice una toma de corriente que esté floja.

No deje que la bomba, la batería o el adaptador de CA se mojen.

- No desmonte ni modifique la bomba de extracción de leche/batería/adaptador de CA. No arroje la batería al fuego ni la exponga al calor.

- Desconecte inmediatamente el adaptador de CA y retire la batería y deje de utilizar la bomba de extracción de leche si nota algún olor anormal, calentamiento, decoloración, deformación o cualquier cosa inusual mientras utiliza o almacena la bomba.

Advertencias para evitar intoxicaciones, contaminaciones y garantizar la higiene:

- Por razones de higiene, el extractor de leche está diseñado para ser utilizado varias veces por una sola usuaria.

- Antes de cada uso, limpie, enjuague y desinfecte todas las piezas del extractor de leche, excepto la unidad de accionamiento y el adaptador.

- Guarde sólo la leche materna que se haya extraído con un extractor limpio y desinfectado.

- No utilice el extractor de leche si la el diafragma de silicona parece estar dañado o defectuoso.

- No limpie las piezas del sacaleches con limpiadores antibacterianos o abrasivos.

Advertencias para evitar problemas y dolores asociados a las mamas y los pezones:

- No intente retirar el cuerpo de la bomba mientras esté adherido al pecho al vacío. Apague el sacaleches y rompe el sello entre su seno y el embudo del sacaleches con su dedo. A continuación, retire el sacaleches del pecho.

- No utilice nunca el sacaleches cuando esté somnolienta o tenga sueño para evitar descuidos durante su uso.

- Apague siempre el sacaleches antes de retirarlo del pecho a efectos de liberar el vacío.

- No utilice nunca accesorios o piezas de otros fabricantes o que no estén específicamente recomendados por el fabricante. De lo contrario, el aparato podría funcionar incorrectamente y afectar a la compatibilidad electromagnética (CEM). Si se utilizan tales accesorios o piezas, la garantía quedará anulada.

- No se extraiga leche y no continúe bombeando durante más de 5 minutos seguidos si no sale leche materna y si no obtiene ningún resultado. Pruebe a extraerse leche en otros momentos del día.

- Si el proceso generado le resulta muy incómodo o cauda dolor, deje de utilizar el extractor y consulte a su especialista en lactancia.

- Si la presión creada le causa molestias o dolor, apague el aparato, desconecte la conexión de vacío colocando un dedo entre el pecho y el cuerpo del extractor, y retire el extractor del pecho.

- Nunca deje caer ni introduzca objetos extraños en los orificios.

ATENCIÓN

Advertencias para evitar lesiones personales, daños al producto y fallos de funcionamiento:

- No permita que el adaptador y la unidad de accionamiento entren en contacto con el agua.

- Mantenga el adaptador y la unidad de accionamiento alejados de superficies calientes para evitar el sobrecalentamiento y la deformación de estas piezas.

- No coloque nunca la unidad de accionamiento ni el adaptador en agua, en un lavavajillas ni en un aparato desinfectante.

- Aunque el extractor de leche cumple las directivas de compatibilidad electromagnética aplicables, puede ser sensible a emisiones más fuertes y/o causar interferencias con otros equipos. Esto puede hacer que el sacaleches se apague o entre en modo de error. Para evitar interferencias mutuas, mantenga otros equipos eléctricos alejados del extractor de leche durante la extracción (consulte la sección "Información técnica").

- La unidad de accionamiento del sacaleches no contiene piezas que el usuario pueda reparar. No está permitido modificar el equipo. Si lo hace, la garantía quedará anulada.

- No deje caer ni golpee el extractor de leche/adaptador de CA. No presione con fuerza la pantalla LCD.

- La unidad de accionamiento y el adaptador no requieren limpieza ni esterilización, ya que no entran en contacto con la leche materna.

- No utilice nunca alcohol ni otros disolventes orgánicos para limpiar el extractor de leche.

- No utilice el extractor de leche de ninguna manera ni para ningún fin distinto al objetivo designado del producto descrito en las instrucciones. Si lo hace, pueden producirse accidentes o daños en el extractor.

PIEZAS

Foto 1:

1. Unidad principal
2. Diafragma de silicona
3. Carcasa del distribuidor
4. Junta tórica
5. Válvula
- 6a; 6 b - anverso y reverso de un recipiente de 140 ml.

7. Sellador de contenedores
8. Cable de alimentación USB tipo C (sin adaptador incluido).
9. Extensor de sujetador (compatible únicamente con sujetador de lactancia)
10. Membranas de silicona (embudo) - 4 piezas.

PREPARACIÓN PARA SU USO

Limpieza y desinfección

La unidad de accionamiento y el adaptador no necesitan limpieza ni desinfección, ya que no entran en contacto con la leche materna. Limpie y desinfecte todas las demás piezas del extractor de leche antes de utilizarlo por primera vez. Limpie estas piezas después de cada uso posterior y desinféctelas antes de cada uso posterior. Séquelas bien. **Precaución: Seque el diafragma de silicona antes de utilizarlo para evitar dañar el motor.**

Precaución: No sumerja nunca la unidad de accionamiento ni el adaptador en agua, en un lavavajillas ni en un aparato desinfectante, ya que se dañarían irreversiblemente.

1. Desmonte completamente la bomba. Retire también la válvula. Tenga cuidado al desmontar la válvula y al limpiarla. Si se daña, el sacaleches no funcionará correctamente.

2. Limpie todas las piezas, excepto la unidad de accionamiento y el adaptador, en agua caliente con un poco de detergente líquido lavavajillas suave y, a continuación, enjuáguelos bien. Para limpiar la válvula, frótela suavemente entre los dedos en agua caliente con un poco de detergente líquido. No introduzca objetos en la válvula, ya que podría dañarla.

¡Precaución! No utilice limpiadores antibacterianos o abrasivos.

Nota: Asegúrese de limpiar y desinfectar las partes pertinentes del extractor de leche. Lávese bien las manos antes de manipular las piezas limpias.

¡Precaución! Tenga cuidado, ya que las piezas limpias pueden estar aún calientes. No empiece a montar el extractor de leche hasta que las piezas limpias se hayan enfriado.

USO

Botones (Foto 2)

A. Botón ON/OFF y cambio de modo ;C. Reducción del vacío; D. Aumentar el vacío;

Indicadores:

E1- Modo masaje; E2 - Modo de estimulación; E3 – extracción profunda; I- Indicador de fuerza de vacío; H - Indicador de carga de la batería.

FUNCIONAMIENTO CON BATERÍA

¡ATENCIÓN!!! ¡Antes del primer uso, cargue completamente la batería durante 8 horas sin interrupción!

Conecte el extremo USB del cable de alimentación a la toma de corriente del extractor de leche y el otro extremo del cable de alimentación al adaptador, que no está incluido en el conjunto del dispositivo.

El indicador de batería comienza a parpadear hasta que la batería esté completamente cargada.

¡Importante! La batería no se puede cargar durante más de 24 horas.

MONTAJE DEL EXTRACTOR DE LECHE

1. Coloque el diafragma de silicona en la carcasa del distribuidor y presione con los dedos la junta a lo largo del borde hacia abajo para lograr un ajuste perfecto (Foto 3).
2. Inserte la junta tórica en la ranura del distribuidor, luego inserte la válvula en el orificio que sobresale y empújela con los dedos lo más que pueda para que encaje perfectamente en el borde (Foto 4).

3. Colocar el sellador en el borde del cuerpo del contenedor (Foto 5). Monte de adelante hacia atrás del contenedor (Foto 6).

4. Instale la carcasa del distribuidor en la unidad principal del extractor de leche:

- oriéntelo de modo que la abertura quede en la parte posterior, luego empújelo hacia arriba sobre la unidad principal hasta su ajuste perfecto (Foto 7).

5. ¡Atención! Para montar la unidad principal al contenedor, una condición importante es que sean perpendiculares. Inserte la válvula adjunta a la unidad principal en la abertura del cuerpo del contenedor, luego presione ligeramente hacia abajo y gírela en el sentido de las agujas del reloj hasta que se bloqueen (Foto 8).

6. Coloque la membrana de silicona (predeterminada según el tamaño de su pezón) en la abertura del extractor de leche, con la dirección de la membrana indicada por una flecha que coincide con la dirección del contenedor. Luego presione con los dedos hasta lograr un sellado perfecto (Foto 9).

AJUSTES

 **M** Botón ON/OFF: mantenga presionado el botón para encender el extractor de leche. El modo de masaje comienza automáticamente durante 2 minutos y luego cambia al modo de extracción. De forma predeterminada, el tiempo de extracción de leche materna es de 30 minutos, el extractor se apagará automáticamente una vez transcurrido el tiempo.

 **M** El botón de cambio de modo, con una pulsación breve. Al presionar el botón indicado, los modos comienzan a alternar entre masaje, extracción y estimulación.

 Modo masaje: 9 niveles

 Modos de estimulación: 9 niveles

 Modo de extracción profunda: 9 niveles

Aparte de eso, el extractor de leche materna también ofrece ajuste manual de cada modo en el orden de 9 grados, mediante los botones + o -.

Importante: ¡El nivel de leche en el biberón no puede exceder el nivel de la válvula!

No se preocupe si el flujo de leche se detiene repentinamente. Continúe extrayéndose leche materna con calma, pero no por más de 5 minutos. Si no se extrae más leche, pruebe en otro momento del día. No es necesario utilizar todos los modos de funcionamiento, sino sólo el que le resulte más cómodo. El extractor de leche materna se apaga automáticamente después de 30 minutos.

MOMENTOS DESTINADOS A EXTRACCION DE LA LECHE MATERNA

Si le va bien con la lactancia materna, es aconsejable (a menos que su profesional sanitario/asesor de lactancia materna le haya recomendado lo contrario) que espere hasta que la lactancia materna y el horario de amamantamiento estén establecidos (normalmente entre 2 y 4 semanas después del parto) antes de empezar a extraerse leche.

Excepciones:

- Si tiene problemas para amamantar al principio, la extracción regular puede ayudar a formar y mantener la cantidad de leche materna.
- Si se extrae leche materna para alimentar al bebé en el hospital.
- Si tienes los pechos congestionados (doloridos o hinchados), puedes extraer un poco de leche antes de dar el pecho o entre tomas para aliviar el dolor y ayudar a que el bebé se agarre más fácilmente.
- Si tienes los pezones doloridos o agrietados, puedes optar por extraer leche materna hasta que se curen.
- Si tu bebé se separa temporalmente y quieres seguir dándole el pecho cuando vuelva a estar contigo, es buena idea que te extraigas leche con regularidad para estimular la salida de leche materna.

Debes encontrar el mejor momento del día para extraerte, por ejemplo justo antes o después de la primera toma por la mañana, cuando tus pechos están llenos, o después de dar el pecho si el bebé no lo ha tomado todo de ambos pechos. Si te has reincorporado al trabajo, puede que necesites extraerte leche durante los descansos. Utilizar un sacaleches requiere práctica y puede que necesites varios intentos hasta que le cojas el truco. Afortunadamente, el sacaleches eléctrico sacaleches Lorelli es fácil de montar y utilizar, por lo que pronto te acostumbrarás a manejarlo.

EL DETERMINAR DEL TAMAÑO DE EMBUDO


Pasos para determinar el tamaño correcto del embudo según el pezón del seno:

1. Estimule sus pezones para que se activen (no le salte este paso).
2. Deslice la apertura del embudo hasta el pezón del pecho.
3. Seleccione el tamaño del orificio correspondiente a la base del pezón del pecho (Foto 10).
4. Obtenga sus medidas según el tamaño del embudo del gráfico.

Nota. El tamaño se basa en la elasticidad de los pezones. Dependiendo de si tus pezones son elásticos, puedes reducir o aumentar el tamaño de la abertura. Si aún siente molestias, utilice el tamaño más adecuado con el que se sienta más cómoda mientras utiliza el extractor de leche.

El tamaño correcto ayuda a conseguir un flujo óptimo de leche materna.

Herramienta para medir pezones



Pezones: medidas de diámetro	Tamaño recomendado del orificio del embudo
16 - 18 mm	18mm
19 - 21 mm	21mm
22 - 24 mm	24mm
25 - 27 mm	27mm

USO DEL EXTRACTOR DE LECHE

1. Lávese bien las manos y asegúrese de que su seno esté limpio.
 2. Presione el cuerpo del extractor de leche ensamblado contra el seno (Foto 11). Asegúrese de que su pezón esté centrado para que el cojín de masaje (embudo) pueda crear un sellado hermético. Asegúrese de que su pezón encaje correctamente en el cojín (embudo) (Foto 10). Puede utilizar el extractor de leche al mismo tiempo con un sujetador (Foto 12). Con el extensor de sujetador (compatible solo con sujetadores de lactancia) en el set del extractor de leche, puede ajustar la circunferencia.
 3. Tome una de las posiciones permitidas indicadas en la foto 13. Atención, la foto 14 muestra las posiciones desfavorables en las que el extractor de leche no funciona correctamente y existe la posibilidad de daños.
 4. Presione el botón de encendido/apagado. El extractor de leche comienza a funcionar automáticamente en modo de masaje (estimulación) y puede cambiar el nivel de masaje usando los botones de aumento y disminución.
 5. Cuando la leche materna fluye, Usted puede cambiar el modo de masaje a modo de extracción profunda, a través del botón de modo y elegir el nivel más cómodo.
- ATENCIÓN:** No utilice siempre el nivel máximo para extraer leche materna, simplemente eliga el que le resulte más cómodo.
- Nota: No se preocupe si la leche materna no fluye de inmediato. Manténgala calma y continúe extrayéndose leche materna. Las primeras veces que use el extractor de leche, es posible que necesite configurarlo en una configuración de succión más fuerte para que la leche materna fluya.
6. Dependiendo de su comodidad personal, puede decidir utilizar un modo de succión más fuerte. Siempre puede volver a un modo de succión más bajo.
 7. Cuando haya terminado de extraer leche, apague el extractor de leche con el botón ON/OFF y retírelo con cuidado del pecho (Foto 15).

8. Retire la membrana de silicona (embudo) y el contenedor de la unidad motriz.
9. Limpiar el resto de piezas usadas del extractor de leche según las instrucciones del apartado "Limpieza y desinfección".

ALMACENAMIENTO DE LA LECHE MATERNA

Advertencia: para garantizar la higiene, almacene únicamente la leche materna que se haya extraído con un extractor limpio y desinfectado.

- La leche materna puede almacenarse en el frigorífico (no en la puerta) hasta 48 horas. La leche materna extraída debe guardarse inmediatamente en el frigorífico. Si almacena la leche materna en el frigorífico y la añade durante el día, sólo añada leche materna que haya sido extraída en un biberón desinfectado.
- La leche materna puede almacenarse en el congelador hasta tres meses si se introduce en biberones desinfectados con un anillo de rosca y un disco de cierre desinfectados. Etiquete el biberón claramente con la fecha y la hora de extracción, y utilice primero la leche materna más antigua.
- En caso de que va a alimentar a su bebé con leche materna extraída en un plazo de 48 horas, puede almacenarla en el frigorífico en un biberón ensamblado.

ADVERTENCIA

Guarde siempre inmediatamente la leche materna extraída en el frigorífico o el congelador. Guarde sólo la leche materna extraída con un sacaleches desinfectado en biberones desinfectados.

No congele nunca la leche materna una vez descongelada.

No añada nunca leche materna nueva a la ya congelada.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema: Siento dolor al utilizar el sacaleches.

Solución. No necesita toda la fuerza del vacío que produce el sacaleches. Utilice inicialmente el modo "Masaje" para estimular el masaje y, a continuación, puede cambiar al modo de extracción. Si el dolor no descontinua, deje de utilizar el sacaleches y consulte a su asesora de lactancia. Si el sacaleches no se separa fácilmente del pecho, puede romper la conexión de vacío colocando un dedo entre el pecho y la almohadilla de masaje.

Problema. El sacaleches no funciona.

Solución. A efectos de evitar interferencias mutuas, mantenga otros equipos eléctricos, como un teléfono móvil o un ordenador portátil, alejados del extractor de leche durante la extracción. Compruebe que la batería está cargada.

Problema. No siento ninguna succión.

Solución: Compruebe que ha montado correctamente el extractor de leche siguiendo los pasos del apartado "Preparación para su uso". Asegúrese de que las válvulas están colocadas correctamente y compruebe si están dañadas o desgastadas. Sustituya la válvula si es necesario. Asegúrese también de que el sacaleches está correctamente insertado en el pecho para obtener vacío.

Problema: El extractor succiona con demasiada fuerza.

Solución: Sigue las instrucciones a continuación si siente una succión demasiado fuerte del extractor:

Asegúrese de utilizar sólo las piezas recomendadas por el fabricante.

Asegúrese de haber montado el sacaleches con el cojín de masaje: no utilizar el cojín de masaje puede provocar que se acumule demasiado vacío.

Cuando utilice el sacaleches por primera vez, es posible que al principio sienta demasiada succión. El ejercicio puede ayudar. Si el problema persiste, consulte a su asesora de lactancia.

CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO

Proteggere il tiralatte dalla luce solare diretta, poiché un'esposizione prolungata al sole può causare scolorimento. Conservare il tiralatte e i suoi accessori in un luogo sicuro, pulito e asciutto. Se l'apparecchio è stato conservato in un ambiente caldo o freddo, posizionarlo nell'ambiente in cui verrà usato e lasciarlo raggiungere una temperatura nei limiti delle condizioni operative (da 10 °C a 30 °C) prima di metterlo in funzione.

Assicuratevi che il voltaggio dell'adattatore di alimentazione sia compatibile sia con l'alimentatore che con la batteria del tiralatte.

L'utilizzo di un adattatore di alimentazione diverso da quello consigliato dal produttore può causare danni permanenti al vostro tiralatte.

Utilizzare solo un alimentatore Lorelli o un adattatore USB Type-C certificato con le seguenti specifiche:

Voltaggio ingresso rete adattatore: AC 100 – 240 V; 50/60 Hz/0,45 A

Tensione di uscita: 5,0 V; 1000mAh

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. TBatería de litio 3.7V 1200mAh

2. Tiempo fijo 30 minutos

3. Fuerza de succión: 60mmhg-150mmhg

4. Nivel de ruido: <60dB

5. Condiciones ambientales de funcionamiento Temperatura 10-30°C, Humedad relativa 15%-93%,

6. Condiciones ambientales durante el almacenamiento : Temperatura -25-50 °C, Humedad relativa 15%-93%,

7. Clase IP: IPX0.

IT Prima di utilizzare il tiralatte, leggere attentamente la presente guida dell'utente e conservarla per riferimenti futuri.

Informazioni importanti per la sicurezza

Prima di utilizzare il tiralatte, leggere attentamente questa guida dell'utente e conservarla per riferimenti futuri.

Predestinazione

Il tiralatte elettrico è destinato per estrarre e raccogliere il latte materno dai seni delle donne allattanti. Il dispositivo è destinato per un unico utente!

CONSIGLI DI SICUREZZA



Controindicazioni

AVVERTENZA! Mai utilizzare il tiralatte durante la gravidanza siccome l'estrazione del latte può provocare il parto.

Per prevenire delle lesioni e dei danneggiamenti i chiarimenti importanti sono spiegati utilizzando vari simboli. I simboli e i loro significati sono come segue:

AVVERTENZA ! – indica le situazioni potenzialmente pericolose che, se non pervenute, possono portare alla morte o a lesioni pericolosi.

ATTENZIONE! - indica le situazioni potenzialmente pericolose che, se non pervenute, possono portare a lesioni secondarie o moderate.

AVVERTENZA

Avvertenze per evitare soffocamento, strangolamento e lesione:

— Non permettere ai bambini o agli animali domestici di giocare con l'unità di azionamento , con l'adattatore o con gli accessori.

— Sorvegliare i bambini a non giocare con il dispositivo.

— **Spegnere sempre** il tiralatte dalla presa elettrica subito dopo l'utilizzo.

— Non lasciare il tiralatte senza sorveglianza finché è attaccata alla presa elettrica.

— Questo tiralatte non è destinato per utilizzo da persone (incluso bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali diminuite o senza esperienza e conoscenza. Tali persone possono utilizzare questo tiralatte solo sotto la sorveglianza o dopo esser istruiti da una persona responsabile per la loro sicurezza sul modo di utilizzo del dispositivo.

Avvertenze per evitare un scossa elettrica e ustioni:

— Prima di ogni utilizzo controllare il tiralatte, incluso l'adattatore per segni di guasto. Non utilizzare il tiralatte qualora l'adattatore o la spina elettrica sia guastata, qualora non funzioni in maniera corretta o qualora sia stata lasciata cadere o immersa in acqua.

— Utilizzare solo l'adattatore raccomandato e il voltaggio indicato per pervenire il surriscaldamento dell'adattatore, i guasti o gli incidenti.

— Non toccare l'adattatore AC e il tiralatte durante temporali.

— Non lasciare il tiralatte/la batteria/ l'adattatore AC alla luce diretta del sole o sotto la pioggia, vicino a riscaldatori o altri apparecchi caldi, a luoghi esposti a temperature estremamente alte o basse, elevata umidità o polvere.

— Non mettere degli oggetti pesanti sopra il tiralatte e non danneggiare il cavo o la spina elettrica. Non tirare o piegare molto cavo. Tenere sempre l'adattatore AC qualora venga staccato dalla presa elettrica. Assicurarsi che la spina elettrica sia completamente inserita nella presa elettrica. Non utilizzare la presa se è allentata.

- Non permettere che il tiralatte/la batteria/ l'adattatore AC vengano bagnati.
- Non disassemblare o modificare il tiralatte/la batteria/ l'adattatore AC. Non smaltire la batteria nel fuoco e non esporla al calore.
- Staccare subito l'adattatore AC e rimuovere la batteria e cessare l'utilizzo del tiralatte qualora venga notato un odore innaturale, riscaldamento, scolorimento, deformazione o qualcosa straordinario durante l'utilizzo o la conservazione del tiralatte.

Avvertenze per evitare avvelenamento, contaminazione e per garantire l'igiene:

- Per motivi igienici il tiralatte è destinato per uso multiplico da un unico utente.
- Prima di ogni utilizzo pulire, disinfeccare tutte le parti del tiralatte, eccetto l'unità di azionamento e l'adattatore.
- Conservare solo latte materno estratto per mezzo di tiralatte pulito e disinfeccato.
- Non utilizzare il tiralatte qualora il diaframma in silicone sembri guastata o difettosa.
- Non pulire le parti del tiralatte con detergenti antibatterici o abrasivi.

Avvertenze per evitare dei problemi e dolori legati al seno e ai capezzoli:

- Non provare a rimuovere il corpo del tiralatte mentre è attaccato al seno per mezzo del sottovuoto. Spegnere il dispositivo e staccare il collegamento sottovuoto mettendo un dito tra il seno e l'imbuto del tiralatte. Dopo rimuovere il tiralatte dal seno.
- Mai utilizzare il tiralatte qualora si è appisolati o avete sonno per evitare la mancata attenzione durante l'utilizzo.
- Spegnere sempre il tiralatte prima di rimuoverlo dal seno per staccare il sottovuoto.
- Mai utilizzare gli accessori o le parti di altri produttori o tali che non sono appositamente raccomandati dal produttore. Ciò potrebbe portare al funzionamento scorretto e può agire sulla compatibilità elettromagnetica (EMC). All'utilizzo di tali accessori o parti la vostra garanzia diventa non valida.
- Non estrarre più di 5 minuti senza interruzione qualora con esce il latte materno. Provare a estrarre il latte in un altro momento della giornata.
- Qualora il processo diventi molto spiacevole o dolente smettere di utilizzare il tiralatte e consultare il vostro consulente di allattamento al seno.
- Qualora la pressione creatasi provoca sconforto o dolore, spegnere il dispositivo, interrompere il collegamento sottovuoto inserendo un dito tra il seno e il corpo del tiralatte, e rimuovere il tiralatte dal seno.
- Mai lasciar cadere o inserire qualsiasi corpo estraneo nei fori.

ATTENZIONE

Avvertenze per prevenire le lesioni corporei, i guasti e il malfunzionamento del prodotto:

- Non permettere che l'adattatore e la l'unità di azionamento entrino in contatto con l'acqua.
- Proteggere l'adattatore e l'unità di azionamento da superfici calde per evitare il surriscaldamento e la deformazione di queste parti.
- Mai mettere l'unità di azionamento o l'adattatore in acqua, in lavapiatti o in dispositivo di disinfezione.
- Anche se il tiralatte corrisponde alle direttive applicabili di conformità elettromagnetica, esso può comunque essere sensibile a emissioni forti e/o causare dei disturbi nel funzionamento di altra apparecchiatura. Ciò può portare allo spegnimento del tiralatte o all'entrata dello stesso in regime di errori. In modo da poter evitare i disturbi reciproci, tenere altre apparecchiature elettriche lontano dal il tiralatte durante l'estrazione del latte (vedi 'Informazioni tecniche').
- Nell'unità di azionamento del tiralatte non ci sono delle parti che possono essere serviti dall'utente. Non è permesso modificare l'attrezzatura. In caso di modifica, la vostra garanzia diventa non valida.
- Non lasciar cadere e non battere il tiralatte/ l'adattatore AC. Non premere fortemente sullo schermo LCD.
- L'unità di azionamento e l'adattatore non necessitano pulitura e sterilizzazione siccome non entrano in contatto con il latte materno.
- Mai utilizzare alcol o altri solubili organici per pulire il tiralatte.
- Non utilizzare il tiralatte in maniera o per obiettivi diversi da quelli descritti nell'istruzione. Casomai lo ci si fa, esso può causare incidenti o guasti al tiralatte.

PARTI

Foto 1:

1. Unità principale
2. Membrana in silicone
3. Alloggiamento del distributore
4. O-ring
5. Valvola
- 6a; 6 b - fronte e retro di un contenitore da 140 ml.

7. Sigillante per contenitori
8. Cavo di alimentazione USB di tipo C (nessun adattatore incluso).
9. Estensore del reggiseno (compatibile solo con il reggiseno da allattamento)
10. Membrane in silicone (imbuto) - 4 pezzi.

PREPARAZIONE PER UTILIZZO

Pulitura e disinfezione

L'unità di azionamento e l'adattatore non necessitano pulitura e disinfezione siccome non entrano in contatto con il latte materno. Prima del primo utilizzo pulire e disinfeccare tutte le altre parti del tiralatte. Pulire queste parti dopo ogni utilizzo successivo e disinfeccarle prima di ogni utilizzo successivo. Asciugare bene. **Attenzione! : Per favore, asciugare la membrana in silicone prima dell'utilizzo per evitare il guasto al motore.**

Attenzione! : Mai immergere l'unità di azionamento o l'adattatore in acqua, nella lavastoviglie o in un apparecchio per disinfezione dato che ciò li danneggerà in maniera irreversibile!

1. Disassemblare completamente il tiralatte. Rimuovere e valvola . Essere prudenti quando ci si rimuove la valvola e durante la pulizia della stessa. In caso di guasto della valvola, il vostro tiralatte non potrà funzionare correttamente.

2. Pulire tutte le parti, eccetto l'unità di azionamento e l'adattatore, in acqua calda con un poco di sapone liquido morbido adatto per il lavaggio dei contenitori, dopo di che risciacquare abbondantemente. Per pulire la valvola strofinarla attentamente tra le dita in acqua calda e un po' di sapone liquido. Non mettere degli oggetti nella valvola dato che ciò potrebbe danneggiarla.

Avvertenza! - Non utilizzare dei detergenti antibatterici o abrasivi.

Nota: Assicurarsi di aver pulito e disinfeccato i relativi parti del tiralatte. Lavarsi bene le mani prima di operare con le parti pulite!

Avvertenza! – Stare attenti siccome le parti pulite possono essere ancora calde. Procedere con l'assemblaggio del tiralatte solo quando le parti pulite sono già raffreddate.

UTILIZZO

Pulsanti (Foto 2)

A. Tasto ON/OFF e cambio modalità; C. Riduzione del vuoto; D. Aumentare il vuoto;

Indicatori:

E1- Modalità massaggio; E2 - Modalità di stimolazione; E3 - estrazione profonda; I- Indicatore dell'intensità del vuoto; H - Indicatore di carica della batteria.

FUNZIONAMENTO A BATTERIA

ATTENZIONE!!! Prima del primo utilizzo, caricare completamente la batteria per 8 ore senza interruzioni!

Collegare l'estremità USB del cavo di alimentazione alla presa di corrente del tiralatte e l'altra estremità del cavo di alimentazione all'adattatore, che non è incluso nel set del dispositivo.

L'indicatore della batteria inizia a lampeggiare finché la batteria non è completamente carica.

Importante! La batteria non può essere caricata per più di 24 ore.

MONTAGGIO DEL TIRALATTE

1. Posizionare il diaframma in silicone nell'alloggiamento del distributore e premere con le dita la guarnizione lungo il bordo verso il basso per ottenere una perfetta aderenza (Foto 3).
2. Inserire l'O-ring nella scanalatura del distributore, quindi inserire la valvola nel foro sporgente e spingerla con le dita il più possibile in modo che aderisca perfettamente al bordo (Foto 4).
3. Posizionare il sigillante sul bordo del corpo del contenitore (Foto 5). Montaggio dalla parte anteriore a quella posteriore del contenitore (Foto 6).

4. Installare l'alloggiamento del distributore sull' unità principale del tiralatte:

- orientarlo in modo che l'apertura sia sul retro, quindi spingerlo verso l'alto sull'unità principale finché non si adatta perfettamente (Foto 7).

5. Attenzione! Per montare l'unità principale sul contenitore, una condizione importante è che siano perpendicolari. Inserire la valvola collegata all'unità principale nell'apertura del corpo del contenitore, quindi premere leggermente e ruotarla in senso orario finché non si blocca (Foto 8).

6. Posiziona la membrana in silicone (predefinita in base alle dimensioni del capezzolo) nell'apertura del tiralatte, con la direzione della membrana indicata da una freccia che corrisponde alla direzione del contenitore. Successivamente premere con le dita fino ad ottenere una perfetta tenuta (Foto 9).

IMPOSTAZIONI

 **Pulsante ON/OFF:** tieni premuto il pulsante per accendere il tiralatte. La modalità massaggio si avvia automaticamente per 2 minuti e poi passa alla modalità estrazione. Per impostazione predefinita, il tempo di estrazione del latte materno è di 30 minuti, il tiralatte si spegnerà automaticamente allo scadere del tempo.

 **M** Il pulsante di cambio modalità, con una breve pressione. Premendo il pulsante indicato, le modalità iniziano ad alternarsi tra massaggio, estrazione e stimolazione.

 **Modalità massaggio – 9 livelli**

 **Modalità di stimolazione – 9 livelli**

 **Modalità di estrazione profonda - 9 livelli**

Oltre a ciò, il tiralatte offre anche la regolazione manuale di ciascuna modalità nell'ordine di 9 gradi, utilizzando i pulsanti + o -.

Importante: Il livello del latte nel biberon non può superare il livello della valvola!

Non preoccuparti se il flusso del latte si interrompe improvvisamente. Continuare ad estrarre il latte materno con calma, ma non per più di 5 minuti. Se non viene estratto più latte, provare ad un'altra ora del giorno. Non è necessario utilizzare tutte le modalità operative, ma solo quella più comoda per te. Il tiralatte si spegne automaticamente dopo 30 minuti.

QUANDO È NECESSARIO ESTRARRE IL LATTE MATERNO

Se ve la cavate bene con l'allattamento al seno, è raccomandabile (fatto salvo se il vostro specialista medico/consulente di allattamento al seno abbia raccomandato diversamente) aspettare finché il vostro regime di secrezione del latte materno e di allattamento sia ben stabilito (di solito almeno 2 – 4 settimane post parto) prima di cominciare a utilizzare il tiralatte.

Esclusioni:

— Qualora all'inizio ci sono dei problemi con l'allattamento, l'estrazione regolare può aiutare la produzione e la manutenzione delle quantità del latte materno.

— In caso di estrazione di latte materno per il vostro neonato per la sua poppa in ospedale.

— Qualora i seni siano strapieni (dolenti o gonfiati) si può estrarre un po' di latte prima o tra i vari allattamenti per alleviare il dolore e per aiutare al neonato di cominciare a succhiare più facilmente.

— Qualora i vostri capezzoli siano infiammati o incrinati, si può decidere di estrarre il latte materno fino alla guarigione degli stessi.

— Qualora il neonato sia temporaneamente separato e ci si vuole continuare con l'allattamento al ritorno, è meglio estrarre regolarmente il latte per stimolare la secrezione del latte materno.

Bisogna scoprire il tempo più adatto della giornata per estrazione, per esempio appena prima o dopo il primo allattamento di mattina, quando i seni sono pieni o dopo l'allattamento qualora il neonato non abbia mangiato tutto da entrambi i seni. Se ci si è tornati al lavoro, può essere opportuno estrarre nelle pause. L'utilizzo del tiralatte esige pratica ed è possibile la necessità di ripetere qualche volta per riuscire. Per fortuna, il tiralatte elettrico Lorelli è facile da assemblare e da utilizzare e quindi ben presto vi abituate ad esso.

DETERMINAZIONE DELLA DIMENSIONE DELL'IMBUTO


I passaggi per determinare la dimensione corretta dell'imbuto in base al capezzolo mammario:

1. Stimola i tuoi capezzoli per attivarli (non saltare questo passaggio).
2. Far scorrere l'apertura dell'imbuto fino al capezzolo del seno.
3. Selezionare la dimensione del foro corrispondente alla base del capezzolo mammario (Foto 10).
4. Ottieni le tue misurazioni in base alla dimensione dell'imbuto del grafico.

Nota. La dimensione si basa sull'elasticità dei capezzoli. A seconda che i tuoi capezzoli siano elasticci, puoi ridurre o aumentare la dimensione dell'apertura. Se avverti ancora disagio, utilizza la misura più appropriata con cui ti senti più a tuo agio durante l'utilizzo del tirala tte.

La dimensione corretta aiuta a ottenere un flusso ottimale del latte materno.

Strumento per la misurazione del capezzolo



Capezzoli: misure del diametro	Dimensione consigliata del foro dell'imbuto
16 - 18 mm	18mm
19 - 21 mm	21mm
22 - 24 mm	24mm
25 - 27 mm	27mm

UTILIZZO DEL TIRALATTE

1. Lavati bene le mani e assicurati che il tuo seno sia pulito.
 2. Premere il corpo del tiralatte assemblato contro il seno (Foto 11). Assicurati che il capezzolo sia centrato in modo che il cuscino massaggiante (imbuto) possa creare una chiusura ermetica. Assicurati che il capezzolo si inserisca correttamente nel cuscino (imbuto) (Foto 10). Puoi usare il tiralatte contemporaneamente con un reggiseno (Foto 12). Con l'estensore del reggiseno (compatibile solo con i reggiseni da allattamento) nel kit per tiralatte, puoi regolare la circonferenza.
 3. Assumere una delle posizioni consentite indicate nella foto 13. Attenzione, la foto 14 mostra posizioni sfavorevoli in cui il tiralatte non funziona correttamente e c'è la possibilità di danneggiarla.
 4. Premere il pulsante di accensione/spegnimento. Il tiralatte inizia automaticamente a funzionare in modalità massaggio (stimolazione) ed è possibile modificare il livello di massaggio utilizzando i pulsanti di aumento e diminuzione.
 5. Quando il latte materno scorre, puoi cambiare la modalità di massaggio in modalità di estrazione profonda tramite il pulsante di modalità e scegliere il livello più comodo.
- ATTENZIONE:** Non utilizzare sempre il livello massimo per estrarre il latte materno, scegli semplicemente quello più comodo per te.
- Nota: Non preoccuparti se il latte materno non scorre subito. Mantieni la calma e continua a estrarre il latte materno. Le prime volte che utilizzi il tiralatte, potrebbe essere necessario impostarlo su un livello di aspirazione più forte per far fluire il latte materno.
6. A seconda del tuo comfort personale, potresti decidere di utilizzare una modalità di aspirazione più forte. Puoi sempre tornare a una modalità di aspirazione inferiore.
 7. Una volta terminata l'estrazione del latte, spegnere il tiralatte con il pulsante ON/OFF e rimuoverlo con attenzione dal seno (Foto 15).

8. Rimuovere la membrana in silicone (imbuto) e il contenitore dall'unità di azionamento.
9. Pulire il retro delle parti usate del tiralatte secondo le istruzioni nella sezione "Pulizia e disinfezione".

CONSERVAZIONE DEL LATTE MATERNO

Avvertenza: Conservare solo latte materno che è stato estratto per mezzo di tiralatte pulito e disinfettato per garantire l'igiene.

- Il latte materno può essere conservato in frigorifero (non alla porta) entro 48 ore. Il latte materno estratto deve essere messo subito nel frigo. Se si conserva il latte materno in frigorifero e ci si aggiungono altre quantità nella giornata, aggiungere solo del latte materno estratto in bottiglia disinfectata.
- Il latte materno può essere conservato in congelatore entro tre mesi qualora sia in bottiglie disinfectate con anello a vite disinfectato e disco di guarnizione. Attaccare un'etichetta alla bottiglia alla quale è stata indicata la data e l'ora dell'estrazione e utilizzare prima il latte materno più vecchio.
- Se si desidera nutrire il neonato con latte materno estratto entro 48 ore, può conservare il latte in frigo in bottiglia assemblata.

AVVERTENZA!

Mettere sempre il latte materno estratto nel frigo o nel congelatore immediatamente.

Conservare solo latte materno estratto per mezzo di tiralatte disinfectato in bottiglie disinfectate.

Mai congelare del latte scongelato.

Mai aggiungere del latte nuovo a quello già congelato.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema: Sento dolore durante l'utilizzo del tiralatte.

Soluzione: Una possibile causa potrebbe essere il sottovuoto troppo forte. Non è necessario il massimo sottovuoto prodotto dal tiralatte. Inizialmente utilizzare il regime "Massaggio" per stimolazione tramite massaggio dopodiché si può passare a regime espresso. Se i dolori persistono smettere di utilizzare il tiralatte e consultare il vostro consulente di allattamento al seno. Qualora il tiralatte non si stacchi facilmente dal seno, si può interrompere il collegamento sottovuoto mettendo un dito tra il seno e il cuscino massaggiante.

Problema: Il tiralatte non funziona.

Soluzione: Controllare prima se il tiralatte sia correttamente assemblato. Per prevenire i reciproci disturbi, tenere altri dispositivi elettrici, quali cellulare o portatile, lontano dal tiralatte durante l'estrazione. Controllare se la batteria sia caricata.

Problema: Non sento nessun sottovuoto.

Soluzione: Controllare se il tiralatte sia correttamente assemblato seguendo i passi di cui alla Sezione "Preparazione per l'utilizzo". Assicurarsi che le valvole siano correttamente posizionate e controllare per eventuali guasti o usure. Sostituire la valvola all'occorrenza. Assicurarsi anche che il tiralatte sia correttamente attaccato al seno per formare il sottovuoto.

Problema: Il sottovuoto del tiralatte è troppo forte.

Soluzione: Seguire le istruzioni riportate di sotto in caso di sensazione di sottovuoto troppo forte del tiralatte:

Assicurarsi di utilizzare solo delle parti raccomandate dal produttore.

Assicurarsi di aver assemblato correttamente il tiralatte e il cuscino massaggiante: il mancato utilizzo del cuscino massaggiante può portare alla creazione di sottovuoto eccessivo.

Durante l'utilizzo del tiralatte per la prima volta, inizialmente ci si può provare un sottovuoto eccessivo. Esercitando aiuta. Se il problema persiste, consultare il vostro consulente di allattamento al seno.

CONDIZIONI DI UTILIZZO E CONSERVAZIONE

Proteggere il tiralatte dalla luce diretta del sole siccome l'esposizione continua al sole può causare modifica del colore. Conservare il tiralatte e i suoi accessori in luogo sicuro, pulito e asciutto.

Qualora il dispositivo sia stato conservato in ambienti caldi o freddi, lasciarlo nella stanza fino al raggiungimento di temperatura ambientale entro i limiti delle condizioni di utilizzo (da 10 °C fino a 30 °C) prima di utilizzarlo.

Assicuratevi che il voltaggio dell'adattatore di alimentazione sia compatibile sia con l'alimentatore che con la batteria del tiralatte.

L'utilizzo di un adattatore di alimentazione diverso da quello consigliato dal produttore può causare danni permanenti al vostro tiralatte.

Utilizzare solo un alimentatore Lorelli o un adattatore USB Type-C certificato con le seguenti specifiche:

Voltaggio ingresso rete adattatore: AC 100 – 240 V; 50/60 Hz/0,45 A

Tensione di uscita: 5,0 V; 1000mAh

SPECIFICHE TECNICHE

1. Batteria al litio 3.7V 1200mAh

2. Tempo fisso : 30 minuti

3. Sottovuoto: 60mmhg-150mmhg

4. Livello sonoro: <60dB

5. Condizioni ambientali all'utilizzo : Temperatura 10-30 °C, Umidità relativa 15%-93%,

6. Condizioni ambientali alla conservazione : Temperatura -25-50 °C ;Umidità relativa 15%-93%,

7. Classe IP: IPX0 .

Avant d'utiliser le tire-lait, lire attentivement ce manuel d'utilisation et le garder pour référence future.

FR

Informations importantes sur la sécurité

Avant d'utiliser le tire-lait, lire attentivement ce manuel d'utilisation et le garder pour référence future.

Objectif

Le tire-lait électrique est conçu pour exprimer et recueillir le lait maternel des seins des femmes qui allaitent. L'appareil est destiné à un seul utilisateur!

CONSEILS DE SÉCURITÉ



Contre-indications

AVERTISSEMENT! N'utilisez jamais le tire-lait pendant la grossesse, car l'extraction peut déclencher le travail.

Pour éviter des blessures et des dommages, les remarques importantes sont expliquées à l'aide de différents symboles. Les symboles et leurs significations sont les suivants :

AVERTISSEMENT ! – indique des situations potentiellement dangereuses qui, si elles ne sont pas évitées, peuvent entraîner la mort ou des blessures graves.

ATTENTION! - indique des situations potentiellement dangereuses qui, si elles ne sont pas évitées, peuvent entraîner des blessures légères ou modérées.

AVERTISSEMENT

Avertissements pour éviter l'étouffement, l'étranglement et les blessures :

- Ne laissez pas les enfants ou les animaux domestiques jouer avec l'unité d'alimentation, l'adaptateur ou les accessoires.
- Surveillez les enfants afin qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Débranchez toujours le tire-lait immédiatement après utilisation.
- Ne laissez pas le tire-lait sans surveillance lorsqu'il est branché.
- Ce tire-lait n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances. Ces personnes ne peuvent utiliser ce tire-lait que si elles sont supervisées ou ont été instruites par une personne responsable de leur sécurité sur la façon d'utiliser l'appareil.

Avertissements pour éviter les chocs électriques et les brûlures :

- Avant chaque utilisation, vérifiez que le tire-lait, y compris l'adaptateur, ne présente aucun signe de détérioration. N'utilisez pas le tire-lait si l'adaptateur ou la fiche est endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il est tombé ou s'il a été immergé dans l'eau.
- Utilisez uniquement l'adaptateur recommandé et la tension spécifiée pour éviter la surchauffe, les dommages ou les accidents de l'adaptateur.
- Ne touchez pas l'adaptateur secteur et la pompe pendant les orages.
- Ne placez pas le tire-lait/la batterie/l'adaptateur secteur à la lumière directe du soleil ou à la pluie, à proximité d'appareils de chauffage ou d'autres appareils chauds, à des endroits exposés à des températures extrêmement élevées ou basses, à une forte humidité ou à la poussière.
- Ne placez pas d'objets lourds sur le tire-lait et n'endommagez pas le câble ou la prise. N'étirez pas ni tordez fortement le câble. Tenez toujours l'adaptateur secteur lorsque vous le débranchez. Assurez-vous que la fiche est fermement insérée dans la prise. N'utilisez pas une prise desserrée.
- Ne laissez pas le tire-lait/la batterie/l'adaptateur secteur se mouiller.
- Ne démontez pas et ne modifiez pas le tire-lait/la batterie/l'adaptateur secteur. Ne jetez pas la batterie au feu et ne l'exposez pas à la chaleur.
- Débranchez immédiatement l'adaptateur secteur et retirez la batterie et arrêtez d'utiliser le tire-lait si vous remarquez une odeur anormale, un échauffement, une décoloration, une déformation ou quoi que ce soit d'inhabituel lors de l'utilisation ou du stockage du tire-lait.

Avertissements pour éviter l'empoisonnement, l'infection et pour assurer l'hygiène :

- Pour des raisons d'hygiène, le tire-lait est destiné à une utilisation répétée par un seul utilisateur.
 - Avant chaque utilisation, nettoyez, rincez et désinfectez toutes les pièces du tire-lait, à l'exception de l'unité d'alimentation et de l'adaptateur.
 - Ne conservez que du lait maternel qui a été extrait avec un tire-lait nettoyé et désinfecté.
 - N'utilisez pas le tire-lait si le diaphragme en silicone semble endommagé ou défectueux.
 - Ne nettoyez pas les pièces du tire-lait avec des agents de nettoyage antibactériens ou abrasifs.
- Avertissements pour éviter les problèmes et les douleurs liés aux seins et aux mamelons :**
- N'essayez pas de retirer le corps du tire-lait lorsqu'il est attaché au sein avec un aspirateur. Éteignez l'appareil et rompez la connexion d'aspiration en plaçant un doigt entre votre sein et l'entonnoir du tire-lait. Retirez ensuite le tire-lait du sein.
 - N'utilisez jamais le tire-lait lorsque vous êtes somnolente pour éviter toute inattention pendant l'utilisation.
 - Éteignez toujours le tire-lait avant de le retirer du sein pour libérer le vide.
 - N'utilisez jamais d'accessoires ou de pièces d'autres fabricants ou ceux qui ne sont pas spécifiquement recommandés par le fabricant. Cela pourrait entraîner un dysfonctionnement de l'appareil et affecter la compatibilité électromagnétique (CEM). L'utilisation de tels accessoires ou pièces annulera votre garantie.
 - Ne pompez pas pendant plus de 5 minutes sans interruption si aucun lait maternel ne sort. Essayez d'exprimer votre lait à un autre moment de la journée.
 - Si le processus devient très inconfortable ou douloureux, arrêtez d'utiliser le tire-lait et consultez votre conseillère en lactation.
 - Si la pression créée vous cause de l'inconfort ou de la douleur, éteignez l'appareil, rompez la connexion d'aspiration en plaçant un doigt entre le sein et le corps du tire-lait, et retirez le tire-lait de votre sein.
 - Ne laissez jamais tomber ou n'insérez aucun objet étranger dans les ouvertures.

ATTENTION

Avertissements pour éviter les blessures corporelles, les dommages au produit et les dysfonctionnements :

- Ne laissez pas l'adaptateur et l'unité d'alimentation entrer en contact avec de l'eau.
- Gardez l'adaptateur et l'unité d'alimentation éloignés des surfaces chaudes pour éviter la surchauffe et la déformation de ces pièces.
- Ne placez jamais l'unité d'alimentation ou l'adaptateur dans l'eau, dans un lave-vaisselle ou dans un désinfectant.
- Bien que le tire-lait soit conforme aux directives applicables en matière de compatibilité électromagnétique, il peut néanmoins être sensible à des émissions plus fortes et/ou provoquer des interférences avec d'autres équipements. Cela peut entraîner l'arrêt du tire-lait ou le passage en mode erreur. Pour éviter les interférences mutuelles, éloignez les autres équipements électriques du tire-lait pendant l'expression (voir « Informations techniques »).
- Il n'y a aucune pièce réparable par l'utilisateur dans l'unité d'alimentation du tire-lait. Aucune modification d'équipement n'est autorisée. Cela annulera votre garantie.
- Ne faites pas tomber ou ne heurtez pas le tire-lait/l'adaptateur secteur. N'appuyez pas trop fort sur l'écran LCD.
- L'unité d'entraînement et l'adaptateur n'ont pas besoin d'être nettoyés ni stérilisés car ils n'entrent pas en contact avec le lait maternel.
- N'utilisez jamais d'alcool ou d'autres solvants organiques pour nettoyer le tire-lait.
- N'utilisez pas le tire-lait d'une manière ou à des fins autres que celles décrites dans les instructions. Cela pourrait entraîner des accidents ou endommager le tire-lait.

PIÈCES

Photo 1 :

1. Bloc principal
2. Diaphragme en silicone
3. Boîtier du distributeur
4. Joint torique
5. Soupape
- 6 a ; 6 b – partie avant et arrière d'un récipient de 140 ml.

7. Scelleuse du conteneur
8. Câble d'alimentation USB type C (sans adaptateur inclus).
9. Extension de soutien-gorge (compatible avec le soutien-gorge d'allaitement uniquement)
10. Membranes en silicone (entonnoir) - 4 unités.

PRÉPARATION À L'UTILISATION

Nettoyage et désinfection

L'unité d'entraînement et l'adaptateur n'ont pas besoin d'être nettoyés et désinfectés car ils n'entrent pas en contact avec le lait maternel. Avant la première utilisation, nettoyez et désinfectez toutes les autres pièces du tire-lait. Nettoyez ces pièces après chaque utilisation ultérieure et désinfectez-les avant chaque utilisation ultérieure. Séchez bien. Attention! : Veuillez sécher la membrane en silicone avant utilisation pour éviter d'endommager le moteur.

Attention! : Ne plongez jamais l'unité d'entraînement ou l'adaptateur dans l'eau, dans un lave-vaisselle ou dans un désinfectant, car cela les endommagerait de manière irréversible !

1. Démontez complètement le tire-lait. Retirez également la soupape. Soyez prudent lorsque vous retirez la soupape et lorsque vous la nettoyez. S'il se brise, votre tire-lait ne fonctionnera pas correctement.

2. Nettoyez toutes les pièces à l'exception de l'unité d'entraînement et de l'adaptateur dans de l'eau chaude avec un peu de détergent à vaisselle liquide doux, puis rincez abondamment. Pour nettoyer la soupape, frottez-la doucement entre vos doigts dans de l'eau tiède additionnée d'un peu de détergent liquide. Ne pas insérer d'objets dans la soupape car cela pourrait l'endommager.

Avertissement! - N'utilisez pas de produits de nettoyage antibactériens ou abrasifs.

Remarque : Assurez-vous de nettoyer et de désinfecter les pièces concernées du tire-lait. Lavez-vous soigneusement les mains avant de manipuler les pièces nettoyées !

Avertissement! - Soyez prudent car les pièces nettoyées peuvent être encore chaudes. Ne commencez à assembler le tire-lait que lorsque les pièces nettoyées ont refroidi.

UTILISATION

Boutons (Photo 2)

A. Bouton ON/OFF et changement de mode ; **C.** Réduction du vide ; **D.** Augmentation du vide ;

Indicateurs :

E1-Mode Massage ; **E2** - Mode stimulation ; **E3** - compression profonde ; **I** - Indicateur de force du vide ; **H** - Indicateur de charge de la batterie.

FONCTIONNEMENT DE LA BATTERIE

ATTENTION!!! Avant la première utilisation, chargez complètement la batterie pendant 8 heures sans interruption !

Connectez la prise USB du câble d'alimentation à la sortie du tire-lait et l'autre côté du câble d'alimentation à l'adaptateur, qui n'est pas inclus dans l'ensemble de l'appareil.

L'indicateur de la batterie commence à clignoter jusqu'à ce que la batterie soit complètement chargée.

Important! La batterie ne peut pas être chargée pendant plus de 24 heures.

ASSEMBLAGE DU TIRE-LAIT

1. Placez le diaphragme en silicone dans le boîtier du distributeur et appuyez avec le doigt sur le joint le long du bord vers le bas pour obtenir un bon ajustement (Photo 3).

2. Placez le joint torique dans la rainure du distributeur, puis placez la soupape dans le trou en saillie et poussez-la avec vos doigts le plus loin possible pour qu'elle s'adapte parfaitement au bord (Photo 4).

3. Placez le joint sur le bord du corps du récipient (Photo 5). Installez le conteneur d'avant en arrière (Photo 6).

4. Installez le boîtier du distributeur sur le bloc principal du tire-lait :

- orientez-le de manière que l'ouverture soit sur la face arrière, puis poussez-le vers le haut sur le bloc principal jusqu'à ce qu'il soit bien ajusté (Photo 7).

5. Attention ! Afin de monter le bloc principal sur le conteneur, une condition importante est qu'ils soient perpendiculaires.

Insérez la soupape fixée au bloc principal dans l'ouverture du boîtier de la cartouche, puis appuyez légèrement et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle se verrouille (Photo 8).

6. Placez la membrane en silicone (pré-déterminée en fonction de la taille de votre grain) dans l'ouverture du tire-lait, la direction de la membrane étant indiquée par une flèche correspondant à la direction du récipient. Appuyez ensuite avec vos doigts jusqu'à obtenir une parfaite étanchéité (Photo 9).

CONFIGURATION

 **M** Bouton ON/OFF – maintenez le bouton enfoncé pour allumer le tire-lait. Le mode massage démarre automatiquement pendant 2 minutes, puis passe en mode compression. Par défaut, le temps de pompage est de 30 minutes, le tire-lait s'éteindra automatiquement une fois le temps écoulé.

 **M** Le bouton de changement de mode - avec une pression courte. En appuyant sur le bouton spécifié, les modes commencent à alterner entre massage, compression et stimulation.

 Mode massage – 9 niveaux

 Mode stimulation – 9 niveaux

 Mode compression profonde - 9 niveaux

En dehors de cela, le tire-lait propose également un réglage manuel de chaque mode de l'ordre de 9 niveaux, à l'aide des boutons + ou -.

Important : Le niveau de lait dans le biberon ne doit pas dépasser le niveau de la soupape !

Ne vous inquiétez pas si le flux de lait s'arrête soudainement. Continuez à pomper calmement, mais pas plus de 5 minutes. Si vous n'exprimez pas plus de lait, essayez un autre moment de la journée. Il n'est pas nécessaire d'utiliser tous les modes de fonctionnement, mais uniquement celui qui vous convient le mieux. Le tire-lait s'éteint automatiquement après 30 minutes.

QUAND EXTRAIRE DU LAIT

Si vous allaitez bien, il est recommandé (sauf avis contraire de votre professionnel de la santé/conseiller en lactation) d'attendre que votre calendrier de production de lait et d'allaitement soit établi (généralement au moins 2 à 4 semaines après l'accouchement) avant de commencer à faire du jus.

Exceptions :

- Si vous avez de la difficulté à allaiter au début, l'expression régulière du lait peut vous aider à augmenter et à maintenir votre production de lait.
- Si vous exprimez du lait maternel pour que votre bébé le nourrisse à l'hôpital.
- Si vos seins sont engorgés (dououreux ou gonflés), vous pouvez exprimer un peu de lait avant ou entre les tétées pour soulager la douleur et aider votre bébé à prendre le sein plus facilement.
- Si vos mamelons sont douloureux ou crevassés, vous pouvez décider d'exprimer votre lait maternel jusqu'à ce qu'ils guérissent.
- Si le bébé est temporairement séparé et que vous souhaitez continuer à l'allaiter lorsqu'il sera à nouveau avec vous, il est bon d'exprimer régulièrement pour stimuler la libération de lait maternel.

Vous devez trouver le meilleur moment de la journée pour exprimer votre lait, par exemple juste avant ou après la première tétée le matin lorsque vos seins sont pleins, ou après une tétée si le bébé n'a pas tout pris des deux seins. Si vous êtes retourné au travail, vous devrez peut-être prendre des pauses. L'utilisation d'un tire-lait demande de la pratique et peut nécessiter quelques essais pour s'y faire. Heureusement, la pompe électrique pour

Le tire-lait Lorelli est facile à assembler et à utiliser, vous vous habituerez donc bientôt à travailler avec.

DÉTERMINATION DE LA TAILLE DE L'ENTONNOIR

Les étapes pour déterminer la bonne taille entonnoir selon le mamelon sont les suivants :

1. Stimulez l'activation de vos mamelons (ne sautez pas cette étape).

2. Faites glisser l'ouverture de l'entonnoir jusqu'au mamelon du sein.


3. Sélectionnez la taille du trou correspondant à la base du mamelon (Photo 10).

4. Obtenez vos mesures en fonction de la taille de l'entonnoir indiquée dans le tableau.

Note. Le calibrage est basé sur l'élasticité des mamelons. En fonction de l'élasticité de vos mamelons, vous pouvez réduire ou augmenter la taille de l'ouverture. Si vous ressentez toujours du déconfort, utilisez la taille la plus adaptée avec laquelle vous vous sentirez le plus à l'aise lorsque vous travaillez avec le tire-lait.

La bonne taille aide à atteindre un débit de lait maternel optimal.

Outil de mesure des mamelons



Mamelons – Mesures de diamètre/	Taille recommandée du trou d'entonnoir
16 - 18 mm	18mm
19 - 21 mm	21mm
22 - 24 mm	24mm
25 - 27 mm	27mm

UTILISATION DU TIRE-LAIT

1. Lavez-vous bien les mains et assurez-vous que vos seins sont propres.
2. Appuyez le corps du tire-lait assemblé contre le sein (Photo 11). Assurez-vous que votre mamelon est centré afin que le coussin de massage (entonnoir) puisse créer un joint hermétique. Assurez-vous que votre mamelon s'insère correctement dans le coussin (entonnoir) (Photo 10). Vous pouvez utiliser le tire-lait en même temps qu'un soutien-gorge (Photo 12). Avec l'extension de soutien-gorge (compatible avec les soutiens-gorge d'allaitement uniquement) incluse dans le kit de pompe, vous pouvez ajuster la circonférence du tire-lait.
3. Mettez-vous en une des positions autorisées indiquées sur la photo 13. Attention, la photo 14 indique les positions défavorables dans lesquelles le tire-lait ne fonctionne pas correctement et il y a une possibilité de dommage.
4. Appuyez sur le bouton ON/OFF (marche/arrêt). Le tire-lait commence automatiquement à fonctionner en mode massage (stimulation) et vous pouvez modifier le niveau de massage à l'aide des boutons d'augmentation et de diminution.
5. Lorsque le lait maternel coule, vous pouvez changer le mode du massage au pompage profond – en utilisant le bouton mode et choisir le niveau le plus confortable.

ATTENTION : n'utilisez pas toujours le niveau de pompage maximum, choisissez simplement celui qui vous convient le mieux.

Remarque : Ne vous inquiétez pas si votre lait maternel ne coule pas immédiatement. Restez calme et continuez à pomper. Les premières fois que vous utilisez le tire-lait, vous devrez peut-être le régler sur un réglage d'aspiration plus fort pour que votre lait maternel s'écoule.

6. En fonction de votre confort personnel, vous pouvez décider d'utiliser un mode d'aspiration plus puissant. Vous pouvez toujours revenir à un mode d'aspiration plus faible.
7. Lorsque vous avez fini de tirer votre lait, éteignez le tire-lait à l'aide du bouton ON/OFF et retirez-le délicatement de votre sein (Photo 15).
8. Retirez la membrane en silicone (entonnoir) et le récipient de l'unité d'entraînement.
9. Nettoyez le reste des pièces utilisées du tire-lait maternel conformément aux instructions de la section « Nettoyage et désinfection ».

STOCKAGE DU LAIT MATERNEL

Avertissement : Ne conservez que du lait maternel qui a été exprimé avec un tire-lait nettoyé et désinfecté pour garantir l'hygiène.

- Le lait maternel peut être conservé au réfrigérateur (pas sur la porte) jusqu'à 48 heures. Le lait maternel exprimé doit être réfrigéré immédiatement. Si vous conservez du lait maternel au réfrigérateur et que vous en ajoutez pendant la journée, n'ajoutez que du lait maternel qui a été exprimé dans un biberon désinfecté.

- Le lait maternel peut être conservé au congélateur jusqu'à trois mois s'il est dans des biberons désinfectés avec une bague à vis et un disque d'étanchéité désinfectés. Placez une étiquette sur le biberon indiquant clairement la date et l'heure à laquelle vous l'avez exprimé, et utilisez d'abord le lait maternel plus ancien.

AVERTISSEMENT!

Mettez toujours le lait maternel exprimé au réfrigérateur ou au congélateur immédiatement.

Ne conservez que le lait maternel qui a été exprimé avec un tire-lait désinfecté dans des biberons désinfectés.

Ne jamais congeler le lait maternel une fois décongelé.

N'ajoutez jamais de nouveau lait maternel à du lait maternel déjà congelé.

DÉPANNAGE

Problème : Je ressens de la douleur lorsque j'utilise le tire-lait.

Solution : La cause possible est une aspiration excessive. Vous n'avez pas besoin de toute la force du vide produit par le tire-lait. Au départ, utilisez le mode "Massage" pour la stimulation par massage, puis vous pouvez passer en mode express. Si la douleur ne s'atténue pas, arrêtez d'utiliser le tire-lait et consultez votre conseillère en lactation. Si le tire-lait ne se détache pas facilement du sein, vous pouvez rompre la connexion d'aspiration en plaçant votre doigt entre le sein et le coussin de massage.

Problème : Le tire-lait ne fonctionne pas.

Solution : vérifiez d'abord que vous avez correctement assemblé le tire-lait. Pour éviter les interférences mutuelles, éloignez tout autre équipement électrique, tel qu'un téléphone portable ou un ordinateur portable, du tire-lait pendant l'expression. Vérifiez que la batterie est chargée.

Problème : je ne ressens aucune aspiration.

Solution : Vérifiez que vous avez correctement assemblé le tire-lait en suivant les étapes de la section "Préparation à l'utilisation". Assurez-vous que les soupapes sont correctement installées et vérifiez qu'elles ne sont pas endommagées ou usées. Remplacez la vanne si nécessaire. Assurez-vous également que la pompe est placée correctement contre le sein pour créer un vide.

Problème : Le tire-lait aspire trop fort.

Solution : Suivez les instructions ci-dessous si vous sentez une aspiration trop forte du tire-lait :

Veillez à n'utiliser que les pièces recommandées par le fabricant.

Assurez-vous d'assembler le tire-lait avec le coussin de massage : n'utilisez pas le coussin de massage peut créer trop de vide.

Lorsque vous utilisez le tire-lait pour la première fois, vous pouvez ressentir une aspiration trop forte au début. L'exercice peut aider. Si le problème persiste, consultez votre conseillère en lactation.

CONDITIONS D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

Gardez le tire-lait à l'abri de la lumière directe du soleil car une exposition prolongée au soleil peut provoquer une décoloration. Rangez le tire-lait et ses accessoires dans un endroit sûr, propre et sec.

Si l'appareil a été stocké dans un environnement chaud ou froid, placez-le dans l'environnement d'utilisation et laissez-le atteindre une température dans les limites des conditions d'utilisation (10 °C à 30 °C) avant de le manipuler.

Assurez-vous que la tension de l'adaptateur secteur est compatible avec la source d'alimentation et la batterie du tire-lait. L'utilisation d'un adaptateur secteur autre que celui recommandé par le fabricant peut causer des dommages permanents à votre tire-lait.

Utilisez uniquement un adaptateur secteur Lorelli ou un adaptateur USB de type C certifié avec les spécifications suivantes :

Tension d'entrée secteur de l'adaptateur : AC 100–240 V; 50/60 Hz / 0,45 A

Tension de sortie: 5,0 V ; 1000 mAh

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

1. Batterie en lithium 3.7V 1200mAh
2. Temps fixe : 30 minutes
3. Puissance d'aspiration : 60mmhg-150mmhg
4. Niveau sonore : <60dB
5. Conditions d'environnement de travail: Température 10-30 °C, humidité relative 15%-93%
6. Conditions d'environnement de stockage: Température -25-50 °C, Humidité relative 15%-93%
7. Classe IP : IPX0.

BG Преди да използвате помпата за кърма,
прочетете внимателно това ръководство за
потребителя и го запазете за справка в бъдеще.

Важна информация за безопасност

Преди да използвате помпата за кърма, прочетете внимателно това ръководство за потребителя и го запазете за справка в бъдеще.

Предназначение

Електрическата помпа за кърма е предназначена за изцеждане и събиране на кърма от гърдите на кърмещи жени. Уредът е предназначен за един потребител!

СЪВЕТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



Противопоказания

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Никога не използвайте помпата за кърма, докато сте бременна, тъй като изпомпването може да предизвика раждане.

За да предотвратите наранявания и повреди, важните пояснения са обяснени, използвайки различни символи. Символите и техните значения са както следва:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ! – индицира потенциални опасни ситуации, които ако не се предотвратят, могат да доведат до смърт или опасни наранявания.

ВНИМАНИЕ! - индицира потенциални опасни ситуации, които ако не се предотвратят, могат да доведат до второстепенни или умерени наранявания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Предупреждения за избягване на задавяне, удушаване и нараняване:

- Не позволяйте на деца или домашни животни да си играят със задвижващия блок, адаптера или аксесоарите.
- Наглеждайте децата, за да не си играят с уреда.
- **Винаги изключвайте** помпата за кърма от контакта веднага след използване.
- Не оставяйте помпата за кърма без надзор, докато е включена в контакта.
- Тази помпа за кърма не е предназначена за използване от хора (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени възможности или без опит и познания. Такива лица могат да използват тази помпа за кърма само ако са под наблюдение или са били инструктирани от страна на отговоряющо за тяхната безопасност лице относно начина за използване на уреда.

Предупреждения за избягване на токов удар и изгаряния:

- Преди всяка употреба проверявайте помпата за кърма, включително адаптера, за признания на повреда. Не използвайте помпата за кърма, ако адаптерът или щепселт е повреден, ако не работи правилно или ако е била изпускана или потапяна във вода.
- Използвайте само препоръчания адаптер и посочения волтаж, за да предотвратите прегряване на адаптера, повреди или аварии.
- Не пипайте АС адаптера и помпата по време на гръмотевични бури.
- Не поставяйте помпата/батерията/ АС адаптера на директна слънчева светлина или дъжд, близо до нагреватели или други горещи уреди, на места, изложени на изключително високи или ниски температури, висока влага или запрашеност.
- Не поставяйте тежки предмети върху помпата и не повреждайте кабела или щепсела. Не опъвате или извивайте силно кабела. Винаги дръжте АС адаптера, когато го изключвате от контакта. Убедете се, че щепселт е пълно включен в контакта. Не използвайте контакт, който е разхлабен.
- Не позволявате помпата/батерията/ АС адаптера да се намокрят.

- Не разглобявайте или модифицирайте помпата/батерията/ АС адаптера. Не хвърляйте батерията в огън и не я излагайте на горещина.
- Веднага изключете АС адаптера и спрете употребата на помпата, ако забележите неестествена миризма, затопляне, обезцветяване, деформация или нещо необичайно докато използвате или съхранявате помпата.

Предупреждения за избягване на отравяне, заразяване и за осигуряване на хигиена:

- По хигиенни съображения помпата за кърма е предназначена за многократно ползване само от един потребител.
- Преди всяка употреба почиствайте, изплаквайте и дезинфекцирайте всички части на помпата, с изключение на задвижващия блок и адаптера.
- Съхранявайте само кърма, която е изцедена с почистена и дезинфекцирана помпа.
- Не използвайте помпата за кърма, ако силиконовата диафрагма изглежда повредена или дефектна.
- Не почиствайте частите на помпата с антибактериални или абразивни почистващи препарати.

Предупреждения за избягване на проблеми и болки, свързани с гърдите и зърната:

- Не се опитвайте да отстраните тялото на помпата, докато е прилепната към гърдата с вакуум. Изключете уреда и прекъснете вакуумната връзка, като поставите пръст между гърдата си и функцията на помпата. След това отстранете помпата от гърдата.
- Никога не използвайте помпата за кърма, когато сте сънена или ви се спи, за да избегнете невнимание по време на употреба.
- Винаги изключвайте помпата за кърма, преди да я отстрани от гърдата, за да изпуснете вакуума.
- Никога не използвайте аксесоари или части от други производители или такива, които не са специално препоръчани от производителя. Това би могло да доведе до неправилна работа на уреда и може да окаже въздействие върху електромагнитната съвместимост (EMC). При използване на такива аксесоари или части вашата гаранция става невалидна.
- Не помпайте повече от 5 минути без прекъсване, ако не изтича кърма. Опитайте да изцедите по друго време на деня.
- Ако процесът стане много неприятен или болезнен, спрете да използвате помпата и се консултирайте с вашия съветник по кърменето.
- Ако създаденото налягане Ви причинява дискомфорт или болка, изключете уреда, прекъснете вакуумната връзка, като поставите пръст между гърдата и тялото на помпата, и отстранете помпата от гърдата си.
- Никога не изпускайте и не пъхайте каквото и да било чужди тела в отворите.

ВНИМАНИЕ

Предупреждения за предотвратяване на телесни наранявания, повреди и неизправности на продукта:

- Не позволяйте адаптерът и задвижващият блок да влизат в контакт с вода.
- Пазете адаптера и задвижващия блок от горещи повърхности, за да избегнете прегряване и деформация на тези части.
- Никога не поставяйте задвижващия блок или адаптера във вода, в съдомиялна машина или в уред за дезинфекция.
- Въпреки че помпата за кърма отговаря на приложимите директиви за електромагнитна съвместимост, тя все пак може да е чувствителна към по-силни емисии и/или да причинява смущения в работата на друго оборудване. Това може да доведе до изключване на помпата за кърма или до влизането й в режим на грешки. За предпазване от взаимни смущения дръжте друго електрическо оборудване на разстояние от помпата за кърма по време на изцеждане (виж. 'Техническа информация').
- В задвижващия блок на помпата за кърма няма части, които могат да бъдат обслужвани от потребителя. Не е разрешено модифициране на оборудването. Ако извършите такова, вашата гаранция става невалидна.
- Не изпускайте и не удрайте помпата/ АС адаптера. Не натискайте силно по LCD дисплея.

- Задвижващият блок и адаптерът не изискват почистване и стерилизация, тъй като те не влизат в контакт с кърмата.
- Никога не използвайте алкохол или други органични разтворители за почистване на помпата.
- Не използвайте помпата по начин или за цели, различни от описаните в инструкцията. Ако го направите, може да се стигне до инциденти или повреди на помпата.

ЧАСТИ

Снимка 1:

1. Основен блок
2. Силиконова диафрагма
3. Корпус на разпределителя
4. О-пръстен
5. Клапан

6 a ; 6 b - предна и задна част на контейнер 140 мл.

7. Уплътнител на контейнер
- 8.USB захранващ кабел тип С (без включен адаптор).
9. Удължител за сутиен (съвместим само със сутиен за кърмене)
10. Силиконови мембрани (фуния)- 4 бр.

ПОДГОТОВКА ЗА УПОТРЕБА

Почистване и дезинфекция

Задвижващият блок и адаптерът не се нуждаят от почистване и дезинфекция, тъй като те не влизат в контакт с кърмата. Преди първата употреба почистете и дезинфекцирайте всички останали части на помпата за кърма. Почиствайте тези части след всяка следваща употреба и ги дезинфекцирайте преди всяка следваща употреба. Изсушавайте добре. **Внимание!** : Моля, подсушете силиконовата мембрана преди употреба, за да избегнете повреда на мотора.

Внимание! : Никога не потапяйте задвижващия блок или адаптера във вода, в съдомиялна машина или в уред за дезинфекция, тъй като това ще ги повреди не обратимо!

1. Разглобете напълно помпата. Отстранете и клапана. Бъдете внимателни, когато отстранявате клапана и когато го почиствате. Ако той се повреди, помпата Ви за кърма няма да работи правилно.

2. Почистете всички части, с изключение на задвижващия блок и адаптера в гореща вода с малко мек течен препарат за миене на съдове и след това ги изплакнете обилно. За да почистите клапана, го разтъркайте внимателно между пръстите си в топла вода с малко течен мицел препарат. Не слагайте предмети в клапана, тъй като това може да го повреди.

Предупреждение! - Не използвайте антибактериални или абразивни препарати за почистване.

Забележка: Уверете се, че сте почистили и дезинфекцирали съответните части на помпата за кърма. Измийте добре ръцете си, преди да работите с почистените части!

Предупреждение! - Внимавайте, тъй като почистените части може да са още горещи. Започнете да глобявате помпата за кърма едва когато почистените части са се охладили.

УПОТРЕБА

Бутони (Снимка 2)

A. Бутон ВКЛ/ИЗКЛ и смяна на режим ; C. Редуциране на вакуума; D. Увеличаване на вакуума ; Индикатори:

E1- Режим на масаж ; E2 - Стимулационен режим; E3 - дълбоко изцеждане; I- Индикатор за сила на вакуума ; H - Индикатор на заряд на батерия.

РАБОТА С БАТЕРИЯТА

ВНИМАНИЕ!!! Преди първата употреба заредете напълно батерията за 8 часа без прекъсване!

Включете USB буксата на захранващият кабел към извода на помпата, а другата страна на захранващият кабел към адаптора, който **не е включен** в комплекта на уреда.

Индикацията на батерията започва да мига до пълното зареждане на батерията.

Важно! Батерията не може да се зарежда повече от 24 часа.

СГЛОБЯВАНЕ НА ПОМПАТА

- Поставете силиконовата диафрагма в корпуса на разпределителя и натиснете с пръсти упълтнителя по ръба надолу за да прилепне добре (Снимка 3).
- Поставете O - пръстена в канала на разпределителя, след което поставете клапана в издаденият отвор и го натиснете с пръсти доколкото е възможно по-навътре така, че да прилегне пътно по ръба (Снимка 4).
- Поставете упълтнителя по ръба на корпуса на контейнера (Снимка 5). Монтирайте предна към задна част на контейнера (Снимка 6).
- Монтирайте корпуса на разпределителя към основният блок на помпата:
 - ориентирайте го така, че отвора да остане от задната страна, след което го притиснете нагоре към основният блок до пълното му прилягане (Снимка 7).
- Внимание!** За да се монтира основният блок към контейнера, важно условие е те да бъдат перпендикулярни. Вкарайте клапана закрепен към основният блок в отвора на корпуса на контейнера, след което притиснете леко надолу и завъртете по часовниковата стрелка до заключването им (Снимка 8).
- Поставете силиконовата мембра на (предварително определена според размера на вашето зърно) в отвора на помпата, като посоката на мембранията обозначена със стрелка съвпадне със посоката на контейнера. След което притиснете с пръсти до идеално упълтнение (Снимка 9).

НАСТРОЙКИ

 **/M** Бутона ВКЛ/ИЗКЛ – задръжте бутона за да включите помпата. Масажиращият режим започва автоматично за 2 минути, след това се променя в режим на изцеждане. По подразбиране времето за изпомпване е 30 минути, помпата автоматично ще се изключи след изтичането на времето.

 **/M** Бутона за промяна на режим – с кратко натискане. С натискане на посочения бутон режимите започват последователно да се сменят на масаж, изцеждане и стимулационен.

 Режим масаж – 9 нива

 Стимулационен режим – 9 нива

 Режим за дълбоко изцеждане – 9 нива

Отделно от това помпата предлага и ръчно регулиране на всеки един режим в порядъка на 9 степени, посредством бутоните + или -.

Важно: Нивото на млякото в бутилката, не трябва да надвишава нивото на клапана!

Не се беспокойте, ако потока на мляко внезапно прекъсне. Спокойно продължете изпомпването, но не повече от 5 минути. Ако не изцеждате повече мляко, опитайте в друго време от деня. Не е необходимо да използвате всички режими за работа, а само този които е най-комфортен за вас. Помпата автоматично се изключва след 30 мин.

ИЗЦЕЖДАНЕ НА КЪРМАТА

Ако се справяте добре с кърменето, е препоръчително (освен ако вашият здравен специалист/съветник по кърменето не е препоръчал друго) да изчакате, докато се установи вашият график на отделяне на кърма и кърмене(обикновено поне 2 до 4 седмици след раждането), преди да започнете с изцеждането.

Изключения:

- Ако в началото имате проблеми с кърменето, редовното изцеждане може да помогне за образуване и поддържане на количеството кърма.
- Ако изцеждате кърма за Вашето бебе, с която да го хранят в болницата.
- Ако гърдите ви са препълнени (болезнени или подути), можете да изцедите малко кърма преди или между кърменията, за да облекчите болката и да помогнете на бебето да засуче по-лесно.
- Ако зърната Ви са възпалени или напукани, може да решите да изцеждате кърмата, докато заздравеят.

— Ако бебето е временно отделено и искате да продължите да кърмите, когато отново е при Вас, е добре да изцеждате редовно, за да стимулирате отделянето на кърма.
Трябва да откриете най-подходящото време на деня за изцеждане, например точно преди или след първото кърмене сутрин, когато гърдите Ви са пълни, или след кърмене, ако бебето не е поело всичко и от двете гърди. Ако сте се върнали на работа, може да е необходимо да изцеждате в почивките. Използването на помпа за кърма изисква практика и може да са необходими няколко опита, докато успеете. За щастие, електрическата помпа за кърма Lorelli е лесна за слгобяване и използване, така че скоро ще свикнете да работите с нея.


ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕР ФУНИЯ

Стъпките за определяне на правилния размер фуния според зърното:

1. Стимулирайте зърната си за да се активират (не пропускайте тази стъпка).
2. Припълзнете отвора на фунията към зърното на гърдата.
3. Изберете размера отвор, съответстващ на основата на зърното (Снимка 10).
4. Вземете измерванията си въз основа размера фуния от таблицата.

Бележка. Оразмеряването се базира на еластичността на зърната. В зависимост от това дали са еластични зърната ви можете да намалите или да увеличите размера на отвора. Ако въпреки това изпитвате дискомфорт, използвайте най-подходящият размер с който бихте се чувствали най-комфортно по време на работа с помпата.

Правилния размер помага за постигане на оптимален поток на кърмата.



Зърна - диаметър измервания	Препоръчителен размер на отвор фуния
16 - 18 mm	18mm
19 - 21 mm	21mm
22 - 24 mm	24mm
25 - 27 mm	27mm

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОМПАТА ЗА КЪРМА

1. Измийте добре ръцете си и се уверете, че гърдите Ви са чисти.
 2. Притиснете тялото на слгобената помпа към гърдата (Снимка 11). Уверете се, че зърното Ви е центрирано, за да може масажната възглавничка (фунията) да създаде херметично уплътнение. Уверете се, че зърното Ви приляга правилно във възглавничката (фунията) (Снимка 10). Може да ползвате помпата към гърдата едновременно със сутиен (Снимка 12). Посредством удължителя за сутиен (съвместим само със сутиен за кърмене) в комплекта на помпата може да регулирате обиколката му.
 3. Заемете някоя от разрешените пози посочени на снимка 13. **Внимание на снимка 14 са посочени неблагоприятните пози в които помпата не функционира правилно и има вероятност от повреда.**
 4. Натиснете бутона за вкл./изкл. Помпата за кърма автоматично започва да работи в режим на масаж (стимулиране) и можете да смените нивото на масаж чрез бутоните за увеличаване и намаляне.
 5. Когато кърмата потече, може да смените режима от масаж на дълбоко изцеждане – чрез бутона за режим и да изберете най-удобното ниво.
- ВНИМАНИЕ:** Не използвайте винаги максималното ниво за изпомпване, просто изберете най-комфортното за Вас.

Забележка: Не се притеснявайте, ако кърмата Ви не потече веднага. Успокойте се и продължете да помпate. При първите няколко пъти на използване на помпата за кърма може да се наложи да зададете режим на по-силно засмукване, за да започне кърмата Ви да тече.

6. В зависимост от личния си комфорт може да решите да използвате режим на по-силно засмукване. Винаги можете да се върнете към режим на по-слабо засмукване.
7. Когато приключите с изцеждането, изключете помпата от бутон ВКЛ/ИЗКЛ и я отстранете внимателно от гърдата си (Снимка 15).

8. Премахнете силиконовата мембрана (фуния) и контейнера от задвижващия блок.

9. Почистете останалите използвани части на помпата за кърма в съответствие с указанията в раздел „Почистване и дезинфекция“.

СЪХРАНЯВАНЕ НА КЪРМА

Предупреждение: Съхранявайте само кърма, която е изцедена с почистена и дезинфекцирана помпа, за осигуряване на хигиена.

- Кърмата може да се съхранява в хладилник (не на вратата) до 48 часа. Изцедената кърма трябва да се постави в хладилника веднага. Ако съхранявате кърма в хладилника и добавяте към нея през деня, добавяйте само кърма, която е изцедена в дезинфекцирана бутилка.

- Кърмата може да се съхранява във фризер до три месеца, ако е в дезинфекцирани бутилки с дезинфекциран винтов пръстен и уплътнителен диск. Поставете етикет на бутилката, на който сте отбелязали ясно датата и часа на изцеждане, и използвайте първо по-старата кърма.

- Ако ще храните бебето с изцедената кърма в рамките на 48 часа, можете да я съхранявате в хладилника в сглобена бутилка.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Винаги поставяйте изцедената кърма в хладилника или фризера незабавно.

Съхранявайте само кърма, която е изцедена с дезинфекцирана помпа за кърма в дезинфекцирани бутилки.

Никога не замразявайте веднъж размразена кърма.

Никога не добавяйте нова кърма към вече замразената.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Проблем: Изпитвам болка, когато използвам помпата за кърма.

Решение: Възможната причина е прекомерното засмукване. Не се нуждаете от пълната сила на вакуума произведен от помпата. Първоначално използвайте режим „Масаж“, за масажна стимулация след което може да превключите на експресен режим. Ако болките не намалеят, спрете да използвате помпата за кърма и се консултирайте с вашия съветник по кърменето. Ако помпата не се отделя лесно от гърдата, може да прекъснете вакуумната връзка, като поставите пръст между гърдата и масажната възглавничка.

Проблем: Помпата за кърма не работи.

Решение: Първо проверете дали сте сглобили правилно помпата за кърма. За предпазване от взаимни смущения дръжте друго електрическо оборудване, като мобилен телефон или лаптоп, далече от помпата за кърма по време на изцеждане. Проверете батерията, дали е заредена.

Проблем: Не усещам никакво засмукване.

Решение: Проверете дали сте сглобили правилно помпата за кърма, като следвате стъпките в раздел „Подготовка за употреба“. Уверете се, че клапаните са правилно поставени и проверете за повреди или износвания. Сменете клапана при необходимост. Също така се уверете, че помпата е поставена правилно към гърдата, за да се получи вакуум.

Проблем: Помпата засмуква твърде силно.

Решение: Следвайте указанията по-долу, ако усещате прекалено силно засмукване от помпата за кърма:

Уверете се, че използвате само части, препоръчани от производителя.

Уверете се, че сте сглобили помпата за кърма с масажната възглавничка: неизползването на масажната възглавничка може да доведе до образуването на прекалено много вакуум.

Когато използвате помпата за кърмене за първи път, отначало може да усетите прекалено силно засмукване. Упражняването може да помогне. Ако проблемът продължава, се консултирайте с Вашия съветник по кърменето.

УСЛОВИЯ НА ИЗПОЛЗВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

Пазете помпата за кърма от пряка слънчева светлина, тъй като продължителното ѝ излагане на слънце може да причини промяна на цвета. Съхранявайте помпата за кърма и аксесоарите ѝ на безопасно, чисто и сухо място.

Ако уредът е бил съхраняван в гореща или студена среда, поставете го в средата на използване и го оставете да достигне температура в границите на условията на използване (10°C до 30°C), преди да работите с него.

Уверете се, че напрежението на захранващия адаптер е съвместимо едновременно с източника на захранване и с батерията на помпата за кърма.

Използването на захранващ адаптер различен от препоръчаният от производителя, може да причини не обратими повреди на Вашата помпа за кърма.

Използвайте само Lorelli захранващ адаптер или сертифициран USB type C адаптер със следните спецификации:

Адаптер входно напрежение на мрежата: AC $100 - 240\text{ V}$; $50/60\text{ Hz}$ / 0.45 A

Изходно напрежение: 5.0 V ; 1000 mAh

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

1. Литиева батерия 3.7 V 1200

2. Фиксирано време: 30 minutes

3. Засмукваща сила: $60\text{ mmhg} - 150\text{ mmhg}$

4. Ниво на шума: <60dB

5. Условия на околната среда при работа: Температура $10 - 30^{\circ}\text{C}$, Относителна влажност 15% - 93%,

6. Условия на околната среда при съхранение: Температура $-25 - 50^{\circ}\text{C}$, Относителна влажност 15% - 93%,

7. IP клас: IPX0 .

Πριν χρησιμοποιήσετε το θήλαστρο, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσης και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

GR

Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια

Πριν χρησιμοποιήσετε το θήλαστρο, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσης και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

Σκοπός

Το ηλεκτρικό θήλαστρο προορίζεται για στίψιμο και συλλογή μητρικού γάλακτος από το στήθος των γυναικών που θηλάζουν. Η συσκευή προορίζεται για έναν χρήστη!

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



Αντενδείξεις

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το θήλαστρο ενώ είστε έγκυος, καθώς η άντληση μπορεί να προκαλέσει γέννα.

Για την αποφυγή τραυματισμών και ζημιών, οι σημαντικές σημειώσεις εξηγούνται χρησιμοποιώντας διαφορετικά σύμβολα. Τα σύμβολα και η σημασία τους είναι τα εξής:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! - υποδεικνύει δυνητικά επικίνδυνες καταστάσεις οι οποίες, εάν δεν αποφευχθούν, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.

ΠΡΟΣΟΧΗ! - υποδεικνύει μια δυνητικά επικίνδυνες καταστάσεις οι οποίες, εάν δεν αποφευχθούν, μπορούν να οδηγήσουν σε ελαφρύ ή μέτριο τραυματισμό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Προειδοποιήσεις για αποφυγή πνιγμού, στραγγαλισμού και τραυματισμού:

- Μην επιτρέπετε σε παιδιά ή κατοικίδια να παίζουν με τη μονάδα κίνησης, τον προσαρμογέα ή τα αξεσουάρ.
- Επιβλέπετε τα παιδιά ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή.
- **Αποσυνδέετε πάντα** το θήλαστρο αμέσως μετά τη χρήση.
- Μην αφήνετε το θήλαστρο χωρίς επιβλέψη ενώ είναι συνδεδεμένο.
- Αυτό το θήλαστρο δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης. Αυτά τα άτομα μπορούν να χρησιμοποιούν αυτό το θήλαστρο μόνο εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλεια τους σχετικά με τον τρόπο χρήσης της συσκευής.

Προειδοποιήσεις για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας και εγκαυμάτων:

- Πριν από κάθε χρήση, ελέγχετε το θήλαστρο, συμπεριλαμβανομένου του προσαρμογέα, για σημάδια βλάβης. Μη χρησιμοποιείτε το θήλαστρο εάν ο προσαρμογέας ή το βύσμα είναι χαλασμένο, εάν δεν λειτουργεί σωστά ή εάν έχει πέσει ή βυθιστεί στο νερό.
- Χρησιμοποιήστε μόνο τον συνιστώμενο προσαρμογέα και την καθορισμένη τάση για να αποτρέψετε την υπερθέρμανση του προσαρμογέα, τη βλάβη ή τα ατυχήματα.
- Μην αγγίζετε τον μετασχηματιστή AC και το θήλαστρο κατά τη διάρκεια καταιγίδων.
- Μην τοποθετείτε το θήλαστρο/ την μπαταρία/ τον προσαρμογέα AC σε άμεσο ηλιακό φως ή βροχή, κοντά σε θερμάστρες ή άλλες ζεστές συσκευές, σε μέρη που εκτίθενται σε εξαιρετικά υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες, υψηλή υγρασία ή σκόνη.
- Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο θήλαστρο και μην καταστρέψετε το καλώδιο ή το βύσμα. Μην τεντώνετε ή στρίβετε δυνατά το καλώδιο.
- Κρατάτε πάντα το τροφοδοτικό AC όταν το βγάλετε από την πρίζα. Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα είναι καλά τοποθετημένο στην πρίζα. Μην χρησιμοποιείτε πρίζα που είναι χαλαρό.

- Μην αφήνετε το θήλαστρο/ την μπαταρία/ τον προσαρμογέα AC να βραχούν.
- Μην αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε το θήλαστρο/ την μπαταρία/ τον προσαρμογέα AC. Μην πετάτε την μπαταρία στη φωτιά και μην την εκθέτετε σε θερμότητα.
- Αποσυνδέστε αμέσως το τροφοδοτικό AC και αφαιρέστε την μπαταρία και σταματήστε να χρησιμοποιείτε το θήλαστρο εάν παρατηρήσετε αφύσικη οσμή, θέρμανση, αποχρωματισμό, παραμόρφωση ή οιδίκη ποτε ασυνήθιστο κατά τη χρήση ή την αποθήκευση του θηλάστρου.
- Προειδοποίησεις για την αποφυγή δηλητηρίασης, μόλυνσης και διασφάλιση της υγειεινής:
- Για λόγους υγειεινής, το θήλαστρο προορίζεται για επαναλαμβανόμενη χρήση μόνο από έναν χρήστη.
- Πριν από κάθε χρήση, καθαρίστε, ξεπλύνετε και απολυμάνετε όλα τα μέρη του θηλάστρου, εκτός από τη μονάδα κίνησης και τον προσαρμογέα.
- Αποθηκεύστε μόνο το μητρικό γάλα που έχει εικυθεί με καθαρισμένο και απολυμασμένο θήλαστρο.
- Μη χρησιμοποιείτε το θήλαστρο εάν το διάφραγμα σιλικόνης φαίνεται κατεστραμμένο ή ελαττωματικό.
- Μην καθαρίζετε τα μέρη του θηλάστρου με αντιβακτηριακά ή λειαντικά καθαριστικά.

Προειδοποίησεις για αποφυγή προβλημάτων και πόνων που σχετίζονται με τους μαστούς και τις θηλές:

- Μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε το σώμα του θηλάστρου ενώ είναι στερεωμένο στο στήθος με κενό. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και σπάστε τη σύνδεση κενού τοποθετώντας ένα δάχτυλο ανάμεσα στο στήθος σας και τη χόλην του θηλάστρου. Στη συνέχεια αφαιρέστε το θήλαστρο από το στήθος.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το θήλαστρο όταν είστε μισοκοιμησμένη ή νυστάζετε για να αποφύγετε την απροσεξία κατά τη χρήση.
- Πάντα να απενεργοποιείτε το θήλαστρο πριν το αφαιρέσετε από το στήθος για να απελευθερώσετε το κενό.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ αξεσουάρ ή ανταλλακτικά από άλλους κατασκευαστές ή αυτά που δεν συνιστώνται ειδικά από τον κατασκευαστή. Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει δυσλειτουργία της συσκευής και μπορεί να επηρεάσει την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (ΗΣ). Η χρήση τέτοιων εξαρτημάτων ή ανταλλακτικών ακυρώνει την εγγύησή σας.
- Μην αντλείτε για περισσότερο από 5 λεπτά χωρίς διακοπή εάν δεν βγαίνει μητρικό γάλα. Δοκιμάστε να κάνετε άντληση σε διαφορετική ώρα της ημέρας.
- Εάν η διαδικασία γίνεται πολύ άβολη ή επωδύνη, σταματήστε να χρησιμοποιείτε το θήλαστρο και συμβουλευτείτε τον σύμβουλο γαλουχίας σας.
- Εάν η πίεση που δημιουργείται σας προκαλεί ενόχληση ή πόνο, απενεργοποιήστε τη συσκευή, σπάστε τη σύνδεση κενού τοποθετώντας ένα δάχτυλο ανάμεσα στο στήθος και το σώμα του θηλάστρου και αφαιρέστε το θήλαστρο από το στήθος σας.
- Ποτέ μην ρίχνετε και μην εισάγετε ξένα αντικείμενα στα ανοίγματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Προειδοποίησεις για την αποφυγή προσωπικού τραυματισμού, ζημιάς και δυσλειτουργίας του προϊόντος:

- Μην αφήνετε τον προσαρμογέα και τη μονάδα κίνησης να έρθουν σε επαφή με νερό.
- Κρατήστε τον προσαρμογέα και τη μονάδα κίνησης μακριά από θερμές επιφάνειες για να αποφύγετε την υπερθέρμανση και την παραμόρφωση αυτών των εξαρτημάτων.
- Μην τοποθετείτε ποτέ τη μονάδα μετάδοσης κίνησης ή τον προσαρμογέα σε νερό, σε πλυντήριο πιάτων ή σε συσκευή απολύμανσης.
- Αν και το θήλαστρο συμμορφώνεται με τις ισχύουσες οδηγίες ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας, ενδέχεται να εξακολουθεί να είναι ευαίσθητο σε ισχυρότερες εκπομπές ή/και να προκαλεί παρεμβολές σε άλλο εξοπλισμό. Αυτό μπορεί να προκαλέσει τη διακοπή λειτουργίας του θηλάστρου ή τη μετάβαση σε λειτουργία σφάλματος. Για την αποφυγή αμοιβαίων παρεμβολών, κρατήστε τον άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό μακριά από το θήλαστρο κατά τη διάρκεια του στραγγίσματος (βλ. «Τεχνικές πληροφορίες»).
- Στη μονάδα κίνησης του θήλαστρου δεν υπάρχουν εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν από τον χρήστη. Δεν επιτρέπεται καμία τροποποίηση του εξοπλισμού. Άλλιώς θα ακυρωθεί η εγγύησή σας.
- Μην ρίχνετε και μην χτυπάτε το θήλαστρο/ τον μετασχηματιστή AC. Μην πιέζετε δυνατά την οθόνη LCD.
- Η μονάδα κίνησης και ο προσαρμογέας δεν χρειάζονται καθαρισμό και αποστείρωση καθώς δεν έρχονται σε επαφή με το μητρικό γάλα.

- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ αλκοόλ ή άλλους οργανικούς διαλύτες για να καθαρίσετε το θήλαστρο.
- Μη χρησιμοποιείτε το θήλαστρο με τρόπο ή για σκοπούς άλλους από αυτούς που περιγράφονται στις οδηγίες. Κάτι τέτοιο μπορεί να οδηγήσει σε ατυχήματα ή ζημιά στο θήλαστρο.

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Φωτογραφία 1:

1. Βασικό μπλοκ
2. Διάφραγμα σιλικόνης
3. Σώμα του εξαρτήματος διανομής
4. Ο-δακτύλιος
5. Βαλβίδα
- 6 a, 6 b – μπροστινό και πίσω μέρος του δοχείου
140 ml

7. Εξάρτημα στεγανοποίησης του δοχείου
8. USB καλώδιο τροφοδοσίας τύπου C (χωρίς συμπεριλαμβανόμενο προσαρμογέα).
9. Προέκταση για σουπιέν (συμβατή μόνο με σουπιέν για θήλασμα)
10. Μεμβράνη σιλικόνης (χοάνη) - 4 τεμ.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

Καθαρισμός και απολύμανση

Η μονάδα κίνησης και ο προσαρμογέας δεν χρειάζεται να καθαριστούν και να απολυμανθούν καθώς δεν έρχονται σε επαφή με το μητρικό γάλα. Πριν από την πρώτη χρήση, καθαρίστε και απολυμάνετε όλα τα άλλα μέρη του θήλαστρου. Καθαρίστε αυτά τα μέρη μετά από κάθε επόμενη χρήση και απολυμάνετε τα πριν από κάθε επόμενη χρήση. Να τα στεγνώνετε καλά. **Προσοχή! : Στεγνώστε τη μεμβράνη σιλικόνης πριν τη χρήση για να αποφύγετε ζημιά στον κινητήρα.**

Προσοχή! : Ποτέ μην βυθίζετε τη μονάδα μετάδοσης κίνησης ή τον προσαρμογέα σε νερό, σε πλυντήριο πιάτων ή σε απολυμαντικό, γιατί θα τους βλάψει ανεπανόρθωτα!

1. Αποσυναρμολογήστε πλήρως το θήλαστρο. Αφαιρέστε επίσης τη βαλβίδα. Να είστε προσεκτικοί όταν αφαιρείτε τη βαλβίδα και όταν την καθαρίζετε. Αν σπάσει, το θήλαστρό σας δεν θα λειτουργήσει σωστά.

2. Καθαρίστε όλα τα μέρη εκτός από τη μονάδα κίνησης και τον προσαρμογέα σε ζεστό νερό με λίγο ήπιο υγρό απορρυπαντικό πιάτων και στη συνέχεια ξεπλύνετε καλά. Για να καθαρίσετε τη βαλβίδα, τρίψτε την απαλά ανάμεσα στα δάχτυλά σας σε ζεστό νερό με λίγο υγρό απορρυπαντικό. Μην εισάγετε αντικείμενα στη βαλβίδα γιατί μπορεί να την καταστρέψετε.

Προειδοποίηση! - Μη χρησιμοποιείτε αντιβακτηριακά ή λειαντικά καθαριστικά.

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι έχετε καθαρίσει και απολυμάνει τα σχετικά μέρη του θήλαστρου. Πλύνετε καλά τα χέρια σας πριν χειριστείτε τα καθαρισμένα μέρη!

Προειδοποίηση! - Προσέξτε γιατί τα καθαρισμένα μέρη μπορεί να είναι ακόμα ζεστά. Ξεκινήστε τη συναρμολόγηση του θήλαστρου μόνο όταν τα καθαρισμένα μέρη έχουν κρυώσει.

ΧΡΗΣΗ

Κουμπιά (Φωτογραφία 2)

A. Κουμπί ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ και αλλαγή της λειτουργίας. C. Μείωση του κενού αέρος. D. Αύξηση του κενού αέρος.

Ενδείξεις:

E1- Λειτουργία μασάζ. E2 – Λειτουργία τόνωσης. E3 – Βαθιά άντληση. I- Ένδειξη για την δύναμη του κενού αέρος. H – Ένδειξη για την φόρτιση της μπαταρίας.

ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Πριν την πρώτη χρήση φορτίστε πλήρως την μπαταρία για 8 ώρες χωρίς διακοπή!

Συνδέστε την USB άκρη του τροφοδοτικού καλωδίου στην έξοδο της αντλίας, ενώ την άλλη πλευρά του τροφοδοτικού καλωδίου στον προσαρμογέα, ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στο σετ της συσκευής.

Η ένδειξη της μπαταρίας αρχίζει να αναβοσβήνει μέχρι την πλήρη φόρτιση της μπαταρίας.

Προσοχή! Η μπαταρία δεν δύναται να φορτίζεται για περισσότερες από 24 ώρες.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ

1. Τοποθετήστε το διάφραγμα σιλικόνης στο σώμα του εξαρτήματος διανομής και πατήστε με τα δάκτυλα το εξάρτημα στεγανοποίησης στην άκρη προς τα κάτω για να προσαρμοστεί καλά (Φωτογραφία 3).

2. Τοποθετήστε τον Ο – δακτύλιο στο κανάλι του εξαρτήματος διανομής, μετά το οποίο τοποθετήστε την βαλβίδα στην οπή που προεξέχει και πατήστε με τα δάκτυλά σας όσο είναι δυνατόν περισσότερο προς τα μέσα έτοις ώστε να προσαρμοστεί σφιχτά στην άκρη (Φωτογραφία 4).

3. Τοποθετήστε το εξάρτημα στεγανοποίησης στην άκρη του σώματος του δοχείου (Φωτογραφία 5). Συναρμολογήστε το μπροστινό μέρος στο πίσω μέρος του δοχείου (Φωτογραφία 6).

4. Συναρμολογήστε το σώμα του εξαρτήματος διανομής στο βασικό μπλοκ της αντλίας:

- προσανατολίστε με τέτοιον τρόπο, που η οπή να μείνει στην πίσω πλευρά, μετά το οποίο πατήστε προς τα επάνω στο βασικό μπλοκ έως πλήρη εφαρμογή (Φωτογραφία 7).

5. Προσοχή! Για να συναρμολογηθεί το βασικό μπλοκ στο δοχείο, σημαντική προϋπόθεση είναι τα ίδια να είναι κάθετα.

Περάστε την βαλβίδα στηριγμένη στο βασικό μπλοκ στην οπή του σώματος του δοχείου, μετά το οποίο πατήστε ελαφρώς προς τα κάτω και γυρίστε στην κατεύθυνση του δείκτη του ρολογιού μέχρι να ασφαλιστούν (Φωτογραφία 8).

6. Τοποθετήστε τη μεμβράνη σιλικόνης (εκ των προτέρων προσδιορισμένη ανάλογα με το μέγεθος της θηλής σας) στην οπή της αντλίας όπως η κατεύθυνση της μεμβράνης σημειωμένη με βέλος πρέπει ταιριάζει με την κατεύθυνση του δοχείου. Στην συνέχεια πατήστε με τα δάκτυλα έως τέλεια εφαρμογή (Φωτογραφία 9).

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

 **/M** Κουμπί ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ – Κρατήστε το κουμπί για να ενεργοποιήσετε την αντλία. Η λειτουργία για μασάζ αρχίζει αυτόματα για 2 λεπτά, μετά το οποίο τροποποιείται σε λειτουργία άντλησης. Ο προεπιλεγμένος χρόνος άντλησης είναι 30 λεπτά, όπως η αντλία θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά τη λήξη του χρόνου.

 **/M** Κουμπί για αλλαγή της λειτουργίας – με σύντομο πάτημα. Πατώντας το προαναφερόμενο κουμπί οι λειτουργίες αρχίζουν διαδοχικά να αλλάζουν σε μασάζ, άντληση και τόνωση.

 Λειτουργία μασάζ – 9 επίπεδα

 Λειτουργία τόνωσης – 9 επίπεδα

 Λειτουργία βαθιάς άντλησης – 9 επίπεδα

Επιπλέον η αντλία προσφέρει και χειροκίνητη ρύθμιση κάθε μιας λειτουργίας σε 9 βαθμίδες, ανάλογα με τα κουμπιά + ή –.

Προσοχή: Το επίπεδο του γάλακτος στην φιάλη δεν πρέπει να υπερβαίνει το επίπεδο της βαλβίδας.

Μην ανησυχείτε, εάν η ροή του γάλακτος απότομα σταματήσει. Ήσυχα συνεχίστε την άντληση, όμως όχι για περισσότερα από 5 λεπτά. Εάν δεν βγάζετε περισσότερο γάλα, δοκιμάστε κατά την διάρκεια άλλης στιγμής της ημέρας, Δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιείτε όλες τις λειτουργίες, αλλά μόνο εκείνη, η οποία είναι πιο άνετη για εσάς. Η αντλία αυτόματα θα απενεργοποιηθεί μετά από 30 λεπτά.

ΠΟΤΕ ΝΑ ΑΝΤΛΕΙΣΤΕ ΓΑΛΑ

Εάν τα πάτε καλά με το θηλασμό, συνιστάται (εκτός εάν ο επαγγελματίας υγειονομικής περίθαλψης/ο σύμβουλος γαλουχίας σας συστήσει διαφορετικά) να περιμένετε μέχρι να καθοριστεί το πρόγραμμα απελευθέρωσης του γάλακτος και το πρόγραμμα θηλασμού (συνήθως τουλάχιστον 2 έως 4 εβδομάδες μετά την γέννηση) πριν να ξεκινήσετε με την άντληση.

Εξαιρέσεις:

— Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με το θηλασμό στην αρχή, η τακτική άντληση μπορεί να σας βοηθήσει να χτίσετε και να διατηρήσετε την παροχή γάλακτος.

— Εάν αντλείτε μητρικό γάλα για το μωρό σας να το ταΐσουν στο νοσοκομείο.

— Εάν το στήθος σας έχει φουσκώσει (πονάει ή είναι πτρησμένο), μπορείτε να βγάλετε λίγο μητρικό γάλα πριν ή μεταξύ των θηλάξεων για να απαλύνετε τον πόνο και να βοηθήσετε το μωρό σας να θηλάσει πιο εύκολα.

— Εάν οι θηλές σας πονάνε ή έχουν ραγίσει, μπορεί να αποφασίσετε να αντλήσετε μητρικό γάλα μέχρι να επουλωθούν.

— Εάν το μωρό είναι προσωρινά χωρισμένο και θέλετε να συνεχίσετε να θηλάζετε όταν είναι πίσω μαζί σας, καλό είναι να το κάνετε τακτικά για να τονωθεί η απελευθέρωση του μητρικού γάλακτος.

Πρέπει να βρείτε την καλύτερη ώρα της ημέρας για να αντλήσετε, για παράδειγμα λίγο πριν ή μετά τον πρώτο θηλασμό το πρωί όταν το στήθος σας είναι γεμάτο, ή μετά από ένα θηλασμό εάν το μωρό δεν έχει πάρει τα πάντα και από τα δύο στήθη. Εάν έχετε επιστρέψει στη δουλειά, μπορεί να χρειαστεί να θηλάζετε στα διαλείμματα. Η χρήση θηλαστρου απαιτεί εξάσκηση και μπορεί να χρειαστούν μερικές προσπάθειες για να το πετύχετε. Ευτυχώς το θήλαστρο της Lorelli είναι εύκολο στη συναρμολόγηση και στη χρήση, οπότε σύντομα θα συνηθίσετε να το χρησιμοποιείτε.


ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΗΣ ΧΟΑΝΗΣ

Βήματα για προσδιορισμό του σωστού μεγέθους: Χοάνη ανάλογα με την θηλή:

1. Τονώστε τις θηλές σας για να ενεργοποιηθούν (μην παραλείπετε αυτό το βήμα).
2. Σύρετε την οπή της χοάνης στην θηλή του στήθους.
3. Επιλέξτε το μέγεθος της οπής, που αντιστοιχεί στην βάση της θηλής (Φωτογραφία 10).
4. Μετρήστε με βάση το μέγεθος της χοάνης από τον πίνακα.

Σημείωση: Ο προσδιορισμός του μεγέθους είναι ανάλογα με την ελαστικότητα των θηλών. Ανάλογα με το εάν οι θηλές σας είναι ελαστικές εσείς μπορείτε να μειώσετε ή να αυξήσετε το μέγεθος της οπής. Εάν παρόλο αυτά αισθάνεστε δυσφορία, χρησιμοποιήστε το πιο κατάλληλο μέγεθος, με το οποίο θα αισθανόσασταν πιο άνετα κατά την διάρκεια του χειρισμού της αντλίας. Το σωστό μέγεθος βοηθάει στην επίτευξη βέλτιστης ροής του γάλακτος.

Εργαλείο μέτρησης
θηλών.



Θηλές – διάμετρος μέτρησης	Συνιστώμενο μέγεθος της οπής της χοάνης
16 - 18 mm	18mm
19 - 21 mm	21mm
22 - 24 mm	24mm
25 - 27 mm	27mm

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΘΗΛΑΣΤΡΟΥ

1. Πλύνετε καλά τα χέρια σας και βεβαιωθείτε, ότι τα στήθη σας είναι καθαρά.
2. Πατήστε το σώμα της συναρμολογημένης αντλίας στο στήθος (Φωτογραφία 11). Βεβαιωθείτε, ότι η θηλή σας βρίσκεται στο κέντρο, για να μπορέσει το μαξιλαράκι, το οποίο προορίζεται για μασάζ (η χοάνη) να δημιουργήσει ερμητικό σφράγισμα. Βεβαιωθείτε, ότι η θηλή σας εφάπτεται σωστά στο μαξιλαράκι (στην χοάνη) (Φωτογραφία 10). Μπορείτε να χρησιμοποιείτε την αντλία στο στήθος ταυτόχρονα με σουτιέν (Φωτογραφία 12). Μέσω της προέκτασης για σουτιέν (συμβατή μόνο με σουτιέν για θήλασμα) στο σετ της αντλίας μπορείτε να ρυθμίσετε την περίμετρό του.
3. Πάρτε μια από τις επιτρεπόμενες στάσεις, οι οποίες απεικονίζονται στη Φωτογραφία 13. Προσοχή: στη φωτογραφία 14 απεικονίζονται οι δυσμενείς στάσεις, στις οποίες η αντλία δεν λειτουργεί σωστά και υπάρχει κίνδυνος βλάβης.
4. Πατήστε το κουμπί ενεργοποίηση/απενεργοποίηση. Η αντλία γάλακτος αυτόματα θα αρχίσει να λειτουργεί με λειτουργία μασάζ (τόνωση) και μπορείτε να αλλάξετε το επίπεδο του μασάζ μέσω των κουμπιών για αύξηση και μείωση.
5. Όταν το γάλα αρχίσει να ρέει, μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία από μασάζ σε βαθιά άντληση – μέσω του κουμπιού για λειτουργία και να επιλέξετε το πιο άνετο επίπεδο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη χρησιμοποιείτε πάντα το μέγιστο βαθμό άντλησης, αλλά απλά επιλέξτε τον πιο άνετο για εσάς.

Παρατήρηση: Μη στεναχωρίστε εάν το γάλα σας δεν αρχίσει να ρέει αμέσως. Χαλαρώστε και συνεχίστε να αντλείτε. Τις πρώτες μερικές φορές όταν χρησιμοποιείτε την αντλία γάλακτος μπορεί να χρειαστεί να επιλέξετε λειτουργία δυνατότερης άντλησης, για να αρχίσει το γάλα σας να ρέει.

6. Ανάλογα με την προσωπική σας άνεση μπορείτε να αποφασίσετε να χρησιμοποιείτε λειτουργία δυνατότερης άντλησης. Πάντα μπορείτε να επαναφέρετε τη λειτουργία ηπιότερης άντλησης.

7. Όταν ολοκληρώσετε την άντληση, απενεργοποιήστε την αντλία από το κουμπί ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ / ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ και αφαιρέστε την από το στήθος σας (Φωνογραφία 15).

8. Αφαιρέστε τη μεμβράνη σιλικόνης (χοάνη) και το δοχείο από το μπλοκ ενεργοποίησης.

9. Καθαρίστε τα υπόλοιπα χρησιμοποιημένα μέρη της αντλίας γάλακτος ανάλογα με τις οδηγίες στην ενότητα «Καθαρισμός και απολύμανση».

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

Προειδοποίηση: Αποθηκεύστε μόνο το μητρικό γάλα που έχει εκχυθεί με καθαρισμένο και απολυμασμένο θήλαστρο για να διασφαλίσετε την υγεινή.

- Το μητρικό γάλα μπορεί να συντηρηθεί στο ψυγείο (όχι στην πόρτα) έως και 48 ώρες. Το εξαντλημένο μητρικό γάλα πρέπει να φυλάσσεται αμέσως στο ψυγείο. Εάν συντηρήσετε το μητρικό γάλα στο ψυγείο και το προσθέτετε σε αυτό κατά τη διάρκεια της ημέρας, προσθέστε μόνο μητρικό γάλα που έχει εκχυθεί σε απολυμασμένο μπιμπερό.

- Το μητρικό γάλα μπορεί να συντηρηθεί στην κατάψυξη για έως και τρεις μήνες εάν είναι σε αποστειρωμένα μπουκάλια με αποστειρωμένο βιδωτό δακτύλιο και στεγανοποιητικό δίσκο. Τοποθετήστε μια ετικέτα στο μπιμπερό με σαφή ένδειξη της ημερομηνίας και της ώρας που το εκφράζετε και χρησιμοποιήστε πρώτα το παλαιότερο μητρικό γάλα.

- Εάν πρόκειται να ταΐσετε το μωρό σας με το μητρικό γάλα μέσα σε 48 ώρες, μπορείτε να το φυλάξετε στο ψυγείο σε συναρμολογημένο μπιμπερό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Πάντα να βάζετε αμέσως το μητρικό γάλα στο ψυγείο ή στην κατάψυξη.

Αποθηκεύστε μόνο το μητρικό γάλα που έχει εκχυθεί με απολυμασμένο θήλαστρο σε απολυμανμένα μπιμπερό.

Μην καταψύχετε ποτέ το μητρικό γάλα μόλις αποψυχθεί.

Μην προσθέτετε ποτέ νέο μητρικό γάλα σε ήδη κατεψυγμένο μητρικό γάλα.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα: Πονάω όταν χρησιμοποιώ το θήλαστρο.

Λύση: Πιθανή αιτία είναι η υπερβολική αναρρόφηση. Δεν χρειάζεστε την πλήρη δύναμη του κενού που παράγεται από το θήλαστρο. Αρχικά, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία "Μασάζ" για διέγερση μασάζ και, στη συνέχεια, μπορείτε να μεταβείτε στη λειτουργία εξπρές. Εάν ο πόνος δεν υποχωρεί, σταματήστε να χρησιμοποιείτε το θήλαστρο και συμβουλευτείτε τον σύμβουλο γαλουχίας σας. Εάν το θήλαστρο δεν βγαίνει εύκολα από το στήθος, μπορείτε να σπάσετε τη σύνδεση κενού τοποθετώντας το δάχτυλό σας ανάμεσα στο στήθος και το μαξιλαράκι μασάζ.

Πρόβλημα: Το θήλαστρο δεν λειτουργεί.

Λύση: Πρώτα, ελέγχετε εάν έχετε συναρμολογήσει σωστά το θήλαστρο. Για την αποφυγή αμοιβαίων παρεμβολών, κρατήστε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό, όπως κινητό τηλέφωνο ή φορητό υπολογιστή, μακριά από το θήλαστρο την ώρα που αντλείτε. Ελέγχετε εάν η μπαταρία είναι φορτισμένη.

Πρόβλημα: Δεν νιώθω αναρρόφηση.

Λύση: Ελέγχετε εάν έχετε συναρμολογήσει σωστά το θήλαστρο ακολουθώντας τα βήματα στην ενότητα "Προετοιμασία για χρήση". Βεβαιωθείτε ότι οι βαλβίδες έχουν τοποθετηθεί σωστά και ελέγχετε για ζημιά ή φθορά. Αντικαταστήστε τη βαλβίδα εάν χρειάζεται. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι το θήλαστρο έχει τοποθετηθεί σωστά στο σήθισο για να δημιουργηθεί κενό.

Πρόβλημα: Το θήλαστρο ρουφάει πολύ δυνατά.

Λύση: Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες εάν αισθάνεστε πολύ δυνατή αναρρόφηση από το θήλαστρο:

Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε μόνο ανταλλακτικά που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε συναρμολογήσει το θήλαστρο με το μαξιλάρι μασάζ: η μη χρήση του μαξιλαριού μασάζ μπορεί να προκαλέσει τη δημιουργία υπερβολικού κενού.

Όταν χρησιμοποιείτε το θήλαστρο για πρώτη φορά, μπορεί να αισθανθείτε πολύ δυνατή αναρρόφηση στην αρχή. Η άσκηση μπορεί να βοηθήσει. Εάν το πρόβλημα επιμένει, συμβουλευτείτε τον σύμβουλο γαλουχίας.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Κρατήστε το θήλαστρο μακριά από το άμεσο ηλιακό φως, καθώς η παρατεταμένη έκθεσή του στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει αποχρωματισμό. Αποθηκεύστε το θήλαστρο και τα εξαρτήματά του σε ασφαλές, καθαρό και στεγνό μέρος. Εάν η συσκευή έχει αποθηκευτεί σε ζεστό ή κρύο περιβάλλον, τοποθετήστε τη στο περιβάλλον χρήστης και αφήστε τη να φτάσει σε θερμοκρασία εντός των ορίων των συνθηκών χρήσης

(10 °C έως 30 °C) πριν το χειριστείτε.

Βεβαιωθείτε, ότι η τάση του προσαρμογέα τροφοδότησης είναι συμβατή ταυτόχρονα με την πηγή της τροφοδότησης και με την μπαταρία της αντλίας γάλακτος.

Η χρήση προσαρμογέα τροφοδότησης, ο οποίος διαφέρει από τον συνιστώμενο από τον κατασκευαστή, μπορεί να προκαλέσει μη αναστρέψιμες βλάβες της δικής σας αντλίας γάλακτος.

Χρησιμοποιήστε μόνο προσαρμογέα τροφοδότησης Lorelli ή πιστοποιημένο προσαρμογέα USB type C με τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Προσαρμογέας με τάση εισόδου του δικτύου: AC 100 – 240 V; 50/60 Hz / 0.45 A

Τάση εξόδου: 5.0V; 1000 mAh

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Μπαταρία λιθίου: 3.7V 1200mAh

2. Καθορισμένη ώρα: 30 λεπτά

3. Ισχύς αναρρόφησης: 60 mmhg-150 mmhg

4. Επίπεδο θορύβου: <60 dB

5. Περιβαλλοντικές συνθήκες στην εργασία: Θερμοκρασία 10-30 °C, Σχετική υγρασία: 15% - 93%,

6. Περιβαλλοντικές συνθήκες αποθήκευσης: Θερμοκρασία -25 -50 °C, Σχετική υγρασία 15% - 93%

7. IP κλάση: IPX0 .

قبل استخدام مضخة الثدي، يُرجى قراءة هذا الدليل بعناية والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

AR

معلومات هامة للسلامة

قبل استخدام مضخة الثدي، يُرجى قراءة هذا الدليل بعناية والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

الغرض

مضخة الثدي الكهربائية مصممة لشفط وجمع حليب الثدي من النساء المرضعات. هذا الجهاز مصمم للاستخدام من قبل مستخدم واحد فقط!

توصيات السلامة

موانع الاستعمال

تنبيه! لا تستخدمي مضخة الثدي أبداً أثناء الحمل، حيث أن الشفط قد يسبب الولادة. لمنع الإصابات والأضرار، يتم توضيح التنبيةات الهامة باستخدamation رموز مختلفة. الرموز ومعانيها كالتالي:
تحذير! – يشير إلى مواقف خطيرة محتملة، إذا لم يتم تجنبها، قد تؤدي إلى الوفاة أو إصابات خطيرة.
تنبيه! – يشير إلى مواقف خطيرة محتملة، إذا لم يتم تجنبها، قد تؤدي إلى إصابات طفيفة أو متوسطة.

تحذير

تحذيرات لتجنب الاختناق والخنق والإصابات:

- لا تسمح للأطفال أو الحيوانات الأليفة باللعب بوحدة التشغيل أو المحول أو الملحقات.
- راقب الأطفال لمنعهم من اللعب بالجهاز.
- قم دائمًا بفصل مضخة الثدي من مقبس الكهرباء فور الانتهاء من استخدامها.
- لا تترك مضخة الثدي دون مرافقة أثناء توصيلها بمقبس الكهرباء.
- هذه المضخة ليست مخصصة للاستخدام من قبل الأشخاص (بما في ذلك الأطفال) ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة، أو الذين ليس لديهم خبرة وعمرفة. يمكن لهؤلاء الأشخاص استخدام هذه المضخة فقط إذا كانوا تحت الإشراف أو تم توجيههم من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم بشأن كيفية استخدام الجهاز.

تحذيرات لتجنب الصدمات الكهربائية والحرق:

- قبل كل استخدام، تحقق من صحة الثدي، بما في ذلك المحول، للتأكد من عدم وجود علامات تلف. لا تستخدم المضخة إذا كان المحول أو القابس تالفاً، أو إذا كانت لا تعمل بشكل صحيح، أو إذا سقطت أو غمرت في الماء.
- استخدم فقط المحول الموصى به والجهد المحدد لمنع ارتفاع درجة حرارة المحول أو التلف أو الحرائق.
- لا تمس محول التيار المتردد والمضخة أثناء العواصف الرعدية.
- لا تضع المضخة/البطارية/محول التيار المتردد في ضوء الشمس المباشر أو المطر، أو بالقرب من السخانات أو الأجهزة الساخنة الأخرى، أو في أماكن تتعرض لدرجات حرارة عالية أو منخفضة جداً، أو رطوبة عالية أو غبار.
- لا تضع أشياء ثقيلة على المضخة ولا تلتقي الكابل أو القابس. لا تشد أو تلوى الكابل بقوة. أمسك دائمًا بمحول التيار المتردد عند فصله من المقبس. تأكد من أن القابس موصول بإحكام في المقبس. لا تستخدم المقبس إذا كان مرتخيًا.
- لا تسمح بتعريض المضخة/البطارية/محول التيار المتردد للماء.
- لا تقم بفكك أو تعديل المضخة/البطارية/محول التيار المتردد. لا ترمي البطارية في النار ولا تعرضاها للحرارة.
- افصل محول التيار المتردد فرزاً وأزل البطارية وتوقف عن استخدام المضخة إذا لاحظت رائحة غريبة، أو تسخين، أو تغير في اللون، أو تشهو، أو أي شيء غير طبيعي أثناء استخدام المضخة أو تخزينها.

تحذيرات لتجنب التسمم والعدوى ولضمان النظافة:

- لأسباب صحية، فإن مضخة الثدي مصممة للاستخدام المتكرر من قبل مستخدم واحد فقط.
- قبل كل استخدام، قم بتنظيف وشطف وتعقيم جميع أجزاء المضخة، باستثناء وحدة التشغيل والمحول.
- احفظ فقط حليب الثدي الذي تم شفطه باستخدام مضخة نظيفة ومقفلة.
- لا تستخدم المضخة إذا كانت الحجاب الحاجز السيليكوني تالفاً أو معيباً.
- لا تتنفس أجزاء المضخة بمنظفات مضادة للبكتيريا أو كاشطة.

تحذيرات لتجنب المشاكل والألام المتعلقة بالثدي والحملات:

- لا تحاول إزالة جسم المضخة بينما تكون متصلة بالثدي بفعل الفراغ. قم بإيقاف تشغيل الجهاز وافصل الاتصال بالفراغ بوضع إصبعك بين الثدي وقوع المضخة. ثم قم بإزالة المضخة من الثدي.
- لا تستخدم مضخة الثدي أبداً عندما تكون ناعماً أو تشعر باللناس لتجنب الإهمال أثناء الاستخدام.
- قم دائمًا بإيقاف تشغيل مضخة الثدي قبل إزالتها من الثدي لتحرير الفراغ.
- لا تستخدم أبداً ملحقات أو أجزاء من شركات مصنعة أخرى أو تلك التي لم يتم التوصية بها بشكل خاص من قبل الشركة المصنعة. هذا قد يؤدي إلى تشغيل غير صحيح للجهاز وقد يؤثر على التوافق الكهرومغناطيسي (EMC).
- باستخدام مثل هذه الملحقات أو الأجزاء، تصبح الضمانة الخاصة بك غير صالحة.
- لا تقم بالضغط لأكثر من 5 دقائق دون توقف إذا لم يخرج حليب الثدي. حاول الشفط في وقت آخر من اليوم.
- إذا أصبح الأمر غير مريح للغاية أو مؤلمًا، توقف عن استخدام المضخة واستشر مستشارك في الرضاعة الطبيعية.
- إذا تسبب الضغط الناجم في عدم راحتك أو آلام، أوقف تشغيل الجهاز وافصل الاتصال بالفراغ بوضع إصبعك بين الثدي وجسم المضخة، ثم قم بإزالة المضخة من الثدي.
- لا تسقط أو تدخل أي أجسام غريبة في الفتحات.

تنبيه

تحذيرات لمنع الإصابات الجسدية والأضرار والأعطال في المنتج:

- لا تسمح بتلامس المحول ووحدة التشغيل مع الماء.
- عليك حماية المحول ووحدة التشغيل من الأسطح الساخنة لتجنب ارتفاع درجة الحرارة وتشوه هذه الأجزاء.
- لا تضع وحدة التشغيل أو المحول في الماء أو غسالة الأطباق أو جهاز التعقيم.
- على الرغم من أن مضخة الثدي تتراويف مع التوجيهات المطبقة للتوافق الكهرومغناطيسي، إلا أنها قد تكون حساسة للإبهادات الأقوى وأو تسبب تداخلًا في عمل المعدات الأخرى. قد يؤدي هذا إلى إيقاف تشغيل المضخة أو دخولها في وضعية الخطأ. لمنع التداخل المتبادل، احتفظ بالمعدات الكهربائية الأخرى بعيداً عن مضخة الثدي أثناء الشفط (انظر المعلومات التقنية).
- لا تتجوّل أجزاء في وحدة تشغيل مضخة الثدي يمكن للمستخدم خدمتها. لا يُسمح بتعديل المعدات. إذا قمت بذلك، تصبح الضمانة الخاصة بك غير صالحة.
- لا شقق أو تضرّب المضخة/محول التيار المتردد. لا تضغط بقوة على شاشة LCD.
- لا تطلب وحدة التشغيل والمحول التنظيف والتعرق، حيث أنهما لا يتلامسان مع حليب الثدي.
- لا تستخدم الكحول أو المذيبات العضوية الأخرى لتنظيف المضخة.
- لا تستخدم المضخة بطريقة أو لأغراض غير تلك الموضحة في التعليمات. إذا قمت بذلك، قد تحدث حوادث أو أضرار للمضخة.

الأجزاء

الصورة 1:

- | | |
|--------------------|--|
| 1. الوحدة الرئيسية | 6. a - الجزء الأمامي والخلفي للحاوية (140 مل). |
| 2. غشاء سيليكون | 6. b - مانع تسرب الحاوية |
| 3. هيكل الموزع | 7. كابل شحن USB من النوع C (بدون محول مرافق). |
| 4. حففة O | 8. ملحق لتوسيع حزام الصدر (متوفّق فقط مع حمالة الصدر الخاصة بالرضاعة). |
| 5. صمام | 9. أغشية سيليكون (قمع) - 4 قطع. |

الوحدة التشغيلية ومحول التيار المتردد لا تحتاجان إلى تنظيف أو تعقيم، حيث أنهما لا يتلامسان مع حليب الثدي. قبل الاستخدام الأول، نظف وقلم كل باقي أجزاء مضخة الثدي. قم بتنظيف هذه الأجزاء بعد كل استخدام وعقمها قبل كل استخدام لاحق. جففها جيداً.

تنبيه: ابرجي تجفيف غشاء السيليكون جيداً قبل الاستخدام لتجنب تلف المحرك.

تنبيه: لا تغمز وحدة التشغيل أو محول التيار المتردد في الماء أو تضعها في غسالة الأطباق أو جهاز التعقيم، حيث سيؤدي ذلك إلى تلف لا يمكن إصلاحه!

1. فاك تفككك كامل لمضخة الثدي. قم بإزالة الصمام بحرص. كن حذراً عند إزالة الصمام وعند تنظيفه. إذا تم تلفه، فإن مضخة الثدي الخاصة بك لن تعمل بشكل صحيح.
2. قم بتنظيف جميع الأجزاء، باستثناء وحدة التشغيل ومحول التيار المتردد، في ماء ساخن مع قليل من المنظف السائل الناعم للأطباق، ثم اشطفها جيداً. لتنظيف الصمام، قم بفركه بلطف بين أصابعك في ماء دافئ مع قليل من المنظف السائل للأطباق. لا تضع أي أشياء داخل الصمام، حيث قد يؤدي ذلك إلى تلفه.

تحذير: لا تستخدم منظفات مضادة للبكتيريا أو خاملة لتنظيف الأجزاء.

ملحوظة: تأكد من أنك قمت بتنظيف وتعقيم الأجزاء المناسبة من مضخة الثدي. اغسل يديك جيداً قبل التعامل مع الأجزاء المنظفة!

تحذير: كن حذراً حيث قد تكون الأجزاء المنظفة لا تزال ساخنة. انتظر حتى تبرد الأجزاء المنظفة تماماً قبل أن تبدأ في تجميع مضخة الثدي مرة أخرى.

الاستخدام

الأذرار (الصورة 2):

- A. زر التشغيل/الإيقاف وتغيير الوضع. **C1** - تقليل قوة الشفط. D - زيادة قوة الشفط.
المؤشرات:
 E1 - وضع التدليك. **E2** - وضع التحفيز.
E3 - وضع الشفط العميق. **H** - مؤشر مستوى قوة الشفط. H - مؤشر شحن البطارية.

تشغيل البطارية

تنبيه!!! قبل الاستخدام الأول، اشحن البطارية بالكامل لمدة **8** ساعات دون انقطاع! عليك القيام بتوصيل طرف كابل الشحن بمنفذ مضخة، والطرف الآخر بمحول الشحن غير المرفق في المجموعة. يجب أن يكون شحن البطارية في الوميض حتى يكتمل الشحن. هام! لا يمكن شحن البطارية لأكثر من 24 ساعة.

تجميع المضخة

1. ضعي الغشاء السيليكوني داخل هيكل الموزع واضغط بحواف الأصابع على الحافة لتنشيطه جيداً (الصورة 3).
2. ضع حلقة **O** في قناة الموزع، ثم قم بإدخال الصمام في الفتحة البارزة واضغط عليه حتى يتم تثبيته بإحكام (الصورة 4).
3. ضعي مانع التسرب على حافة هيكل الحاوية (الصورة 5). ثم اجمع الجزء الأمامي مع الجزء الخلفي للحاوية (الصورة 6).
4. عليك القيام بتركيب هيكل الموزع مع الوحدة الرئيسية للمضخة.

- وجه الهيكل بحيث تكون الفتحة في الجهة الخلفية، ثم ادفعه للأعلى باتجاه الوحدة الرئيسية حتى يتم تثبيته بالكامل (الصورة 7).
5. **تنبيه!** لتوسيع الوحدة الرئيسية بالحاوية، يجب أن تكونا متعامدين. قم بإدخال الصمام المثبت في الوحدة الرئيسية في فتحة هيكل الحاوية، ثم اضغط برفق للأسفل قومي بتدويره باتجاه عقارب الساعة حتى يتم قفاله (الصورة 8).
6. ضعي الغشاء السيليكوني (المحدد مسبقاً وفقاً لحجم الحلمة) في فتحة المضخة، مع محاذاة اتجاه السهم على الغشاء مع اتجاه الحاوية. ثم اضغط بأصابعك حتى يتم إحكام التثبيت (الصورة 9).

الإعدادات

زر التشغيل/الإيقاف اضغط على الزر لتشغيل المضخة. يبدأ وضع التدليك تلقائياً لمدة دقيقتين، ثم يتحول إلى وضع الشفط. بشكل افتراضي، تكون مدة الشفط 30 دقيقة، وستُغلق المضخة تلقائياً عند انتهاء الوقت.

زر تغيير النظام بالضغط القصير على الزر، يتم التنقل بين الأوضاع المختلفة بالتتابع: التدليك، الشفط، والتحفيز.

 وضع التدليك 9 :مستويات.

 وضع التحفيز 9 :مستويات.

 وضع الشفط العميق 9 :مستويات.

توفر المضخة أيضاً إمكانية ضبط كل وضع يدوياً عبر الأزرار + أو - ضمن 9 مستويات.
ملاحظات هامة:

يجب ألا يتجاوز مستوى الحليب في الزجاجة مستوى الصمام! لا تتفافي إذا توقف تدفق الحليب فجأة. استمر في عملية الشفط بهدوء، ولكن لا تزيد المدة عن 5 دقائق. إذا لم تتمكن من شفط المزيد من الحليب، حولي في وقت آخر من اليوم. لا يتطلب استخدام جميع الأوضاع، عليك اختيار الوضع الأكثر راحة لك. المضخة ستعلق تلقائياً بعد 30 دقيقة من التشغيل.

متى تضخيم حليب الرضاعة؟

إذا كنت تتعاملين بشكل جيد مع الرضاعة الطبيعية، فمن المستحسن (ما لم ينصحك الطبيب المختص بالرضاعة بخلاف ذلك) أن تنتظري حتى يتم تثبيت جدول إطلاق الحليب الخاص بك والرضاعة (عادة بعد مرور 2 إلى 4 أسابيع على الولادة) قبل أن تبدأي في عملية الاستخراج.

الاستثناءات:

- إذا كانت لديك مشاكل في بداية الرضاعة، قد يساعد الاستخراج المنتظم في تشكيل والحفاظ على كمية الحليب.
- إذا كنت تقومين بالاستخراج لحلبيك لاطعام طفلك في المستشفى.
- إذا كانت ثدييك ممتلئة (مؤلمة أو ممتلئة)، يمكنك القيام بعملية الاستخراج قبل أو بين الرضاعات لتخفيف الألم ولمساعدة الطفل على التمتع برضاعة أفضل.
- إذا كانت حلمات ثديك متهدبة أو متشققة، قد تقررين القيام بعملية الاستخراج حتى تتماثل للشفاء.
- إذا كان الطفل مفصولاً مؤقتاً و كنت ترغبين فيمواصلة الرضاعة عندما يكون معك مرة أخرى، من الجيد القيام بالاستخراج بانتظام لتحفيز إطلاق الحليب.

يجب أن تجدين الوقت المناسب لإجراء عملية الاستخراج، مثل قبل أو بعد الرضاعة الصباحية الأولى عندما تكون ثدييك ممتلئة، أو بعد الرضاعة إذا لم يتناول الطفل الحليب بالكامل من الثديين. إذا كنت عاندة إلى العمل، قد تحتاجين إلى الاستخراج أثناء فترات الاستراحة. استخدام مضخة الحليب يتطلب التمرن وقد تحتاجين إلى عدة محاولات حتى تتحجي. بالحظ السعيد، مضخة الحليب الكهربائية **Lorelli** سهلة التجميع والاستخدام، لذا ستعودين عليها بسرعة.


تحديد حجم القمع

الخطوات لتحديد الحجم الصحيح للقمع حسب الحلة:

1. عليك بتحفيز حلماتك لتنشيطها (يجب عدم تجاوز هذه الخطوة).
 2. قومي بإمالة الفتحة في القمع نحو الحلة.
 3. اختر حجم الفتحة الذي يتاسب مع قاعدة الحلة (انظر الصورة 10).
 4. قومي بقياس الحجم بناءً على حجم القمع باستخدام الجدول المرفق.
- ملاحظة:** يعتمد تحديد الحجم على مرونة الحلة، إذا كانت حلماتك مرنة، يمكنك تقليل أو زيادة حجم الفتحة. إذا كنت لا تزال تشعر بعدم الراحة، استخدم الحجم الأكثر راحة الذي يناسبك أثناء استخدام مضخة اختيار الحجم الصحيح يساعد في تدفق حليب مثالي.

حمة - قطر القياس	الحجم الموصى به لفتحة القمع
16 - 18 mm	18mm
19 - 21 mm	21mm
22 - 24 mm	24mm
25 - 27 mm	27mm

أداة قياس الحلمات



استخدام مضخة شفط الحليب

1. أغسل يديك جيداً وتأكد من نظافة ثدييك.
2. ضعي جسم المضخة المجمعة على الثدي (الصورة 11). تأكد من أن الحلة متمركزة بشكل صحيح حتى تتمكن وسادة التدليك (القمع) من إحكام الإغلاق. تحقق من أن الحلة تناسب بشكل صحيح داخل الوسادة (القمع) (الصورة 10). يمكن استخدام المضخة مع الثدي أثناء ارتداء حمالة الصدر (الصورة 12). بفضل ملحق توسيع حزام الصدر (المتوافق فقط مع حمالة الصدر المخصصة للرضاعة) المرفق مع المضخة، يمكنك تعديل مقاس حمالة الصدر.
3. اخذي إحدى الوضعيات المسموحة بها الموضحة في الصورة 13. تتبّعِ! ظهرت الصورة 14 الوضعيات غير المناسبة التي قد تعيق تشغيل المضخة بشكل صحيح وتؤدي إلى تلفها.
4. اضغط على زر التشغيل/إيقاف. ستبدأ مضخة شفط الحليب تلقائياً في وضع التدليك (التحفيز)، ويمكنك تغيير مستوى التدليك باستخدام أزرار الزيادة أو النقصان.
5. عند بدء تدفق الحليب، يمكنك تغيير الوضع من التدليك إلى وضع الشفط العميق باستخدام زر تغيير الوضع واختيار المستوى الأكثر راحة لك.
تحذير! لا تستخدمي دائمًا أعلى مستوى للشفط، اختر المستوى الأنسب لراحتك.
6. **ملحوظة:** لا تقلقي إذا لم يبدأ الحليب في التتفق فورًا. استرخي واستمري في عملية الشفط. عند الاستخدام الأول أو الثاني، قد تحتاج إلى ضبط وضع شفط أقوى للتسهيل تدفق الحليب.
بناءً على راحتك الشخصية، يمكنك اختيار استخدام وضع شفط أقوى. يمكنك دائمًا العودة إلى وضع شفط أضعف إذا رغبتي في ذلك.

7. عند الانتهاء من الشفط، قم بابقاء تشغيل المضخة باستخدام زر التشغيل/الإيقاف، ثم أزلها برفق من على ثديك (الصورة 15).
8. قم بـ بازالة الغشاء السيليكوني (القمع) والحاوية من الوحدة الرئيسية.
9. نظفي الأجزاء المستخدمة من المضخة وفقاً للإرشادات الواردة في قسم "التنظيم والتعميم".

تخزين حليب الرضاعة

تحذير: احفظي فقط الحليب الذي تم إفراغه باستخدام مضخة نظيفة ومحقمة لضمان النظافة.

- يمكن حفظ الحليب في الثلاجة (ليس على الباب) لمدة تصل إلى 48 ساعة. يجب وضع الحليب المفرغ في الثلاجة على الفور. إذا كنت تخزنين الحليب في الثلاجة وتضييفين إليه خلال اليوم، فضعي فقط الحليب الذي تم إفراغه في زجاجة معقمة.
- يمكن حفظ الحليب في الفريزر لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، إذا كان في زجاجات معقمة مع غطاء وحلقة ختم معقمة.
- ضعي تسمية على الزجاجة تحدد بوضوح تاريخ وقت الإفراغ، واستخدمي أولاً الحليب الأقدم.
- إذا كنت تتوينين إطعام طفلك بالحليب المفرغ في غضون 48 ساعة، يمكنك حفظه في الثلاجة في زجاجة مجمعة.
- **تحذير!**
- ضعي الحليب المفرغ في الثلاجة أو الفريزر على الفور.
- احفظي فقط الحليب الذي تم إفراغه باستخدام مضخة نظيفة في زجاجات معقمة.
- لا تجمد الحليب المذاب مرة أخرى بعد التجميد.
- لا تضييفي حليباً جديداً إلى الحليب المجمد بالفعل.

اصلاح الاعطال

المشكلة: أشعر بألم عند استخدام مضخة الحليب .**الحل:** قد يكون السبب الزجاجة الزائدة، لا تحتاجين إلى استخدام كامل قوة الشفط التي توفرها المضخة. استخدمي في البداية وضع "التدليل" لتحفيز التدليل ثم يمكنك التدليل إلى وضع التدليل السريع. إذا لم يتحسن الألم، قفي عن استخدام المضخة واستشيري مستشار الرضاعة الطبيبي. إذا لم تفصل المضخة بسهولة عن الثدي، يمكنك قطع الاتصال بالشفط بوضع إصبع بين الثدي والوسادة الدافئة.

المشكلة: لا تعمل مضخة الحليب .**الحل:** تتحققى أولاً من أنك قمت بتجميع مضخة الحليب بشكل صحيح. لتجنب التشويش المتبدال، حافظي على الأجهزة الإلكترونية الأخرى مثل الهاتف المحمول أو الكمبيوتر المحمول بعيداً عن مضخة الحليب أثناء عملية الإفراغ. تتحققى من البطارية وتأكدى من أنها مشحونة.

المشكلة: لا أشعر بأي شفط .**الحل:** تتحققى من أنك قمت بتجميع مضخة الحليب بشكل صحيح، وفقاً للخطوات الموضحة في قسم "التحضير للاستخدام". تأكدى من وضع الصمامات بشكل صحيح وتحققى من عدم وجود أي أضرار أو تأكل. قومي بتغيير الصمام إذا لزم الأمر. تأكدى أيضاً من أن مضخة الحليب موضوعة بشكل صحيح على الثدي للحصول على شفط جيد.

المشكلة: مضخة الحليب تمتص بقوة كبيرة . الحل: اتبعي التعليمات التالية إذا كنت تشعرين بالشفط الزائد من مضخة

الحليب:

تأكدى من استخدام الأجزاء الموصى بها من الشركة المصنعة.

تأكدى من أنك قمت بتجفيف مضخة الحليب مع الوسادة الدافئة؛ عدم استخدام الوسادة الدافئة يمكن أن يؤدي إلى إنشاء فراغ زائد. عند استخدام مضخة الحليب لأول مرة، قد تشعرين في البداية بالشفط الزائد. يمكن أن يساعد التدريب. إذا استمرت المشكلة، استشيري مستشار الرضاعة.

شروط الاستعمال والتخزين

حافظوا على مضخة الحليب بعيدة عن أشعة الشمس المباشرة، حيث أن التعرض المطول لأشعة الشمس قد يؤدي إلى تغيير لونها. قوموا بتخزين مضخة الحليب وملحقاتها في مكان آمن ونظيف وجاف. إذا تم تخزين الجهاز في بيئة ساخنة أو باردة، ضعوه في وسط الاستخدام واتركوه حتى يصل إلى درجة الحرارة المناسبة للاستخدام (من 10 إلى 30 درجة مئوية) قبل أن تبدوا في استخدامه.

تأكد من أن جهد المحول يتوافق مع مصدر الطاقة ومع بطارية مضخة الحليب.

استخدام محول طاقة غير موصى به من الشركة المصنعة قد يسبب ضرراً دائمًا للمضخة.

استخدم فقط محول **Lorelli** أو محول USB من النوع C المعتمد بالمواصفات التالية:

جهد إدخال المحول 240 AC 100–240 فولت؛ 50/60 هرتز / 0.45 أمبير.

جهد الخرج: 5.0 فولت؛ 1000 mAh

المواصفات التقنية

1. بطارية ليثيوم: V3.7 1200 mAh
2. الوقت الثابت: 30 دقيقة
3. قوة الشفط: 60 mmHg - 150 mmHg dB60
4. مستوى الضجيج: أقل من 60 dB
5. شروط البيئة لثناء التشغيل: درجة حرارة 10-30°C ، رطوبة نسبية 15%-93%
6. شروط البيئة لثناء التخزين: درجة حرارة -25-50°C ، رطوبة نسبية 15%-93%
7. تصنيف IP: IPX0

BEVOR SIE DIE MILCHPUMPE VERWENDEN, LESEN SIE DIESER BEDIENUNGSANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAHREN SIE SIE ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF.

DE

Wichtige Sicherheitshinweise

Bevor Sie die Milchpumpe verwenden, lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

Zweck

Die elektrische Milchpumpe dient zum Abpumpen und Sammeln von Muttermilch aus der Brust stillender Frauen. Das Gerät ist für eine Benutzerin bestimmt!

SICHERHEITSHINWEISE



Kontraindikationen

WARNUNG! Benutzen Sie die Milchpumpe niemals während der Schwangerschaft, da das Abpumpen Wehen auslösen kann.

Um Verletzungen und Schäden vorzubeugen, werden wichtige Hinweise durch verschiedene Symbole erläutert. Die Symbole und ihre Bedeutung sind wie folgt:

WARNUNG ! – weist auf potenziell gefährliche Situationen hin, die, wenn sie nicht vermieden werden, zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen können.

AUFGMERKSAMKEIT! - weist auf potenziell gefährliche Situationen hin, die, wenn sie nicht vermieden werden, zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen können.

WARNUNG

Warnhinweise zur Vermeidung von Erstickungs-, Strangulations- und Verletzungsgefahr:

- Erlauben Sie Kindern oder Haustieren nicht, mit der Antriebseinheit, dem Adapter oder dem Zubehör zu spielen.
- Beaufsichtigen Sie Kinder, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
- **Trennen Sie** die Milchpumpe immer sofort nach dem Gebrauch vom Netz.
- Lassen Sie die Milchpumpe nicht unbeaufsichtigt, während sie an das Stromnetz angeschlossen ist.
- Diese Milchpumpe ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen bestimmt. Diese Personen dürfen diese Milchpumpe nur verwenden, wenn sie von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt werden oder von ihr in den Gebrauch des Geräts eingewiesen wurden.

Warnungen zur Vermeidung von Stromschlägen und Verbrennungen:

- Überprüfen Sie die Milchpumpe einschließlich des Adapters vor jedem Gebrauch auf Anzeichen von Beschädigungen. Benutzen Sie die Milchpumpe nicht, wenn der Adapter oder Stecker beschädigt ist, wenn sie nicht richtig funktioniert oder wenn sie heruntergefallen ist oder ins Wasser getaucht wurde.
- Verwenden Sie nur den empfohlenen Adapter und die angegebene Spannung, um eine Überhitzung des Adapters, Schäden oder Unfälle zu vermeiden.
- Berühren Sie das Netzteil und die Pumpe nicht während eines Gewitters.
- Platzieren Sie die Pumpe/den Akku/das Netzteil nicht in direktem Sonnenlicht oder Regen, in der Nähe von Heizgeräten oder anderen heißen Geräten, an Orten, die extrem hohen oder niedrigen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder Staub ausgesetzt sind.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf die Pumpe und beschädigen Sie das Kabel oder den Stecker nicht. Dehnen oder verdrehen Sie das Kabel nicht zu stark. Halten Sie immer das Netzteil fest, wenn Sie es ausstecken. Stellen Sie sicher, dass der Stecker fest in der Steckdose steckt. Verwenden Sie keinen losen Stecker.

- Lassen Sie die Pumpe/den Akku/das Netzteil nicht nass werden.
 - Zerlegen oder modifizieren Sie die Pumpe/den Akku/das Netzteil nicht. Werfen Sie den Akku nicht ins Feuer und setzen Sie ihn keiner Hitze aus.
 - Trennen Sie sofort das Netzteil, entfernen Sie den Akku und stellen Sie die Verwendung der Pumpe ein, wenn Sie während der Verwendung oder Lagerung der Pumpe einen unnatürlichen Geruch, eine Erwärmung, eine Verfärbung, eine Verformung oder etwas Ungewöhnliches bemerken.
- Warnhinweise zur Vermeidung von Vergiftungen, Infektionen und zur Gewährleistung der Hygiene:
- Aus hygienischen Gründen ist die Muttermilchpumpe nur für den mehrmaligen Gebrauch durch eine Benutzerin vorgesehen.
 - Reinigen, spülen und desinfizieren Sie vor jedem Gebrauch alle Teile der Pumpe, mit Ausnahme der Antriebseinheit und des Adapters.
 - Lagern Sie nur Muttermilch, die mit einer gereinigten und desinfizierten Pumpe abgepumpt wurde.
 - Benutzen Sie die Milchpumpe nicht, wenn die Silikonmembran beschädigt oder defekt erscheint.
 - Reinigen Sie die Pumpenteile nicht mit antibakteriellen oder scheuernden Reinigungsmitteln.

Vorsichtsmaßnahmen zur Vermeidung von Problemen und Schmerzen im Zusammenhang mit Brüsten und Brustwarzen:

- Versuchen Sie nicht, das Pumpengehäuse zu entfernen, während es mit einem Vakuum an der Brust befestigt ist. Schalten Sie das Gerät aus und unterbrechen Sie die Vakuumverbindung, indem Sie einen Finger zwischen Ihre Brust und den Pumpentrichter legen. Entfernen Sie dann die Pumpe von der Brust.
- Benutzen Sie die Milchpumpe niemals, wenn Sie schlaflos sind, um Unaufmerksamkeit während des Gebrauchs zu vermeiden.
- Schalten Sie die Milchpumpe immer aus, bevor Sie sie von der Brust nehmen, um das Vakuum abzubauen.
- Verwenden Sie niemals Zubehör oder Teile anderer Hersteller oder solche, die nicht ausdrücklich vom Hersteller empfohlen werden. Dies kann zu Fehlfunktionen des Geräts führen und die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) beeinträchtigen. Die Verwendung solcher Zubehörteile oder Teile führt zum Erlöschen Ihrer Garantie.
- Pumpen Sie nicht länger als 5 Minuten ohne Unterbrechung ab, wenn keine Muttermilch austritt. Versuchen Sie, zu einer anderen Tageszeit abzupumpen.
- Wenn der Vorgang sehr unangenehm oder schmerhaft wird, beenden Sie die Verwendung der Pumpe und wenden Sie sich an Ihre Stillberaterin.
- Wenn der erzeugte Druck Ihnen Unbehagen oder Schmerzen bereitet, schalten Sie das Gerät aus, unterbrechen Sie die Vakuumverbindung, indem Sie einen Finger zwischen Brust und Pumpenkörper legen, und entfernen Sie die Pumpe von Ihrer Brust.
- Niemals Fremdkörper in die Öffnungen fallen lassen oder hineinstecken.

AUFMERKSAMKEIT

Warnungen zur Vermeidung von Personenschäden, Produktschäden und Fehlfunktionen:

- Lassen Sie den Adapter und die Antriebseinheit nicht mit Wasser in Berührung kommen.
- Halten Sie den Adapter und die Antriebseinheit von heißen Oberflächen fern, um eine Überhitzung und Verformung dieser Teile zu vermeiden.
- Legen Sie die Antriebseinheit oder den Adapter niemals in Wasser, in eine Spülmaschine oder in ein Desinfektionsmittel.
- Obwohl die Muttermilchpumpe den geltenden Richtlinien zur elektromagnetischen Verträglichkeit entspricht, kann sie dennoch empfindlich auf stärkere Emissionen reagieren und/oder Störungen bei anderen Geräten verursachen. Dies kann dazu führen, dass die Milchpumpe abschaltet oder in den Fehlermodus wechselt. Um gegenseitige Störungen zu vermeiden, halten Sie während des Abpumpens andere elektrische Geräte von der Milchpumpe fern (siehe „Technische Informationen“).
- Die Antriebseinheit der Milchpumpe enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Es sind keine Änderungen an der Ausrüstung gestattet. Andernfalls erlischt Ihre Garantie.
- Lassen Sie die Pumpe/das Netzteil nicht fallen und stoßen Sie nicht darauf. Drücken Sie nicht fest auf das LCD-Display.
- Antriebseinheit und Adapter müssen nicht gereinigt und sterilisiert werden, da sie nicht mit der Muttermilch in Berührung kommen.
- Verwenden Sie zum Reinigen der Pumpe niemals Alkohol oder andere organische Lösungsmittel.
- Benutzen Sie die Pumpe nicht auf andere Weise oder für andere Zwecke als die in der Anleitung beschriebenen. Andernfalls kann es zu Unfällen oder Schäden an der Pumpe kommen.

- Antriebseinheit und Adapter müssen nicht gereinigt und sterilisiert werden, da sie nicht mit der Muttermilch in Berührung kommen.
- Verwenden Sie zum Reinigen der Pumpe niemals Alkohol oder andere organische Lösungsmittel.
- Benutzen Sie die Pumpe nicht auf andere Weise oder für andere Zwecke als die in der Anleitung beschriebenen. Andernfalls kann es zu Unfällen oder Schäden an der Pumpe kommen.

TEILE

Bild 1:

1. Hauptblock
2. Silikonmembran
3. Verteilergehäuse
4. O-Ring
5. Ventil

6 a ; 6 b – Vorder- und Rückseite eines 140-ml-Behälters.

7. Behälterversiegelung

8. USB-Stromkabel Typ C (ohne mitgelieferten Adapter).

9. BH-Verlängerung (nur mit Still-BH kompatibel)

10. Silikonmembranen (Trichter) – 4 Stk.

VORBEREITUNG FÜR DEN GEBRAUCH

Reinigung und Desinfektion

Antriebseinheit und Adapter müssen nicht gereinigt und desinfiziert werden, da sie nicht mit der Muttermilch in Berührung kommen. Reinigen und desinfizieren Sie vor dem ersten Gebrauch alle anderen Teile der Milchpumpe. Reinigen Sie diese Teile nach jedem weiteren Gebrauch und desinfizieren Sie sie vor jedem weiteren Gebrauch. Gut trocknen. **Aufmerksamkeit! : Bitte trocknen Sie die Silikonmembran vor dem Gebrauch, um Schäden am Motor zu vermeiden.**

Aufmerksamkeit! : Tauchen Sie die Antriebseinheit oder den Adapter niemals in Wasser, in die Spülmaschine oder in ein Desinfektionsmittel, da diese dadurch irreversibel beschädigt werden!

1. Zerlegen Sie die Pumpe vollständig. Entfernen Sie auch das Ventil. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Ventil entfernen und reinigen. Wenn es kaputt geht, funktioniert Ihre Milchpumpe nicht richtig.

2. Reinigen Sie alle Teile außer der Antriebseinheit und dem Adapter in heißem Wasser mit etwas mildem flüssigem Geschirrspülmittel und spülen Sie sie anschließend gründlich ab. Um das Ventil zu reinigen, reiben Sie es vorsichtig zwischen Ihren Fingern in warmem Wasser mit etwas Flüssigwaschmittel. Führen Sie keine Gegenstände in das Ventil ein, da es dadurch beschädigt werden kann.

Warnung! - Verwenden Sie keine antibakteriellen oder scheuernden Reinigungsmittel.

Hinweis : Achten Sie darauf, die relevanten Teile der Milchpumpe zu reinigen und zu desinfizieren. Waschen Sie Ihre Hände gründlich, bevor Sie die gereinigten Teile anfassen!

Warnung! - Seien Sie vorsichtig, da die gereinigten Teile noch heiß sein können. Beginnen Sie mit dem Zusammenbau der Milchpumpe erst, wenn die gereinigten Teile abgekühlt sind.

GEBRAUCH

Knöpfe (Bild 2)

A. EIN/AUS-Taste und Moduswechsel ;**C.** Vakuumreduzierung; **D.** Erhöhen des Vakuums;

Indikatoren:

E1– Massagemode; **E2** – Stimulationsmodus; **E3** – tiefes Abpumpen; **I** – Vakuumstärkeanzeige; **H** – Batterieladearnzeige.

BATTERIEBETRIEB

AUFMERKSAMKEIT!!! Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch 8 Stunden lang ohne Unterbrechung vollständig auf!

Verbinden Sie die USB-Buchse des Netzkabels mit dem Ausgang der Pumpe und die andere Seite des Netzkabels mit dem Adapter, der nicht im Lieferumfang des Geräts enthalten ist.

Die Batterieanzeige beginnt zu blinken, bis die Batterie vollständig aufgeladen ist.

Wichtig! Der Akku kann nicht länger als 24 Stunden aufgeladen werden.

ZUSAMMENBAU DER PUMPE

1. Setzen Sie die Silikonmembran in das Verteilergehäuse ein und drücken Sie die Dichtung mit den Fingern entlang der Kante nach unten, damit sie gut sitzt (Foto 3).
2. Legen Sie den O-Ring in die Verteilernut, setzen Sie dann das Ventil in das hervorstehende Loch ein und drücken Sie es mit den Fingern so weit wie möglich hinein, damit es genau am Rand anliegt (Foto 4).
3. Platzieren Sie die Dichtung am Rand des Behälterkörpers (Foto 5). Installieren Sie den Behälter von vorne nach hinten (Foto 6).
4. Installieren Sie das Verteilergehäuse an der Hauptpumpenbaugruppe:
 - Richten Sie es so aus, dass sich die Öffnung auf der Rückseite befindet, und drücken Sie es dann gegen den Hauptblock, bis es vollständig sitzt (Foto 7).
5. Achtung! Eine wichtige Voraussetzung für die Montage des Hauptblocks am Container ist, dass diese senkrecht stehen. Setzen Sie das am Hauptgerät angebrachte Ventil in die Öffnung des Behältergehäuses ein, drücken Sie es dann leicht nach unten und drehen Sie es im Uhrzeigersinn, bis es einrastet (Foto 8).
6. Platzieren Sie die Silikonmembran (vorbestimmt entsprechend Ihrer Warzengröße) in der Pumpenöffnung, wobei die Richtung der Membran, die durch einen Pfeil angezeigt wird, mit der Richtung des Behälters übereinstimmt. Drücken Sie dann mit den Fingern, bis eine perfekte Versiegelung entsteht (Foto 9).

EINSTELLUNGEN

 EIN/AUS-Taste – halten Sie die Taste gedrückt, um die Pumpe einzuschalten. Der Massagemodus startet automatisch für 2 Minuten und wechselt dann in den Modus Abpumpen. Standardmäßig beträgt die Pumpzeit 30 Minuten. Nach Ablauf der Zeit schaltet sich die Pumpe automatisch aus.

 Die Moduswechseltaste – mit einem kurzen Druck. Durch Drücken der angegebenen Taste beginnen die Modi zwischen Massage, Abpumpen und Stimulation zu wechseln.

-  Massagemodus – 9 Stufen
-  Stimulationsmodus – 9 Stufen
-  Modus tiefes Abpumpen – 9 Stufen

Darüber hinaus bietet die Pumpe auch eine manuelle Einstellung jedes Modus in der Größenordnung von 9 Stufen über die Tasten + oder -.

Wichtig: Der Milchstand in der Flasche darf den Füllstand des Ventils nicht überschreiten! Machen Sie sich keine Sorgen, wenn der Milchfluss plötzlich stoppt. Pumpen Sie ruhig weiter, jedoch nicht länger als 5 Minuten. Wenn Sie nicht mehr Milch abpumpen, versuchen Sie es zu einer anderen Tageszeit. Es ist nicht notwendig, alle Betriebsarten zu nutzen, sondern nur diejenige, die für Sie am komfortabelsten ist. Die Pumpe schaltet sich nach 30 Minuten automatisch ab.

WANN MUTTERMILCH ABGEPUMPT WERDEN MUSS

Wenn Sie mit dem Stillen gut zuretkommen, wird empfohlen (es sei denn, Ihr Arzt/Ihre Stillberaterin empfiehlt etwas anderes), dass Sie warten, bis Ihr Milchabgabe- und Stillplan festgelegt ist (normalerweise mindestens 2 bis 4 Wochen nach der Geburt), bevor Sie mit dem Abpumpen beginnen.

Ausnahmen:

- Wenn Sie anfangs Probleme mit dem Stillen haben, kann regelmäßiges Abpumpen dabei helfen, Ihren Milchvorrat aufzubauen und aufrechtzuerhalten.
- Wenn Sie Ihrem Baby Muttermilch abpumpen, um es im Krankenhaus zu ernähren.
- Wenn Ihre Brüste geschwollen sind (schmerzen oder geschwollen sind), können Sie vor oder zwischen dem Stillen etwas Muttermilch abpumpen, um die Schmerzen zu lindern und Ihrem Baby das Anlegen zu erleichtern.

- Wenn Ihre Brustwarzen wund oder rissig sind, können Sie Muttermilch abpumpen, bis sie verheilt sind.
- Wenn das Baby vorübergehend getrennt ist und Sie das Stillen fortsetzen möchten, wenn es wieder bei Ihnen ist, ist es gut, regelmäßig abzupumpen, um die Freisetzung der Muttermilch anzuregen. Sie müssen die beste Tageszeit zum Abpumpen finden, zum Beispiel kurz vor oder nach dem ersten Stillen am Morgen, wenn Ihre Brüste voll sind, oder nach dem Stillen, wenn das Baby nicht alles von beiden Brüsten gesaugt hat. Wenn Sie zur Arbeit zurückgekehrt sind, müssen Sie möglicherweise Pausen einlegen.
- Der Umgang mit einer Milchpumpe erfordert Übung und kann einige Versuche erfordern, bis es Ihnen gelingt. Glücklicherweise ist die elektrische Milchpumpe Lorelli einfach zu montieren und zu verwenden, sodass Sie sich schnell an die Arbeit damit gewöhnen werden.


BESTIMMUNG DER TRICHTERGRÖSSE

Die Schritte zur Bestimmung der richtigen Größe des Trichters nach der Brustwarze:

1. Stimulieren Sie Ihre Brustwarzen zur Aktivierung (überspringen Sie diesen Schritt nicht).
2. Schieben Sie die Öffnung des Trichters zur Brustwarze.
3. Wählen Sie die Lochgröße entsprechend der Basis der Brustwarze (Foto 10).
4. Ermitteln Sie Ihre Maße anhand der Trichtergröße aus der Tabelle.

Notiz. Die Größenbestimmung basiert auf der Elastizität der Brustwarzen. Je nachdem, wie elastisch Ihre Brustwarzen sind, können Sie die Öffnung verkleinern oder vergrößern. Wenn Sie immer noch Beschwerden verspüren, verwenden Sie die am besten geeignete Größe, mit der Sie sich beim Arbeiten mit der Pumpe am wohlsten fühlen.

Die richtige Größe trägt dazu bei, einen optimalen Muttermilchfluss zu erreichen.



Brustwarzen – Durchmessermessungen	Empfohlene Trichterlochgröße
16 - 18 mm	18mm
19 - 21 mm	21mm
22 - 24 mm	24mm
25 - 27 mm	27mm

VERWENDUNG DER MUTTERMILCHPUMPE

1. Waschen Sie Ihre Hände gründlich und stellen Sie sicher, dass Ihre Brüste sauber sind.
2. Drücken Sie den zusammengebauten Pumpenkörper gegen die Brust (Foto 11). Stellen Sie sicher, dass Ihre Brustwarze zentriert ist, damit das Massagekissen (Trichter) eine luftdichte Abdichtung herstellen kann. Stellen Sie sicher, dass Ihre Brustwarze richtig in das Kissen (Trichter) passt (Foto 10). Sie können die Milchpumpe gleichzeitig mit einem BH verwenden (Foto 12). Mit der BH-Verlängerung (nur kompatibel mit Still-BHs) im Pumpenset können Sie seinen Umfang anpassen.
3. Nehmen Sie eine der in Foto 13 angegebenen zulässigen Positionen ein. Achtung, Foto 14 zeigt die ungünstigen Positionen an, in denen die Pumpe nicht richtig funktioniert und die Möglichkeit einer Beschädigung besteht.

4. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste. Die Milchpumpe beginnt automatisch im Massagemode (Stimulationsmodus) zu arbeiten und Sie können die Massagestufe mit den Tasten zum Erhöhen und Verringern ändern.

5. Wenn die Muttermilch fließt, können Sie den Modus von Massage auf Tiefenpumpen umstellen – über die Modustaste und die angenehmste Stufe wählen.

ACHTUNG: Nutzen Sie nicht immer die maximale Pumpstufe, sondern wählen Sie einfach die für Sie angenehmste.

Hinweis: Machen Sie sich keine Sorgen, wenn Ihre Muttermilch nicht sofort fließt. Bleiben Sie ruhig und pumpen Sie weiter. Wenn Sie die Milchpumpe zum ersten Mal verwenden, müssen Sie sie möglicherweise auf eine stärkere Saugstufe einstellen, damit die Muttermilch fließt.

6. Abhängig von Ihrem persönlichen Komfort können Sie sich für einen stärkeren Saugmodus entscheiden. Sie können jederzeit auf einen niedrigeren Saugmodus zurückschalten.

7. Wenn Sie mit dem Abpumpen fertig sind, schalten Sie die Pumpe am EIN/AUS-Schalter aus und nehmen Sie sie vorsichtig von Ihrer Brust ab (Foto 15).

8. Entfernen Sie die Silikonmembran (Trichter) und den Behälter von der Antriebseinheit.

9. Reinigen Sie die restlichen gebrauchten Teile der Muttermilchpumpe gemäß den Anweisungen im Abschnitt „Reinigung und Desinfektion“.

LAGERUNG VON MUTTERMILCH

Warnung: Um die Hygiene zu gewährleisten, lagern Sie nur Muttermilch, die mit einer gereinigten und desinfizierten Pumpe abgepumpt wurde.

- Muttermilch kann bis zu 48 Stunden im Kühlschrank (nicht an der Tür) aufbewahrt werden. Abgepumpte Muttermilch sollte sofort gekühlt werden. Wenn Sie Muttermilch im Kühlschrank aufbewahren und tagsüber nachfüllen, geben Sie nur Muttermilch hinzu, die in einer desinfizierten Flasche abgepumpt wurde.

- Muttermilch ist im Gefrierschrank bis zu drei Monate haltbar, wenn sie in desinfizierten Flaschen mit desinfiziertem Schraubring und Verschlusscheibe abgefüllt wird. Bringen Sie ein Etikett auf der Flasche an, auf dem Datum und Uhrzeit des Abpumpens deutlich vermerkt sind, und verwenden Sie zuerst die ältere Muttermilch.

- Wenn Sie Ihrem Baby die abgepumpte Muttermilch innerhalb von 48 Stunden geben, können Sie diese in einer zusammengebauten Flasche im Kühlschrank aufbewahren.

WARNUNG!

Abgepumpte Muttermilch immer sofort in den Kühl- oder Gefrierschrank stellen.

Bewahren Sie Muttermilch, die mit einer desinfizierten Milchpumpe abgepumpt wurde, nur in desinfizierten Flaschen auf.

Frieren Sie aufgetaute Muttermilch niemals ein.

Fügen Sie niemals neue Muttermilch zu bereits gefrorener Muttermilch hinzu.

FEHLERBEHEBUNG

Problem: Ich habe Schmerzen beim Gebrauch der Milchpumpe.

Lösung: Mögliche Ursache ist übermäßige Saugkraft. Sie benötigen nicht die volle Kraft des von der Pumpe erzeugten Vakuums. Nutzen Sie zunächst den „Massage“-Modus zur Massagestimulation, anschließend können Sie in den Express-Modus wechseln. Wenn die Schmerzen nicht nachlassen, verwenden Sie die Milchpumpe nicht mehr und wenden Sie sich an Ihre Stillberaterin. Wenn sich die Pumpe nicht leicht von der Brust lösen lässt, können Sie die Vakuumverbindung unterbrechen, indem Sie Ihren Finger zwischen Brust und Massagekissen legen.

Problem: Die Milchpumpe funktioniert nicht.

Lösung: Überprüfen Sie zunächst, ob Sie die Milchpumpe richtig zusammengebaut haben. Um gegenseitige Störungen zu vermeiden, halten Sie während des Abpumpens andere elektrische Geräte, wie z. B. ein Mobiltelefon oder einen Laptop, von der Milchpumpe fern. Überprüfen Sie, ob der Akku geladen ist.

Problem: Ich spüre kein Saugen.

Lösung: Überprüfen Sie, ob Sie die Milchpumpe richtig zusammengebaut haben, indem Sie die Schritte im Abschnitt „Vorbereitung für den Gebrauch“ befolgen. Stellen Sie sicher, dass die Ventile richtig sitzen und prüfen Sie sie auf Schäden oder Verschleiß. Ersetzen Sie das Ventil bei Bedarf. Stellen Sie außerdem sicher, dass die Pumpe richtig an der Brust anliegt, um ein Vakuum zu erzeugen.

Problem: Die Pumpe saugt zu stark.

Lösung: Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, wenn Sie das Gefühl haben, dass die Milchpumpe zu stark saugt:

Achten Sie darauf, nur vom Hersteller empfohlene Teile zu verwenden.

Stellen Sie sicher, dass Sie die Milchpumpe mit dem Massagekissen zusammenbauen: Wenn Sie das Massagekissen nicht verwenden, kann sich zu viel Vakuum aufbauen.

Wenn Sie die Milchpumpe zum ersten Mal verwenden, verspüren Sie möglicherweise zunächst eine zu starke Saugwirkung. Die Übung kann helfen. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihre Stillberaterin.

NUTZUNGSBEDINGUNGEN UND LAGERUNG

Halten Sie die Milchpumpe von direkter Sonneneinstrahlung fern, da eine längere Sonneneinstrahlung zu Verfärbungen führen kann. Bewahren Sie die Milchpumpe und ihr Zubehör an einem sicheren, sauberen und trockenen Ort auf.

Wenn das Gerät in einer heißen oder kalten Umgebung gelagert wurde, stellen Sie es in die Einsatzumgebung und lassen Sie es eine Temperatur innerhalb der Grenzen der Einsatzbedingungen (10 °C bis 30 °C) erreichen, bevor Sie es in Betrieb nehmen.

Stellen Sie sicher, dass die Spannung des Netzteils sowohl mit der Stromquelle als auch mit der Batterie der Milchpumpe kompatibel ist.

Die Verwendung eines anderen als des vom Hersteller empfohlenen Netzteils kann zu dauerhaften Schäden an Ihrer Milchpumpe führen.

Verwenden Sie nur ein Lorelli -Netzteil oder einen zertifizierten USB- Typ- C-Adapter mit den folgenden Spezifikationen:

Netzeingangsspannung des Adapters: AC 100 – 240 V; 50/60 Hz / 0,45 A

Ausgangsspannung: 5,0 V; 1000 mAh

TECHNISCHE DATEN

1. Lithiumbatterie 3,7 V 1200 mAh

2. Feste Zeit : 30 Minuten

3. Saugleistung: 60 mmhg-150 mmhg

4. Geräuschpegel: <60 dB

5. Arbeitsumgebungsbedingungen : Temperatur 10–30 °C, relative Luftfeuchtigkeit 15 %–93 %,

6. Bedingungen der Lagerumgebung : Temperatur -25–50 °C , relative Luftfeuchtigkeit 15–93 % ,

7. IP-Klasse: IPX0.

Před použitím odsávačky mateřského mléka si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovějte ji pro budoucí použití.



Důležitá bezpečnostní informace

Před použitím odsávačky mateřského mléka si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovějte ji pro budoucí použití.

Účel

Elektrická odsávačka mateřského mléka je určena k odsávání a shromažďování mateřského mléka z prsů kojících žen. Zařízení je určeno pro jednoho uživatele!

BEZPEČNOSTNÍ RADY

Kontraindikace

VAROVÁNÍ! Nikdy nepoužívejte odsávačku mateřského mléka během těhotenství, protože odsávání může vyvolat porod.

Aby se předešlo zraněním a škodám, jsou důležité poznámky vysvětleny pomocí různých symbolů. Symboly a jejich význam jsou následující:

VAROVÁNÍ! – označuje potenciálně nebezpečné situace, které, pokud se jím nevyhnete, mohou mít za následek smrt nebo vážné zranění.

POZORNOST! – označuje potenciálně nebezpečné situace, které, pokud se jím nevyhnete, mohou vést k lehkým nebo středně těžkým zraněním.

VAROVÁNÍ

Upozornění, jak se vyhnout dušení, uškrcení a zranění:

— Nedovolte dětem nebo domácím zvířatům, aby si hrály s pohonnou jednotkou, adaptérem nebo příslušenstvím.

— Dohlížejte na děti, aby si se spotřebičem nehrály.

— Odsávačku mateřského mléka **vždy odpojte ihned po použití**.

— Nenechávejte odsávačku mateřského mléka bez dozoru, když je zapojena do sítě.

— Tato odsávačka mateřského mléka není určena pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí. Takové osoby mohou používat tuto odsávačku pouze v případě, že jsou pod dohledem nebo byly poučeny osobou odpovědnou za jejich bezpečnost o tom, jak zařízení používat.

Varování, abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem a popáleninám:

— Před každým použitím zkontrolujte odsávačku mateřského mléka včetně adaptéra, zda nejeví známky poškození. Odsávačku mateřského mléka nepoužívejte, pokud je poškozen adaptér nebo zástrčka, pokud nefunguje správně nebo pokud spadla nebo byla ponořena do vody.

— Používejte pouze doporučený adaptér a specifikované napětí, aby nedošlo k přehřátí adaptéra, poškození nebo nehodě.

— Nedotýkejte se AC adaptéra a pumpy během bouřky.

— Neumisťujte pumpu/baterii/síťový adaptér na přímé sluneční světlo nebo déšť, do blízkosti topných těles nebo jiných horkých zařízení, na místa vystavená extrémně vysokým nebo nízkým teplotám, vysoké vlhkosti nebo prachu.

— Nepokládejte na čerpadlo těžké předměty a nepoškozujte kabel nebo zástrčku. Kabel příliš nenatahujte ani nekruťte. Při odpojování AC adaptér vždy držte. Ujistěte se, že je zástrčka pevně zasunuta do zásuvky. Nepoužívejte zástrčku, která je uvolněná.

— Nedovolte, aby pumpa/baterie/síťový adaptér zvlhly.

— Pumpu/baterii/síťový adaptér nerozebírejte ani neupravujte. Nevhazujte baterii do ohně ani ji nevystavujte teplu.

— Okamžitě odpojte napájecí adaptér a vyjměte baterii a přestaňte pumpu používat, pokud během používání nebo skladování pumpy zaznamenáte nepřirozený zápach, zahřívání, změnu barvy, deformaci nebo cokoli neobvyklého.

Upozornění k zamezení otravy, infekce a zajištění hygieny:

— Z hygienických důvodů je odsávačka mateřského mléka určena k opakovanému použití pouze jednou uživatelkou.

— Před každým použitím vyčistěte, opláchněte a vydezinfikujte všechny části čerpadla kromě pohonné jednotky a adaptéra.

— Skladujte pouze mateřské mléko, které bylo odsáto pomocí vyčištěné a vydezinfikované odsávačky.

— Nepoužívejte odsávačku mateřského mléka, pokud je silikonová membrána poškozená nebo vadná.

— Části čerpadla nečistěte antibakteriálními nebo abrazivními čisticími prostředky.

Opatření, jak se vyhnout problémům a bolestem souvisejícím s prsy a bradavkami:

— Nepokoušejte se odstranit tělo pumpy, když je připojeno k prsu pomocí vakua. Vypněte jednotku a přerušte vakuové spojení tím, že vložíte prst mezi prso a trychtýř pumpy. Poté odsávačku z prsu vyjměte.

— Nikdy nepoužívejte odsávačku mateřského mléka, když jste ospalá nebo se Vám chce spát, aby nedošlo k nepozornosti během používání.

— Před sejmoutím odsávačky z prsu vždy vypněte, aby se uvolnil podtlak.

— Nikdy nepoužívejte příslušenství nebo díly od jiných výrobců nebo takové, které nejsou výslově doporučeny výrobcem. Mohlo by to způsobit poruchu zařízení a ovlivnit elektromagnetickou kompatibilitu (EMC). Použití takového příslušenství nebo dílů zruší Vaši záruku.

— Neodsávejte déle než 5 minut bez přerušení, pokud nevytéká mateřské mléko. Zkuste pumpovat v jinou denní dobu.

— Pokud se proces stane velmi nepříjemným nebo bolestivým, přestaňte pumpu používat a poraďte se s laktací poradkyní.

— Pokud Vám vytvořený tlak způsobuje nepohodlí nebo bolest, vypněte zařízení, přerušte vakuové spojení vložením prstu mezi prs a tělo pumpy a sejměte pumpu z prsu.

— Nikdy do otvorů nepouštějte ani nevkládejte žádné cizí předměty.

POZORNOST

Varování, aby se zabránilo zranění osob, poškození produktu a nesprávné funkci:

— Nedovolte, aby se adaptér a pohonná jednotka dostaly do kontaktu s vodou.

— Udržujte adaptér a pohonnou jednotku mimo horká povrchy, aby nedošlo k přehřátí a deformaci těchto částí.

— Nikdy neponořujte pohonnou jednotku nebo adaptér do vody, do myčky nádobí nebo do dezinfekčního prostředku.

— Přestože odsávačka mateřského mléka vyhovuje platným směrnicím o elektromagnetické kompatibilitě, může být stále citlivá na silnější emise a/nebo rušit jiné zařízení. To může způsobit vypnutí odsávačky mateřského mléka nebo přechod do chybového režimu. Abyste předešli vzájemnému rušení, držte během odsávání jiná elektrická zařízení v dostatečné vzdálenosti od odsávačky (viz „Technické informace“).

— V pohonné jednotce odsávačky mateřského mléka nejsou žádné uživatelsky opravitelné části. Žádná úprava zařízení není povolena. Pokud tak učiníte, dojde ke ztrátě záruky.

— Nedovolte, aby pumpa/síťový adaptér spadl na zem nebo do ní nenarazil. Netlačte silně na LCD displej.

— Pohonná jednotka a adaptér nevyžadují čištění a sterilizaci, protože nepřicházejí do styku s mateřským mlékem.

— K čištění čerpadla nikdy nepoužívejte alkohol nebo jiná organická rozpouštědla.

— Nepoužívejte čerpadlo jiným způsobem nebo k jiným účelům, než které jsou popsány v návodu. Mohlo by dojít k nehodě nebo poškození čerpadla.

Foto 1:

1. Hlavní blok
2. Silikonová membrána
3. Skříň rozdělovače
4. O-prsten
5. Ventil
- 6a; 6 b – přední a zadní část nádoby o objemu 140 ml.
7. Těsnění nádob

8. USB napájecí kabel typu C (bez přiloženého adaptéru).
9. Prodlužovač podprsenky (kompatibilní pouze s kojící podprsenkou)
10. Silikonové membrány (trychtýř) – 4 ks.

PŘÍPRAVA K POUŽITÍ**Čištění a dezinfekce**

Pohonné jednotku a adaptér není třeba čistit a dezinfikovat, protože nepřicházejí do styku s mateřským mlékem. Před prvním použitím vycistěte a vydezinfikujte všechny ostatní části odsávačky. Tyto části očistěte po každém dalším použití a před každým dalším použitím je vydezinfikujte. Dobře osušte. **Pozornost! Před použitím vysušte silikonovou membránu, aby nedošlo k poškození motoru.**

Pozornost! Pohonné jednotku ani adaptér nikdy neponořujte do vody, do myčky na nádobí nebo do dezinfekčního prostředku, protože by došlo k jejich nevratnému poškození!

1. Čerpadlo úplně rozeberte. Odstraňte také ventil. Budete opatrní při demontáži ventilu a při jeho čištění. Pokud se rozbití, Vaše odsávačka mateřského mléka nebude správně fungovat.

2. Očistěte všechny části kromě pohonné jednotky a adaptéra v horké vodě s trohou jemného tekutého prostředku na mytí nádobí a poté důkladně opláchněte. Chcete-li ventil vycistit, jemně jej promněte mezi prsty v teplé vodě s trohou tekutého čisticího prostředku. Nevkládejte do ventilu žádné předměty, mohlo by dojít k jeho poškození.

Varování! Nepoužívejte antibakteriální nebo abrazivní čisticí prostředky.

Poznámka: Nezapomeňte vycistit a vydezinfikovat příslušné části odsávačky mateřského mléka. Před manipulací s vyčištěnými díly si důkladně umyjte ruce!

Varování! Budete opatrní, protože vyčištěné části mohou být stále horké. Odsávačku začněte sestavovat, až když vyčištěné části vychladnou.

POUŽITÍ**Tlačítka (foto 2)**

A. Tlačítko ON/OFF a změna režimu; **C.** Redukce vakua; **D.** Zvýšení vakua;

Indikátory:

E1 – masážní režim; **E2** – Režim stimulace; **E3** – hluboké odsávání; **I** – Indikátor síly vakua; **H** – Indikátor nabité baterie.

PROVOZ NA BATERIE

POZORNOST!!! Před prvním použitím plně nabíjejte baterii po dobu 8 hodin bez přerušení!

Připojte USB zásuvku napájecího kabelu k výstupu pumpy a druhou stranu napájecího kabelu připojte k adaptéru, který není součástí sady zařízení.

Indikátor baterie začne blikat, dokud není baterie plně nabítá.

Důležité! Baterii nelze nabíjet déle než 24 hodin.

MONTÁŽ PUMPY

1. Umístěte silikonovou membránu do pouzdra rozdělovače a prsty zatlačte na těsnění podél okraje dolů, aby dobře dosedlo (foto 3).

2. Umístěte O-prsten do drážky rozdělovače, poté vložte ventil do vyčnívajícího otvoru a zatlačte jej prsty co nejvíce dovnitř, aby těsně přilhal na ráfek (foto 4).

3. Umístěte těsnění na okraj těla nádoby (foto 5). Nainstalujte nádobu zepředu dozadu (foto 6).

4. Nainstalujte skříň rozdělovače na sestavu hlavní pumpy:

- nasměrujte jej tak, aby otvor byl na zadní straně, poté jej zatlačte na hlavní blok, dokud zcela nezapadne (foto 7).

5. Pozornost! Pro montáž hlavního bloku na kontejner je důležitou podmínkou, aby byly kolmé. Vložte ventil připojený k hlavnímu bloku do otvoru v krytu kanystru, poté mírně zatlačte a otočte ve směru hodinových ručiček, dokud se nezajistí (foto 8).

6. Umístěte silikonovou membránou (předem určenou podle velikosti vašich zrn) do otvoru pumpy tak, aby směr membrány byl označen šípkou odpovídající směru nádoby. Poté zatlačte prsty, dokud nedosáhnete dokonalého utěsnění (foto 9).

NASTAVENÍ

 **(6/M)** Tlačítko zapnutí/vypnutí ON/OFF – přidržením tlačítka zapnete pumpu. Masážní režim se automaticky spustí na 2 minuty, poté se změní na režim odsávání. Ve výchozím nastavení je doba odsávání 30 minut, po uplynutí této doby se pumpa automaticky vypne.

 **(6/M)** Tlačítko změny režimu – krátkým stisknutím. Stisknutím naznačeného tlačítka se začnou režimy střídat mezi masáží, odsávání a stimulací.

 **Masážní režim – 9 úrovní**

 **Režim stimulace – 9 úrovní**

 **Režim hlubokého odsávání – 9 úrovní**

Kromě toho pumpa nabízí také manuální nastavení každého režimu v rádu 9 stupňů pomocí tlačitek + nebo -.

Důležité: Hladina mléka v láhvích nesmí překročit hladinu ventilu!

Nedělejte si starosti, pokud se tok mléka náhle zastaví. Pokračujte v pumpování klidně, ale ne déle než 5 minut. Pokud neodsáváte více mléka, zkuste jinou denní dobu. Není nutné používat všechny režimy provozu, ale pouze ten, který je pro vás nejvhodnější. Pumpa se automaticky vypne po 30 min.

KDY ODSÁVAT MATEŘSKÉ MLÉKO

Pokud se vám kojení daří, doporučuje se (pokud váš zdravotník/laktační poradce nedoporučí jinak), abyste se zahájením odsávání počkali, dokud se vám neupraví výdej mléka a plán kojení (obvykle alespoň 2 až 4 týdny po porodu).

Výjimky:

— Pokud máte zpočátku potíže s kojením, pravidelné odsávání může pomoci vytvořit a udržet přísun mléka.

— Pokud svému dítěti v nemocnici odsáváte mateřské mléko, abyste ho nakrmili.

— Pokud jsou vaše prsa nalitá (bolestivá nebo oteklá), můžete před kojením nebo mezi kojením odsát trochu mateřského mléka, abyste zmírnili bolest a pomohli dítěti snadněji se přisát.

— Pokud jsou vaše bradavky bolavé nebo popraskané, můžete se rozhodnout odsávat mateřské mléko, dokud se nezahoji.

— Pokud je miminko dočasně odloučeno a chcete v kojení pokračovat, až bude opět s vámi, je dobré pravidelně odsávat, aby se stimulovalo uvolňování mateřského mléka.

Musíte najít nejlepší denní dobu k odsávání, například těsně před nebo po prvním kojení ráno, když máte prsa plná, nebo po kojení, pokud dítě nevzalo vše z obou prsů. Pokud jste se vrátili do práce, možná budete muset odsávat v přestávkách. Používání odsávačky mateřského mléka vyžaduje cvik a může trvat několik pokusů, než se tomu naučíte. Naštěstí elektrická odsávačka mateřského mléka Lorelli se snadno sestavuje a používá, takže si na práci s ní brzy zvyknete.

URČENÍ VELIKOSTI TRYCHTÝŘE

Kroky k určení správné velikosti trychtýře podle prsní bradavky:

1. Stimulujte prsní bradavky, aby se aktivovaly (tentot krok nevynechávejte).

2. Posuňte otvor trchtyře k prsní bradavce.

3. Vyberte velikost otvoru odpovídající základně prsní bradavky (foto 10).

4. Získejte své míry na základě velikosti trchtyře z grafu.

Poznámka. Třídění je založeno na pružnosti prsních bradavek. V závislosti na tom, jak elastické jsou vaše bradavky, můžete velikost otvoru zmenšit nebo zvětšit. Pokud se přesto cítíte nepohodlní, použijte nejhodnější velikost, se kterou se budete při práci s pumpou cítit nejvhodlněji.

Správná velikost pomáhá dosáhnout optimální tok mateřského mléka.

Nástroj na měření prsních bradavek	Prsní bradavky – měřící průměr /	Doporučená velikost otvoru trchtyře
18mm	16 - 18 mm	18mm
21mm	19 - 21 mm	21mm
24mm	22 - 24 mm	24mm
27mm	25 - 27 mm	27mm

POUŽITÍ ODSÁVAČKY MLÉKA

1. Dobře si umyjte ruce a ujistěte se, že máte čistá prsa.

2. Přitlačte sestavené tělo pumpy k prsu (foto 11). Ujistěte se, že je vaše bradavka vycentrovaná, aby masážní polštárek (trchtyř) mohl vytvořit vzduchotěsné těsnění. Ujistěte se, že vaše bradavka správně sedí v polštářku (trchtyře) (foto 10). Odsávačku můžete používat současně s podprsenkou (foto 12). Pomocí prodlužovače podprsenky (kompatibilního pouze s kojicími podprsenkami) v sadě pumpičky můžete upravit obvod pumpičky.

3. Zaujměte jednu z povolených poloh uvedených na obrázku 13. Pozornost, obrázek 14 označuje nepříznivé polohy, ve kterých pumpa nefunguje správně a existuje možnost poškození.

4. Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí ON/OFF. Odsávačka mateřského mléka automaticky začne pracovat v masážním (stimulačním) režimu a úroveň masáže můžete měnit pomocí tlačítka pro zvýšení a snížení.

5. Když mateřské mléko teče, můžete změnit režim z masáže na hluboké odsávání – přes tlačítko režimu a zvolit nejvhodlnější úroveň.

Pozornost: Nepoužívejte vždy maximální úroveň odsávání, vyberte si jen to, co vám nejvíce vyhovuje.

Poznámka: Nedělejte si starosti, pokud vaše mateřské mléko neteče hned. Zachovujte klid a nepřestávejte pumpovat. Při prvních několika použitích odsávačky mateřského mléka ji možná budete muset nastavit na silnější sání, aby se vaše mateřské mléko rozpravidlo.

6. V závislosti na vašem osobním pohodlí se můžete rozhodnout pro silnější režim sání. Vždy můžete přepnout zpět do režimu nižšího sání.

7. Když skončíte s odsáváním, vypněte pumpu tlačítkem zapnutí/vypnutí ON/OFF a opatrně ji sejměte z prsu (foto 15).

8. Odstraňte silikonovou membránu (trchtyř) a nádobu z pohonné jednotky.

9. Vyčistěte zbytek použitých částí odsávačky mateřského mléka podle pokynů v části „Čištění a dezinfekce“.

USCHOVÁNÍ MATERSKÉHO MLÉKA

Upozornění: Skladujte pouze mateřské mléko, které bylo odsáto s vyčištěnou a vydezinfikovanou odsávačkou, aby byla zajištěna hygiena.

- Mateřské mléko lze uchovávat v chladničce (ne na dveřích) až 48 hodin. Odsáté mateřské mléko by mělo být okamžitě zchlazeno. Pokud mateřské mléko skladujete v lednici a přidáváte do něj během dne, přidávejte pouze mateřské mléko odsáté v dezinfikované lahvičce.

- Mateřské mléko lze skladovat v mrazáku po dobu až tří měsíců, pokud je v dezinfikovaných lahvičkách s dezinfikovaným šroubovacím kroužkem a těsnícím kotoučem. Umístěte na lahvičku štítek, na kterém je zřetelně vyznačeno datum a čas, kdy jste ji odsál, a použijte nejprve starší mateřské mléko.

- Pokud se chystáte nakrmít své dítě odstříkaným mateřským mlékem do 48 hodin, můžete jej uložit v chladničce ve smotanové lahvičce.

VAROVÁNÍ!

Odsáté mateřské mléko vždy ihned dejte do lednice nebo mrazáku.

Mateřské mléko odsáté dezinfikovanou odsávačkou uchovávejte pouze v dezinfikovaných lahvičkách.

Rozmrazené mateřské mléko nikdy nezmrazujte.

Nikdy nepřidávejte nové mateřské mléko do již zmrazeného mateřského mléka.

ŘEŠENÍ PROBLÉMU

Problém: Při používání odsávačky mám bolesti.

Řešení: Možná příčina je nadměrné sání. Nepotrebujete plnou sílu vakua vytvářeného pumpou. Zpočátku používejte pro masážní stimulaci režim „Masáz“, poté můžete přejít do expresního režimu. Pokud bolest neustupuje, přestaňte odsávačku používat a poradte se s laktiční poradkyní. Pokud pumpa nejde z prsu snadno sundat, můžete podtlakové spojení přerušit vložením prstu mezi prsa a masážní podložku.

Problém: Odsávačka mateřského mléka nefunguje.

Řešení: Nejprve zkontrolujte, zda jste odsávačku mateřského mléka správně sestavili. Abyste předešli vzájemnému rušení, držte během odsávání jiná elektrická zařízení, jako je mobilní telefon nebo notebook, v dostatečné vzdálenosti od odsávačky. Zkontrolujte, zda je baterie nabité.

Problém: Necítím žádné sání.

Řešení: Zkontrolujte, zda jste správně sestavili odsávačku mateřského mléka podle kroků v části „Příprava k použití“. Ujistěte se, že jsou ventily správně usazeny a zkontrolujte, zda nejsou poškozené nebo opotřebované. V případě potřeby ventil vyměňte. Také se ujistěte, že je pumpa umístěna správně k prsu, aby se vytvořil podtlak.

Problém: Pumpa saje příliš silně.

Řešení: Pokud cítíte příliš silné sání z odsávačky mateřského mléka, postupujte podle níže uvedených pokynů: Ujistěte se, že používáte pouze díly doporučené výrobcem.

Ujistěte se, že jste sestavili odsávačku mateřského mléka s masážním polštářkem: nepoužívání masážního polštáře může způsobit vytvoření příliš velkého podtlaku.

Při prvním použití odsávačky mateřského mléka můžete zpočátku pocítovat příliš silné sání. Cvičení může pomoci. Pokud potíže přetrávají, poradte se s laktiční poradkyní.

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Chraňte odsávačku mateřského mléka před přímým slunečním zářením, protože dlouhodobé vystavení slunci může způsobit změnu barvy. Odsávačku mateřského mléka a její příslušenství skladujte na bezpečném, čistém a suchém místě.

Pokud byla jednotka uskladněna v horkém nebo chladném prostředí, umístěte ji do prostředí použití a nechte ji dosáhnout teploty v mezích podmínek použití (10°C až 30°C) před manipulací.

Ujistěte se, že napětí napájecího adaptéru je kompatibilní se zdrojem napájení i baterií odsávačky mateřského mléka.

Použití jiného napájecího adaptéru než doporučeného výrobcem může způsobit trvalé poškození odsávačky mateřského mléka.

Používejte pouze napájecí adaptér Lorelli nebo certifikovaný USB adaptér typu C s následujícími specifikacemi:

Vstupní síťové napětí adaptér: AC 100 – 240 V; 50/60 Hz / 0,45 A

Výstupní napětí: 5,0V; 1000 mAh.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

1. Lithiová baterie 3,7V 1200mAh

2. Pevný čas: 30 minut

3. Sací výkon: 60mmhg-150mmhg

4. Hladinu hluku: <60dB

5. Podmínky pracovního prostředí: Teplota 10-30°C, Relativní vlhkost 15%-93%,

6. Podmínky skladovacího prostředí: Teplota -25-50°C, Relativní vlhkost 15%-93%,

7. Třída IP: IPX0.

A mellszívó használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra.

(HU)

Fontos biztonsági tudnivalók

A mellszívó használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra.

Rendeltetése

Az elektromos mellszívót úgy terveztek, hogy kifejtse és összegyűjtse az anyatejet a szoptató nők melleiből. A készülék egy felhasználó számára készült!

BIZTONSÁGI TANÁCSOK



Ellenjavallatok

FIGYELMEZTETÉS! Soha ne használja a mellszívót terhesség alatt, mert a mellszívó szülést válthat ki.

A sérülések és károk elkerülése érdekében a fontos megjegyzéseket különböző szimbólumokkal magyarázzuk el. Az szimbólumok és jelentésük a következő:

FIGYELMEZTETÉS! - potenciálisan veszélyes helyzeteket jelez, amelyek, ha nem kerülik el, halált vagy súlyos sérülést okozhatnak.

FIGYELEM! - potenciálisan veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerülik el, könnyű vagy közepes sérülést okozhat.

FIGYELMEZTETÉS

Figyelmeztetések a fuldoklás, megfojtás és sérülés elkerülésére:

— Ne engedje, hogy gyerekek vagy háziállatok játszanak a meghajtóegységgel, az adapterrel vagy a tartozékokkal.

— Vigyázzon a gyerekekre, hogy ne játszanak a készülékkel.

— **Használat után mindenkor húzza ki a mellszívót a konnektorból.**

— Ne hagyja felügyelet nélkül a mellszívót, amíg csatlakoztatva van a konnektorban.

— Ezt a mellszívót nem használhatják olyan személyek (beleértve a gyermeket is), akik csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkeznek, vagy nem rendelkeznek tapasztalattal és ismeretekkel. Az ilyen személyek csak akkor használhatják ezt a mellszívót, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli őket, vagy ha a készülék használatára oktatta őket.

Figyelmeztetések az áramütés és égési sérülések elkerülésére:

— minden használat előtt ellenőrizze a mellszívót, beleértve az adaptort is, nincs-e rajta sérülés. Ne használja a mellszívót, ha az adapter vagy a csatlakozó sérült, ha nem működik megfelelően, vagy ha leesett vagy vízbe merült.

— Csak az ajánlott adaptort és meghatározott feszültséget használja, hogy elkerülje az adapter túlmelegedését, károsodását vagy baleseteit.

— Ne érintse meg a hálózati adaptort és a mellszívót zivatar idején.

— Ne helyezze a mellszívót/akkumulátort/AC adaptort közvetlen napfénynek vagy esőnek, fűtőtestek vagy más forró készülékek közelébe, olyan helyre, ahol rendkívül magas vagy alacsony hőmérsékletnek, magas páratartalomnak vagy pornak van kitéve.

— Ne helyezzen nehéz tárgyakat a mellszívóra, és ne sértse meg a kábelt vagy a csatlakozót. Ne feszítse vagy csavarja erősen a kábelt. Mindig tartsa a hálózati adaptort, amikor kihúzza a konnektorból. Győződjön meg arról, hogy a dugó szorosan be van dugva a konnektorba. Ne használjon meglazult csatlakozót.

— Ne hagyja, hogy a mellszívó /akkumulátor /AC adapter nedves legyen.

— Ne szerelje szét és ne módosítsa a mellszívót/akkumulátort/AC adaptort. Az akkumulátort ne dobja tűzbe, és ne tegye ki hőhatásnak.

— Azonnal húzza ki a hálózati adaptort, vegye ki az akkumulátort, és hagyja abba a mellszívó használatát, ha a mellszívó használata vagy tárolása során természetellenes szagot, felmelegedést, elszíneződést, deformációt vagy bármi szokatlant észlel.

Figyelmeztetések a mérgezés, fertőzés elkerülésére és a higiénia biztosítására:

— Higiéniai okokból a mellszívó csak egy felhasználó általi ismételt használatra szolgál.

— minden használat előtt tisztítsa meg, öblítse le és fertőtlenítse a mellszívó minden részét, kivéve a meghajtóegységet és az adaptert.

— Csak tisztított és fertőtlenített mellszívóval lefejt anyatejet tároljon.

— Ne használja a mellszívót, ha a szilikon membrán sérülnek vagy hibásnak tűnik.

— Ne tisztítsa a mellszívó alkatrészeit antibakteriális vagy súroló hatású tisztítószerekkel.

Figyelmeztetések a mellekkel és mellbimbókkal kapcsolatos problémák és fájdalmak elkerülésére:

— Ne kísérelje meg eltávolítani a mellszívó testét, amíg az vákuum segítségével a mellhez van rögzítve. Kapcsolja ki a készüléket, és szakítsa meg a vákuumcsatlakozást úgy, hogy ujját a mellkasa és a mellszívó tölcseré közé helyezi. Ezután távolítsa el a mellszívót a mellről.

— Soha ne használja a mellszívót, ha álmos vagy aludni szeretne, hogy elkerülje a használat közbeni figyelmetlenséget.

— Mindig kapcsolja ki a mellszívót, mielőtt eltávolítaná a mellről, hogy felszabaduljon a vákuum.

— Soha ne használjon más gyártók tartozékait és alkatrészeit vagy a gyártó által kifejezetten nem ajánlott tartozékokat vagy alkatrészeket. Ez a készülék hibás működését okozhatja, és befolyásolhatja az elektromágneses kompatibilitást (EMC). Az ilyen tartozékok vagy alkatrészek használata érvénytelenít a garanciát.

— Ne pumpáljon 5 percnél tovább megállás nélkül, ha nem folyik ki az anyatej. Próbálkozzon a mellszívóval a nap másik szakaszában.

— Ha a folyamat nagyon kényelmetlenné vagy fájdalmassá válik, hagyja abba a mellszívó használatát, és forduljon szoptatási tanácsadójához.

— Ha a kialakult nyomás kellemetlenséget vagy fájdalmat okoz, kapcsolja ki a készüléket, szüntesse meg a vákuumot úgy, hogy ujját a mell és a mellszívó teste közé helyezi, és vegye ki a mellszívót a melléből.

— Soha ne ejtsen le vagy helyezzen be idegen tárgyat a nyílásokba.

FIGYELEM

Figyelmeztetések a személyi sérülések, a termék károsodásának és hibás működésének elkerülésére:

— Ne engedje, hogy az adapter és a meghajtó egység vízzel érintkezzen.

— Tartsa távol az adaptort és a meghajtóegységet a forró felületektől, hogy elkerülje ezen alkatrészek túlmelegedését és deformálódását.

— Soha se helyezze a meghajtóegységet vagy az adaptort vízbe, mosogatógéphez vagy fertőtlenítő készülékekbe.

— Bár a mellszívó megfelel a vonatkozó elektromágneses kompatibilitási irányelveknek, mégis érzékeny lehet az erősebb sugárzásokra és/vagy interferenciát okozhat más berendezésekben. Ez a mellszívó leállását vagy hibaüzemmódba váltását okozhatja. A kölcsönös interferenciák elkerülése érdekében az egyéb elektromos berendezéseket tartsa távol a mellszívótól a lefejtés alatt (lásd „Műszaki információk”).

— A mellszívó meghajtó egységében nincsenek felhasználó által javítható alkatrészek. A berendezés módosítása nem megengedett. Ha így tesz, a garancia érvényét veszti.

— Ne ejts le vagy üsse meg a mellszívót / AC adaptort. Ne nyomja meg erősen az LCD-kijelzőt.

- A meghajtó egység és az adapter nem igényel tisztítást és sterilizálást, mivel nem érintkeznek az anyatejjel.

- Soha se használjon alkoholt vagy más szerves oldószeret a mellszívó tisztításához.

- Ne használja a szivattyút az útmutatóban leírtaktól eltérő módon vagy cérla. Ez balesethez vagy a szivattyú károsodásához vezethet.

ALKATRÉSZEK

- | | |
|--|--|
| 1. kép:
1. Főegység
2. Szilikon membrán
3. Elosztóház
4. O-gyűrű
5. Szelep | 6a; 6 b - 140 ml-es tartály eleje és hátulja.
7. Konténer lezáró
8. C típusú USB tápkábel (adapter nélkül).
9. Melltartó hosszabbító (csak szoptatós melltartóval kompatibilis)
10. Szilikon membránok (tölcsér) - 4 db. |
|--|--|

ELŐKÉSZÍTÉS A HASZNÁLATRA

Tisztítás és fertőtlenítés

A meghajtóegységet és az adaptort nem kell tisztítani és fertőtleníteni, mivel nem érintkeznek az anyatejjel. Az első használat előtt tisztítsa meg és fertőtlenítse a mellszívö összes többi részét. minden további használat után tisztítsa meg ezeket az alkatrészeket, és minden további használat előtt fertőtlenítse őket. Jól szárítsa meg. **Figyelem! Használat előtt szárítsa meg a szilikon membránt, hogy elkerülje a motor károsodását.**

Figyelem! Soha ne merítse a meghajtóegységet vagy az adaptort vízbe, mosogatógéphez vagy fertőtlenítőkészülékbe, mert ez véglegesen károsítja azokat!

1. Szerelje szét teljesen a mellszívót. Távolítsa el a szelepet is. Legyen óvatos a szelep eltávolításakor és tisztításakor. Ha eltörök, a mellszívó nem fog megfelelően működni.

2. Tisztítsa meg az összes alkatrészt, kivéve a meghajtóegységet és az adaptort, forró vízben, kevés enyhe folyékony mosogatószerrel, majd alaposan öblítse le. A szelep tisztításához finoman dörzsölje meg az ujjai között egy kevés folyékony mosószeres meleg vízben. Ne helyezzen tárgyakat a szelepe, mert ez károsíthatja azt.

Figyelmeztetés! - Ne használjon antibakteriális vagy súroló hatású tisztítószereket.

Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy megtisztítsa és fertőtlenítse a mellszívó megfelelő részeit. A megtisztított alkatrészek kezelése előtt alaposan mosson kezét!

Figyelmeztetés! - Legyen óvatos, mert a megtisztított részek még forrók lehetnek. Csak akkor kezdje el a mellszívó összeszerelését, ha a megtisztított részek lehűlnek.

HASZNÁLAT

Gombok (2. kép)

A. BE/KI gomb és módváltás ;**C.** Vákuumcsökkentés; **D.** A vákuum növelése;

Mutatók:

E1- Masszázs mód; **E2** - Stimulációs mód; **E3** - Mély leeresztő mód; **I-** Vákuumerősséggelző; **H** - Akkumulátor töltésjelző.

AKKUMULÁTORRAL VALÓ MŰKÖDÉS

FIGYELEM!!! Az első használat előtt töltse fel teljesen az akkumulátort 8 órán keresztül megszakítás nélkül!

Csatlakoztassa a tápkábel USB-aljzatát a mellszívó kimenetéhez, a tápkábel másik oldalát pedig az adapterhez, amelyet a készülék készlete nem tartalmaz.

Az akkumulátor jelzőfénnye villogni kezd, amíg az akkumulátor teljesen fel nem töltődik.

Fontos! Az akkumulátor nem tölthető 24 óránál tovább.

A MELLSZÍVÓ ÖSSZESZERELÉSE

1. Helyezze a szilikon membránt az elosztóházba, és ujjával nyomja le a tömítést a széle mentén, hogy szorosan illeszkedjen (3. kép).
2. Helyezze be az O-gyűrűt az elosztó horonyba, majd helyezze be a szelepet a kiálló lyukba, és tolja be az ujjaival, amennyire csak lehetséges, hogy szorosan illeszkedjen a peremhez (4. kép).
3. Helyezze a konténer lezárót a tartály testének széle mentén (5. kép). Szerelje fel a tartály elejétől a hátuljához (6. kép).

4. Szerelje fel az elosztóházat a mellszívő főegységére:

- igazítsa úgy, hogy a nyílás a hátoldalon legyen, majd tolja fel a főegységre, amíg szorosan nem illeszkedik (7. kép).

5. Figyelem! A főegység konténerre való felszereléséhez fontos feltétel, hogy merőlegesek legyenek. Helyezze be a fő egységhoz csatlakoztatott szelepet a tartály testének nyílásába, majd nyomja le kissé és forgassa az óramutató járásával megegyező irányba, amíg be nem zár (8. kép).

6. Helyezze a szilikon membránt (előremeghatározott a mellbimbó méretének megfelelően) a mellszívő nyílásába úgy, hogy a membrán irányát jelölő nyíl megegyezzen a tartály irányával. Ezután ujjaival nyomkodjon a tökéletes tömítésig (9. kép).

BEÁLLÍTÁSOK



(B/M) BE/KI gomb – tartsa lenyomva a gombot a szivattyú bekapcsolásához. A masszázs üzemmód 2 percig automatikusan elindul, majd átvált leeresztő üzemmódra. Alapértelmezés szerint a szivattyúzási idő 30 perc, a mellszívó automatikusan kikapcsol az idő letelte után.



(B/M) Az üzemmódváltó gomb - rövid megnyomással. A jelzett gomb megnyomásával a módok váltakoznak a masszázs, a leeresztő mód és a stimuláció között.

Masszázs mód – 9 fokozat

Stimulációs mód – 9 fokozat

Mély leeresztő mód - 9 fokozat

Ezen kívül a mellszívó az egyes üzemmódok manuális beállítását is lehetővé teszi 9 fokozatban, a + vagy – gombok segítségével.

Fontos: A palackban lévő tej szintje nem haladhatja meg a szelep szintjét!

Ne aggódjon, ha a tej folyása hirtelen leáll. Nyugodtan folytassa az anyatej szivattyúzását, de legfeljebb 5 percig. Ha nem ad le több tejet, próbálkozzon más napszakban. Nem szükséges minden üzemmódot használni, csak azt, amelyik a legkényelmesebb az Ön számára. A mellszívó 30 perc elteltével automatikusan kikapcsol.

MIKOR KELL LEFEJTENI AZ ANYATEJET

Ha jól halad a szoptatással, ajánlatos (kvíve, ha egészségügyi szakembere/szoptatási tanácsadója másképp javasolja), hogy várja meg, amíg a tejkibocsátási és szoptatási ütemterv létrejön (általában legalább 2-4 héttel a szülés után), mielőtt elkezdené az anyatej lefejtését.

Kivételek:

— Ha eleinte gondjai vannak a szoptatással, a rendszeres szivattyúzás segíthet a tejellátás felépítésében és fenntartásában.

— Ha kifejtí az anyatejet, hogy etesse az Ön babát a kórházban.

— Ha a mellei duzzadtak (fájdalmaskodás vagy duzzadtak), az szoptatás előtt vagy között lefejhet egy kis anyatejet, hogy enyhítse a fájdalmat, és segítse a baba könnyebb felkapaszkodását.

— Ha a mellbimbói fájnak vagy megrepedtek, dönthet úgy, hogy lefejtí az anyatejet, amíg meg nem gyógyulnak.

— Ha a baba átmenetileg el van választva, és szeretné folytatni a szoptatást, amikor visszatér Önhöz, jó ötlet, ha rendszeresen lefejtí az anyatejet, hogy serkentse a tejellátást.

Meg kell találnia a nap legmegfelelőbb időpontját a lefejtésre, például közvetlenül az első szoptatás előtt vagy után reggel, amikor a mellei tele vannak, vagy szoptatás után, ha a baba nem vett ki mindenket mellből. Ha visszatér a munkába, előfordulhat, hogy szünetek során kell az anyatejet lefejtjeni. A mellszívó használata gyakorlást igényel, és eltarthat néhány próbálkozásra, hogy rászokjon a dologra. Szerencsére a Lorelli elektromos mellszívó könnyen összeszerelhető és használható, így hamar megszokja.


TÖLCSÉR MÉRET MEGHATÁROZÁSA

A megfelelő tölcsérméret meghatározásának lépései a mellbimbó szerint:

1. Stimulálja a mellbimbóit, hogy aktiválódjanak (ne hagyja ki ezt a lépést).
2. Csúsztassa a tölcsér nyílását a mellbimbóhoz.
3. Válassza ki a mellbimbó alapjának megfelelő furatméréteret (10. kép).
4. Szerezze le a méréseket a tölcsér mérete alapján a táblázatból.

Megjegyzés. A méretezés a mellbimbók rugalmasságán alapul. Attól függően, hogy a mellbimbói rugalmasak-e, csökkentheti vagy növelheti a nyílás méretét. Ha továbbra is kényelmetlenül érzi magát, használja a legmegfelelőbb méretet, amellyel a legkényelmesebben érzi magát a mellszívóval végzett munka során.

A megfelelő méret segít az anyatej optimális áramlásában.



Mellbimbó - Átmérői mérések	Ajánlott tölcsér lyuk méréte
16 - 18 mm	18mm
19 - 21 mm	21mm
22 - 24 mm	24mm
25 - 27 mm	27mm

A MELLSZÍVÓ HASZNÁLATA

1. Mossa meg alaposan a kezét, és ellenőrizze, hogy a mellei tiszták-e.
2. Nyomja az összeszerelt mellszívó testét a mellhez (11. kép). Ügyeljen arra, hogy a mellbimbója középen legyen, hogy a masszázsprána (tölcsér) légmentes tömítést tudjon létrehozni. Győződjön meg arról, hogy a mellbimbója megfelelően illeszkedik a párnába (tölcsérbe) (10. kép). A mellszívót melltartóval is használhatod (12. kép). A mellszívó készletben található melltartó hosszabbítóval (csak szoptatós melltartókkal kompatibilis) beállíthatja a kerületét.
3. Vegye ki a 13. képen látható megengedett pozíciók egyikét. Figyelem, a 14. kép azokat a kedvezőtlenn pozíciókat mutatja, amelyekben a szivattyú nem működik megfelelően, és fennáll a károsodás lehetősége.
4. Nyomja meg a be/kí gombot. A mellszívó automatikusan elkezd dolgozni masszázs (stimulációs) üzemmódban, és a masszázzszintet a növelő és csökkentő gombokkal módosíthatja.
5. Amikor lefolyik az anyatej, kiválthatja az üzemmódot masszázsáról mély leeresztő módra - az üzemmódváltó gombbal, és kiválaszthatja a legkényelmesebb szintet.

FIGYELEM: Ne mindig a maximális elszívási szintet használja, csak válassza ki az Önnek legkényelmesebbet.

Megjegyzés: Ne aggódjon, ha az anyatej nem folyik ki azonnal. Maradjon nyugodt és pumpáljon tovább. Az első néhány alkalommal, amikor használja a mellszívót, előfordulhat, hogy erősebb szívási beállításra kell állítania, hogy az anyatej folyjon.

6. Személyes kényelmétől függően dönthet úgy, hogy erősebb szívási módot használ. Mindig visszakapcsolhat alacsonyabb szívási üzemmódra.
7. Ha végzett a pumpálással, kapcsolja ki a mellszívót a BE/KI gombbal, és óvatosan vegye ki a mellből (15. kép).

8. Távolítsa el a szilikon membránt (tölcsért) és a tartályt a meghajtó egységről.
9. Tisztítja meg a mellszívó többi használt alkatrészét a „Tisztítás és fertőtlenítés” részben leírtak szerint.

AZ ANYATEJ TÁROLÁSA

Figyelmeztetés: Csak tisztított és fertőtlenített mellszívóval lefejtett anyatejet tároljon a higiénia biztosítása érdekében.

- Az anyatej a hűtőszekrényben (nem az ajtóban) tárolható legfeljebb 48 óráig. A lefejtett anyatejet azonnal hűtőszekrénybe kell helyezni. Ha az anyatejet hűtőszekrényben tárolja, és napközben hozzáadja, csak fertőtlenített üvegben lefejtett anyatejet adjon hozzá.
- Az anyatej a fagyaszatóban legfeljebb három hónapig tárolható, ha sterilizált, csavaros gyűrűvel és zárókoronggal ellátott, sterilizált palackokban van. Helyezzen egy címkét az üvegre, amelyen jól látható a lefejtés dátuma és ideje, és először használja a régebbi anyatejet.
- Ha 48 órán belül a lefejt anyatejjel eteti a babát, akkor összeszerelt üvegben tárolhatja a hűtőszekrényben.

FIGYELMEZTETÉS!

Mindig azonnal tegye be a lefejt anyatejet a hűtőszekrénybe vagy a fagyaszatóba.

Csak fertőtlenített mellszívóval lefejtett anyatejet tároljon fertőtlenített üvegekbe.

Soha ne fagyassza le az egyszer felengedett anyatejet.

Soha ne adjon új anyatejet a már lefagyastott anyatejhez.

HIBAELHÁRÍTÁS

Probléma: Fájdalmaim vannak a mellszívó használata közben.

Megoldás: Lehetséges ok a túlzott szívás. Nincs szüksége a mellszívó által keltett vákuum teljes erejére. Kezdetben használja a "Masszázs" módot masszázsstimulációhoz, majd válthat lefejtés üzemmódra. Ha a fájdalom nem enyhül, hagyja abba a mellszívó használatát, és forduljon szoptatási tanácsadójához. Ha a mellszívó nem jön le könnyen a mellről, megtörheti a vákuumot úgy, hogy ujját a mell és a masszázs párná közé helyezi.

Probléma: A mellszívó nem működik.

Megoldás: Először ellenőrizze, hogy megfelelően szerelte-e össze a mellszívót. A kölcsönös interferencia elkerülése érdekében az egyéb elektromos berendezéseket, például mobiltelefont vagy laptopot tartsa távol a mellszívótól, miközben anyatejet lefejt. Ellenőrizze, hogy az akkumulátor fel van-e töltve.

Probléma: Nem érzek szívást.

Megoldás: Ellenőrizze, hogy megfelelően szerelte-e össze a mellszívót az „Előkészítés a használatra” részben leírtak szerint. Győződjön meg arról, hogy a szelepek megfelelően illeszkednek, és ellenőrizze, hogy nincsenek-e sérülések vagy kopások. Cserélje ki a szelepet, ha szükséges. Győződjön meg arról is, hogy a mellszívót megfelelően helyezte a mellre, hogy vákuumot hozzon létre.

Probléma: A mellszívó túl erősen szívja.

Megoldás: Kövesse az alábbi utasításokat, ha túl erős szívást érez a mellszívóból:

Ügyeljen arra, hogy csak a gyártó által javasolt alkatrészeket használjon.

Ügyeljen arra, hogy a mellszívót a masszázsprárnával szerelje össze: ha nem használja a masszázsprárnát, túl sok vákuum keletkezhet.

Amikor először használja a mellszívót, először túl erős szívást érezhet. A gyakorlat segíthet. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon az Ön szoptatási tanácsadójához.

HASZNÁLATI ÉS TÁROLÁSI FELTÉTELEK

Tartsa távol a mellszívót a közvetlen napfénytől, mivel a hosszan tartó napsugárzás elszíneződést okozhat. Tárolja a mellszívót és tartozékait biztonságos, tiszta és száraz helyen.

Ha a készüléket meleg vagy hideg környezetben tárolták, helyezze a használati környezetbe, és üzembe helyezés előtt hagyja, hogy a használati feltételek határain belüli hőmérsékletet érje el (10 °C és 30 °C között).

Győződjön meg arról, hogy a hálózati adapter feszültsége kompatibilis mind az áramforrással, mind a mellszívó akkumulátorával.

A gyártó által ajánlotttól eltérő hálózati adapter használata maradandó károsodást okozhat a mellszívóban.

Csak Lorelli hálózati adaptort vagy tanúsított C típusú USB-adaptort használjon, amely a következő jellemzőkkel rendelkezik:

Adapter hálózati bemeneti feszültsége: AC 100 – 240 V; 50/60 Hz / 0,45A

Kimeneti feszültség: 5,0V; 1000 mAh

MŰSZAKI ADATOK

1. Lítium akkumulátor 3.7V 1200mAh

2. Rögzített idő: 30 perc

3. Szívási teljesítmény: 60mmhg-150mmhg

4. Zajszint: <60dB

5. Munkakörnyezeti feltételek: Hőmérséklet 10-30 °C, Relatív páratartalom 15%-93%,

6. Tárolási környezeti feltételek: Hőmérséklet -25-50 °C, Relatív páratartalom 15%-93%

7. IP osztály: IPX0.

Перед использованием молокоотсоса RU внимательно прочитать данное руководство пользователя и сохранить для дальнейшего использования.



Важная информация о безопасности

Перед использованием молокоотсоса внимательно прочитать данное руководство пользователя и сохранить для дальнейшего использования.

Предназначение

Электрический молокоотсос предназначен для сцеживания и сбора грудного молока кормящих женщин. Прибор предназначен для индивидуального пользования!



Противопоказания

СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Никогда не использовать молокоотсос во время беременности, так как сцеживание может вызвать роды.

Во избежание травм и повреждений важные примечания поясняются с помощью различных символов. Символы и их значения:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! – указывает на потенциально опасные ситуации, которые, если их не избежать, могут привести к смерти или серьезным травмам.

ВНИМАНИЕ! – указывает на потенциально опасные ситуации, которые, если их не избежать, могут привести к травмам легкой или средней степени тяжести.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во избежание застревания предметов в горлании, удушья и травмы:

- Не разрешать детям или домашним животным играть с блоком привода, адаптером или аксессуарами.
- Следить за детьми, чтобы они не играли с прибором.
- **Всегда отключать** молокоотсос от сети сразу после использования.
- Не оставлять молокоотсос без присмотра, когда он подключен к сети.
- Молокоотсос не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или с недостатком опыта и знаний. Они могут использовать молокоотсос только в том случае, если они находятся под наблюдением или получили инструкции от лица, ответственного за их безопасность, о том, как пользоваться прибором.

Предупреждения во избежание поражения электрическим током и ожогов:

- Перед каждым использованием проверять молокоотсос, включая адаптер, на наличие повреждений. Не использовать молокоотсос, если адаптер или штепсель повреждены, если он работает неправильно, его уронили или погрузили в воду.
- Использовать только рекомендованный адаптер и указанное напряжение во избежание перегрева адаптера, повреждений или несчастных случаев.
- Не прикасаться к АС-адаптеру и молокоотсосу во время грозы.
- Не подвергать молокоотсос/батарейку/АС-адаптер воздействию прямого солнечного света или дождя, не оставлять рядом с нагревателями или другими горячими приборами, в местах с исключительно высокими или низкими температурами, высокой влажностью или запыленностью.
- Не устанавливать тяжелые предметы на молокоотсос и избегать поломок кабеля или штепселя. Не растягивать и не перекручивать сильно кабель. Всегда удерживать АС-адаптер, когда он отключается от сети. Убедиться, что штепсель плотно включен в розетку. Не использовать розетку, если она плохо прикреплена.

- Беречь молокоотсос/батарейку/AC-адаптер от попадания воды.
- Не разбирать или модифицировать молокоотсос/батарейку/AC-адаптер. Не бросать батарейку в огонь и не подвергать воздействию сильного тепла.
- Незамедлительно отключить AC-адаптер, извлечь батарейку, приостановить использование молокоотсоса, если Вы заметили неестественный запах, нагрев, обесцвечивание, деформацию или что-либо необычное во время пользования или хранения молокоотсоса.

Предупреждения во избежание отравления, заражения или в целях обеспечения гигиены:

- С учетом гигиенических требований молокоотсос предназначен для многоразового применения только одним пользователем.
- Перед каждым использованием очищать, промывать и дезинфицировать все части молокоотсоса, кроме блока привода и адаптера.
- Сохранять только грудное молоко, которое сцежено очищенным и продезинфицированным молокоотсосом.
- Не использовать молокоотсос, если силиконовая диафрагма выглядит поврежденной или дефектной.
- Не очищать части молокоотсоса антибактериальными или абразивными чистящими средствами.

Предупреждения во избежание проблем и болей, связанных с грудью и сосками:

- Не пытаться снять корпус молокоотсоса, пока он прилип к груди при помощи вакуума. Выключить прибор и прервать вакуумную связь, вставляя палец между грудью и воронкой молокоотсоса. После этого снять молокоотсос с груди.
- Никогда не использовать молокоотсос, находясь в сонном состоянии, или если Вам хочется спать, во избежание невнимания во время пользования.
- Всегда отключать молокоотсос перед тем, как снять с груди для освобождения вакуума.
- Никогда не использовать аксессуары или части других изготовителей или таких, которые специально не рекомендованы изготовителем. Это может привести к неправильной работе прибора и оказать воздействие на электромагнитную совместимость (ЭМС). При использовании таких аксессуаров или частей гарантия становится недействительной.
- Не накачивать более 5 минут без перерыва, если не появляется грудное молоко. Попробовать сцедить молоко в другое время дня.
- Если процесс становится очень неприятным или болезненным, прекратить использование молокоотсоса и обратиться к консультанту по грудному вскармливанию.
- Если созданное давление причиняет дискомфорт или боль, отключить прибор, прервать вакуумную связь, вставив палец между грудью и корпусом молокоотсоса, снять молокоотсос с груди.
- Никогда не ронять или вставлять какие-либо инородные тела в отверстия.

ВНИМАНИЕ

Предупреждения во избежание причинения травм, поломок и неисправностей изделия:

- Не допускать контакта адаптера и блока привода с водой.
- Хранить адаптер и блок привода вдали от горячих поверхностей во избежание перегрева и деформации этих частей.
- Никогда не помещать блок привода и адаптер в воду, посудомоечную машину или в прибор для дезинфекции.
- Независимо от факта, что молокоотсос соответствует применимым директивам о электромагнитной совместимости, он может быть чувствительным к более сильным выбросам и/или может причинить помехи в работе другого оборудования. Это может привести к отключению молокоотсоса или работе в режиме ошибок. Для предотвращения взаимных помех хранить другое электрическое оборудование на расстоянии от молокоотсоса во время сцеживания (см. 'Техническая информация').
- В блоке привода молокоотсоса нет частей, которые могут быть обслужены пользователем. Не разрешается модификация оборудования. Если прибор будет модифицирован, то гарантия становится недействительной.
- Не ронять и не ударять молокоотсос/AC-адаптер. Не надавливать сильно на LCD-дисплей.

- Блок привода и адаптер не требуют чистки и стерилизации, так как они не вступают в контакт с грудным молоком.
- Никогда не использовать спирт или другие органические растворители для чистки молокоотсоса.
- Не использовать молокоотсос способом или в целях, отличающихся от описанных в инструкции. Это может привести к возникновению несчастных случаев или поломкам молокоотсоса.

ЧАСТИ

Изображение 1:

- | | |
|---|---|
| 1. Основной блок | объемом 140 мл |
| 2. Силиконовая диафрагма | 7. Уплотнитель контейнера |
| 3. Корпус распределителя | 8. Кабель питания USB типа С (адаптер в комплект не входит) |
| 4. Уплотнительное кольцо | 9. Удлинитель бюстгальтера (совместимый только с бюстгальтером для кормления) |
| 5. Клапан | 10. Силиконовые мембранны (воронки) – 4 шт. |
| 6 а; 6 б – передняя и задняя части контейнера | |

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Чистка и дезинфекция

Блок привода и адаптер не требуют чистки и дезинфекции, так как они не вступают в контакт с грудным молоком. Перед первым использованием почистить и продезинфицировать все остальные части молокоотсоса. Очищать эти части после каждого последующего применения и продезинфицировать их перед каждым последующим использованием. Хорошо просушить.

Внимание!: Во избежание повреждения двигателя перед использованием просушить силиконовую мембрану.

Внимание!: Никогда не погружать блок привода или адаптер в воду, посудомоечную машину или в прибор для дезинфекции, так как это может безвозвратно их повредить!

1. Полностью разобрать молокоотсос. Снять клапан. Будьте осторожны при снятии клапана и при его чистке. Если он сломается, то молокоотсос будет работать неправильно.
2. Почистить все части, за исключением блока привода и адаптера, в горячей воде с небольшим количеством мягкого жидкого моющего средства для посуды, после этого обильно ополоснуть. Чтобы почистить клапан, аккуратно потереть между пальцами в теплой воде с небольшим количеством жидкого моющего средства. Не вставлять предметы в клапан, так как это может привести к его повреждению.

Предупреждение! - Не использовать антибактериальные или абразивные моющие средства.

Примечание: Убедитесь, что соответствующие части молокоотсоса очищены и продезинфицированы. Хорошо помыть руки перед началом работы с очищенными частями!

Предупреждение! - Будьте осторожны, так как очищенные детали могут быть горячими.

Начинать сборку молокоотсоса только после охлаждения очищенных деталей.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Кнопки (Рис. 2)

A. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ и переключения режимов; **C.** Уменьшение вакуума; **D.** Увеличение вакуума
Индикаторы:

E1 – режим массажа; **E2** – режим стимуляции; **E3** – глубокое сжевывание; **I** – индикатор силы вакуума; **H** – индикатор заряда батареи.

РАБОТА ОТ БАТАРЕИ

ВНИМАНИЕ!!! Перед первым использованием полностью зарядите батарею в течение 8 часов без перерыва!

Подключите USB-разъем кабеля питания к розетке молокоотсоса, а другую сторону кабеля питания – к адаптеру, который не входит в комплект устройства.

Индикатор батареи начнет мигать до тех пор, пока батарея не будет полностью заряжена.

Важно! Батарею нельзя заряжать более 24 часов.

СБОРКА МОЛОКООТСОСА

1. Вставьте силиконовую диафрагму в корпус распределителя и нажмите пальцами на уплотнитель по краю, чтобы он плотно прилегал (Рис. 3).
2. Вставьте уплотнительное кольцо в канавку распределителя, затем поместите клапан в выступающее отверстие и вдавите его пальцами до упора, чтобы он плотно прилегал к краю (Рис. 4).
3. Поместите уплотнитель вдоль края корпуса контейнера (Рис. 5). Прикрепите переднюю к задней части контейнера (Рис. 6).
4. Установите корпус распределителя на основной блок молокоотсоса:
- сориентируйте его так, чтобы отверстие осталось на задней стороне, затем прижмите его вверх к основному блоку до плотного прилегания (Рис. 7).
5. Внимание! Для крепления основного блока к контейнеру важно, чтобы они были перпендикулярны. Вставьте клапан, прикрепленный к основному блоку, в отверстие корпуса контейнера, затем слегка надавите и поверните по часовой стрелке до их фиксации (Рис. 8).
6. Вставьте силиконовую мембрану (заранее выбранную в зависимости от размера вешего соска) в отверстие молокоотсоса, при этом направление мембранны, указанное стрелкой, должно совпадать с направлением контейнера. Затем надавите пальцами до достижения идеального прилегания (Рис. 9).

НАСТРОЙКИ

 Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ – удерживайте кнопку, чтобы включить молокоотсос. Режим массажа включается автоматически на 2 минуты, затем переходит в режим сцеживания. Время сцеживания по умолчанию составляет 30 минут, по истечении этого времени молокоотсос автоматически отключится.

 Кнопка смены режимов – коротким нажатием. При нажатии на указанную кнопку режимы начинают поочередно меняться на массаж, сцеживание и стимуляцию.

 Режим массажа – 9 уровней

 Режим стимуляции – 9 уровней

 Режим глубокого сцеживания – 9 уровней

Кроме того молокоотсос предлагает также ручную регулировку каждого режима в диапазоне 9 уровней с помощью кнопок + или -.

Важно: уровень молока в бутылочке не должен превышать уровень клапана!

Не волнуйтесь, если поток молока внезапно прекратится. Продолжайте сцеживать спокойно, но не более 5 минут. Если вы не сцеживаете больше молока, попробуйте в другое время дня. Не обязательно использовать все режимы работы, а только тот, который наиболее комфортен для вас. Молокоотсос автоматически отключается через 30 минут.

ВРЕМЯ СЦЕЖИВАНИЯ ГРУДНОГО МОЛОКА

Если Вы справляетесь хорошо с грудным вскармливанием, рекомендуется (за исключением случая, если медицинский специалист/консультант по грудному вскармливанию рекомендовал иное) подождать, пока Ваш график выработки грудного молока и вскармливания установится (обычно, как минимум от 2 до 4 недель после родов), перед началом сцеживания.

Исключения:

- Если у Вас в начале возникли проблемы с грудным вскармливанием, то регулярное сцеживание может помочь в образовании и поддержании количества грудного молока.
- Если Вы сцеживаете молоко для кормления ребенка в больнице.
- Если грудь переполнена (болезненная или набухшая), то можете сцеживать немного молока перед или между кормлениями, чтобы облегчить боль и помочь ребенку легче засосать.

— Если соски воспалились или потрескались, Вы можете решить сцеживать грудное молоко до их заживления.

— Если ребенок временно разлучен с Вами и Вы хотите продолжить кормить его грудью, когда он будет снова с Вами, рекомендуется регулярно сцеживать молоко для стимулирования выработки грудного молока.

Необходимо установить оптимальное время дня для сцеживания молока, например, непосредственно перед или после первого кормления утром, когда грудь полная, или после кормления, если ребенок не съел все из обеих грудей. Если Вы вернулись на работу, то может возникнуть необходимость сцеживания молока в перерывах. Использование молокоотсоса требует практики и, возможно, будут необходимы несколько попыток. К счастью, электрический молокоотсос Lorelli прост в сборке и применении, поэтому Вы быстро привыкните работать с ним.


ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА ВОРОНКИ

Пошаговые действия для определения правильного размера воронки в соответствии с соском:

1. Стимулируйте соски для активации (не пропускайте этот шаг).
2. Сдвиньте отверстие воронки в сторону соска груди.
3. Выберите размер отверстия, который соответствует основанию соска (Рис. 10).
4. Снимите мерки, основываясь на размере воронки из таблицы.

Примечание. Размер зависит от эластичности соска. В зависимости от того, насколько эластичны ваши соски, вы можете уменьшить или увеличить размер отверстия. Если вы по-прежнему испытываете дискомфорт, используйте тот размер, с которым вам будет удобнее всего работать с молокоотсосом.

Правильный размер помогает достичь оптимального потока грудного молока.



Соски – размеры диаметра	рекомендуемый размер отверстия воронки
16 - 18 mm	18mm
19 - 21 mm	21mm
22 - 24 mm	24mm
25 - 27 mm	27mm

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОЛОКООТСОСА

1. Тщательно вымойте руки и убедитесь, что грудь чистая.
2. Прижмите корпус собранного молокоотсоса к груди (Рис. 11). Убедитесь, что ваш сосок расположен по центру, чтобы массажная подушечка (воронка) могла обеспечить герметичное уплотнение. Убедитесь, что ваш сосок правильно помещается в подушечку (воронку) (Рис. 10). Вы можете использовать молокоотсос одновременно с бюстгальтером (Рис. 12). С помощью удлинителя бюстгальтера (совместимого только с бюстгальтером для кормления), входящего в комплект, вы можете отрегулировать окружность молокоотсоса
3. Примите любое из разрешенных положений, указанных на рис. 13. Внимание, на рис. 14 показаны неблагоприятные положения, при которых молокоотсос не будет работать должным образом и существует вероятность повреждения.

4. Нажмите кнопку включения/выключения. Молокоотсос автоматически начинает работать в режиме массажа (стимуляции), и вы можете изменять уровень массажа с помощью кнопок увеличения и уменьшения.

5. Когда грудное молоко потечет, вы можете переключить режим с массажа на глубокое сцеживание – с помощью кнопки режима, и выбрать наиболее комфортный уровень.

ВНИМАНИЕ: не всегда используйте максимальный уровень сцеживания, просто выберите наиболее комфортный для вас.

Примечание: не волнуйтесь, если у вас не сразу потечет грудное молоко. Успокойтесь и продолжайте сцеживать. В первые несколько раз использования молокоотсоса вам может потребоваться установить более сильный режим всасывания, чтобы грудное молоко потекло.

6. В зависимости от вашего личного комфорта вы можете выбрать более сильный режим всасывания. Вы всегда можете вернуться к более слабому режиму всасывания.

7. По окончании сцеживания выключите молокоотсос, нажав на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ, и осторожно снимите его с груди (Рис. 15).

8. Снимите силиконовую мембрану (воронку) и контейнер с приводного блока.

9. Очистите остальные использованные части молокоотсоса в соответствии с инструкциями в разделе «Очистка и дезинфекция».

ХРАНЕНИЕ ГРУДНОГО МОЛОКА

Предупреждение: В целях обеспечения гигиены хранить только грудное молоко, которое сцежено очищенным и продезинфицированным молокоотсосом.

- Грудное молоко можно хранить в холодильнике (не на дверце) в течение 48 часов. Сцеженное грудное молоко необходимо сразу же поставить в холодильник. Если Вы храните молоко в холодильнике и добавляете к нему в течение дня, то нужно добавлять только грудное молоко, которое сцежено в продезинфицированную бутылку.

- Молоко можно хранить в морозильной камере в течение трех месяцев, если оно находится в дезинфицированных бутылках с дезинфицированным винтовым кольцом и уплотнительным диском. Прикрепить этикетку на бутылку, на которой ясно отмечена дата и время сцеживания, сначала использовать сцеженное ранее грудное молоко.

- Если Вы собираетесь кормить ребенка сцеженным молоком в течение 48 часов, то его можно хранить в холодильнике в собранной бутылке.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Всегда сразу помещать сцеженное молоко в холодильник или морозильную камеру.

Хранить только грудное молоко, сцеженное продезинфицированным молокоотсосом в дезинфицированные бутылки.

Никогда не замораживать размороженное молоко.

Никогда не добавлять новое грудное молоко в уже замороженное.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Секогаш ставајте искажано мајчино млеко во фрижидер или фрижидер веднаш.

Чувајте само мајчино млеко кое е изразено со дезинфекцирана пумпа за дојка во дезинфекцирани шишиња.

Никогаш не го замрзнувајте мајчиното млеко еднаш замрзнато.

Никогаш не додавајте ново млеко во веќе замрзнатото.

УСТРАНЕНИЕ ПОЛОМОК

Проблема: Чувствуется боль при использовании молокоотсоса.

Решение: Возможная причина – чрезмерное всасывание. Нет необходимости в полной силе вакуума, выработанного молокоотсосом. Первоначально использовать режим «Массаж» для массажной стимуляции, после чего можно переключиться на экспрессный режим. Если боли не уменьшаются, прекратите использовать молокоотсос и обратитесь к консультанту по грудному вскармливанию. Если молокоотсос не снимается легко с груди, то можно прервать вакуумную связь, вставляя палец между грудью и массирующей подушечкой.

Проблема: Молокоотсос не работает.

Решение: Сначала нужно проверить правильность сборки молокоотсаса. Для защиты от взаимных помех хранить другое электрическое оборудование - мобильный телефон или ноутбук, вдали от молокоотсаса во время сцеживания. Убедиться, что батарейка заряжена.

Проблема: Не чувствуется всасывание.

Решение: Проверить правильность сборки молокоотсаса, выполняя действия, указанные в разделе «Подготовка к использованию». Убедиться, что клапаны правильно установлены, проверить их на наличие повреждений или износа. При необходимости заменить клапан. Также необходимо убедиться, что молокоотсос правильно прикреплен к груди для получения вакуума.

Проблема: Молокоотсос всасывает слишком сильно.

Решение: Следовать указаниям ниже, если почувствуется слишком сильное всасывание:

Убедиться, что используются только части, рекомендованные изготовителем.

Убедиться, что на молокоотсос прикреплена массирующая подушечка: неиспользование массирующей подушечки может привести к дообразованию слишком большого объема вакуума.

При использовании молокоотсаса впервые сначала можно почувствовать слишком сильное всасывание. Регулярные упражнения могут помочь. Если проблема не устранена, то обратитесь к консультанту по грудному вскармливанию.

УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

Не подвергать молокоотсос воздействию прямого солнечного света, так как длительное пребывание на солнце может причинить изменение цвета. Хранить молокоотсос и его принадлежности в безопасном, чистом и сухом месте.

Если прибор хранился в горячей или холодной среде, то перед началом работы нужно поместить его в среду пользования и оставить, чтобы он достиг температуры в пределах условий пользования (10 °C до 30 °C).

Убедитесь, что напряжение адаптера питания совместимо как с источником питания, так и с батареей молокоотсаса.

Использование адаптера питания, отличного от рекомендованного производителем, может привести к необратимому повреждению вашего молокоотсаса.

Используйте только адаптер питания Lorelli или сертифицированный адаптер USB type C со следующими характеристиками:

- входное напряжение сети: AC 100 – 240 В переменного тока; 50/60 Гц / 0,45 А;
- выходное напряжение: 5,0 В постоянного тока; 1000 мАч.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

1. Литиевая батарея 3.7V 1200mAh
2. Фиксированное время: 30 минут
3. Мощность всасывания: 60mmhg - 150mmhg
4. Уровень шума: <60dB
5. Условия окружающей среды для работы: Температура 10-30 °C, Относительная влажность 15%-93%,
6. Условия окружающей среды для хранения: Температура - 25-50 °C, Относительная влажность 15%-93%,
7. Класс IP: IPX0

Pre upotrebe pumpe za grudi, pažljivo pročitajte ovo uputstvo za upotrebu i **(SRB) sačuvajte ga za buduću upotrebu.**

Važne bezbednosne informacije

Pre upotrebe pumpe za grudi, pažljivo pročitajte ovo uputstvo za upotrebu i sačuvajte ga za buduću upotrebu.

Svrha

Električna pumpa za dojke je dizajnirana da iscedi i sakupi majčino mleko iz grudi dojilja. Uredaj je namenjen jednom korisniku!

SAVETI ZA BEZOPASNOST



Kontraindikacije

UPOZORENJE! Nikada ne koristite pumpu za grudi dok ste trudni, jer pumpanje može izazvati porođaj. Da biste sprečili povrede i oštećenja, važne napomene su objašnjene različitim simbolima. Simboli i njihova značenja su sledeći:

UPOZORENJE! – označava potencijalno opasne situacije koje, ako se ne izbegnu, mogu dovesti do smrti ili ozbiljnih povreda.

PAŽNJA! – ukazuje na potencijalno opasne situacije koje, ako se ne izbegnu, mogu dovesti do lakših ili umerenih povreda.

UPOZORENJE

Upozorenja za izbegavanje gušenja, davljenja i povreda:

- Ne dozvolite deci ili kućnim ljubimcima da se igraju sa pogonskom jedinicom, adapterom ili priborom.
- Nadgledajte decu da se ne igraju sa uređajem.
- **Uvek isključite** pumpu za dojke odmah nakon upotrebe.
- Ne ostavljajte pumpu za grudi bez nadzora dok je uključena.
- Ova pumpa za grudi nije namenjena za upotrebu od strane osoba (uključujući decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja. Takve osobe smeju da koriste ovu pumpu samo ako su pod nadzorom ili su dobile instrukcije od osobe odgovorne za njihovu bezbednost o tome kako da koriste uređaj.

Upozorenja da biste izbegli strujni udar i opekotine:

- Pre svake upotrebe proverite da li pumpa za grudi, uključujući adapter, ima znakove oštećenja. Nemojte koristiti pumpu za grudi ako su adapter ili utikač oštećeni, ako ne rade ispravno, ili ako su ispušteni ili uronjeni u vodu.
- Koristite samo preporučeni adapter i navedeni napon da biste sprečili pregrevanje, oštećenje ili nezgode adaptera.
- Ne dodirujte AC adapter i pumpu tokom grmljavine.
- Ne postavljajte pumpu/bateriju/AC adapter na direktnu sunčevu svetlost ili kišu, blizu grejača ili drugih vrućih uređaja, na mesta izložena ekstremno visokim ili niskim temperaturama, visokoj vlažnosti ili prašini.
- Nemojte stavljati teške predmete na pumpu i ne oštetići kabl ili utikač. Nemojte snažno istezati ili uvrtati kabl. Uvek držite adapter naizmenične struje kada ga isključujete. Uverite se da je utikač čvrsto umetnut u utičnicu. Ne koristite utikač koji je labav.
- Ne dozvolite da se pumpa/baterija/AC adapter pokvase.
- Nemojte rastavljati ili modifikovati pumpu/bateriju/AC adapter. Ne bacajte bateriju u vatru i ne izlažite je toploti.
- Odmah isključite adapter naizmenične struje i uklonite bateriju i prestanite da koristite pumpu ako primetite neprirodan miris, zagrevanje, promenu boje, deformaciju ili bilo šta neobično dok koristite ili čuvate pumpu.

Upozorenja za izbegavanje trovanja, infekcije i za održavanje higijene:

- Iz higijenskih razloga, pumpa za majčino mleko je namenjena za ponovnu upotrebu samo od strane jednog korisnika.
- Pre svake upotrebe, očistite, isperite i dezinfikujte sve delove pumpe, osim pogonske jedinice i adaptéra.
- Čuvajte samo majčino mleko koje je iscedeđeno očišćenom i dezinfikovanom pumpom.
- Nemojte koristiti pumpu za grudi ako se čini da je silikonska dijafragma oštećena ili neispravna.
- Ne čistite delove pumpe antibakterijskim ili abrazivnim sredstvima za čišćenje.

Mere predostrožnosti za izbegavanje problema i bolova u vezi sa grudima i bradavicama:

- Ne pokušavajte da uklonite telo pumpe dok je pričvršćeno za dojku pomoću vakuma. Isključite jedinicu i raskinite vakuumsku vezu tako što ćete staviti prst između grudi i levka za pumpu. Zatim uklonite pumpicu iz grudi.
- Nikada ne koristite pumpu za grudi kada ste pospani ili pospani da biste izbegli nepažnju tokom upotrebe.
- Uvek isključite pumpu za grudi pre nego što je izvadite iz grudi da biste oslobođili vakuum.
- Nikada ne koristite dodatke ili delove drugih proizvođača ili one koje proizvođač nije izričito preporučio. Ovo može dovesti do kvara uređaja i može uticati na elektromagnetnu kompatibilnost (EMC). Korišćenje takvog pribora ili delova poništava vašu garanciju.
- Nemojte pumpati duže od 5 minuta bez prekida ako ne izlazi majčino mleko. Pokušajte da pumpate u drugo doba dana.
- Ako proces postane veoma neprijatan ili bolan, prestanite da koristite pumpu i konsultujte svog konsultanta za laktaciju.
- Ako vam stvoren pritisak izaziva nelagodnost ili bol, isključite uređaj, prekinute vakuumsku vezu tako što ćete staviti prst između grudi i tela pumpe i izvaditi pumpu iz grudi.
- Nikada nemojte ispušta ili ubacivati strane predmete u otvore.

PAŽNJA

Upozorenja za sprečavanje ličnih povreda, oštećenja proizvoda i kvara:

- Ne dozvolite da adapter i pogonska jedinica dođu u kontakt sa vodom.
- Držite adapter i pogonsku jedinicu dalje od vrućih površina da biste izbegli pregrevanje i deformaciju ovih delova.
- Nikada ne stavlajte pogonsku jedinicu ili adapter u vodu, u mašinu za pranje sudova ili u sredstvo za dezinfekciju.
- Iako je pumpa za majčino mleko usaglašena sa važećim direktivama o elektromagnetnoj kompatibilnosti, i dalje može biti osetljiva na jače emisije i/ili izazivati smetnje u radu druge opreme. Ovo može prouzrokovati da se pumpa za grudi isključi ili pređe u režim greške. Da biste sprecili međusobne smetnje, držite drugu električnu opremu podalje od pumpe za grudi tokom mučenja (pogledajte "Tehničke informacije").
- U pogonskoj jedinici pumpe za grudi nema delova koje korisnik može servisirati. Nije dozvoljena modifikacija opreme. To će poništiti vašu garanciju.
- Nemojte ispušta ili udarati pumpu/AC adapter. Nemojte snažno pritiskati LCD ekran.
- Pogonska jedinica i adapter ne zahtevaju čišćenje i sterilizaciju jer ne dolaze u kontakt sa majčinim mlekom.
- Nikada ne koristite alkohol ili druge organske rastvarače za čišćenje pumpe.
- Nemojte koristiti pumpu na način ili u druge svrhe osim onih opisanih u uputstvima. To može dovesti do nezgode ili oštećenja pumpe.

DELOVI

Slika 1:

1. Glavna jedinica
2. Silikonska dijafragma
3. Kućište distributera
4. O-prsten
5. Ventil
- 6A; 6B - prednji i zadnji deo posude 140 ml.

7. Kontejner za zaptivač

8. USB Type-C kabl za napajanje (bez adaptéra).
9. Prodужetak grudnjaka (kompatibilan samo sa grudnjakom za dojenje)
10. Silikonske membrane (levak) - 4 kom.

PRIPREMA ZA UPOTREBU

Čišćenje i dezinfekcija

Pogonsku jedinicu i adapter nije potrebno čistiti i dezinfikovati jer ne dolaze u kontakt sa majčinim mlekom. Pre prve upotrebe, očistite i dezinfikujte sve ostale delove pumpe za grudi. Očistite ove delove nakon svake sledeće upotrebe i dezinfikujte ih pre svake sledeće upotrebe. Dobro osušite.

Pažnja! Osušite silikonsku membranu pre upotrebe da biste izbegli oštećenje motora.

Pažnja! Nikada ne potapajte pogonsku jedinicu ili adapter u vodu, u mašinu za pranje sudova ili u sredstvo za dezinfekciju, jer ćete ih tako nepovratno oštetiti!

1. Potpuno rastavite pumpu. Takođe uklonite ventil. Budite pažljivi kada uklanjate ventil i kada ga čistite. Ako se pokvari, pumpa za grudi neće raditi ispravno.

2. Očistite sve delove osim pogonske jedinice i adaptéra u toploj vodi sa malo blagog tečnog deterdženta za pranje sudova, a zatim ih dobro isperite. Da biste očistili ventil, nežno ga protrljajte između prstiju u toploj vodi sa malo tečnog deterdženta. Nemojte umetati predmete u ventil jer ga to može oštetiti.

Upozorenje! - Nemojte koristiti antibakterijska ili abrazivna sredstva za čišćenje.

Napomena: Obavezno očistite i dezinfikujte relevantne delove pumpe za grudi. Pre rukovanja očišćenim delovima dobro operite ruke!

Upozorenje! - Budite oprezni jer očišćeni delovi mogu još uvek biti vrući. Počnite da sastavljate pumpu za mleko tek kada se očišćeni delovi ohlade.

UPOTREBA

Dugmad (Slika 2)

A. Dugme za uključivanje / isključivanje i promena režima; C. Smanjenje vakuma; D. Povećanje vakuma;

Indikatori:

E1- Režim masaže; E2 - Režim stimulacije; E3 - duboko pumpanje; I- Indikator jačine vakuma;

H - indikator napunjenosti baterije.

RAD BATERIJE

PAŽNJA!!! Pre prve upotrebe, potpuno napunite bateriju 8 sati bez prekida!

Priklučite USB utičnicu kabla za napajanje u utičnicu pumpe, a drugu stranu kabla za napajanje u adapter koji nije uključen u uređaj.

Ekran baterije počinje da treperi dok se baterija potpuno ne napuni.

Važno! Baterija se ne može puniti duže od 24 sata.

SASTAVLJANJE PUMPE

1. Umetnите silikonsku dijafragmu u kućište distributera i prstima pritisnite zaptivač duž ivice nadole kako bi se dobro uklasio (Slika 3).

2. Ubacite O-prsten u kanal distributera, a zatim umetnите ventil u izbočenu rupu i pritisnite ga prstima koliko je to moguće, tako da se dobro uklapa duž ivice (slika 4).

3. Postavite zaptivač duž ivice kućišta kontejnera (slika 5). Instalirajte prednji i zadnji deo kontejnera (slika 6).

4. Instalirajte kućište distributera na glavnu jedinicu pumpe:

- orijentirajte ga tako da rupa ostane na zadnjoj strani, a zatim ga pritisnite na glavnu jedinicu dok se savršeno ne uklapa (slika 7).

5. Pažnja! Da biste instalirali glavnu jedinicu u kontejner, važan uslov je da su okomiti. Ubacite ventil pričvršćen za glavnu jedinicu u rupu u telu kontejnera, a zatim lagano pritisnite i okrenite smeru kazaljke na satu dok se ne zaključa (Slika 8).

6. Umetnите silikonsku membranu (unapred određenu prema veličini bradavice) u otvor pumpe, tako da je pravac membrane označen strelicom koja se poklapa sa pravcem posude. Zatim pritisnite prstima do savršenog pečata (slika 9).

PODEŠAVANJA

●/M Dugme ON/OFF – držite dugme za uključivanje pumpe. Režim masaže se automatski pokreće 2 minuta, a zatim prelazi u režim pumpanja. Po defaultu, vreme pumpanja je 30 minuta, pumpa će se automatski isključiti nakon isteka vremena.

●/M Dugme za promenu režima – kratkim pritiskom. Pritiskom na navedeno dugme, režimi počinju da se naizmjenično menjaju u masažu, pumpanje i stimulaciju.

● Režim masaže – 9 nivoa

● Režim stimulacije – 9 nivoa

● Režim dubokog pumpanja – 9 nivoa

Osim toga, pumpa takođe nudi ručno podešavanje svakog režima u redosledu od 9 faza, pomoću + ili – tastera.

Važno: Nivo mleka u boci ne sme da pređe nivo ventila!

Ne brinite ako se protok mleka iznenada prekine. Mirno nastavite sa pumpanjem, ali ne više od 5 minuta. Ako ne izrazite više mleka, pokušajte u drugo doba dana. Ne morate da koristite sve načine rada, već samo onaj koji vam najviše odgovara. Pumpa se automatski isključuje nakon 30 minuta.

KADA SE CEDI MLEKO

Ako vam dobro ide sa dojenjem, preporučuje se (osim ako vaš zdravstveni radnik/savetnik za dojenje ne preporuči drugačije) da sačekate dok se ne ustupi raspored ispuštanja mleka i dojenja (obično najmanje 2 do 4 nedelje nakon porođaja) pre nego što počnete da pravite sok.

Izuzeci:

— Ako u početku imate problema sa dojenjem, redovno ispumpavanje može pomoći u izgradnji i održavanju zaliha mleka.

— Ako cedite majčino mleko za svoju bebu da biste je nahranili u bolnici.

— Ako su vaše grudi nabrekle (bolne ili natečene), možete iscediti malo majčinog mleka pre ili između hranjenja da biste ublažili bol i pomogli vašoj bebi da lakše začepe.

— Ako su vam bradavice bolne ili napukle, možete odlučiti da izdignite majčino mleko dok ne zarastu.

— Ako je beba privremeno razdvojena i želite da nastavite sa dojenjem kada ponovo bude sa vama, dobro je da redovno ceditate kako biste stimulisali oslobođanje majčinog mleka.

Morate da pronađete najbolje doba dana za cijeđenje, na primer neposredno pre ili posle prvog dojenja ujutru kada su vaše grudi pune, ili posle dojenja ako beba nije uzela sve iz obe dojke. Ako ste se vratili na posao, možda ćete morati da stisnete pauze. Korišćenje pumpe za grudi zahteva vežbu i može biti potrebno nekoliko pokušaja da se savlada. Na sreću, električna pumpa za grudi Lorelli je jednostavna za sklapanje i upotrebu, tako da ćete se uskoro naviknuti na rad sa njom.

ODREĐIVANJE VELIČINE LEVKA

Koraci za određivanje tačne veličine levka prema bradavici:

1. Stimulišite bradavice da se aktiviraju (nemojte preskočiti ovaj korak).

2. Gurnite otvor levka do bradavice dojke.

3. Izaberite veličinu otvora koja odgovara bazi zrna (slika 10).


4. Uzmite merenja na osnovu veličine levka iz tabele.

Primedba. Merenje se zasniva na elastičnosti bradavice. U zavisnosti od toga da li su vaše bradavice elastične, možete smanjiti ili povećati veličinu otvora. Ako i dalje osećate nelagodnost, koristite najprikladniju veličinu sa kojom biste se osećali najudobnije dok radite sa pumpom.

Prava veličina pomaže u postizanju

optimalnog protoka majčinog mleka.

Bradavica Alat za merenje



Bradavice - merenja prečnika	Preporučena veličina otvora levka
16 - 18 mm	18mm
19 - 21 mm	21mm
22 - 24 mm	24mm
25 - 27 mm	27mm

KORIŠĆENJE PUMPE ZA MLEKO

1. Temeljito operite ruke i uverite se da su vam grudi čiste.
2. Pritisnite telo sastavljene pumpe na grudi (slika 11). Uverite se da je vaša bradavica centrirana tako da masažni jastučić (lijevak) može stvoriti hermetički zatvorenu brtvu. Proverite da li se bradavica pravilno uklapa u jastuk (levak) (slika 10). Pumpu za grudi možete koristiti istovremeno sa grudnjakom (slika 12). Možete koristiti produžetak grudnjaka (kompatibilan samo sa grudnjacima za dojenje) u kompletu pumpe da biste podešili njegov obim.
3. Uzmite bilo koju od dozvoljenih poza navedenih na slici 13. Pažnja, slika 14 ukazuje na nepovoljne položaje u kojima pumpa ne funkcioniše ispravno i postoji mogućnost kvara.
4. Pritisnite dugme za uključivanje / isključivanje. Pumpa za grudi automatski počinje da radi u režimu masaže (stimulacije) i možete da promenite nivo masaže pomoću dugmadi za zumiranje i smanjivanje.
5. Kada majčino mleko teče, možete da promenite režim od masaže do dubokog pumpanja – pomoći dugmeta za režim i izaberite najpogodniji nivo.

UPOZORENJE: Nemojte uvek koristiti maksimalni nivo pumpanja, samo izaberite onu koja vam najviše odgovara.

Napomena: Ne brinite ako vam majčino mleko ne teče odmah. Smirite se i nastavite sa pumpanjem. Prvih nekoliko puta kada koristite pumpu za dojke, možda ćete morati da podešite režim usisavanja na jači režim usisavanja da bi vaše majčino mleko teklo.

6. U zavisnosti od vaše lične udobnosti, možete odlučiti da koristite jači režim usisavanja. Uvek se možete vratiti na slabiji režim usisavanja.
7. Kada završite sa pumpanjem, isključite pumpu sa dugmeta ON / OFF i pažljivo je izvadite iz dojke (slika 15).
8. Uklonite silikonsku membranu (levak) i posudu iz pogonske jedinice.
9. Očistite preostale korišćene delove pumpe za grudi prema uputstvima u odeljku "Čišćenje i dezinfekcija".

ČUVANJE ISCEDENOG MLEKA

Upozorenje: Čuvajte samo majčino mleko koje je iscedeno očišćenom i dezinfikovanom pumpom da biste obezbedili higijenu.

- Majčino mleko se može čuvati u frižideru (ne na vratima) do 48 sati. Izcedeno majčino mleko treba odmah da se ohladi. Ako majčino mleko čuvate u frižideru i dodajete mu tokom dana, dodajte samo majčino mleko koje je oceđeno u dezinfikovanoj flašici.
- Majčino mleko može da se čuva u zamrzivaču do tri meseca ako je u dezinfikovanim bocama sa dezinfikovanim navojnim prstenom i zaptivnim diskom. Stavite etiketu na bočicu koja jasno označava datum i vreme kada ste ga iscedili i prvo koristite starije majčino mleko.
- Ako ćete bebu nahraniti izcedenim majčinim mlekom u roku od 48 sati, možete ga čuvati u frižideru u sklopljenoj flašici.

UPOZORENJE!

Uvek stavite izdijeno majčino mleko odmah u frižider ili zamrzivač.

Čuvajte samo majčino mleko koje je iscedeđeno dezinfikovanom pumpom za grudi u dezinfikovane boćice. Nikada ne zamrzavajte jednom odmrznuto majčino mleko. Nikada nemojte dodavati novo majčino mleko u već zamrznuto majčino mleko.

UKLANJANJE NEISPRAVNOSTI

Problem: osećam bol kada koristim pumpu za grudi.

Rešenje: Mogući uzrok je prekomerno usisavanje. Ne treba vam puna snaga vakuma koju stvara pumpa. U početku koristite režim "Masaža" za stimulaciju masaže, a zatim možete da pređete na ekspresni režim. Ako se bol ne smiri, prestanite da koristite pumpu za grudi i konsultujte svog konsultanta za laktaciju. Ako se pumpa ne skida lako sa dojke, možete prekinuti vakuumsku vezu tako što ćete staviti prst između dojke i jastučića za masažu.

Problem: Pumpa za grudi ne radi.

Rešenje: Proverite da li ste pravilno sastavili pumpu za grudi. Da biste sprečili međusobne smetnje, držite drugu električnu opremu, poput mobilnog telefona ili laptopa, podalje od pumpe za grudi dok se stisnete. Proverite da li je baterija napunjena.

Problem: Ne osećam usisavanje.

Rešenje: Proverite da li ste pravilno sastavili pumpu za grudi prateći korake u odeljku „Priprema za upotrebu“. Uverite se da su ventili pravilno postavljeni i proverite da li su oštećeni ili istrošeni. Zamenite ventil ako je potrebno. Takođe, uverite se da je pumpa pravilno postavljena na dojku kako bi se stvorio vakuum.

Problem: Pumpa previše siše.

Rešenje: Sledite dolinavedena uputstva ako osetite prejako usisavanje pumpe za grudi:

Obavezno koristite samo delove koje preporučuje proizvođač.

Obavezno sastavite pumpu za grudi sa jastukom za masažu: ako ne koristite jastuk za masažu, može doći do stvaranja prevelikog vakuma.

Kada prvi put koristite pumpu za grudi, u početku ćete možda osetiti prejako usisavanje. Vežbanje može pomoći. Ako problem i dalje postoji, konsultujte svog konsultanta za laktaciju.

USLOVI ZA KORIŠĆENJE I ČUVANJE

Držite pumpu za grudi dalje od direktnе sunčeve svetlosti jer produženo izlaganje suncu može dovesti do promene boje. Čuvajte pumpu za grudi i njenu dodatnu opremu na bezbednom, čistom i suvom mestu.

Ako je uređaj čuvan u topлом ili hladnom okruženju, stavite ga u okruženje u kome se koristi i ostavite da dostigne temperaturu u granicama uslova korišćenja (10 °C do 30 °C) pre rukovanja.

Uverite se da je napon adaptera za napajanje kompatibilan i sa izvorom napajanja i sa baterijom pumpe za dojke. Korišćenje adaptera za napajanje koji nije preporučen od strane proizvođača može prouzrokovati nepovratno oštećenje pumpe za dojke.

Koristite samo Lorelli adapter za napajanje ili sertifikovani USB tip C adapter sa sledećim specifikacijama:

Mrežni ulazni naponski adapter: AC 100 – 240 V; 50/60 Hz / 0.45 A

Izlazni napon: 5.0V; 1000 mAh

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

1. Litijumska baterija 3.7 V 1200 mAh

2. Fiksno vreme: 30 minuta

3. Snaga usisavanja: 60 mmhg-150 mmhg

4. Nivo buke: <60dB

5. Uslovi radnog okruženja: temperatura 10-30 °C, relativna vlažnost 15%-93%,

6. Uslovi okruženja za skladištenje: Temperatura -25-50 °C, Relativna vlažnost 15%-93%,

7. IP klasa: IPKS0.

Înainte de a folosi pompa de săn, citiți cu atenție acest manual al utilizatorului, păstrați pentru referințe viitoare.

RO

Informații importante de siguranță

Înainte de a folosi pompa de săn, citiți cu atenție acest manual al utilizatorului, păstrați pentru referințe viitoare

Destinație

Pompa electrică pentru săn este concepută pentru extragerea și colectarea laptelui matern de la sănii femeilor care alăptează. Dispozitivul este destinat a fi utilizat de către un singur utilizator !

RECOMANDĂRI DE SIGURANȚĂ



Contraindicații

AVERTIZARE ! Nu utilizați niciodată pompa de săn în timpul sarcinii, deoarece pomparea poate induce travaliul.

Pentru prevenirea rănilor și deteriorării, clarificările importante sunt explicate folosind diferite simboluri. Simbolurile și semnificațiile lor sunt următoarele:

AVERTIZARE ! – indică situații potențial periculoase care, dacă nu sunt evitate, ar putea duce la moarte sau vătămări grave.

ATENȚIE ! - indică situații potențial periculoase care, dacă nu sunt evitate, ar putea duce la provocarea unor leziuni minore sau moderate.

AVERTIZARE

Avertismente pentru evitarea sufocării, strangulării și rănilor:

- Nu permiteți copiilor sau animalelor de companie să se joace cu unitatea de antrenare, adaptorul sau accesoriile.
- Supravegheați copiii astfel încât să nu se joace cu aparatul.
- Înălțădeană deconectați pompa de săn de la priza imediat după utilizare.
- Nu lăsați pompa de săn nesupravegheată în timp ce este conectată la priză.
- Această pompă de săn nu este destinață utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacitați fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe. Asemenea persoane ar putea folosi această pompă de săn numai dacă sunt supravegheate sau au fost instruite de o persoană responsabilă pentru siguranța lor cu privire la modul de utilizare a dispozitivului.

Avertismente pentru evitarea producerii socurilor electrice și arsurilor:

- Înainte de fiecare utilizare, verificați pompa de săn, inclusiv adaptorul, pentru semne de deteriorare. Nu utilizați pompa de săn dacă adaptorul sau ștecherul este deteriorat, dacă nu funcționează corect sau dacă a scăpată sau scufundată în apă.
- Utilizați numai adaptorul recomandat și tensiunea specificată pentru a preveni supraîncălzirea adaptorului, producerea unor deteriorări sau accidente.
- Nu atingeți adaptorul AC și pompa în timpul furtunilor.
- Nu așezați pompa/bateria/ adaptorul de curent alternativ în lumina directă a soarelui sau în ploaie, lângă încălzitoare sau alte aparate fierbinți, în locuri expuse la temperaturi extrem de ridicate sau scăzute, umiditate ridicată sau praf.
- Nu așezați obiecte grele pe pompă și nu deteriorați cablul sau ștecherul. Nu întindeți sau răsuciți puternic cablul. Țineți înălțădeană adaptorul de curent alternativ când deconectați dispozitivul din priză. Asigurați-vă că ștecherul este bine introdus în priză. Nu folosiți o priză slabă.
- Nu lăsați pompa/bateria/ adaptorul de curent alternativ să se ude.
- Nu dezasamblați sau modificați pompa/bateria/ adaptorul de curent alternativ. Nu aruncați bateria în foc și nu o expuneți la căldură. — Deconectați imediat adaptorul de curent alternativ și scoateți bateria. Opreți utilizarea pompei dacă observați un miros nenatural, încălzire, decolorare, deformare sau orice altceva neobișnuit în timpul utilizării sau depozitării pompei.

Avertismente pentru evitarea intoxicațiilor, infecțiilor și pentru asigurarea igienei:

- Din considerente de igienă, pompa de sân este destinată utilizării repetitive de către un singur utilizator.
 - Înainte de fiecare utilizare, curătați, clătiți și dezinfecțați toate piesele pompei, cu excepția unității de antrenare și a adaptorului.
 - Depozitați numai laptele matern care a fost extras cu o pompă curătată și dezinfecțată.
 - Nu utilizați pompa de sân dacă diafragma din silicon pare deteriorată sau defectă.
 - Nu curătați piesele pompei cu produse de curățare antibacteriene sau abrazive.
- Avertismente pentru evitarea problemelor și durerilor legate de săni și mameloane:**
- Nu încercați să îndepărtați corpul pompei în timp ce acesta este atașat de săn cu vid. Opriti dispozitivul și întrerupeți conexiunea de vid punând un deget între săn și pâlnia pompei. Apoi scoateți pompa de la săn.
 - Nu utilizați pompa de săn atunci când vă simțiți somnoroasă pentru evitarea neatenției în timpul utilizării pompei.
 - Opriti întotdeauna pompa de săn înainte de a o scoate de la săn pentru a elibera vidul.
 - Nu utilizați niciodată accesorii sau piese de la alti producători sau piese care nu sunt recomandate în mod special de către producător. Acest lucru ar putea cauza funcționarea defectuoasă a dispozitivului și poate afecta compatibilitatea electromagnetică (CEM). Utilizarea unor astfel de accesorii sau piese va anula garanția.
 - Nu pompați mai mult de 5 minute fără oprire dacă nu ieșe lapte matern. Încercați să pompați la un alt moment al zilei.
 - Dacă procesul devine foarte inconfortabil sau dureros, nu mai utilizați pompa și consultați-vă consultantul în lactație.
 - Dacă presiunea creată vă provoacă disconfort sau durere, opriti dispozitivul, întrerupeți vidul punând un deget între săn și corpul pompei și scoateți pompa de la săn.
 - Nu scăpați și nu introduceți niciodată obiecte străine în deschideri.

ATENȚIE

Avertismente pentru prevenirea vătămărilor personale, deteriorării produsului și funcționării defectuoase a acestuia:

- Nu lăsați adaptorul și unitatea de antrenare să intre în contact cu apa.
- Țineți adaptorul și unitatea de antrenare departe de suprafetele fierbinte pentru a evita supraîncălzirea și deformarea acestor piese.
- Nu introduceți niciodată unitatea de antrenare sau adaptorul în apă, într-o mașină de spălat vase sau într-un dispozitiv de dezinfecțare.
- Deși pompa de săn corespunde directivelor CEM aplicabile, aceasta ar putea fi totuși sensibilă la emisii mai puternice și/sau a provoca interferențe cu alte echipamente. Aceasta ar putea provoca oprirea pompei de săn sau să intre în modul de eroare. Pentru a preveni interferențele reciproce, țineți alte echipamente electrice departe de pompa de săn în timpul extragerii laptopului matern (vezi „Informații tehnice”).
- Nu există piese reparabile de către utilizator în unitatea de antrenare a pompei de săn. Nu este permisă modificarea echipamentului. Procedând astfel, veți anula garanția.
- Nu scăpați și nu loviti pompa/ adaptorul de curent alternativ. Nu apăsați puternic pe afișajul LCD.
- Unitatea de antrenare și adaptorul nu necesită curățare și sterilizare, deoarece nu intră în contact cu laptele matern.
- Nu utilizați niciodată alcool sau alti solvenți organici pentru a curăța pompa.
- Nu utilizați pompa într-un mod sau în scopuri diferite de cele descrise în aceste instrucții. Acest lucru ar putea provoca producerea unor accidente sau deteriorarea pompei.

PIESE

Imagine 1:

1. Unitate principală
2. Diafragma din silicon
3. Carcasa repartizatorului
4. Inel cu formă de O
5. Supapă

- 6 a ; 6 b - față și spate container 140 ml.
7. Etanșare container
8. Cablu de alimentare USB de tip C (fără adaptor).
9. Extensia de sutien (compatibilă doar cu sutien de alăptare)
10. Membrane din silicon (pâlnie) - 4 buc.

PREGĂTIRE PENTRU UTILIZARE

Curățare și dezinfecție

Unitatea de antrenare și adaptorul nu necesită curățare și dezinfecție, deoarece nu intră în contact cu laptele matern. Înainte de prima utilizare, curătați și dezinfecțați toate celelalte piese ale pompei de săn. Curătați aceste piese după fiecare utilizare ulterioară și dezinfecțați-le înainte de fiecare utilizare ulterioară. Uscați bine. Atenție ! : Vă rugăm să uscați membrana de silicon înainte de utilizare pentru a evita deteriorarea motorului.

Atenție! : Nu scufundați niciodată unitatea de antrenare sau adaptorul în apă, într-o mașină de spălat vase sau într-un dispozitiv de dezinfecțare, deoarece acest lucru le va deteriora în mod ireversibil !

1. Dezasamblați pompa complet. Scoateți și supapa. Aveți grijă când scoateți supapa și când o curătați. Deteriorarea acesteia nu va permite funcționarea corespunzătoare a pompei.

2. Curătați toate piesele, cu excepția unității de antrenare și a adaptorului, în apă fierbinte cu puțin detergent lichid de spălat vase și apoi clătiți cu apă din abundență. Pentru a curăta supapa, frecăți-o ușor între degete în apă caldă cu puțin detergent lichid. Nu introduceți obiecte în supapă, deoarece aceasta o poate deteriora.

Avertizare! - Nu utilizați produse de curătare antibacteriene sau abrazive.

Notă: Asigurați-vă că ati curătat și dezinfecțat piesele respective ale pompei de săn. Spălați-vă bine mâinile înainte de a manipula piesele curătate !

Avertizare ! - Aveți grijă, deoarece piesele curătate ar putea fi încă fierbinte. Începeți asamblarea pompei de săn numai după ce părțile curătate s-au răcit.

UTILIZARE

Butoane (Imagine 2)

A. Buton PORNIT/OPRIT și schimbarea modului; C. Reducerea vidului; D. Mărirea vidului;

Indicatori:

E1 - Modul de masaj; E2 – Modul de stimulare; E3 – Mulgere intensivă; I- Indicator pentru puterea vidului; H – indicator pentru gradul de încărcare a bateriei.

UTILIZAREA BATERIEI

ATENȚIE !!! Înainte de prima utilizare, încărcați complet bateria timp de 8 ore fără întrerupere!

Conectați mufa USB a cablului de alimentare la priza pompei, iar celălalt capăt al cablului de alimentare la adaptor, care nu este inclus în setul aparatului.

Indicatorul bateriei începe să clipească până când bateria este complet încărcată.

Important! Bateria nu poate fi încărcată mai mult de 24 de ore.

ASAMBLAREA POMPEI

1. Așezați diafragma de silicon în carcasa distributiorului și apăsați cu degetul etanșarea de-a lungul marginii în jos pentru a se potrivi perfect (Imagine 3).

2. Introduceți inelul O în canelura distributiorului, apoi introduceți supapa în orificiul proeminent și împingeți cu degetele cât mai mult posibil, astfel încât să se potrivească perfect pe margine (Imagine 4).

3. Așezați etanșarea de a lungul marginii carcasei containerului (Imagine 5). Montați partea de față la partea de spate a containerului (Imagine 6).

4. Instalați carcasa distributiorului pe unitatea principală a pompei:

- orientați-o astfel încât deschiderea să fie pe partea din spate, apoi apăsați în sus pe unitatea principală până când este complet așezat (Imagine 7).

5. Atenție! Pentru a monta blocul principal pe container, o condiție importantă este ca acestea să fie perpendiculare. Introduceți supapa atașată la unitatea principală în deschiderea corpului containerului, apoi apăsați ușor în jos și rotați în sensul acelor de ceasornic până se blochează (Imagine 8).

6. Așezați membrana de silicon (predeterminată în funcție de dimensiunea mameloanelor dvs.) în orificiul pompei, cu direcția membranei indicată printre o săgeată care se potrivește cu direcția recipientului. Apoi apăsați cu degetele până la o etanșare perfectă (Imagine 9).

SETĂRI

 Butonul PORNIRE/OPRIRE – țineți apăsat butonul pentru a porni pompa. Modul de masaj pornește automat timp de 2 minute, apoi trece în modul de mulgere. În mod implicit, timpul de pompare este de 30 de minute, pompa se va opri automat după expirarea timpului.

 Butonul de schimbare a modului - cu o apăsare scurtă. Prin apăsarea butonului indicat, modurile încep să alterneze succesiv între modurile de masaj, mulgere și stimulare.

 Modul de masaj – 9 niveluri

 Modul de stimulare – 9 niveluri

 Modul de mulgere intensivă – 9 niveluri

În plus, pompa oferă și reglarea manuală a fiecărui în 9 grade, folosind butoanele + sau -.

Important: Nivelul laptelui din sticla nu trebuie să depășească nivelul supapei!

Nu vă faceți griji dacă fluxul de lapte se oprește brusc. Continuați să pompați calm, dar nu mai mult de 5 minute. Dacă nu extrageți mai mult lapte, încercați într-un alt moment al zilei. Nu este necesar să folosiți toate modurile de lucru, ci doar pe cel care vă este cel mai confortabil. Pompa se oprește automat după 30 de minute

ÎN CE CAZURI AR TREBUIE EXTRAS LAPTELE MATERN

Dacă alăptăți bine, este recomandat (cu excepția cazului în care medicul dumneavoastră/consilierul în alăptare a recomandat altfel) să așteptați până la stabilirea programului dvs. de alăptare și alăptare (de obicei la cel puțin 2 până la 4 săptămâni după naștere), înainte de a proceda la extragerea laptelui.

Excepții:

- Dacă întâmpinați probleme la alăptare la început, pomparea regulată v-ar putea ajuta la formarea și menținerea cantității de lapte matern.
- Dacă extrageți lapte matern pentru copilul dvs., cu care este hrănит în spital.
- Dacă sănii dvs. sunt umflați (dureroși sau umflați), atunci putea extrage puțin lapte matern înainte sau între alăptări pentru a calma durerea și pentru a ajuta copilul să alăpteze mai ușor.
- Dacă sfârcurile dvs. sunt dureroase sau crăpăte, atunci putea decide să extrageți laptele matern până când se vindecă.
- Dacă bebelușul dvs. temporar nu este lângă dvs. și dorîți să continuați alăptarea când se întoarce la dvs., ar fi bine să extrageți laptele matern pentru a stimula fluxul de lapte.

Trebuie să găsiți cel mai bun potrivit al zilei pentru a vă extrage laptele, de exemplu chiar înainte sau după prima alăptare de dimineață când sănii dvs. sunt plini sau după alăptare dacă copilul nu a luat totul din ambii săni. Dacă v-ați întors la muncă, să ar putea să fie necesar să extrageți laptele matern în pauzele. Folosirea pompei de sân necesită practică și ar putea fi necesare câteva încercări pentru a reuși. Din fericire, pompa electrică

de sân Lorelli este ușor de asamblat și utilizat, așa că vă veți obișnui în curând să o utilizați.

DETERMINAREA MĂRIMII PÂLNIEI


Pasuri pentru determinarea mărimii potrivite a pâlniei în funcție de mărimea mamelonului:

1. Stimulați-vă mameloanele pentru a se activa (nu săriți peste acest pas).
2. Glisați deschiderea pâlniei la mamelonul sănului.
3. Selectați mărimea orificiului, corespunzătoare bazei mamelonului (Imagine 10).
4. Obțineți măsurările pe baza dimensiunii pâlniei din tabel.

Notă. Stabilirea mărimii se bazează pe elasticitatea boabelor. În funcție de elasticitatea mamelonului, puteți reduce sau mări dimensiunea deschiderii. Dacă simțiți disconfort, utilizați cea mai potrivită mărime cu care v-ați simțit cel mai confortabil în timp ce utilizați pompa.

Mărimea corectă ajută la obținerea unui flux optim de lapte matern.

Instrument pentru măsurarea mamelonului.



Mameloane - diametru măsurări	Dimensiune recomandată a deschiderii pâlniei
16 - 18 mm	18mm
19 - 21 mm	21mm
22 - 24 mm	24mm
25 - 27 mm	27mm

UTILIZAREA POMPEI DE SÂN

1. Spălați-vă bine mâinile și asigurați-vă că sănii sunt curați.
2. Apăsați corpul pompei asamblate pe sân (Imagine 11). Asigurați-vă că mamelonul este centrat, astfel încât perna de masaj (pâlnia) să poată crea o etanșare ermetică. Asigurați-vă că mamelonul se potrivește corect în pernă (pâlnia) (Imagine 10). Ați putea folosi pompa de sân simultan cu un sutien (Imagine 12). Cu extensia de sutien (compatibil numai cu sutienele pentru alăptare) din setul de pompă, puteți regla circumferința.
3. Ocupați una dintre pozițiile permise prezentate în Imaginea 13. Atenție, Imaginea 14 arată pozițiile nefavorabile în care pompa nu funcționează corect și există posibilitatea de deteriorare.
4. Apăsați butonul Pornit/Oprit. Pompa de sân începe automat să funcționeze în modul de masaj (stimulare, ați putea modifica nivelul de masaj folosind butoanele de creștere și reducere).
5. Când laptele matern începe să curgă, puteți schimba modul de la masaj la mulgere intensivă - prin intermediul butonului de mod, selectând cel mai confortabil nivel.

ATENȚIE: Nu utilizați întotdeauna nivelul maxim de pompare, alegeti cel mai confortabil pentru dvs.

Observație: Nu vă faceți griji dacă laptele matern nu începe să curgă imediat. Păstrați-vă calmul și continuați să pompați. Primele câteva ori când utilizați pompa de sân, ar putea fi necesar să setați la un modul de aspirație mai puternică pentru că laptele matern să înceapă să curgă.

6. În funcție de confortul dvs. personal, ați putea decide să utilizați un mod de aspirație mai puternică. Puteți reveni oricând la un modul de aspirație mai slabă.

7. După ce terminați extracția, opriti pompa de la butonul PORNIT/OPRIT, îndepărtați-o atent de pe sân (Imagine 15).

8. Scoateți membrana de silicon (pâlnia) și recipientul din unitatea de antrenare.

9. Curătați restul pieselor folosite ale pompei de sân conform instrucțiunilor din secțiunea „Curățare și dezinfecție”.

DEPOZITAREA LAPTELUI MATERN

Avertizări: Păstrați numai laptele matern care a fost extras cu o pompă curătată și dezinfecțată pentru a asigura igienă.

- Laptele matern poate fi păstrat la frigider (nu în usă) până la 48 de ore. Laptele matern extras trebuie pus în frigider imediat. Dacă păstrați laptele matern în frigider și adăugați la acesta în timpul zilei, adăugați numai laptele matern care a fost extras într-o sticlă igienizată.

- Laptele matern poate fi păstrat în congelator până la trei luni dacă este în sticle sterilizate cu un inel cu șurub sterilizat și un disc de etanșare. Puneti o etichetă pe sticla care marchează clar data și ora extragerii și utilizați mai întâi laptele matern mai vechi.

- Dacă aveți de gând să hrăniți bebelușul cu laptele matern extras în 48 de ore, îl puteți păstra la frigider într-un biberon asamblat.

AVERTIZARE!

Puneți întotdeauna laptele matern în frigider sau congelator imediat.

Păstrați numai laptele matern care a fost extras cu o pompă de sân dezinfecțată în biberone dezinfecțate.

Nu congelează niciodată laptele matern odată dezghețat.

Nu adăugați niciodată lapte matern nou în laptele matern deja congelat.

DEPANAREA

Problemă: Mă doare când folosesc pompa de sân.

Soluție: O cauză posibilă este aspirația excesivă. Nu aveți nevoie de întreaga forță a vidului produs de pompă. Inițial, utilizați modul „Masaj” pentru stimulare prin masaj, apoi ați putea trece la modul expres. Dacă durerea nu încetează, nu mai folosiți pompa de sân și consultați consultantul dvs. în lactație. Dacă pompa nu se desprinde ușor de pe sân, ați putea întrerupe vidul punând degetul între sân și perna de masaj.

Problemă: Pompa de sân nu funcționează.

Soluție: Mai întâi, verificați dacă ați asamblat corect pompa de sân. Pentru a preveni producerea unor interferențe reciproce,țineți alte echipamente electrice, cum ar fi un telefon mobil sau un laptop, departe de pompa de sân în timpul extragerii. Verificați dacă bateria este încărcată.

Problema: Nu simt nici o aspirație.

Soluție: Verificați dacă ati asamblat corect pompa de sân urmând pașii din secțiunea „Pregătire pentru utilizare”. Asigurați-vă că supapele sunt așezate corect, verificați dacă nu sunt deteriorate sau uzate. Înlocuiți supapa dacă este necesar. De asemenea, asigurați-vă că pompa este plasată corect pe sân pentru a crea un vid.

Problema: Pompa aspiră prea tare.

Soluție: Urmați instrucțiunile de mai jos dacă simțiți o aspirație prea puternică de la pompa de sân:

Asigurați-vă că utilizați numai piese recomandate de producător.

Asigurați-vă că asamblați pompa de sân cu perna de masaj: neutilizarea pernei de masaj poate cauza acumularea excesivă de vid.

Când utilizați pompa de sân pentru prima dată, este posibil să simțiți o aspirație prea puternică la început. Exercițiile ar putea ajuta. Dacă problema persistă, consultați consultantul dvs. în alăptare.

CONDIȚII DE UTILIZARE ȘI DEPOZITARE

Țineți pompa de sân departe de razele solare directe, deoarece expunerea prelungită la soare poate provoca decolorarea pompei. Depozitați pompa de sân și accesorile acesteia într-un loc sigur, curat și uscat.

Dacă dispozitivul a fost depozitat într-un mediu cald sau rece, plasați-l în mediul de utilizare și lăsați-l să atingă o temperatură în limitele condițiilor de utilizare (10 °C - 30 °C), înainte de a-l utiliza.

Asigurați-vă că tensiunea adaptorului de alimentare este compatibilă atât cu sursa de alimentare, cât și cu bateria pompei de sân.

Folosirea unui adaptor de alimentare diferit de cel recomandat de producător poate cauza deteriorarea permanentă a pompei dvs. de sân.

Folosiți doar adaptorul de alimentare Lorelli sau adaptor C USB certificat cu următoarele specificații:

Adaptor tensiune de intrare a rețelei: AC 100 – 240 V; 50/60 Hz / 0.45 A

Tensiune de ieșire: 5.0V; 1000 mAh

SPECIFICAȚII TEHNICE

1. Baterie cu litiu: 3.7V 1200mAh
2. Timp fixat 30 minute
3. Putere de aspirație: 60mmhg-150mmhg
4. Volumul zgomotului: <60dB
5. Condiții de mediu la utilizarea dispozitivului: Temperatura: 10-30 °C, Umiditate relativă: 15%-93%,
6. Condiții de mediu la depozitarea dispozitivului: Temperatura -25-50 °C; Umiditate relativă 15%-93%
7. Clasă IP: IPX0 .

Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door voordat u de borstkolf gaat gebruiken en bewaar deze voor toekomstig gebruik.

NL

Belangrijke veiligheidsinstructies

Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door voordat u de borstkolf gaat gebruiken en bewaar deze voor toekomstig gebruik.

Beoogd doel

De elektrische borstkolf is ontworpen om moedermelk af te kolven van de borsten van vrouwen die borstvoeding geven en deze op te vangen. Het toestel is geschikt voor slechts één gebruiker!

VEILIGHEIDSTIPS



Contra-indicaties

WAARSCHUWING: Gebruik de borstkolf nooit tijdens de zwangerschap, het kolven kan namelijk weeën opwekken.

Om letsel en schade te voorkomen, worden de belangrijke aanwijzingen met verschillende symbolen uitgelegd. De symbolen hebben de volgende betekenis:

WAARSCHUWING! – geeft potentieel gevaarlijke situaties aan die, als ze niet worden vermeden, tot dood kunnen leiden of een ernstig letsel kunnen veroorzaken.

AANDACHT! - geeft potentieel gevaarlijke situaties aan die, als ze niet worden vermeden, een licht of matig letsel kunnen veroorzaken.

WAARSCHUWING

Waarschuwingen om verstikking, wurging en letsel te voorkomen:

- Laat kinderen of huisdieren niet met de aandrijf eenheid, de adapter of met de accessoires spelen.
- Let op de kinderen zodat ze niet met het toestel spelen.
- **Haal de borstkolf altijd** na gebruik uit het stopcontact.
- Laat de borstkolf niet zonder toezicht achter terwijl deze in het stopcontact is aangesloten.
- Deze borstkolf is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis. Dergelijke personen mogen deze borstkolf alleen gebruiken indien ze onder het toezicht staan of indien instructies hebben gekregen over het gebruik van het toestel door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

Waarschuwingen om elektrische schokken en brandwonden te voorkomen:

- Controleer voor elk gebruik de borstkolf en de adapter op beschadigingen. Gebruik de borstkolf niet als u vaststelt dat de adapter of de stekker beschadigd is, indien de borstkolf niet goed werkt of indien deze in water is in ondergedompeld.
- Om oververhitting, schade of ongelukken van de adapter te voorkomen, gebruik alleen de aanbevolen adapter en het gespecificeerde voltage.
- Raak de AC-adapter en borstkolf bij onweer niet aan.
- Plaats de borstkolf/de batterij/de AC-adapter niet in rechtsreeks zonlicht of regen, in de buurt van verwarmingen of andere hete toestellen, op plekken die zijn blootgesteld aan extreem hoge of lage temperaturen, hoge luchtvochtigheid of stof.
- Plaats geen zware voorwerpen op de borstkolf en beschadig de kabel of stekker niet. De kabel niet trekken of plooien. Zorg ervoor dat u altijd de AC-adapter vast hebt wanneer u deze uit het stopcontact haalt. Zorg ervoor dat de stekker stevig in het stopcontact zit. Gebruik geen los stopcontact.
- Laat de borstkolf/de batterij/de AC-adapter niet nat worden.
- Demonteer of breng geen wijzigingen aan de pomp/de batterij/de AC-adapter aan. Gooi de batterij niet in vuur en stel deze niet bloot aan hitte.

— Als u een onnatuurlijke geur, opwarming, verkleuring, vervorming of iets ongewoons opmerkt terwijl u de borstkolf gebruikt of opbergt, haal dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact, verwijder de batterij en gebruik de borstkolf niet meer.

Waarschuwingen om vergiftiging, infectie te voorkomen en de hygiëne te waarborgen:

— Om hygiënische redenen is de borstkolf bedoeld voor herhaald gebruik door slechts één gebruiker.
— Reinig, spoel en ontsmet voor elk gebruik alle onderdelen van de borstkolf, behalve de aandrijfseenheid en de adapter.

— Sla alleen moedermelk op die met een gereinigde en gedesinfecteerde borstkolf is afgekolfd.

— Gebruik de borstkolf niet als het siliconenmembraan beschadigd of defect lijkt.

— Gebruik geen antibacteriële of schurende reinigingsmiddelen om de borstkolf te reinigen.

Waarschuwingen om problemen en pijn in de borsten en de tepels te voorkomen:

— Probeer het borstkolflichaam niet te verwijderen terwijl het op de borst gevacumeerd vastzit. Schakel het toestel uit en verbreek de vacuümverbinding door een vinger tussen uw borst en de kolfrechter te plaatsen. Verwijder vervolgens de borstkolf van uw borst.

— Om onoplettendheid tijdens het gebruik te voorkomen, gebruik de borstkolf nooit als u suf of slapelig bent.

— Schakel de borstkolf altijd uit voordat u hem uit de borst haalt om het vacuüm te verbreken.

— Gebruik nooit accessoires of onderdelen van andere fabrikanten of onderdelen die niet specifiek door de fabrikant zijn aanbevolen. Hierdoor kan het toestel defect raken en kan de elektromagnetische compatibiliteit (EMC) worden beïnvloed. De garantie vervalt indien u dergelijke onderdelen of accessoires gebruikt.

— Als er geen moedermelk uitkomt, blijf dan niet langer dan 5 minuten proberen. Probeer op een ander tijdstip van de dag af te kolen.

Als u zich ongemakkelijk voelt of pijn ervaart, stop dan met het gebruik van de borstkolf en raadpleeg uw borstvoedingsconsulent.

— Als u door de gecreëerde druk zich ongemakkelijk voelt of pijn ervaart, schakel dan het toestel uit, verbreek u de vacuümverbinding door een vinger tussen de borst en het borstkolflichaam te plaatsen en verwijder de borstkolf van uw borst.

— Laat nooit vreemde voorwerpen in de openingen vallen of steek er geen in.

AANDACHT

Waarschuwingen om een lichamelijk letsel, schade of storingen aan het product te voorkomen:

— Zorg ervoor dat de adapter en de aandrijfseenheid niet in contact met water komen.

— Houd de adapter en de aandrijfseenheid uit de buurt van hete oppervlakken om oververhitting en vervorming van deze onderdelen te voorkomen.

— Plaats de aandrijfseenheid of adapter nooit in water, in een vaatwasser of in een ontsmettingstoestel.

— Hoewel de borstkolf voldoet aan de geldende richtlijnen met betrekking tot de elektromagnetische compatibiliteit, kan deze toch gevoelig zijn voor sterkere emissies en/of interferentie met andere apparatuur veroorzaken. Hierdoor kan de borstkolf uitschakelen of in foutmodus gaan. Om onderlinge interferentie te voorkomen, houd tijdens het afkolen andere elektrische toestellen uit de buurt van de borstkolf (zie 'Technische informatie').

— De aandrijfseenheid van de borstkolf bevat geen onderdelen die door de gebruiker moeten worden onderhouden. Het is niet toegestaan om wijzigingen aan de uitrusting aan te brengen. Als u dit toch doet, vervalt uw garantie.

— Laat de pomp/de AC-adapter niet vallen en sla er niet op. Druk niet hard op het Lcd-scherm.

— De aandrijfseenheid en de adapter hoeven niet te worden gereinigd en gesteriliseerd omdat ze niet in contact met de moedermelk komen.

— Reinig de borstkolf nooit met alcohol of andere organische oplosmiddelen.

— Gebruik de borstkolf niet op een andere manier of voor andere doeleinden dan beschreven in de instructies. Dit kan ongelukken of schade aan de pomp tot gevolg hebben.

ONDERDELEN

Afbeelding 1:

- 1. Hoofdblok
- 2. Siliconen membraan
- 3. Behuizing van de verdeler
- 4. O-ring
- 5. Klep
- 6 a ; 6 b - voor- en achterzijde van een bakje 140

ml.

- 7. Afdichting van het bakje
- 8. USB-voedingskabel van het type C (adapter niet inbegrepen).
- 9. Behaverlenger (enkel compatibel met een voedingsbeha)
- 10. Siliconen membranen (trechter) x 4

VOORBEREIDING VOOR GEBRUIK

Reiniging en desinfectie

De aandrijfeenheid en de adapter hoeven niet te worden gereinigd en gedesinfecteerd omdat ze niet in contact met de moedermelk komen. Reinig en desinfecteer voor het eerste gebruik alle andere onderdelen van de borstkolf. Reinig deze onderdelen na elk volgend gebruik en desinfecteer ze voor elk volgend gebruik. Droog goed af. **Aandacht!** : Om schade aan de motor te voorkomen, droog voor gebruik het siliconenmembraan af.

Aandacht! : Plaats de aandrijfeenheid of de adapter nooit in water, in een vaatwasser of in een ontsmettingstoestel - dit zal ze onherstelbaar beschadigen!

1. Demonteer de borstkolf volledig. Verwijder ook de klep. Wees voorzichtig wanneer u de klep verwijdert of reinigt. Als de klep beschadigd raakt, zal de borstkolf niet meer correct werken.
2. Reinig alle onderdelen behalve de aandrijfeenheid en de adapter in warm water met een beetje mild vloeibaar afwasmiddel en spoel ze daarna goed af. Om de klep te reinigen, wrijft deze zachtjes tussen uw vingers in warm water met een beetje vloeibaar wasmiddel. Steek geen voorwerpen in de klep, hierdoor kan deze beschadigd raken.

Waarschuwing! - Gebruik geen antibacteriële of schurende schoonmaakmiddelen.

Opmerking: Zorg ervoor dat de relevante onderdelen van de borstkolf gereinigd en gedesinfecteerd zijn. Was goed uw handen voordat u de gereinigde onderdelen aanraakt!

Waarschuwing! - Let op, de gereinigde onderdelen kunnen nog heet zijn. Begin met de montage van de borstkolf pas nadat de gereinigde onderdelen afgekoeld zijn.

GEBRUIK

Knopen (Afbeelding 2)

A. AAN/UIT-knop en modus wijzigen; C. Het vacuüm verlagen; D. Het vacuüm verhogen;

Indicatoren:

E1 - Massagemodus; E2 - Stimulatiemodus; E3 - diep afkolven; I - Indicator van de vacuümsterkte; H - Indicator van de batterijlading.

WERKEN MET DE BATTERIJ

AANDACHT! Voor het eerste gebruik dient de batterij ononderbroken gedurende 8 uur volledig te worden opgeladen!

Sluit de USB-uitgang van het netsnoer aan op de uitgang van de borstkolf en de andere kant van het netsnoer op de adapter. De adapter is niet meegeleverd.

De batterijindicator begint te knipperen totdat de batterij volledig is opgeladen.

Belangrijk! De batterij mag niet langer dan 24 uur worden opgeladen

MONTAGE VAN DE BORSTKOLF

1. Plaats het siliconenmembraan in de behuizing van de verdeler en druk met uw vingers de afdichting langs de rand naar beneden zodat deze goed aansluit (Afbeelding 3).
2. Plaats de O-ring in het kanaal van de verdeler. Plaats vervolgens de klep in de uitstekende opening en duw deze met uw vingers zo ver mogelijk naar binnen zodat ze goed op de rand aansluit (Afbeelding 4).
3. Plaats de afdichting langs de rand van de behuizing van het bakje (Afbeelding 5) Monteer de voor- en achterzijde van het bakje (Afbeelding 6).

4. Monteer de behuizing van de verdeler op het hoofdblok van de borstkolf.

- richt ze zo dat de opening zich aan de achterkant bevindt en druk ze vervolgens tegen het hoofdblok totdat ze volledig op haar plaats zit (Afbeelding 7).

5. Waarschuwing! Om het hoofdblok op de container te kunnen monteren is het belangrijk dat deze loodrecht staan. Steek de klep die aan het hoofdblok is bevestigd in de opening van de behuizing van het bakje. Druk vervolgens iets naar beneden en draai met de klok mee totdat ze vergrendelen (Afbeelding 8).

6. Plaats het siliconenmembraan (vooraf gekozen op basis van de grootte van uw tepel) in de opening van de borstkolf. Let erop dat de richting van het membraan aangegeven door een pijl, met de richting van het bakje overeenkomt. Druk vervolgens met uw vingers om een perfecte afdichting te garanderen (Afbeelding 9).

INSTELLINGEN

 De AAN/UIT-knop - houd de knop ingedrukt om de borstkolf in te schakelen. De massagemodus start automatisch gedurende 2 minuten, waarna het toestel naar afkolftijd overschakelt. Standaard is de afkolftijd 30 minuten, daarna schakelt de borstkolf automatisch uit.

 Knop om de modus te wijzigen - door kort op te drukken. Druk op deze knop om de gewenste modus te activeren. De modi zijn: massage, afkolven en stimuleren.

 Massagemodus - 9 standen

 Stimulatiemodus - 9 standen

 Modus diepkolven - 9 standen

Daarnaast kan elke modus van de borstkolf ook handmatig op een schaal van 9 worden versteld. Gebruik hiervoor de + en – knoppen.

Belangrijk! Het melkniveau in de fles mag het niveau van de klep niet overschrijden!

Wees niet ongerust als de melkstroom plotseling stopt. Blijf rustig afkolven, maar niet langer dan 5 minuten. Als er geen melk meer komt, probeer dan op een ander tijdstip van de dag. Het is niet nodig om alle modi te gebruiken, gebruik alleen de modus waar u zich het meest comfortabel bij voelt. De borstkolf schakelt na 30 min. automatisch uit.

WANNEER MELK AFKOLVEN

Als het goed gaat met de borstvoeding, is het aanbevolen (tenzij uw zorgverlener /borstvoedingsconsulent anders aanbeveelt) dat u wacht tot uw een vast melkafgifte- en borstvoedingsschema hebt (meestal komt dit ten minste 2 tot 4 weken na de geboorte), en dan pas met het afkolven begint.

Uitzonderingen:

— Als u in het begin problemen heeft met de borstvoeding, kan het regelmatig kolven helpen om de vereiste hoeveelheid melk te krijgen.

— Als u moedermelk voor uw baby aan het afkolven bent om hem in het ziekenhuis te laten voeden.

— Als uw borsten vol zijn (pijnlijk of gezwollen), kunt u voor of tussen de borstvoedingsbeurten wat melk afkolven om de pijn te verlichten en de baby te helpen om uw borst gemakkelijker vast te houden.

— Als uw tepels ontstoken of gebarsten zijn, kunt u besluiten om moedermelk af te kolven totdat ze genezen zijn.

— Als de baby tijdelijk is gespeend en u wilt borstvoeding blijven geven zodra u weer bij uw baby bent, is het een goed idee om regelmatig uw melk af te kolven om de melkproductie te bevorderen.

U moet het beste moment van de dag kiezen om melk af te kolven, bijvoorbeeld vlak voor of na de eerste borstvoeding in de ochtend wanneer uw borsten vol zijn, of na de borstvoeding als uw baby niet rechtsreeks van uw borsten zuigt. Als u weer aan het werk bent, moet u mogelijk tijdens de pauzes kolven. Het gebruik van een borstkolf vereist oefenen en u moet meerdere keren proberen totdat u erin slaagt. Gelukkig kan de elektrische kolfpomp Lorelli eenvoudig gemonteerd en gebruikt worden, dus u zult er snel aan wennen.

DE MAAT VAN DE TRECHTER BEPALEN


De stappen om de juiste maat te bepalen de trechter volgens de tepel:

1. Stimuleer uw tepels om ze te activeren (sla deze stap niet over).
2. Schuif de opening van de trechter naar de tepel van de borst.
3. Selecteer de maat van de opening die overeenkomt met de basis van de tepel (Afbeelding 10).
4. Bereken uw metingen op basis van de trechtergrootte uit de tabel.

Opmerking. De maatvoering is gebaseerd op de elasticiteit van de tepels. Afhankelijk van hoe elastisch uw tepels zijn, kunt u de opening verkleinen of vergroten. Als u nog steeds ongemak ervaart, gebruik dan de meest geschikte maat waarmee u zich het prettigst tijdens het werken met de borstkolf voelt.

De juiste maat helpt om een optimale moedermelkstroom te hebben.

Instrument voor het meten van de tepels



Tepels - gemeten diameter	Aanbevolen diameter van de trechter
16 - 18 mm	18mm
19 - 21 mm	21mm
22 - 24 mm	24mm
25 - 27 mm	27mm

DE BORSTKOLF GEBRUIKEN

1. Was uw handen grondig en zorg ervoor dat uw borsten schoon zijn.
2. Druk op het lichaam van de gemonteerde borstkolf tegen de borst (Afbeelding 11). Zorg ervoor dat uw tepel in het midden zit, zodat het massagekussen (de trechter) een vacuümdicht op de borst kan afsluiten. Zorg ervoor dat uw tepel goed in het kussen (de trechter) past (Afbeelding 10). U kunt de borstkolf met uw beha aan gebruiken (Afbeelding 12). Gebruik de behaverlenger (enkel compatibel met een voedingsbeha) die met de borstkolf is meegeleverd, om de omtrek aan te passen.
3. Neem een van de posities aan die op afbeelding 13 zijn weergegeven. Let op, afbeelding 14 geeft de ongunstige posities weer waarbij de pomp niet goed functioneert en er kans is op beschadiging.
4. Druk op de aan-/uitknop. De borstkolf start automatisch in massagemode (stimulatie). U kunt het massageniveau met behulp van de knoppen verhogen of verlagen.
5. Wanneer de moedermelk begint te stromen, kunt u van massagemode naar de modus diep afkolven overschakelen. Gebruik hiervoor de modusknop om het meest geschikte niveau te selecteren.

WAARSCHUWING: Stel het toestel niet altijd in op maximaal afkolfniveau, kies gewoon het niveau waar u zich het meest comfortabel bij voelt
Opmerking: Wees niet ongerust als uw moedermelk niet onmiddellijk begint te stromen Kalmeer en blijf kolven. De eerste paar keer dat u de borstkolf gebruikt, moet u mogelijk een hogere afkolfmodus instellen om uw melk te laten stromen.

6. Afhankelijk van uw persoonlijk comfort, kunt u een sterkere afkolfmodus gebruiken. U kunt altijd terugkeren naar een lagere afkolfmodus.
7. Als u klaar bent met kolven, schakel de borstkolf dan uit met behulp van de aan-/uitknop en verwijder voorzichtig het lichaam van de borstkolf van uw borst (Afbeelding 15).

Probleem: De borstkolf zuigt te hard.

Oplossing: Volg de onderstaande instructies als u te veel zuigkracht van de borstkolf voelt:

Gebruik alleen onderdelen die door de fabrikant zijn voorgeschreven.

Zorg ervoor dat u de borstkolf met het massagekussen heeft gemonteerd: het niet gebruiken van het massagekussen kan te veel vacuüm veroorzaken. Als u de borstkolf voor de eerste keer gebruikt, zal u misschien in het begin wat hogere zuigkracht ervaren. Extra oefeningen kunnen u daarbij helpen. Raadpleeg uw borstvoedingsconsulent als het probleem aanhoudt.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK EN OPSLAG

Bescherm de borstkolf tegen direct zonlicht, omdat een langdurige blootstelling aan de zon verkleuring kan veroorzaken. Bewaar de borstkolf en de accessoires op een veilige, schone en droge plek.

Als het toestel op een warme of koude plek was opgeslagen, plaats het dan in het midden van het gebruik en laat het een temperatuur binnen de bedrijfsomstandigheden bereiken (10°C tot 30°C) voordat u het in gebruik neemt.

Zorg ervoor dat de spanning van de voedingsadapter compatibel is met zowel de voedingsbron als de batterij van de borstkolf.

Het gebruik van een andere voedingsadapter dan degene die door de fabrikant wordt aanbevolen, kan permanente schade aan uw borstkolf veroorzaken.

Gebruik alleen een stroomadapter van Lorelli of een gecertificeerde adapter van USB type C met de volgende specificaties:

Ingangsspanning van het netwerk: AC 100 – 240 V; 50/60 Hz / 0.45 A

Uitgangsspanning: 5.0V; 1000 mAh

TECHNISCHE SPECIFICATIES

1. Lithiumbatterij 3.7V 1200mAh
2. Vaste tijd: 30 minuten
3. Zuigkracht: 60mmhg-150mmhg
4. Geluidsniveau: <60dB
5. Vereiste werkomgeving: temperatuur 10-30°C, relatieve vochtigheid 15% - 93%,
6. Vereiste opslagomgeving: temperatuur -25 - 50°C, relatieve vochtigheid 15% - 93%,
7. IP-klasse IPX0.

8. Verwijder het siliconen membraan (trechter) en het bakje van het aandrijfblok.
9. Reinig de overige gebruikte onderdelen van de borstkolf volgens de instructies in het hoofdstuk 'Reiniging en desinfectie'.

DE MOEDERMELK OPSLAAN

Waarschuwing: Om de hygiëne te garanderen moet u alleen moedermelk opslaan die met een gereinigde en gedesinfecteerde borstkolf is afgekolfd

De moedermelk kan maximaal 48 uur in de koelkast (niet op de deur) worden opgeslagen. De afgekolfde melk moet onmiddellijk in de koelkast worden opgeslagen. Als u moedermelk in de koelkast bewaart en er overdag aan toevoegt, voeg enkel moedermelk toe die is in een gedesinfecteerde fles is afgekolfd

- De moedermelk kan maximaal drie maanden in gedesinfecteerde flessen voorzien van een gedesinfecteerde schroefring en afdichtschijf in de vriezer worden bewaard. Label de fles met de datum en het uur van het afkolven duidelijk en gebruik eerst de oudere melk.

- Als u binnen 48 uur afgekolfde melk aan uw baby gaat geven, kunt u deze in een gemonteerde fles in de koelkast bewaren.

WAARSCHUWING!

Plaats de afgekolfde melk altijd onmiddellijk in de koelkast of in de vriezer.

Bewaar alleen moedermelk die met een gedesinfecteerde borstkolf in gedesinfecteerde flessen is afgekolfd.

Eenmaal de melk is ontdooid, mag u ze niet meer invriezen.

Meng nooit verse melk met reeds ingevroren melk.

PROBLEEMOPLOSSEN

Probleem: Ik voel pijn als ik de borstkolf gebruik.

Oplossing: De mogelijke oorzaak is de overmatige zuigkracht. U hoeft niet de volledige kracht van het vacuüm dat de borstkolf produceert te gebruiken. Gebruik eerst de massagemode voor massagestimulatie en daarna kunt u overschakelen naar de expressmodus. Als de pijn niet blijft aanhouden, stop dan met het gebruik van de borstkolf en raadpleeg uw borstvoedingsconsulent. Als de pomp niet gemakkelijk van de borst komt, kunt u de vacuümverbinding verbreken door uw vinger tussen de borst en het massagekussen te plaatsen.

Probleem: De borstkolf werkt niet.

Oplossing: Controleer eerst of u de borstkolf correct heeft gemonteerd. Om wederzijdse interferentie te voorkomen, houd andere elektrische apparatuur - zoals een mobiele telefoon of laptop - tijdens het afkolven uit de buurt van de borstkolf. Controleer of de batterij opgeladen is.

Probleem: Ik voel geen zuigkracht.

Oplossing: Controleer of u de borstkolf correct heeft gemonteerd door de stappen in hoofdstuk "Voorbereiding voor gebruik" te volgen. Zorg ervoor dat de kleppen goed zijn geplaatst en controleer op schade of slijtage. Vervang de klep indien nodig. Zorg er ook voor dat de borstkolf correct op de borst is geplaatst om een vacuüm te maken.

PËRPARA SE TË PËRDORNI POMPËN E GJIRIT

AL LEXONI ME KUJDES KËTË UDHËZIM TË PËRDORIMIT DHE E MBAJENI PËR REFERENCË NË TË ARDHMEN.

Informacion i rëndësishëm sigurie

Përpara se të përdorni pompën e gjirit, lexoni me kujdes këtë udhëzim përdorimi dhe mbajeni për referencë në të ardhmen.

E destinuar për:

Pompa elekrike e gjirit është e destinuar për të thithur dhe mbledhur qumështin e gjirit nga gjinjtë e grave në gji. Pajisja është e destinuar për një përdorues!

KËSHILLA SIGURIE



Kundërindikimet

PARALAJJMËRIM! Asnjëherë mos përdorni pompën e gjirit gjatë shtatzënisë, pasi pompimi mund të shkaktojë lindje.

Për të parandaluar lëndimet dhe dëmtimet, udhëzimet e rëndësishme shpjegohen duke përdorur simbole të ndryshme. Simbolet dhe kuptimet e tyre janë si më poshtë:

PARALAJJMËRIM! – tregon situata potencialisht të rezikshme të cilat, nëse nuk shmangen, mund të rezultojnë në vdekje ose lëndime të rënda.

KUJDES! - tregon situata potencialisht të rezikshme të cilat, nëse nuk shmangen, mund të rezultojnë në lëndime të lehta ose mesatare.

PARALAJJMËRIM

Paralajmërimi për të shmangur zënie në gjelltisja, mytjen dhe lëndimet:

— Mos lejoni fëmijët ose kafshët shtëpiake të luajnë me bllokun e lëvizjes së aparatit, përshtatësin ose aksesorët;

— Mbikëqyrni fëmijët që të mos luajnë me pajisjen;

— Gjithmonë shkyçni pompën e gjirit menjëherë pas përdorimit;

— Mos e lini pompën e gjirit të pambikëqyrur ndërkoqë që është në prizë;

— Kjo pompë gjiri nuk është e destinuar për t'u përdorur nga persona (duke përfshire fëmijët) me aftësi të kufizuara fizike, shqisore ose mendore ose mungesë përvoje dhe njohurie. Persona të tillë mund ta përdorin këtë pompë gjiri vetëm nëse mbikëqyren ose së janë të udhëzuar nga një person përgjegjës për sigurinë e tyre se si ta përdorin pajisjen.

Paralajmërimi për të shmangur goditjet elektrike dhe djegjet:

— Para çdo përdorimi, kontrolloni pompën e gjirit, duke përfshire dëmtimi. Mos e përdorni pompën nëse përshtatësi ose spina janë të dëmtuara, nëse nuk funksionon siç duhet, ose nëse ka rënë ose është zhytur në ujë;

— Përdorni vetëm përshtatësin e rekondituar dhe tensionin e specifikuar për të parandaluar mbinxehjen e përshtatësit, dëmtimin ose aksidenteve;

— Mos e prekni përshtatësin AC dhe pompën gjatë stuhive me rrufe;

— Mos e vendosni pompën/baterinë/përshtatësin AC në rezet të drejtë për drejta të diellit ose shiu, pranë ngrohësve ose pajisjeve të tjera të nxehta, në vende të ekspozuara ndaj temperaturave jashtëzakonisht të larta ose të ulëta, lagështisë së lartë ose vende me pluhur;

— Mos vendosni objekte të rënda mbi pompë dhe mos dëmtoni kabllon ose spinën. Mos e tërhojni ose e pëdridhni fort kabllon. Mbajeni gjithmonë përshtatësin AC kur e shkëputni atë nga kontakti elektrik. Sigurohuni që spina të jetë futur fort në prizë. Mos përdorni prizë që është e lirshme;

— Mos lejoni që pompa/bateria/përshtatësi AC të lagen;

— Mos e çmontoni ose modifikoni pompën/baterinë/përshtatësin AC. Mos e hidhni baterinë në zjarr dhe mos e ekspozoni në nxehësi;

— Shkyçni menjëherë përshtatësin AC dhe hiqni baterinë dhe ndaloni përdorimin e pompës nëse vëreni një erë të panatyrrshme, ngrohje, çngjyrosje, deformim ose ndonjë gjë të pazakontë gjatë përdorimit ose ruajtjes së pompës;

Paralajmërimë për të shhangur helmimin, infekzionin dhe për të siguruar higjienën:

— Për arsyen higjenike, pompa e qumështit të gjirit eshtë e destinuar pér përdorim të përsëritur vetëm nga një përdorues;

— Para çdo përdorimi, pastroni, shpëlani dhe dezinfektoni të gjitha pjesët e pompës, përvèç blloku i lëvizjes dhe përshtatësit;

— Ruani vetëm qumështin e gjirit që eshtë derdhur me një pompë të pastruar dhe të dezinfektuar;

Mos përdorni pompën e gjirit nëse diafragma e silikonit duket e dëmtuar ose me defekte;

— Mos i pastroni pjesët e pompës me agjentë pastrimi antibakterial ose gjëryes.

Paralajmërimë për të shhangur problemet dhe dhimbjet që lidhen me gjinjtë dhe thithkat:

— Mos u përpinqi të hiqni trupin e pompës kur eshtë ngjitur në gjoks me vakum. Fikni aparatin dhe prishni lidhjen e vakuumit duke vendosur një gisht midis gjoksit tuaj dhe hinkës së pompës. Pastaj hiqni pompën nga gjoksi;

— Asnjëherë mos e përdorni pompën e gjirit kur jeni të përgjumur ose ju fle pér të shhangur moskujdesjen gjatë përdorimit;

— Gjithmonë fikni pompën e gjirit përpara se ta hiqni atë nga gjoksi pér të liruar vakuumin;

— Asnjëherë mos përdorni aksesorë ose pjesë nga prodhues të tjera ose që nuk rekomandohen në mënyrë specifikë nga prodhuesi. Kjo mund të shkaktojë mosfunkcionim të aparatit dhe mund të ndikojë në përputhshmërinë elektromagnetike (EMC). Përdorimi i aksesorëve ose pjesëve të tillë do të anulojë garancinë tuaj;

— Mos pomponi pér më shumë se 5 minuta pa ndërprerje nëse nuk del qumësht gjiri. Provoni të pomponi në një kohë të ndryshme të ditës;

— Nëse procesi bëhet shumë i pakëndshëm ose i dhimbshëm, ndalon përdorimin e pompës dhe konsultohuni me konsulentin tuaj të mbajtjes në gjji;

— Nëse presioni i krijuar ju shkakton siklet ose dhimbje, fikeni pajisjen, prishni lidhjen e vakuumit duke vendosur një gisht midis gjoksit dhe trupit të pompës dhe hiqni pompën nga gjoksi juaj;

— Asnjëherë mos lëshoni ose futni ndonjë objekt të huaj në vrimat.

KUJDES

Paralajmërimë për të parandaluar dëmtimin e trupit, dëmtimin dhe mosfunkcionimin e produktit:

— Mos lejoni që përshtatësi dhe elementet e bllokut të lëvizjes së aparatit të vijnë në kontakt me ujin;

— Mbajeni përshtatësin dhe bllokun e lëvizjes së aparatit larg sipërfaqeve të nxehta pér të shhangur mbinxehjen dhe deformimin e këtyre pjesëve;

— Asnjëherë mos e vendosni bllokun e lëvizjes së aparatit ose përshtatësin në ujë, në pjatalarëse ose në një pajisje dezinfektuese;

— Edhe pse pompa e qumështit të gjirit përputhet me direktivat e zbatueshme pér përputhshmërinë elektromagnetike, ajo mund të jetë ende e ndjeshme ndaj emetimeve më të forta dhe/ose të shkaktojë ndërhyrje me pajisje të tjera. Kjo mund të shkaktojë që pompa e gjirit të fiket ose të kalojë në regjim të gabuar. Pér të parandaluar ndërhyrjet reciproke, mbajini pajisjet e tjera elektrike larg pompës së gjirit gjatë thithjes (shih 'Informacion teknik');

— Në bllokun e lëvizjes së aparatit nuk ka pjesë të këmbyeshme që mund të shërbehen nga përdoruesi. Nuk lejohet modifikimi i pajisjes. Duke vepruar kështu do të anuloni garancinë tuaj;

— Mos e lëshoni të bie ose goditni përshtatësin e pompës/AC. Mos e shtypni fort ekranin LCD;

— Blloku i lëvizjes dhe përshtatësi nuk kërkojnë pastrim dhe sterilizim pasi nuk bien në kontakt me qumështin e gjirit;

— Asnjëherë mos përdorni alkool ose tretës të tjera organikë pér të pastruar pompën;

— Mos e përdorni pompën në një mënyrë ose pér qëllime të ndryshme nga ato të përshkruara në udhëzimet. Kjo mund të rezultojë në aksidente ose dëmtim të pompës.

PJESËT

Fotografia 1:

1. Blloku kryesor
2. Diafragma silikoni
3. Trupi i shpërndarësit
4. O-unazë
5. Valvula
- 6 a; 6 b – pjesa e përparme dhe e pasme të

kontejnerit 140 ml.

7. Puthitësi i kontejnerit.
8. Kablloja ushqyese USB e tipit C (pa përshtatës të përfshirë në kompletin).
9. Zgjatues i recipetës (përputhet vetëm me recipieta përmajtjen në gjitë)
10. Membrana silikoni (hinkë) - 4 copë.

PËRGATITJA PËR PËRDORIMIN

Pastrim dhe dezinfektim

Blloku i lëvizjes dhe përshtatësi nuk kanë nevojë të pastrohen dhe të dezinfektohen pasi nuk bien në kontakt me qumështin e gjirit. Para përdorimit të parë, pastroni dhe dezinfektoni të gjitha pjesët e tjera të pompës së gjirit. Pastroni këto pjesë pas çdo përdorimi të mëpasshëm dhe i dezinfektojini para çdo përdorimi që vijon. Thani mirë. Kujdes! : Ju lutemi thani membranën e silikonit përpara përdorimit përmes shmangur dëmtimin e motorit.

Kujdes! : Asnjëherë mos e zhytni blloku i lëvizjes ose përshtatësin në ujë, në një pjatalarëse ose në një pajisje dezinfektimi, pasi kjo do t'i dëmtojë në mënyrë të pakthyeshme!

1. Çmontoni plotësisht pompën. Hiqni dhe valvolën. Kini kujdes kur hiqni valvolën dhe kur e pastroni. Nëse prishet, pompa juaj e gjirit nuk do të funksionojë siç duhet.
2. Pastroni të gjitha pjesët përvèç blloku i lëvizjes dhe përshtatësit në ujë të nxehtë me pak detergjent të lëngshëm përmes larjen e enëve dhe më pas i shpëlajeni tërësisht. Për të pastruar valvolën, fërkojeni butësisht mes gishtave në ujë të ngrohtë me pak detergjent të lëngshëm. Mos futni objekte në valvol sepse kjo mund ta dëmtojë atë.

Paralajmërim! - Mos përdorni agjentë pastrimi antibakterial ose gjërryes.

Shënim: Sigurohuni që të pastroni dhe dezinfektoni pjesët përkatëse të pompës së gjirit. Lani duart tërësisht përpara se të përdorni pjesët e pastruara!

Paralajmërim! - Kini kujdes pasi pjesët e pastruara mund të janë ende të nxehta. Filloni të montoni pompën e gjirit vetëm kur pjesët e pastruara të janë ftohur.

PËRDORIMI

Butonat (Fotoja 2)

A. Butoni ON/OFF dhe ndryshimi i regjimit ; C. Reduktimi i vakuumit; D. Rritja e vakuumit;

Treguesit:

E1- Regjimi i masazhit;

E2 – Regjimi i stimulimit; E3 - shtrydhje e thellë; I- Treguesi i fuqisë së vakuumit; H - Treguesi i ngarkimit të baterisë.

PUNA ME BATERINË

KUJDES!!! Para përdorimit të parë, ngarkoni plotësisht baterinë përmes 8 orë pa ndërprerje!

Lidheni prizën USB të kabllos ushqyese në prizën e pompës dhe anën tjetër të kabllos ushqyese me përshtatësin, i cili nuk përfshihet në kompletin e pajisjes.

Treguesi i baterisë fillon të pulsojë derisa bateria të ngarkohet plotësisht.

E rëndësishme! Bateria nuk mund të ngarkohet përmes shumë se 24 orë.

MONTIMI I POMPES

1. Vendosni diafragmën e silikonit në trupin e shpërndarësit dhe shtypni me gisht puthitësin përgjatë skajit poshtë përmes bërtë një përshtatje të mirë (Fotoja 3).
2. Vendoseni unazën O në kanalin e shpërndarësit, më pas vendoseni valvulën në vrimën e dalë dhe shtyjeni me gishta sa më shumë që të jetë e mundur, në mënyrë që të përshtatet fort në skajet (Foto 4).
3. Vendoseni guarnicionin në skajin e trupit të kontejnerit (Fotoja 5). Montoni pjesën e përparme e kontejnerit ndaj të pasmes (Fotoja 6).

- 4.** Montoni trupin e shpërndarësit në bllokun kryesor të pompës: - orientojeni atë në mënyrë që vrima të jetë nga anën e pasme, më pas e shtypni lart në bllokun kryesor derisa të vendoset plotësisht (Fotoja 7).
- 5.** Kujdes! Për të montuar bllokun kryesor ndaj kontejnerit, një kusht i rëndësishëm është që ato të jenë pingul. Fusni valvulën e bashkangjitur në bllokun kryesore në hapjen e trupit të kontejnerit, më pas shtypni pak poshtë dhe kthejeni në drejtëm të akrepave të orës derisa të bllokohen (Fotoja 8).
- 6.** Vendosni membranën e silikonit (të paracaktuar sipas madhësisë së thithës së gjirit tuaj) në hapjen e pompës, me drejtimin e membranës të treguar nga një shigjetë që përputhet me drejtimin e kontejnerit. Më pas shtypni me gishta derisa të mbyllët perfekt (Fotoja 9).

RREGULLIMET

 **Butoni ON/OFF** - mbanit butonin për të lëshuar pompën. Regjimi i masazhit fillon automatikisht për 2 minuta, më pas kalon në regjimin e shtrydhjes. Si nënkuqtim koha e pompimit është 30 minuta, pompa do të fiket automatikisht pasi të ketë kaluar koha.

 **Butoni i ndryshimit të regjimit** - me një shtypje të shkurtër. Duke shtypur butonin përkatës, regjimet fillojnë të ndryshohen me renditje në masazh, shtrydhje dhe stimulimit.

 **Regjimi i masazhit** - 9 nivele

 **Regjimi i stimulimit** - 9 nivele

 **Regjimi i shtrydhjes së thellë** - 9 nivele

Përveç kësaj, pompa ofron gjithashtu rregullim manual të çdo modaliteti në rendin prej 9 nivele, duke përdorur butonat + ose -.

E rëndësishme: Niveli i qumështit në shishe nuk duhet të kalojë nivelin e valvulës!

Mos u shqetësoni nëse rrjedha e qumështit ndalon papritur. Vazhdoni të pomponi me qetësi, por jo më shumë se 5 minuta. Nëse nuk po jepni më shumë qumësht, provoni një kohë tjeter të ditës. Nuk është e nevojshme të përdorni të gjitha mënyrat e funksionimit, por vetëm atë që është më e rehatshme për ju. Pompa fiket automatikisht pas 30 minutash.

KUR TË THITHNI QUMËSHTIN E GJIRIT

Nëse jeni mirë me ushqyerjen me gji, rekomandohet (përveç rastit kur profesionisti juaj i kujdesit shëndetësor/këshilltari në mbajtjen në gji rekandon ndryshe) që të prisni derisa të rregullohet grafiku i lirimi të qumështit të gjirit dhe orari i ushqyerjes me gji (zakonisht të paktën 2 deri në 4 javë pas lindjes) përparsa se të filloni me thithjen e qumështit të gjirit.

Përjashtimet:

- Nëse në fillim keni probleme me ushqyerjen me gji, pompimi i rregullt mund të ndihmojë në dhënien dhe ruajtjen e sasisë së qumështit;
- Nëse i jepni qumësht gjirit që foshnja juaj ta ushqejnë në spital;
- Nëse gjinjtë tuaj janë të ngopur (të dhimbshëm ose të fryrë), ju mund të derdhni pak qumësht gjiri para ose ndërmjet ushqimeve për të lehtësuar dhimbjen dhe për ta ndihmuar fëmijën tuaj të kapet më lehtë;
- Nëse thithat tuaja janë të inflamuara ose të çara, mund të vendosni të derdhni qumështin e gjirit kur të shërhen;
- Nëse foshnja është ndarë përkohësisht dhe dëshironi të vazhdoni të ushqeni me gji kur ai të jetë sërisht me ju, është mirë që të thithni qumështin e gjirit rregullisht për të stimuluar gjirimin e qumështit të gjirit. Ju duhet të gjeni kohën më të mirë të ditës për thithjen, për shembull pak para ose pas dhënies së gjirit të parë në mëngjes kur gjinjtë tuaj janë plot, ose pas ushqyerjes me gji nëse fëmija nuk ka marrë gjithçka nga të dy gjinjtë. Nëse jeni kthyer në punë, mund t'ju duhet të shtrydhni gjatë pushimet. Përdorimi i një pompe gjiri kërkon praktikë dhe mund të duhen disa përpjekje për ta arritur sukses. Për fat të mirë, pompa elektrike për qumështin e gjirit Lorelli është e lehtë për t'u montuar dhe përdorur, kështu që së shpejti do të mësoheni të punoni me të.


PËRCAKTIMI I MADHËSISË SË HINKËS

Hapat për të përcaktuar madhësinë e duhur të hinkës sipas thithës së gjirit:

1. Stimuloni thithët tuaja të aktivizohen (mos e anashkaloni këtë hap).
2. Rrëshqisni hapjen e hinkës në thithin e gjirit.
3. Zgjidhni madhësinë e vrimës që korrespondon me bazën e thithës (Fotoja 10).
4. Merrni matjet tuaja bazuar në madhësinë e hinkës nga grafiku.

Shënim. Madhësia bazohet në elasticitetin e thithave. Në varësi të sa elastike janë thithat tuaja, mund të zvogëloni ose rrisni madhësinë e hapjes. Nëse ende ndjeni siklet, përdorni madhësinë më të përshtatshme me të cilën do të ndiheni më rehat gjatë punës me pompën.

Madhësia e duhur ndihmon për të arritur rrjedhjen optimale të qumështit të gjirit.



Thitha - Matjet e diametrit	Madhësia e rekandomuar e vrimës së hinkës
16 - 18 mm	18mm
19 - 21 mm	21mm
22 - 24 mm	24mm
25 - 27 mm	27mm

PËRDORIMI I POMPËS PËR QUMËSHTIN E GJIRIT

1. Lani mirë duart dhe sigurohuni që gjoksi juaj të jetë i pastër.
2. Shtypni trupin e montuar të pompës ndaj gjoksit (Fotoja 11). Sigurohuni që thithka juaj të jetë e përqendruar në mënyrë që jastëku i masazhit (hinkës) të krijojë një mybllyje hermetike. Sigurohuni që thithka juaj të përshtatet siç duhet në jastëk (hinkën) (Fotoja 10). Pompën e gjirrit mund ta përdorni në të njëjtën kohë me recipeta (Fotoja 12). Me zgjatusin e recipetës (i pajtueshmë vetëm me recipeta për dhënia e gjirit) në kompletin e pompës, mund të rregulloni perimetrin e pompës.

3. Merrni një nga pozicionet e lejuara të treguara në foton 13. Kujdes, fotografia 14 tregon pozicionet e pafavorishme në të cilat pompa nuk funksionon siç duhet dhe ka mundësi dëmtimi.

4. Shtypni butonin e kyçjes/shkyçjes. Pompa e gjirrit fillon automatikisht të punojë në regjimin e masazhit (stimulimit) dhe ju mund të ndryshoni nivelin e masazhit duke përdorur butonat e rrjës dhe uljes.

5. Kur qumështi i gjirit rrjedh, ju mund të ndryshoni regjimin nga masazihi në pompim të thellë - duke përdorur butonin e regjimit dhe zgjidhni nivelin më të rehatshëm.

KUJDES: Mos përdorni gjithmonë nivelin maksimal të pompimit, thjesht zgjidhni më të rehatshëm për ju.

Shënim: Mos u shqetësoni nëse qumështi i gjirit nuk ju rrjedh menjëherë. Mbani qetësinë dhe vazhdoni të pomponi. Herët e para që përdorni pompën e gjirrit, mund t'ju duhet ta vendosni atë në një rregullim thithjeje më të fortë për të siguruar rrjedhjen e qumështit të gjirit.

6. Në varësi të komoditetit tuaj personal, mund të vendosni të përdorni një mënyrë thithjeje më të fortë. Gjithmonë mund të ktheheni në një mënyrë thithjeje më të ulët.

7. Kur të keni mbaruar pompimin, fikeni pompën me butonin ON/OFF dhe hiqeni me kujdes nga gjoksi (Fotoja 15).
8. Hiqni membranën (hinkën) silikoni dhe kontejneri nga blloku i lëvizjes së makinës.
9. Pastroni pjesën tjetër të pjesëve të përdorura të pompës së qumështit të gjirit sipas udhëzimeve në seksionin "Pastrimi dhe dezinfektimi".

RUAJTJA E QUMËSHTIT TË GJIRIT

Paralajmërim: Ruani vetëm qumështin e gjirit që është derdhur me një pompë të pastruar dhe të dezinfektuar për të siguruar higjienën.

- Qumështi i gjirit mund të ruhet në frigorifer (jo në derë) deri në 48 orë. Qumështi i shtrydhur i gjirit duhet të vendoset menjëherë në frigorifer. Nëse e ruani qumështin e gjirit në frigorifer dhe e shtonit në të gjatë ditës, shtonit vetëm qumësht gjiri të shtrydhur në një shishe të dezinfektuar.

- Qumështi i gjirit mund të ruhet në frigorifer me ngrirje(friizeer) deri në tre muaj nëse është në shishe të dezinfektuara me një kapak me vidasje të dezinfektuar dhe disk puthitje. Vendosni një etiketë në shishe duke shënuar qartë datën dhe orën që e keni thithur qumështin e gjirit dhe përdorni fillimisht qumështin e vjetër të gjirit.

- Nëse do ta ushqeni fëmijën tuaj me qumësht gjiri të shtrydhur brenda 48 orëve, mund ta ruani në frigorifer në një shishe e gatshme për përdorim.

PARALAJMËRIM!

Gjithmonë vendosni qumështin e shtrydhur të gjirit në frigorifer ose frigorifer me ngrirje(friizeer) menjëherë.

Ruani vetëm qumështin e gjirit që është derdhur me një pompë gjiri të dezinfektuar në shishe të dezinfektuara.

Asnjëherë mos e ngrini qumështin e gjirit që e keni shkrirë një herë.

Asnjëherë mos shtonit qumësht të ri gjiri në qumështin e gjirit tashmë të ngrirë.

MËNJANIMI I DEFEKTEVE

Problemi: Kam dhimbje kur përdor pompën e gjirit.

Zgjidhja: Shkaku i mundshëm është thithja e tepërt. Ju nuk keni nevojë për forcën e plotë të vakuumit të bërë nga pompa. Fillimisht, përdorni regjimin "Masazh" për stimulimin e masazhit, më pas mund të kaloni në regjimin ekspres. Nëse dhimbja nuk qetësohet, ndalonit përdorimin e pompës së gjirit dhe konsultohuni me konsulentin tuaj për mbajtjen në gj. Nëse pompa nuk shkëputet lehtë nga gjoksi, mund ta prishni lidhjen me vakum duke vendosur gishtin midis gjoksit dhe jastëkut të masazhit.

Problemi: Pompa e gjirit nuk funksionon.

Zgjidhja: Së pari kontrolloni nëse e keni montuar saktë pompën e gjirit. Për të parandaluar ndërhyrjet e ndërsjella, mbajini pajisjet e tjera elektrike, si celulari ose kompjuteri, larg pompës së gjirit gjatë thithjes. Kontrolloni që bateria të jetë e ngarkuar.

Problemi: Nuk ndjej asnjë thithje.

Zgjidhja: Kontrolloni nëse e keni montuar saktë pompën e gjirit duke ndjekur hapat në seksionin "Përgatitja për përdorim". Sigurohuni që valvolat të janë të vendosur siç duhet dhe kontrolloni për dëmtime ose konsumim. Zëvendësoni valvolën nëse është e nevojshme. Gjithashtu, sigurohuni që pompa të jetë e vendosur saktë kundër gjoksit për të krijuar një vakuum.

Problemi: Pompa thith shumë fort.

Zgjidhja: Ndiqni udhëzimet e mëposhtme nëse ndjeni thithje shumë të fortë nga pompa e gjirit: Sigurohuni që të përdorni vetëm pjesë të rekomanduara nga prodhuesi. Sigurohuni që keni montuar pompën e gjirit me jastëkun e masazhit: mospërdorimi i jastëkut masazhues mund të shkaktojë formimit të tepërt të vakuumit. Kur përdorni pompën e gjirit për herë të parë, mund të ndjeni thithje shumë të fortë në fillim. Ushtrimi mund të ndihmojë. Nëse problemi vazhdon, konsultohuni me konsulentin tuaj të mbajtjes në gji.

KUSHTET PËR PËRDORIMIN DHE RUAJTJES

Mbajeni pompën e gjirit larg nga rrezet e diellit të drejtë për drejta pasi ekspozimi i zgjatur në diell mund të shkaktojë ndryshimin e ngjyrës. Ruani pompën e gjirit dhe aksesorët e saj në një vend të sigurt, të pastër dhe të thatë.

Nëse pajisja është ruajtur në një mjedis të nxeh të ose të ftohtë, vendoseni në mjedisin e përdorimit dhe lëreni të arrijë një temperaturë brenda kufijve të kushteve të përdorimit (10°C deri në 30°C) përpara se t'ë punoni me atë.

Sigurohuni që voltazhi i ushqimit të përshtatësit të rrymës të jetë i pajtueshëm si me burimin e energjisë ashtu edhe me baterinë e pompës së gjirit.

Përdorimi i një përshtatësi energjie të ndryshëm nga ai i rekomanduar nga prodhuesi mund të shkaktojë dëmtim të përhershëm në pompën tuaj të gjirit.

Përdorni vetëm një përshtatës rryme Lorelli ose një përshtatës USB të certifikuar të tipit C me specifikimet e mëposhtme:

Tensioni i rrjetit elektrik në hyrje të përshtatësit: AC $100 - 240\text{ V}$; $50/60\text{ Hz}$ / $0,45\text{ A}$

Tensioni i daljes: 5.0 V ; 1000 mAh

SPECIFIKIME TEKNIKE

1. Bateria litiumi 3.7 V 1200mAh
2. Koha e fiksuar: 30 minuta
3. Fuqia e thithjes: 60mmhg - 150mmhg
4. Niveli i zhurmës: $<60\text{dB}$
5. Kushtet e ambientit të punës: Temperatura $10-30^{\circ}\text{C}$, Lagështia relative $15\%-93\%$,
6. Kushtet e mjedisit të ruajtjes: Temperatura – $25 - 50^{\circ}\text{C}$, Lagështia relative $15\%-93\%$,
7. Klasa IP: IPX0.

Göğüs pompasını kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun, gelecekte kullanmak amaçlı saklayınız



Önemli Güvenlik Bilgisi

Göğüs pompasını kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun ve gelecekte başvurmak üzere saklayın.

Amaç

Elektrikli göğüs pompa, emziren kadınların göğüslerinden anne sütünü sajmak ve toplamak için tasarlanmıştır. Cihaz tek kullanıcı için tasarlanmıştır.

GÜVENLİK TALİMATLARI

Kontrendikasyonlar

UYARI! Pompalama doğumu tetikleyebileceğinden, hamileyken göğüs pompasını asla kullanmayın.

Yaralanma ve hasarı önlemek için önemli notlar farklı semboller kullanılarak açıklanmaktadır. Semboller ve anlamları aşağıdaki gibidir:

UYARI! - kaçınılmadığı takdirde ölüm veya ciddi yaralanmaya sonuçlanabilecek potansiyel olarak tehlikeli durumları belirtir.

DİKKAT! - kaçınılmadığı takdirde küçük veya orta dereceli yaralanmalarla sonuçlanabilecek potansiyel olarak tehlikeli durumları belirtir.

UYARI

Boğulma, nefessiz kalma ve yaralanmayı önlemek için uyarılar:

- Çocukların veya evcil hayvanların tahrik ünitesi, adaptör veya aksesuarlarla oynamasına izin vermeyin.
- Çocukları cihazla oynamamaları için gözetim altında bulundurun.
- Göğüs pompasını kullandıkten hemen sonra daima fişini çekin.
- Göğüs pompasını prize takılıken gözetimsiz bırakmayın.
- Bu göğüs pompasının fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılması amaçlanmamıştır. Bu tür kişiler bu göğüs pompasını ancak güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından gözetim altında tutuldukları veya cihazın nasıl kullanılacağı konusunda talimat verildiği takdirde kullanabilirler.

Elektrik çarpması ve yanıkları önlemek için uyarılar:

- Her kullanmadan önce adaptör de dahil olmak üzere göğüs pompasını hasar belirtileri açısından kontrol edin. Adaptör veya fiş hasarlıysa, düzgün çalışmıyorsa, düşmüş veya suya batırılmışsa göğüs pompasını kullanmayın.
 - Adaptörün aşırı ısınmasını, hasar görmesini veya kazaları önlemek için yalnızca önerilen adaptörü ve belirtilen voltajı kullanın.
 - Fırtınalı havalarda AC adaptörüne ve pompaya dokunmayın.
 - Pompayı/pili/AC adaptörünü doğrudan güneş ışığına veya yağmura, ısıticilerin veya diğer sıcak cihazların yanına, aşırı yüksek veya düşük sıcaklıklara, yüksek neme veya toza maruz kalan yerlere koymayın.
 - Pompanın üzerine ağır nesneler koymayın veya kabloya veya fişe zarar vermeyin. Kabloyu kuvvetli bir şekilde germeyin veya bükmezin. Fişi çıkarırken daima AC adaptörünü tutun. Fişin prize sıkıca takıldığından emin olun. Gevşek bir fiş kullanmayın.
 - Pompanın pilin/AC adaptörünün ıslanmasına izin vermeyin.
 - Pompayı/pili/AC adaptörünü sökmeyin veya değiştirmeyin. Pili ateşe atmayın veya ısuya maruz bırakmayın.
 - Pompayı kullanırken veya saklarken doğal olmayan bir koku, ısınma, renk değişikliği, deformasyon veya olağandışı herhangi bir şey fark ederseniz derhal AC adaptörünün fişini çekin, pili çıkarın ve pompayı kullanmayı bırakın.
- Zehirlenmeyi, enfeksiyonu önlemek ve hijyenı sağlamak için uyarılar:
- Hijyenik nedenlerden dolayı göğüs pompa yalnızca tek bir kullanıcı tarafından tekrar tekrar kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

- Her kullanımdan önce, tahrık ünitesi ve adaptör hariç pompanın tüm parçalarını temizleyin, durulayın ve dezenfekte edin.
- Yalnızca temizlenmiş ve dezenfekte edilmiş bir pompayla sağılmış anne sütünü saklayın.
- Silikon diyafram hasarlı veya kusurlu görünüyorsa göğüs pompasını kullanmayın.
- Pompa parçalarını antibakteriyel veya aşındırıcı temizleyicilerle temizlemeyin. Meme ve meme uçlarıyla ilgili sorun ve ağrılardan korunmak için alınacak önlemler:
- Pompa gövdesini memeye vakumla bağlıken çıkarmaya çalışmayın. Cihazı kapatın ve parmağınızı göğsünüz ile pompa hunisi arasına yerleştirerek vakum bağlantısını kesin. Daha sonra pompayı göğüsten çıkarın.
- Kullanım sırasında dikkatsizliği önlemek için göğüs pompasını asla uykulu veya uykuluyken kullanmayın.
- Vakumun serbest kalması için göğüs pompasını göğüsten çıkarmadan önce mutlaka kapatın.
- Başka üreticilere ait veya üretici tarafından özel olarak tavsiye edilmeyen aksesuarları veya parçaları asla kullanmayın. Bu, cihazın arızalanmasına neden olabilir ve elektromanyetik uyumluluğu (EMC) etkileyebilir. Bu tür aksesuarların veya parçaların kullanılması garantınızı geçersiz kılacaktır.
- Anne sütü çıkmıyorsa aralıksız 5 dakikadan fazla pompalamayın. Günün farklı bir saatinde pompalamayı deneyin.
- İşlem çok rahatsız edici veya acı verici hale gelirse pompayı kullanmayı bırakın ve emzirme danışmanınıza danışın.
- Oluşan basınç rahatsızlığa veya ağrıya neden oluyorsa cihazı kapatın, meme ile pompa gövdesi arasına parmağınızı koyarak vakum bağlantısını kesin ve pompayı göğsünüzden çıkarın.
- Açıklıklara asia yabancı cisim düşürmeyin veya sokmayın.

DİKKAT

Kişisel yaralanmayı, ürün hasarını ve arızayı önlemeye yönelik uyarılar:

- Adaptörün ve tahrık ünitesinin suyla temas etmesine izin vermeyin.
- Bu parçaların aşırı ısınmasını ve deformasyonunu önlemek için adaptörü ve tahrık ünitesini sıcak yüzeylerden uzak tutun.
- Tahrık ünitesini veya adaptörü asla suya, bulaşık makinesine veya dezenfektana koymayın.
- Göğüs pompası geçerli elektromanyetik uyumluluk direktiflerine uygun olmasına rağmen yine de daha güçlü emisyonlara karşı hassas olabilir ve/veya diğer ekipmanlarla etkileşime neden olabilir. Bu, göğüs pompasının kapanmasına veya hata moduna geçmesine neden olabilir. Karşılıklı etkileşimi önlemek için süt sağma sırasında diğer elektrikli ekipmanları göğüs pompasından uzak tutun (bkz. 'Teknik bilgiler').
- Göğüs pompası tahrık ünitesinde kullanıcı tarafından bakımı yapılabilecek hiçbir parça yoktur. Hiçbir ekipman değişikliğine izin verilmez. Bunu yapmanız garantınızı geçersiz kılacaktır.
- Pompayı/AC adaptörünü düşürmeyin veya çarpmayın. LCD ekranına sert bir şekilde basmayın.
- Tahrık ünitesi ve adaptör anne sütyle temas etmediği için temizlik ve sterilizasyon gerektirmez.
- Pompayı temizlemek için asla alkol veya başka organik çözücüler kullanmayın.
- Pompayı talimatlarda açıklananların dışında bir şekilde veya amaçlarla kullanmayın. Bunu yapmak kazalara veya pompanın hasar görmesine neden olabilir.

PARÇALAR

Resim 1:

1. Ana ünite
2. Silikon diyafram
3. Dağıtıcı muhafazası
4. O-halkası
5. Valf
- 6a; 6 b - 140 ml'lik bir kabin önü ve arkası.
7. Konteyner kapatıcı
8. USB güç kablosu tip C (adaptör yok).
9. Sütyen Uzatıcı (yalnızca emzirme sutyeniyle uyumludur)
10. Silikon membranlar (huni) - 4 adet.

KULLANIMA HAZIRLIK

Temizleme ve dezenfeksiyon

Tahrık ünitesi ve adaptörün anne sütyle temas etmemesi nedeniyle temizlenmesine ve dezenfekte edilmesine gerek yoktur. İlk kullanımdan önce göğüs pompasının diğer tüm parçalarını temizleyip dezenfekte edin. Bu parçaları sonraki her kullanımdan sonra temizleyin ve sonraki her kullanımdan önce dezenfekte edin. İyice kurulayan. Dikkat! : Motorun hasar görmesini önlemek için lütfen kullanmadan önce silikon membranı kurulayın.

Dikkat! : Tahrık ünitesini veya adaptörü asla suya, bulaşık makinesine veya dezenfektana batırmayın , aksi halde geri dönülemez şekilde zarar görebilirler!

1.Pompayı tamamen söküن. Ayrıca valfi çıkarın. Vanayı çıkarırken ve temizlerken dikkatli olun. Kırılırsa göğüs pompanız düzgün çalışmayacaktır.

2.Tahrık ünitesi ve adaptör dışındaki tüm parçaları sıcak suda, biraz yumuşak sıvı bulaşık deterjanı ile temizleyin ve ardından iyice durulayın. Vanayı temizlemek için, biraz sıvı deterjanlı ılık suda parmaklarınızın arasında hafifçe ovalayın. Vanaya zarar verebileceği için içine herhangi bir nesne sokmayın.

Uyarı! - Antibakteriyel veya aşındırıcı temizlik maddeleri kullanmayın. Not: Göğüs pompasının ilgili parçalarını temizleyip dezenfekte ettiğinizden emin olun. Temizlenen parçalara dokunmadan önce ellerinizi iyice yıkayın!

Uyarı! - Temizlenen parçalar hala sıcak olabileceğiinden dikkatli olun. Göğüs pompasını ancak temizlenen parçalar soğuduktan sonra monte etmeye başlayın.

KULLANMAK

Butonlar (Resim 2)

A. ON/OFF butonu ve mod değişimi; C. Vakum azaltma; D. Vakumun arttırılması;

Göstergeler:

E1- Masaj modu; E2 - Stimülasyon modu; E3 - derin sıkma; I- Vakum gücü göstergesi; H - Pil şarj göstergesi.

PİL ÇALIŞMASI

DİKKAT!!! İlk kullanıldan önce pil 8 saat boyunca kesintisiz olarak şarj edin!

Güç kablosunun USB soketini pompanın çıkışına, güç kablosunun diğer ucunu ise cihaz setine dahil olmayan adaptöre bağlayın.

Pil tamamen şarj olana kadar pil göstergesi yanıp sönmeye başlar.

Önemli! Pil 24 saatten fazla şarj edilemez.

POMPA MONTAJI

1. Silikon diyaframı distribütör mahfazasına yerleştirin ve iyi bir uyum sağlamak için contayı kenar boyunca aşağıya doğru parmağınızla bastırın (Fotoğraf 3).

2. O-halkayı dağıtıci oluğuna yerleştirin, ardından valfi çıktılı deliğe yerleştirin ve janta tam oturacak şekilde parmaklarınızla mümkün olduğunda içeri doğru itin (Fotoğraf 4).

3. Contayı kap gövdesinin kenarına yerleştirin (Fotoğraf 5). Kabi önden arkaya doğru takın (Fotoğraf 6).

4. Dağıtıcı mahfazasını ana pompa grubuna takın:

- açılığının arkası tarafta olacak şekilde yön lendirin ve ardından tamamen oturuncaya kadar ana bloğa doğru bastırın (Fotoğraf 7).

5. Dikkat! Ana bloğun konteynere monte edilebilmesi için önemli bir koşul dik olmasıdır. Ana üniteye bağlı olan valfi teneke kutu yuvasının açılığının içine yerleştirin, ardından hafifçe bastırın ve kilitlenene kadar saat yönünde çevirin (Fotoğraf 8).

6. Silikon membranı (çekirdek büyülüğüne göre önceden belirlenmiş), membranın yönü kabin yönüne uygun bir okla gösterilen şekilde pompa açılığına yerleştirin. Daha sonra mükemmel bir sızdırmazlık sağlanıncaya kadar parmaklarınızla bastırın (Fotoğraf 9).

AYARLAR

AÇMA/KAPAMA düğmesi - pompayı açmak için düğmeyi basılı tutun. Masaj modu 2 dakika boyunca otomatik olarak başlar, ardından sıkma moduna geçer. Pompalama süresi varsayılan olarak 30 dakikadır; süre dolduğunda pompa otomatik olarak kapanacaktır.

Kısa bir basıyla mod değiştirme düğmesi. Belirtilen düğmeye basıldığımda modlar masaj, sıkma ve stimülasyon arasında geçiş yapmaya başlar.

Masaj modu – 9 seviye

Stimülasyon modu – 9 seviye

Derin sıkma modu - 9 seviye

Bunun dışında pompa, + veya – tuşları kullanılarak her modun 9 derece sırasına göre manuel olarak ayarlanması da sağlanır.

Önemli: Biberondaki süt seviyesi vananın seviyesini geçmemelidir!

Süt akışı aniden durursa endişelenmeyin. Sakin bir şekilde pompalamaya devam edin, ancak 5 dakikadan fazla sürmeyin.

Daha fazla süt sağmıyorsanız günün başka bir saatini deneyin. Tüm çalışma modlarını kullanmak gereklidir,

yalnızca sizin için en rahat olanı kullanmanız gereklidir. Pompa 30 dakika sonra otomatik olarak kapanır.

SÜT SAĞMA NE ZAMAN SAĞLANMALI

Emzirme konusunda iyi durumdaysanız (sağlık uzmanınız/emzirme danışmanınız aksını önermediği sürece), meyve suyu sıkma başlamadan önce süt salımı ve emzirme programınız oluştana kadar (genellikle doğumdan sonra en az 2 ila 4 hafta) beklemeniz önerilir.

İstisnalar:

- İlk başta emzirmede sorun yaşıyorsanız, düzenli sağma süt tedarikinizin artmasına ve korunmasına yardımcı olabilir.
- Bebeğiniz hastanede beslemek için anne süti sağıyorsanız.
- Göğüsleriniz şişmişse (ağrılı veya şişmişse), ağrıyi hafifletmek ve bebeğinizin memeyi daha kolay kavramasına yardımcı olmak için emzirmeden önce veya emzirmeler arasında biraz anne süti sağabilirsiniz.
- Memelileriniz ağrıyor veya çatlıyorsa iyileşene kadar anne sütünü sağlamaya karar verebilirsiniz.
- Bebek geçici olarak ayrılmışsa ve o yanınıza geldiğinde emzirmeye devam etmek istiyorsanız, anne sütünün salınmasını teşvik etmek için düzenli olarak sağlamak iyi olur.

Süt sağlamak için günün en iyi zamanını bulmanız gereklidir; örneğin sabahları ilk emzirmeden hemen önce veya sonra, göğüsleriniz doluyken veya bebek her iki memeden de her şeyi almamışsa emzirmeden sonra. İşe döndüyseniz molalara sıkılmanız gerekebilir. Göğüs pompası kullanmak pratik gerektirir ve alışmak için birkaç deneme gerekebilir. Neyse ki LORELLİ elektrikli pompa montajı ve kullanımı kolaydır, bu nedenle kısa sürede onunla çalışmaya başlayacaksınız.

HUNİ BÜYÜKLÜĞÜNÜN BELİRLENMESİ


Doğru boyutu belirleme adımları Tahila göre huni:

1. Etkinleşmesi için göğüs uçlarınızı uyarın (bu adımı atlamayın).
2. Huninin ağızını meme ucuna doğru kaydırın.
3. Boncukun tabanına karşılık gelen delik boyutunu seçin (Fotoğraf 10).
4. Tablodan huni boyutuna göre ölçümlerini alın.

Not. Boyutlandırma tanelerin esnekliğine göre yapılır. Meme uçlarınızın ne kadar elastik olduğuna bağlı olarak açılığın boyutunu azaltabilir veya artırabilirsiniz. Hala rahatsızlıktır hissediyorsanız, pompayla çalışırken kendinizi en rahat hissedeceğiniz en uygun boyutu kullanın.

Doğru boyut elde etmenize yardımcı olur optimum anne sütü akışı.

Tahil ölçme aracı



Fasulye - Çap Ölçümleri	Önerilen Huni Deliği Boyutu
16 - 18 mm	18mm
19 - 21 mm	21mm
22 - 24 mm	24mm
25 - 27 mm	27mm

SÜT SAĞMA POMPASININ KULLANILMASI

1. Ellerinizi iyice yıkayın ve göğüslerinizin temiz olduğunu emin olun.
2. Birleştirilmiş pompa gövdesini göğse doğru bastırın (Fotoğraf 11). Masaj yastığının (huni) hava geçirmez bir sızdırmazlık oluşturabilmesi için meme ucunuzun ortaladığından emin olun. Meme ucunuzun yastığa (huni) tam olarak oturduğundan emin olun (Foto 10). Göğüs pompasını sütyenle aynı anda kullanabilirsiniz (Foto 12). Pompa kitindeki sütyen uzatıcıyla (yalnızca emzirme sütyenleriyle uyumludur) pompanın çevresini ayarlayabilirsiniz.
3. Fotoğraf 13'te belirtilen izin verilen konumlardan birini alın. Dikkat, fotoğraf 14, pompanın düzgün çalışmadığı ve hasar olasılığının olduğu olumsuz konumları gösterir.
4. Açıma/kapama düğmesini basın. Göğüs pompası otomatik olarak masaj (stimülasyon) modunda çalışmaya başlar ve artırma ve azaltma düğmelerini kullanarak masaj seviyesini değiştirebilirsiniz.
5. Anne sütü aktığında, mod düğmesini kullanarak modu masajdan derin pompalamaya değiştirebilir ve en rahat seviyeyi seçebilirsiniz.

DİKKAT: Her zaman maksimum pompalama seviyesini kullanmayın, sadece sizin için en rahat olanı seçin.

Not: Anne sütünüz hemen akımırsız endişelenmeyin. Sakin olun ve pompalamaya devam edin. Göğüs pompasını ilk birkaç kez kullandığınızda, anne sütünüzün akmasını sağlamak için daha güçlü bir emme ayarlanmanız gereklidir.

6. Kişiisel konforunuza bağlı olarak daha güçlü bir emiş modu kullanmaya karar verebilirisiniz. İstediğiniz zaman daha düşük bir emme moduna geri dönebilirisiniz.

7. Pompalamayı bitirdiğinizde pompayı AÇMA/KAPAMA düğmesinden kapatın ve dikkatlice göğüsünüzden çıkarın (Foto 15).

8. Silikon membranı (huni) ve kabı tıhrik ünitesinden çıkarın.

9. Anne sütü pompasının geri kalan kullanılmış parçalarını "Temizlik ve dezenfeksiyon" bölümündeki talimatlara göre temizleyin.

SÜTÜN DEPOLANMASI

Uyarı: Hijyeni sağlamak için yalnızca temizlenmiş ve dezenfekte edilmiş pompayla sağlanmış anne sütünü saklayın.

- Anne sütü buzdolabında (kapıda değil) 48 saat kadar saklanabilir. Sağılan anne sütü hemen buzdolabında saklanmalıdır. Anne sütünü buzdolabında saklıyorsanız ve gün içinde ekliyorsanız, yalnızca dezenfekte edilmiş biberonda sağlanmış anne sütünü ekleyin.

- Anne sütü, dezenfekte edilmiş vida halkası ve sizdirmazlık diski ile dezenfekte edilmiş şişelerde olması durumunda dondurucuda üç aya kadar saklanabilir. Şişenin üzerine sağlığınız tarih ve saati açıkça belirten bir etiket yapıştırın ve önce eski anne sütünü kullanın.

- Bebeğinize sağlığınız anne sütünü 48 saat içinde vereceksiniz, buzdolabında muhafaza edilen bir şişede saklayabilirsiniz.

UYARI!!

Sağlılmış anne sütünü daima hemen buzdolabına veya dondurucuya koyn.

Yalnızca dezenfekte edilmiş göğüs pompasıyla sağlanmış anne sütünü dezenfekte edilmiş şişelerde saklayın. Bir kez drin dondurucudan çıkarılan sütü sonra asla dondurmayın. Dondurulmuş anne sütüne asla yeni anne sütü eklemeyin.

SORUN GİDERME

Sorun: Göğüs pompasını kullanırken ağrı yaşıyorum.

Çözüm: Olası neden aşırı emmedir. Pompanın ürettiği vakumun tam gücüne ihtiyacınız yoktur. Başlangıçta, masaj stimülasyonu için "Masaj" modunu kullanın, ardından ekspres moda geçebilirisiniz. Ağrı geçmezse göğüs pompasını kullanmayı bırakın ve emzirme danışmanınıza danışın. Pompa göğüsten kolayca çıkmıyorsa parmağınızı göğüs ile masaj yastığı arasına yerleştirerek vakum bağlantısını kesebilirisiniz.

Sorun: Göğüs pompası çalışmıyor.

Çözüm: Öncelikle göğüs pompasını doğru şekilde monte ettığınızden emin olun. Karşılıklı etkileşimi önlemek için, sağma sırasında cep telefonu veya dizüstü bilgisayar gibi diğer elektrikli ekipmanları göğüs pompasından uzak tutun. Pilin şarjlı olup olmadığını kontrol edin.

Sorun: Herhangi bir emiş hissetmiyorum.

Çözüm: "Kullanıma Hazırlık" bölümündeki adımları izleyerek göğüs pompasını doğru şekilde monte ettığınızden emin olun. Valflerin düzgün şekilde yerleştirildiğinden emin olun ve hasar veya aşınma olup olmadığını kontrol edin. Gerekirse valfi değiştirin. Ayrıca vakum elde etmek için pompanın tanga düzgün şekilde takıldıgından emin olun.

Sorun: Pompa çok sert emiyor.

Çözüm: Göğüs pompasından aşırı emiş yapıyorsanız aşağıdaki talimatları izleyin: Yalnızca üretici tarafından önerilen parçaları kullanıldığınızdan emin olun.

Göğüs pompasını masaj yastığıyla birleştirdiğinizden emin olun: masaj yastığını kullanmamak çok fazla vakum oluşmasına neden olabilir.

Göğüs pompasını ilk kez kullandığınızda, ilk başta çok güçlü bir emiş hissedebilirisiniz. Egzersiz yardımcı olabilir. Sorun devam ederse emzirme danışmanınıza danışın.

KULLANIM VE DEPOLAMA KOŞULLARI

Uzun süre güneşe maruz kalmak renk solmasına neden olabileceğinden göğüs pompasını doğrudan güneş ışığından uzak tutun. Göğüs pompasını ve aksesuarlarını güvenli, temiz ve kuru bir yerde saklayın.

Cihaz sıcak veya soğuk bir ortamda saklanmışsa, çalıştırılacağı ortama yerleştirin ve çalıştırmadan önce kullanım koşullarının sınırları dahilindeki bir sıcaklığı (10°C ile 30°C) ulaşmasını bekleyin.

Güç adaptörünün voltajının hem güç kaynağıyla hem de göğüs pompası piliyle uyumlu olduğundan emin olun. Üretici tarafından önerilenin dışında bir güç adaptörünün kullanılması göğüs pompanızda kalıcı hasara neden olabilir.

Yalnızca aşağıdaki özelliklere sahip bir Lorelli güç adaptörü veya sertifikalı bir USB C tipi adaptör kullanın:

Adaptörün şebeke giriş voltajı: AC 100 – 240 V; 50/60Hz / 0,45A

Çıkış voltajı: 5,0V; 1000 mAh

TEKNİK SPESİFİKASYONLAR

1. Lityum pil 3,7V 1200mAh

%15-%93,

2. Sabit süre: 30 dakika

6. Depolama sırasında çevresel koşullar: Sıcaklık -25-50 °C,

3. Emiş gücü: 60mmhg - 150mmhg

Bağıl nem %15-%93,

4. Gürültü seviyesi: <60dB

7. 1R sınıfı: IPX0.

5. İş yerindeki çevresel koşullar: Sıcaklık 10-30 °C, Bağıl nem

KULLANIM VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK UNSURLAR

1-Taşıma ve nakliye sırasında ürün mutlaka orijinal ambalajında taşınmalıdır.

2-İndirme ve bindirme esnasında maksimum dikkat gösterilmelidir.

3-Yükleme sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan hasar görmemiş olduğundan emin olunmalıdır.

HİZMET VE BAKIM – TEMİZLİK VE BAKIM

1-Periyodik bakım gerektiren durumlarda tüketicin yapacakları temizlik ve bakım kısmında anlatılmış olup tüketicinin yapamayacağı şeylerde yetkili servise baş vurması gerekmektedir.

2-Bağlantı ve montajın nasıl yapılacağı şema ile gösterilmiş olup ebeveyn tarafından yapılması gerekmektedir.

KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1-Kullanım ve kurulum hatalarının önüne geçilmesi için lütfen arabanın montaj ve demontaj bilgilerini dikkatlice okuyunuz.

2-Pozisyon dışında katlama ve kapatma yapmayın.

TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNE YAPILABİLİRCEKİLERİNDE İLİŞKİN BİLGİ VE KULLANICIYA SAĞLANAN SEÇİMLİLİK HAKLARI

1-Garanti süresi malin teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.

2-Malin bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

3-Malin ayıplı olduğunu anlaşılmaması durumunda tüketici 6502 sayılı tüketici korunması hakkında kanunun 11 inci maddesinde yer alan

a-Sözleşmeden dönme

b-Satış bedelinden indirim isteme

c-Ücretsiz onarılmasını isteme

d-Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

4-Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı değiştirilen parça bedeli yada başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret etmemek üzere tüketici onarımı yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir.Satıcı üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5-Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malin

-Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

-Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

-Tamirin mümkün olmadığından yetkili servis istasyonu satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;tüketici malin bedel iadesini, ayip oranında bedel indirimini veya imkan varsa malin misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.Satıcı , Tüketicinin talebini reddedemez.Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6-Malin tamir süresi 20 iş gününe binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 iş gününe geçmez.Bu süre garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde garanti süresi dışında ise malin yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar.Malin arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde üretici ve ithalatçı malin tamamlanıncaya kadar benzer özelliklere sahip başka bir mal tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.Malin garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7-Malin kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aynrı kullanılmamasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8-Tüketici garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çökabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir.

9-Satıcı tarafından bu garanti belgesinin verilmemesi durumunda tüketici gürmrük ve ticaret bakanlığı tüketicinin korunması ve piyasa gözetimi genel müdürlüğünne başvurabilir.

Kullanım Kılavuzunda belirtilen maddelere uyulmaması halinde oluşabilecek sorunlar garanti kapsamı dışındadır.

ÖNEMLİ:Lorelli Tamir Bakım Servisi harici bir yerde yapılan bakım onarım arabanın garanti kapsamından çıkmasına neden olur.

Kullanım Ömrü 5 Yıldır.

İTHALATÇI FİRMA: COOLBABY ÇOCUK GEREÇLERİ SAN VE TİC. A.Ş.

Çınar mah. 6/7 Sok. No:4/a Bağcılar/İstanbul Tel: 0212 438 20 45

Web: www.lorelli.eu www.coolbaby.com.tr

YetkiliServis : Coolbaby Cocuk Gerecleri San ve Tic A.S. Orucreis mah. Giyimkent sitesi 16. Sk. No:75 Esenler / İstanbul Tel : 0212 438 20 45 www.coolbaby.com.tr

PL Przed użyciem laktatora przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi i zachowaj ją na przyszłość.

Ważna informacja o bezpieczeństwie

Przed użyciem laktatora przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi i zachowaj ją na przyszłość.

Przeznaczenie

Laktator elektryczny jest przeznaczony do odciągania i zbierania mleka z piersi matek karmiących. Urządzenie jest przeznaczone dla jednego użytkownika!



PORADY BEZPIECZEŃSTWA

Przeciwszakazania

OSTRZEŻENIE! Nigdy nie używaj laktatora w czasie ciąży, ponieważ odciąganie może wywołać poród.

Aby zapobiec obrażeniom i uszkodzeniom, ważne uwagi są objaśnione za pomocą różnych symboli.

Symbole i ich znaczenie są następujące:

OSTRZEŻENIE! -wskazuje potencjalnie niebezpieczne sytuacje, które jeżeli się ich nie zapobiegnie, mogą spowodować śmierć lub poważne obrażenia.

UWAGA! -wskazuje potencjalne niebezpieczne sytuacje, które jeżeli się ich nie zapobiegnie, mogą doprowadzić do lekkich lub umiarkowanych obrażeń.

OSTRZEŻENIE

Ostrzeżenia, aby uniknąć zadławienia, uduszenia i obrażeń:

- Nie pozwalaj dzieciom ani zwierzętom bawić się jednostką napędową, adapterem lub akcesoriami.
- Należy nadzorować dzieci, aby nie bawiły się urządzeniem.
- **Zawsze odłączaj** laktator od zasilania natychmiast po użyciu.
- Nie pozostawiaj laktatora bez nadzoru, gdy jest podłączony do prądu.
- Niniejszy laktator nie jest przeznaczony do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych bądź nieposiadających doświadczenia i wiedzy. Osoby takie mogą używać laktatora wyłącznie pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub jeśli zostały pouczone w zakresie obsługi urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

Ostrzeżenia, aby uniknąć porażenia prądem i oparzeń:

- Przed każdym użyciem sprawdź laktator wraz z adapterem pod kątem uszkodzeń. Nie używaj laktatora, jeśli adapter lub wtyczka jest uszkodzona, jeśli nie działa prawidłowo lub jeśli został upuszczony lub zanurzony w wodzie.
- Używaj wyłącznie zalecanego zasilacza i określonego napięcia, aby zapobiec przegrzaniu, uszkodzeniu lub wypadkom zasilacza.
- Nie dotykaj zasilacza sieciowego ani pompy podczas burzy.
- Nie umieszczaj pompy/akumulatora/zasilacza sieciowego w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub deszczu, w pobliżu grzejników lub innych gorących urządzeń, w miejscach narażonych na działanie bardzo wysokich lub niskich temperatur, dużej wilgotności lub kurzu.
- Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na pompie ani nie uszkadzaj kabla lub wtyczki. Nie rozciągaj ani nie skręcaj kabla mocno. Zawsze trzymaj zasilacz sieciowy podczas odłączania go. Upewnij się, że wtyczka jest dobrze włożona do gniazdka. Nie używaj luźnej wtyczki.

- Nie dopuścić do zamoczenia pompy/akumulatora/zasilacza sieciowego.
- Nie demontuj ani nie modyfikuj pompy/akumulatora/zasilacza sieciowego.Nie wrzucaj baterii do ognia ani nie wystawiaj jej na działanie ciepła.
- Natychmiast odłącz zasilacz sieciowy, wyjmij akumulator i zaprzestań używania pompy, jeśli zauważysz nienaturalny zapach, ocieplenie, odbarwienie, deformację lub cokolwiek nietypowego podczas używania lub przechowywania pompy.

Ostrzeżenia, aby uniknąć zatrucia, infekcji i do zapewnienia higieny:

- Ze względów higienicznych odciągacz mleka jest przeznaczony do wielokrotnego użytku tylko przez jedną osobę.
- Przed każdym użyciem należy oczyścić, wypłukać i zdezynfekować wszystkie części pompy z wyjątkiem jednostki napędowej i adaptera.
- Przechowuj wyłącznie mleko odciągnięte za pomocą wyczyszczonej i zdezynfekowanej pompy.
- Nie używaj laktatora, jeśli silikonowa membrana wygląda na uszkodzoną lub ma defekt.
- Nie czyścić części pompy środkami antybakterijnymi lub ściernymi.

Ostrzeżenia, aby uniknąć problemów i bólu związanych z piersiami i sutkami:

- Nie podejmować prób zdejmowania korpusu pompy, gdy jest on przymocowany do piersi za pomocą próżni.Wyłącz urządzenie i rozłącz przyłącze próżniowe, umieszczając palec pomiędzy piersią a lejkem pompy.Następnie wyjmij pompę z piersi.
- Nigdy nie używaj laktatora, gdy jesteś senna lub śpiąca, aby uniknąć nieuwagi podczas użytkowania.
- Zawsze wyłączaj laktator przed wyjęciem go z piersi, aby uwolnić próżnię.
- Nigdy nie używaj akcesoriów ani części innych producentów lub tych, które nie są specjalnie zalecane przez producenta.Może to spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia i wpływać na kompatybilność elektromagnetyczną (EMC).Korzystanie z takich akcesoriów lub części spowoduje utratę gwarancji.
- Nie odciągaj pokarmu dłużej niż 5 minut bez przerwy, jeśli nie wypływa mleko.Spróbuj odciągać pokarm o innej porze dnia.
- Jeśli proces staje się bardzo niewygodny lub bolesny, zaprzestań używania pompy i skonsultuj się ze swoim doradcą laktacyjnym.
- Jeśli powstałe ciśnienie powoduje dyskomfort lub ból, wyłącz urządzenie, przerwij przyłącze próżniowe, umieszczając palec pomiędzy piersią a korpusem laktatora, a następnie wyjmij laktator z piersi.
- Nigdy nie wrzucaj ani nie wkładaj żadnych obcych przedmiotów do otworów.

UWAGA

Ostrzeżenia mające na celu zapobieganie obrażeniom ciała, uszkodzeniu produktu i nieprawidłowemu działaniu:

- Nie dopuszczaj do kontaktu adaptera i jednostki napędowej z wodą.
- Trzymaj adapter i moduł napędowy z dala od gorących powierzchni, aby uniknąć przegrzania i deformacji tych części.
- Nigdy nie wkładać jednostki napędowej ani adaptera do wody, zmywarki ani w urządzeniu do dezynfekcji.
- Mimo że odciągacz mleka jest zgodny z obowiązującymi dyrektywami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej, może nadal być wrażliwy na silniejsze emisje i/lub powodować zakłócenia w pracy innego sprzętu.Może to spowodować wyłączenie laktatora lub przejście w tryb błędu.Aby zapobiec wzajemnym zakłóceniom, podczas odciągania pokarmu należy trzymać inne urządzenia elektryczne z dala od laktatora (patrz „Informacje techniczne”).
- W zespole napędowym laktatora nie ma żadnych części, które mogłyby naprawiać użytkownika.
Żadna modyfikacja sprzętu nie jest dozwolona.Spowoduje to utratę gwarancji.
- Nie upuszczaj ani nie uderzaj pompy/zasilacza sieciowego.Nie naciskaj mocno wyświetlacza LCD.
- Jednostka napędowa i adapter nie wymagają czyszczenia i sterylizacji, ponieważ nie mają kontaktu z mlekiem matki.
- Do czyszczenia pompy nigdy nie używaj alkoholu ani innych rozpuszczalników organicznych.
- Nie używać pompy w sposób i do celów innych niż opisane w instrukcji.Może to spowodować wypadek lub uszkodzenie pompy.

CZĘŚCI

Zdjęcie 1:

1. Jednostka główna
2. Membrana silikonowa
3. Obudowa dystrybutora
4. O-ring
5. Zawór
- 6a; 6 b - przód i tył pojemnika 140 ml.
7. Uszczelka kontenera
8. Kabel zasilający USB typu C (bez dołączonego adaptera).
9. Przedłużacz biustonosza (kompatybilny tylko z biustonoszem do karmienia)
10. Membrany silikonowe (lejek) - 4 szt.

PRZYGOTOWANIE DO UŻYTKU

Czyszczenie i dezynfekcja

Jednostka napędowa i adapter nie wymagają czyszczenia i dezynfekcji, ponieważ nie mają kontaktu z mlekiem matki. Przed pierwszym użyciem wyczyść i zdezynfekuj wszystkie pozostałe części laktatora. Części te należy czyścić po każdym kolejnym użyciu i dezynfekować przed każdym kolejnym użyciem. Wysusz dobrze. **Uwaga!: Przed użyciem należy wysuszyć membranę silikonową, aby uniknąć uszkodzenia silnika. Uwaga!: Nigdy nie zanurzaj jednostki napędowej ani adaptera w wodzie, zmywarce lub w urządzeniu do dezynfekcji, ponieważ spowoduje to ich nieodwracalne uszkodzenie!**

1. Całkowicie zdemontować pompę. Wymontuj także zawór. Zachowaj ostrożność podczas wyjmowania zaworu i czyszczenia go. Jeśli się zepsuje, laktator nie będzie działał prawidłowo.
2. Umyj wszystkie części za wyjątkiem jednostki napędowej i adaptera w gorącej wodzie z dodatkiem niewielkiej ilości łagodnego płynu do mycia naczyń, a następnie dokładnie wypłucz. Aby wyczyścić zawór, należy go delikatnie pocierać między palcami w cieplej wodzie z dodatkiem odrobiny płynnego detergentu. Nie wkładać żadnych przedmiotów do zaworu, gdyż może to spowodować jego uszkodzenie.

Ostrzeżenie!- Nie używaj antybakteryjnych lub ściernych środków czyszczących.

Uwaga: pamiętaj o wyczyszczeniu i zdezynfekowaniu odpowiednich części laktatora. Przed kontaktem z czyszczonymi częściami dokładnie umyj ręce!

Ostrzeżenie!- Zachowaj ostrożność, ponieważ czyszczone części mogą być nadal gorące. Montaż laktatora należy rozpoczęć dopiero po ostygnięciu wyczyszczonych części.

UŻYTKOWANIE

Przyciski (Zdjęcie 2)

A. Przycisk Wł./Wył. I zmiana trybu; C. Redukcja podciśnienia, D. Zwiększenie podciśnienia;

Wskaźniki:

E1-Tryb masażu; E2 - Tryb stymulacji; E3 - głębokiej odciąganie; I- Wskaźnik stopnia próżni;

H - Wskaźnik naładowania baterii.

PRACA NA BATERII

UWAGA!!! Przed pierwszym użyciem należy naładować baterie do pełna przez 8 godzin bez przerwy! Podłącz gniazdo USB kabla zasilającego do wyjścia pompy, a drugą stronę kabla zasilającego do adaptera, który nie znajduje się w zestawie urządzenia.

Wskaźnik baterii zacznie migać, aż do całkowitego naładowania baterii.

Ważne! Baterii nie można ładować dłużej niż 24 godziny.

MONTAŻ POMPY

- Umieścić membranę silikonową w obudowie dystrybutora i docisnąć palcem uszczelkę wzdłuż krawędzi w dół, aby dobrze ją dopasować (Zdjęcie 3).
- Umieścić O-ring w rowku dystrybutora, następnie w wystający otwór włożyć zawór i wcisnąć go palcami jak najgłębiej, tak aby dobrze przylegał do krawędzi (Zdjęcie 4).
- Umieścić uszczelkę na krawędzi korpusu pojemnika (Zdjęcie 5). Zamontuj przednią część pojemnika do tylnej (Zdjęcie 6).
- Zamontuj obudowę dystrybutora na głównym zespole pompy:
 - ustawić tak, aby otwór znajdował się z tyłu, a następnie docisnąć go do bloku głównego, aż do całkowitego osadzenia (Zdjęcie 7).
- Uwaga! Aby zamontować blok główny do kontenera istotnym warunkiem jest, aby były prostopadłe. Włóz zawór dołączony do jednostki głównej do otworu obudowy pojemnika, następnie lekko docisnij i przekręć w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara aż do zablokowania (Zdjęcie 8).
- Umieść membranę silikonową (ustaloną wcześniej w zależności od wielkości ziaren) w otworze pompy, zgodnie z kierunkiem membrany wskazanym przez strzałkę odpowiadającą kierunkowi pojemnika. Następnie docisnij palcami aż do idealnego uszczelnienia (Zdjęcie 9).

USTAWIENIA

Przycisk Wł./Wył. - przytrzymaj przycisk, aby włączyć pompę. Tryb masażu uruchamia się automatycznie na 2 minuty, a następnie zmienia się w tryb odciągania. Domyślnie czas odciągania wynosi 30 minut, pompa wyłączy się automatycznie po upływie tego czasu.

Przycisk zmiany trybu - krótkim naciśnięciem. Po naciśnięciu określonego przycisku tryby zaczynają się zmieniać po kolej tryb masażu, tryb odciąganie i tryb stymulacji.

Tryb masaż – 9 poziomów

Tryb stymulacji – 9 poziomów

Tryb głębokiego odciągania – 9 poziomów

Oprócz tego pompka umożliwia także ręczną regulację każdego trybu w zakresie 9 stopni za pomocą przycisków + lub -.

Ważne: Poziom mleka w butelce nie może przekraczać poziomu zaworu!

Nie martw się, jeśli wypływ mleka nagle ustanie. Kontynuuj odciąganie spokojnie, ale nie dłużej niż 5 minut. Jeśli nie odciągasz więcej mleka, spróbuj o innej porze dnia. Nie jest konieczne korzystanie ze wszystkich trybów pracy, a jedynie z tego, który jest dla Ciebie najwygodniejszy. Pompa wyłącza się automatycznie po 30 min.

KIEDY ODCIĄGAĆ MLEKO

Jeśli dobrze sobie radzisz z karmieniem piersią, zaleca się (chyba że Twój pracownik służby zdrowia/doradca laktacyjny zaleci inaczej), aby zaczekać z rozpoczęciem odciągania mleka do momentu wydzielenia mleka i ustalenia harmonogramu karmienia piersią (zwykle co najmniej 2 do 4 tygodni po porodzie).

Wyjątki:

- Jeśli na początku masz problemy z karmieniem piersią, regularne odciąganie pokarmu może pomóc w odbudowaniu i utrzymaniu laktacji.
- Jeśli odciągasz mleko, aby nakarmić dziecko w szpitalu.
- Jeśli Twoje piersi są nabrzmiałe (bolesne lub opuchnięte), możesz odciągnąć trochę mleka przed karmieniem lub pomiędzy karmieniami, aby złagodzić ból i ułatwić dziecku przyssanie się.
- Jeśli Twoje sutki są obolałe lub popękane, możesz zdecydować się na odciąganie mleka do czasu, aż się zagoją.
- Jeśli dziecko zostało tymczasowo rozdzielone i chcesz kontynuować karmienie piersią, gdy znów będzie przy Tobie, dobrze jest regularnie odciągać pokarm, aby pobudzić wydzielanie mleka.

Musisz znaleźć najlepszą porę dnia na odciąganie pokarmu, na przykład tuż przed lub po pierwszym karmieniu rano, gdy piersi są pełne, lub po karmieniu, jeśli dziecko nie wypiło jeszcze wszystkiego z obu piersi. Jeśli wróciłeś do pracy, być może będziesz musiała odciągać mleko w przerwach. Korzystanie z laktatora wymaga wprawy i opanowanie tej czynności może wymagać kilku prób. Na szczęście elektryczny laktator Lorelli jest łatwy w montażu i obsłudze, dzięki czemu szybko przyzwyczaisz się do pracy z nim.


OKREŚLENIE WIELKOŚCI LEJKI

Kroki w celu ustalenia prawidłowego rozmiaru lejek według sutka:

1. Pobudzaj sutki do aktywacji (nie pomijaj tego kroku).
2. Przesuń otwór lejki do sutka piersi.
3. Wybierz wielkość otworu odpowiadającego podstawie sutka (Zdjęcie 10).
4. Uzyskaj pomiary w oparciu o rozmiar lejki z tabeli.

Notatka. Dobór rozmiaru opiera się na elastyczności sutka. W zależności od tego, jak elastyczne są Twoje sutki, możesz zmniejszyć lub zwiększyć rozmiar otworu. Jeśli nadal odczuwasz dyskomfort, użyj najbardziej odpowiedniego rozmiaru, w którym czułabyś się najbardziej komfortowo podczas pracy z laktatorem. Odpowiedni rozmiar pomaga osiągnąć optymalny przepływ mleka z piersi.

Instrument do zmierzenia brodawki



Brodawka -pomiar średnicy	zalecany rozmiar otworu lejki
16 - 18 mm	18mm
19 - 21 mm	21mm
22 - 24 mm	24mm
25 - 27 mm	27mm

UŻYWANIE LAKTATORA

1. Dokładnie umyj ręce i upewnij się, że piersi są czyste..
2. Dociśnij zmontowany korpus pompy do piersi (Zdjęcie 11). Upewnij się, że brodawka jest wyśrodkowana, aby nakładka masująca (lejek) mogła zapewnić szczelność. Upewnij się, że sutek jest prawidłowo osadzony w poduszce (lejku) (Zdjęcie 10). Laktatora można używać jednocześnie z biustonoszem (Zdjęcie 12). Dzięki przedłużaczowi biustonosza (kompatybilnemu tylko z biustonoszami do karmienia) znajdującym się w zestawie z pompką możesz regulować jego długość.
3. Zajęć jedno z dozwolonych położzeń wskazanych na zdj. 13. Uwaga, zdj. 14 wskazuje niekorzystne położenia, w których laktator nie działa prawidłowo i istnieje ryzyko jego uszkodzenia.
4. Naciśnij przycisk wł./wył. Laktator automatycznie rozpoczyna pracę w trybie masażu (stymulacji), a za pomocą przycisków zwiększenia i zmniejszenia można zmieniać poziom masażu.
5. Gdy zacznie wypływać mleko, możesz zmienić tryb z masażu na głębokie odciąganie - za pomocą przycisku trybu i wybrać najbardziej komfortowy poziom.

UWAGA: Nie używaj zawsze maksymalnego poziomu odciągania, po prostu wybierz najwygodniejszy dla siebie.

Uwaga: nie martw się, jeśli mleko z piersi nie wypływa od razu. Zachowaj spokój i odciągaj dalej. Przy kilku pierwszych razach użycia laktatora może zaistnieć potrzeba ustawienia mocniejszego ssania, aby pokarm zaczął płynąć.

6. W zależności od osobistego komfortu możesz zdecydować się na użycie silniejszego trybu ssania. Zawsze możesz wrócić do trybu niższego ssania.

7. Po zakończeniu odciągania wyłącz laktator przyciskiem Wł.Wył. i ostrożnie wyjmij ją z piersi (Zdjęcie 15).
8. Zdejmij silikonową membranę (lejek) i pojemnik z jednostki napędowej.
9. Wyczyść pozostałe używane części laktatora zgodnie z instrukcją zawartą w rozdziale „Czyszczenie i dezynfekcja”.

PRZECHOWYWANIE MLEKA

Ostrzeżenie: Ze względów higienicznych przechowuj wyłącznie mleko odciągnięte za pomocą wyczyszczonej i zdezynfekowanej pompy.

- Mleko można przechowywać w lodówce (nie na drzwiach) do 48 godzin.Odciągnięte mleko należy natychmiast przechowywać w lodówce.Jeżeli przechowujesz mleko w lodówce i dodajesz do niego w ciągu dnia, dodawaj wyłącznie mleko odciągnięte w zdezynfekowanej butelce.

- Mleko można przechowywać w zamrażarce do trzech miesięcy, jeśli znajduje się w zdezynfekowanych butelkach ze zdezynfekowaną zakrętką i uszczelką.Umieść na butelce etykietę wyraźnie zaznaczającą datę i godzinę odciągnięcia i najpierw użyj starszego mleka.

- Jeśli zamierzasz nakarmić dziecko odciągniętym mlekiem w ciągu 48 godzin, możesz przechowywać je w lodówce w złożonej butelce.

OSTRZEŻENIE!

Zawsze natychmiast wkładaj odciągnięte mleko do lodówki lub zamrażarki.

W zdezynfekowanych butelkach przechowuj wyłącznie mleko odciągnięte za pomocą zdezynfekowanego laktatora.

Nigdy nie zamrażaj raz rozmrożonego mleka.

Nigdy nie dodawaj nowego mleka do już zamrożonego mleka.

ROZWIAZYwanie PROBLEMÓW

Problem: Podczas korzystania z laktatora odczuwam ból.

Rozwiązańe: Możliwą przyczyną jest nadmierne ssanie.Nie potrzebujesz pełnej siły podciśnienia wytwarzanego przez pompę.Początkowo użij trybu „Masaż” do stymulacji masażu, następnie możesz przejść do trybu ekspresowego.Jeśli ból nie ustąpi, zaprzestań używania laktatora i skonsultuj się z doradcą laktacyjnym.Jeśli pompka nie odsunie się łatwo od piersi, można przerwać połączenie próżniowe, umieszczać palec pomiędzy piersią a nakładkę masującą.

Problem: Laktator nie działa.

Rozwiązańe: Najpierw sprawdź, czy laktator został prawidłowo zamontowany.Aby zapobiec wzajemnym zakłóceniom, podczas odciągania trzymaj inne urządzenia elektryczne, takie jak telefon komórkowy lub laptop, z dala od laktatora.Sprawdź, czy akumulator jest naładowany.

Problem: Nie czuję żadnego ssania.

Rozwiązańe: Sprawdź, czy laktator został prawidłowo zmontowany, postępując zgodnie z instrukcjami z rozdziału „Przygotowanie do użycia”.Upewnij się, że zawory są prawidłowo osadzone i sprawdź, czy nie są uszkodzone lub zużyte.W razie potrzeby wymień zawór.Upewnij się także, że pompka jest prawidłowo umieszczona przy piersi, aby wytworzyć podciśnienie.

Problem: Pompa zasysa zbyt mocno.

Rozwiązanie: Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, jeśli odczuajesz zbyt silne ssanie z laktatora:

Pamiętaj, aby używać wyłącznie części zalecanych przez producenta.

Pamiętaj, aby połączyć laktator z nakładką masującą: nieużywanie nakładki masującej może spowodować wytworzenie się zbyt dużego podciśnienia. Przy pierwszym użyciu laktatora możesz początkowo odczuwać zbyt mocne ssanie. Ćwiczenia mogą pomóc. Jeśli problem będzie się powtarzał, skonsultuj się ze swoim doradcą laktacyjnym.

WARUNKI KORZYSTANIA I PRZECHOWYWANIA

Trzymaj laktator z dala od bezpośredniego światła słonecznego, ponieważ długotrwała ekspozycja na słońce może powodować przebarwienia. Przechowuj laktator i jego akcesoria w bezpiecznym, czystym i suchym miejscu.

Jeżeli urządzenie było przechowywane w gorącym lub zimnym otoczeniu, należy je umieścić w środowisku użytkowania i poczekać, aż osiągnie temperaturę mieszkającą się w granicach warunków użytkowania (10°C do 30°C) przed korzystania z niego.

Upewnij się, że napięcie zasilacza jest zgodne zarówno ze źródłem zasilania, jak i akumulatora laktatora.

Użycie zasilacza innego niż zalecany przez producenta może spowodować trwałe uszkodzenie laktatora.

Używaj wyłącznie zasilacza Lorelli lub certyfikowanego zasilacza USB typu C o następujących specyfikacjach:

Zasilacz napięcie wejściowe sieci: AC 100 – 240 V; 50/60 Hz / 0,45 A;

Napięcie wyjściowe: DC 5,0 V; 1000 mAh

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

1. Bateria litowa 3,7 V 1200 mAh

2. Ustalony czas: 30 minut

3. Moc ssania: 60 mmhg-150 mmhg

4. Poziom hałasu: <60dB

5. Warunki środowiska podczas pracy: Temperatura 10-30°C, Wilgotność względna 15%-93%,

6. Warunki środowiska przy przechowywaniu: Temperatura -25-50°C, Wilgotność względna 15%-93%,

7. Klasa IP: IPX0.

Пред да ја користете пумпата за дојка, MK внимателно прочитајте го овој прирачник за корисниците и задржете го за идни референци.



Важна информација за безбедноста

Пред да ја користете пумпата за дојка, внимателно прочитајте го овој прирачник за корисниците и задржете го за идни референци.

Намена

Електричната пумпа за доене е дизајнирана да изразува и собира мајчино млеко од градите на жените доилки. Апаратот е наменет за еден корисник!

СОВЕТИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ

Контраидикации

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Никогаш не користете пумпа за дојка додека сте бремени, бидејќи пумпата може да предизвика труд.

За да се спречат повредите и оштетувањата, се објаснуваат важни анотации со користење на различни симболи. Симболите и нивните значења се следниве:

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! – укажува на потенцијално опасни ситуации кои, ако не се спречени, би можеле да доведат до смрт или опасна повреда.

Внимание! - укажува на потенцијално опасни ситуации кои, ако не се спречени, можат да доведат до помали или умерени повреди.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Предупредувања за да се избегне задавување, задавување и повреда:

— Не дозволувајте децата или миленичињата да си играат со погонската единица, адаптерот или додатоците.

"Внимавајте на децата да не си играат со апаратот.

- Секогаш исклучете ја пумпата за дојка веднаш по употреба.

— Не ја оставајте пумпата за дојка без надзор додека е приклучена.

— Оваа пумпа за дојка не е наменета за употреба од страна на луѓето (вклучувајќи ги и децата) со намалени физички, сензорни или ментални способности или недостаток на искуство и знаење. Таквите лица можат да ја користат оваа пумпа за дојка само ако се надгледувани или упатувани од лице одговорно за нивната безбедност за тоа како да го користат апаратот.

Предупредувања за избегнување на струен удар и изгореници:

— Пред секоја употреба проверете ја пумпата за дојка, вклучувајќи го адаптерот, за знаци на оштетување. Не користете ја пумпата за дојка ако адаптерот или приклучоците се оштетени, ако не работи правилно, или ако е фрлена или потопена во вода.

— Користете само препорачлив адаптер и наведен напон за да спречите прегревање на адаптерот, оштетување или несреќи.

— Не го допирајте адаптерот и пумпата за време на громотевици.

— Не ставајте ја пумпата/батеријата/ас адаптерот на директна сончева светлина или дожд, во близина на грејачи или други топли апарати, во области изложени на екстремно високи или ниски температури, висока влажност или прашина.

— Не ставајте тешки предмети на пумпата и не го оштетувајте папокот или приклучокот. Не се растегнувајте и не го извртувајте насилено папочната врвка. Секогаш држете го адаптерот за говорници кога го отпуштате. Осигурајте се дека приклучок е цврсто приклучен во џебот. Не користете излез кој е лабав.

- Не дозволувајте адаптерот за пумпа/батерија/звукчник да се намокра.
 - Не распарчувајте и не го менувајте адаптерот на пумпата/батеријата/звукчникот. Не ја распоредувајте батеријата во орган и не ја изложувајте на топлина.
 - Веднаш исклучи го адаптерот на звучникот и извади ја батеријата и престани да ја користиш пумпата ако забележиш неприродна мирис, затоплување, промена на бојата, затоплување или нешто необично додека ја користиш или складираш пумпата.
- Предупредувања за да се избегне труење, инфекција и хигиена:
- Од хигиенски причини, пумпата за дојка е наменета за повеќекратна употреба од само еден корисник.
 - Пред секоја употреба, исчистете, исплакајте и дезинфекцирајте ги сите делови на пумпата освен погонската единица и адаптерот.
 - Чувајте само мајчино млеко кое е изразено со исчистена и дезинфекцирана пумпа.
 - Не ја користете пумпата за дојка ако силиконската дијафрагма изгледа оштетена или дефектна.
 - Не чистете делови од пумпа со антибактериски или абразивни чистачи.

Предупредувања за избегнување на проблеми и болка поврзана со градите и брадавиците:

- Не се обидувајте да го отстраните телото на пумпата додека се придржува до градите со вакуум. Исклучете го апаратот и исклучете ја вакуумската врска со ставање прст помеѓу градите и фуњката на пумпата. Тогаш извадете ја пумпата од градите.
 - Никогаш не користете пумпа за дојка кога сте поспани или поспани за да избегнете ненамерност за време на употреба.
 - Секогаш исклучете ја пумпата за дојка пред да ја извадите од градите за да го ослободите вакуумот.
 - Никогаш не користете додатоци или делови од други производители или оние кои не се посебно препорачани од страна на производителот. Ова може да предизвика неправилно функционирање на апаратот и може да влијае на електромагнетната компатибилност (EMC). Кога користите такви додатоци или делови, вашата гаранција станува празнина.
 - Не пумпајте повеќе од 5 минути без прекин ако мајчиното млеко не тече. Обиди се да се сокираш во друг период од денот.
 - Ако процесот стане многу непријатен или болен, престанете да ја користите пумпата и консултирајте се со вашиот советник за лактација.
 - Ако предизвиканиот притисок ви предизвика непријатност или болка, исклучете го апаратот, исклучете ја вакуумската врска со ставање прст помеѓу градите и телото на пумпата и извадете ја пумпата од вашата града.
- "Никогаш не фрлајте и не вметнувајте странски тела во отворите.

ВНИМАНИЕ

Предупредувања за спречување на повреда, оштетување и нефункционирање на производот:

- Не дозволувајте адаптерот и погонската единица да дојдат во контакт со вода.
- Држете го адаптерот и погонската единица подалеку од топлите површини за да избегнете прегревање и деформација на овие делови.
- Никогаш не ставајте погонска единица или адаптер во вода, во мијалник или во дезинфекција.
- Иако пумпата за дојка е во согласност со важечките електромагнетни директиви за компатибилност, таа се уште може да биде чувствителна на посилни емисии и/или да предизвика мешање во работата на друга опрема. Ова може да предизвика пумпата за дојка да се исклучи или да влезе во режим на грешка. За да се спречи меѓусебно мешање, држете ја другата електрична опрема подалеку од пумпата за дојка за време на пумпањето (видете Фиг. "Техничка информација").
- Не постојат корисни делови во единицата за погон на дојката. Модификацијата на опремата не е дозволена. Ако го сториш тоа, твојата гаранција станува невалидна.
- Не фрлајте и не удрите во адаптерот за пумпа/звукчник. Не притиснувајте на LCD дисплејот.
- Погонската единица и адаптерот не бараат чистење и стерилизација, бидејќи тие не доаѓаат во контакт со мајчиното млеко.

- Никогаш не користете алкохол или други органски растворувачи за чистење на пумпата.
- Не ја користете пумпата на начин или за други цели освен оние описано во инструкциите. Ако го сторите тоа, може да има несреќи или оштетување на пумпата.

ДЕЛОВИ

Слика 1:

1. Главна единица
2. Силиконска дијафрагма
3. Домување на дистрибутерот
4. О-прстен
5. Вентил
- 6 a ; 6 b - предна и задна страна на сад 140 ml.
7. Заптивач за контејнери
8. USB Type-C кабел за напојување (без адаптер).
9. Продолжување на градникот (компабилно само со градник за доење)
10. Силиконски мембрани (инка) - 4 шт.

ПОДГОТОВКА ЗА УПОТРЕБА

Чистење и дезинфекција

Погонската единица и адаптерот не мора да се чистат и дезинфекцираат, бидејќи тие не доаѓаат во контакт со мајчинот млеко. Пред првата употреба, исчистете и дезинфекцирајте ги сите други делови од пумпата за дојка. **Внимание! : Ве молиме да ја исушите силиконската мембра на пред употреба за да избегнете оштетување на моторот.**

Никогаш не ја потопувајте погонската единица или адаптерот во вода, во мијалник или во дезинфекција, бидејќи тоа ќе ги оштети неповратно!

1. Расчленете ја пумпата целосно, извадете го вентилот, внимавајте кога ќе го извадите вентилот и кога ќе го исчистите, ако не успее, вашата пумпа за дојка нема да работи правилно.
2. Исчистете ги сите делови освен задвижувачката единица и адаптерот во топла вода со малку благ детергент за миење на течност и потоа исплакајте ги темелно, за да го исчистите вентилот, тријте го нежно меѓу прстите во топла вода со малку течен детергент.

Предупредување! - Не користете антибактериски или абразивни чистачи.

Забелешка: Осигурајте се да ги исчистите и дезинфекцирате соодветните делови на пумпата за дојка. Измијте ги рацете темелно пред да ги ракувате исчистените делови!

Предупредување! - Внимавај, бидејќи исчистените делови можеби се уште жешки. Почнете со составување на пумпата за дојка само кога исчистените делови ќе се изладат.

УПОТРЕБА

Копчиња (Слика 2)

A. ON/OFF копче и промена на режимот ;C. Вакуумско намалување; Г. Зголемување на вакуумот;

Индикатори:

E1- Режим на масажа; E2 - Режим на стимулација; E3 - длабоко пумпање; I- Индикатор за јачина на вакуум; H - индикатор за полнење на батеријата.

РАБОТА СО БАТЕРИИ

ВНИМАНИЕ!! Пред првата употреба, целосно ја наполнете батеријата за 8 часа без прекин! Приклучете USB приклучокот на кабелот за напојување во излезот на пумпата и другата страна на кабелот за напојување во адаптерот кој не е вклучен во уредот.

Екранот на батеријата почнува да трепка додека батеријата не е целосно наполнета.

Важно! Батеријата не може да се полни повеќе од 24 часа.

МОНТАЖА НА ПУМПАТА

1. Вметнете силиконска дијафрагма во куќата на дистрибутерот и го притиснете заптивникот по должината на работ надолу со прстите за да се вклопи добро (Слика 3).
2. Вметнете О-прстен во дистрибутерскиот канал, потоа го вметнете вентилот во испакнатиот отвор и го притиснете со прстите колку што е можно подалеку за да се вклопи цврсто по должината на работ (Слика 4).
3. Ставете заптивач по должината на работ на кукиштето на контејнерот (Слика 5). Инсталирајте од предната кон задната страна на контејнерот (Слика 6).
4. Инсталирајте кукиште на дистрибутерот на главната единица на пумпата:
 - Ориентирајте го така што дупката да остане на задната страна, а потоа ја притиснете кон главната единица додека не се вклопи совршено (Слика 7).
5. Внимание! Со цел да се инсталира главната единица на контејнерот, важен услов е тие да бидат нормални. Вметнете вентил прикачен на главната единица во дупката во телото на контејнерот, потоа притиснете малку надолу и вртете во насока на стрелките на часовникот додека не се заклучи (слика 8).
6. Вметнете силиконска мембрана (однапред одредена според големината на брадавицата) во отворот на пумпата, со насоката на мемраната означена со стрелка која се совпаѓа со насоката на контејнерот. Потоа притиснете со прсти до совршено запечатување (Слика 9).

ПОДЕСУВАЊА

 Копчето ON/OFF – задржите го копчето за да ја вклучите пумпата. Режимот на масажирање започнува автоматски за 2 минути, а потоа се менува во режим на пумпање. По дифолт, времето на пумпање е 30 минути, пумпата автоматски ќе се исклучи откако ќе помине времето.

 Копчето за промена на режимот - со кратко притискање. Со притискање на наведеното копче, режимите почнуваат наизменично да се менуваат во масажа, пумпање и стимулација.
 Режим на масажа – 9 нивоа
 Режим на стимулација – 9 нивоа
 Режим на длабоко пумпање – 9 нивоа

Освен ова, пумпата исто така нуди рачно прилагодување на секој режим по редослед на 9 фази, со користење на + или – копчиња.

Важно: Нивото на млеко во шишето не треба да го надминува нивото на вентилот!

Не се грижете ако протокот на млеко одеднаш се прекине. Мирно продолжувајте со пумпањето, но не повеќе од 5 минути. Ако не изцедувате повеќе млеко, пробајте во друго време од денот. Не треба да ги користите сите начини на работа, туку само оној кој е најудобен за вас. Пумпата автоматски се исклучува по 30 минути.

КОГА ДА СЕ ЦЕДИ МАЈЧИНОТО МЛЕКО

Ако добро се снаоѓате со доењето, препорачливо е (освен ако вашиот здравствен професионален/пактацијски советник не советува поинаку) даочекате додека не се воспостави распоредот за доење и доење (обично најмалку 2 до 4 недели по раѓањето) пред да почне да пумпа.

Исклучоци:

- Ако имате проблеми со доењето на почетокот, редовното пумпање може да помогне во формирањето и одржувањето на количината на мајчиното млеко.
- Ако изразувате мајчино млеко за вашето бебе да се храни во болница.
- Ако градите ви се полни (болни или отечени), можете да изразите некое мајчино млеко пред или помеѓу доењето за да ја ослободите болката и да им помогнете на вашата бебешка сестра полесно.
- Ако брадавиците ви се болни или пукнати, можеби ќе сакате да пумпате мајчино млеко додека не заздрават.

– Ако вашето бебе е привремено одбиено и сакате да продолжите со доенето кога ќе се врати со вас, добра идеја е редовно да изразувате стимулирање на мајчиното млеко. Треба да најдете најдобро време од денот за пумпање, на пример непосредно пред или по првото доене наутро, кога градите ви се полни, или по доенето, ако вашето бебе не вплило се од двете гради. Ако сте се вратиле на работа, може да биде неопходно да се пумпа за време на паузите. Користењето на пумпа за дојка бара вежбање, и може да потрае неколку обиди додека не успеете. За среќа, електричната пумпа за порели мајчиното млеко лесно се собира и користи, па накрсто ќе се навикнете да работите со него.

ОДРЕДУВАЊЕ НА ГОЛЕМИНАТА НА ИНКА


Чекори за одредување на точната големина на инка според брадавицата:

1. Стимулирајте брадавици да се активираат сами (не го прескокнете овој чекор).
2. Поместете отворот на инката до брадавицата на градите.
3. Изберете големина на дупката која одговара на основата на зрното (Слика 10).
4. Земете ги вашите мерки врз основа на големината на инката од табелата.

Белешка. Големината се базира на еластичноста на брадавицата. Во зависност од тоа дали брадавиците се еластични, можете да ја намалите или зголемите големината на дупката. Ако сè уште чувствувате непријатност, користете ја најсоодветната големина со која ќе се чувствувате најудобно додека работите со пумпата.

Правилната големина помага да се постигне оптимален проток на мајчиното млеко.

Алатка за мерење на брадавици



Брадавицата - мерења на	Препорачана големина на дупката
16 - 18 mm	18mm
19 - 21 mm	21mm
22 - 24 mm	24mm
25 - 27 mm	27mm

КОРИСТЕНЕ НА ПУМПАТА ЗА ДОЈКА

1. Темелно ги измијте рацете и се уверете дека градите се чисти.
2. Притиснете го телото на монтираната пумпа кон градите (Слика 11). Уверете се дека брадавицата е центрирана така што масажната подлога (инка) може да создаде херметички затворено запечатување. Уверете се дека брадавицата правилно се вклопува во перницата (инка) (Слика 10). Можете да го користите градникот (компабилен само со градници за доене) во комплетот со пумпа за да го прилагодите обемот.
3. Заземајте било која од дозволените пози наведени на сликата 13. Внимание, сликата 14 укажува на неповољни пози во кои пумпата не функционира правилно и постои можност за откажување.

4. Притиснете копче за вклучување/исклучување. Пумпата за доене автоматски започнува да работи во режим на масажа (стимулација) и можете да го менувате нивото на масажа со помош на копчињата за зумирање и намалување.

5. Кога мајчиното млеко тече, можете да го смените режимот од масажа во длабоко пумпање - со користење на копчето за режим и изберете најпогодното ниво.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Не секогаш го користете максималното ниво на пумпање, само го изберете она што е најудобно за вас.

Забелешка: Не се грижете ако мајчиното млеко не тече веднаш. Смирете се и продолжите со цедењето. Првите неколку пати кога ја користите пумпата за доене, можеби ќе треба да го поставите режимот на вшмукување на посилен режим на вшмукување за да ви тече мајчиното млеко.

6. Во зависност од вашата лична удобност, може да одлучите да користите посилен режим на вшмукување. Секогаш можете да се вратите на послаб режим на вшмукување.

7. Кога ќе завршите со цедењето, исклучете ја пумпата од копчето за вклучување/исклучување и внимателно ја отстранете од градите (слика 15).

8. Отстранете силиконската мембра (инка) и контејнерот од погонот.

9. Почистете ги останатите делови од пумпата за дојка според упатствата во делот "Чистење и дезинфекција".

СКЛАДИРАЊЕ НА МАЈЧИНОТО МЛЕКО

Предупредување: Чувајте само мајчино млеко кое е изразено со исчистена и дезинфекцирана пумпа за да се обезбеди хигиена.

- Мајчиното млеко може да се чува во фрижидерот (не на вратата) до 48 часа. Изразеното мајчино млеко треба веднаш да се стави во фрижидерот. Ако складирате мајчино млеко во фрижидер и го додавате во него во текот на денот, додадете само мајчино млеко кое е изразено во дезинфекцирано шише.

- Мајчиното млеко може да се чува во замрзнувач до три месеци ако е во дезинфекцирани шишиња со дезинфекциран шраф прстен и диск за запечатување. Ставете етикета на шишето на кое јасно го одбележавте датумот и времето на пумпање, и прво користете го постарото мајчино млеко.

Ако сакате да го нахраните вашето бебе изразеното мајчино млеко во рок од 48 часа, можете да го чувате во фрижидерот во составено шише.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Секогаш ставајте искажано мајчино млеко во фрижидер или фрижидер веднаш.

Чувајте само мајчино млеко кое е изразено со дезинфекцирана пумпа за дојка во дезинфекцирани шишиња.

Никогаш не го замрзнувайте мајчиното млеко еднаш замрзнато.

Никогаш не додавајте ново млеко во веќе замрзнатото.

СОБОРУВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ

Проблем: Чувствувам болка кога ја користам пумпата за дојка.

Решение: Можната причина е прекумерно всукување. Не ви треба целосната сила на вакуумот произведен од пумпата. Првично, користете го режимот "Масажа" за масажа стимулација, по што можете да се префрлите на експресен режим. Ако болката не тргне, престанете да ја користете пумпата за дојка и консултирајте се со вашиот советник за лактација. Ако пумпата не излезе лесно од градите, можете да ја скршите вакуумската врска со ставање прст помеѓу градите и масажата.

Проблем: Пумпата за дојка не функционира.

Решение: Прво, проверете дали правилно сте ја собрале пумпата за дојка. За да се спречи меѓусебно мешање, задржете друга електрична опрема, како мобилен телефон или лаптоп, далеку од пумпата за дојка за време на пумпањето.

Проблем: Не чувствувам никакво суцкање.

Решение: Проверете дали правилно сте ја составиле пумпата за дојка со следење на чекорите во делот "Подготвување за употреба". Проверете дали вентилите се правилно вметнати и проверете за оштетување или носење. Заменете го вентилот ако е потребно, и исто така осигурајте се дека пумпата е вметната правилно на градите за да се произведе вакуум.

Пумпата е премногу тешка.

Решение: Следете ги насоките подолу ако почувствуваате премногу всмукување од пумпата за дојка:

Погрижете се да користите само делови препорачани од страна на производителот.

Осигурајте се да ја составите пумпата за дојка со пернициата за масажа: не користењето на масажата може да предизвика премногу вакуум за формирање.

Кога ја користиш пумпата за дојење за прв пат, може да почувствувааш премногу испуштање на почетокот. Вежбањето може да помогне. Ако проблемот опстои, консултирајте се со вашиот советник за дојење.

УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ И СКЛАДИРАЊЕ

Држете ја пумпата за дојка надвор од директната сончева светлина, бидејќи продолженото изложување на сонцето може да предизвика обезбојување. Складирајте ја пумпата за дојка и нејзините додатоци на безбедно, чисто и суво место.

Ако апаратот е складирана во топла или студена средина, ставете го во средината на употреба и дозволете му да достигне температура во рамките на условите за употреба (10 °C до 30 °C) пред да го управувате.

Уверете се дека напонот на адаптерот за напојување е компатиблен и со изворот на напојување и со батеријата на пумпата за дојење.

Користењето на адаптер за напојување различен од оној препорачан од производителот може да предизвика неповратно оштетување на пумпата за дојка.

Користете само Lorelli адаптер за напојување или сертифициран USB тип C адаптер со следниве спецификации:

Адаптер за влезен напон: AC 100 – 240 V; 50/60 Hz / 0.45 A

Излезен напон: 5.0V; 1000 mAh

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

1. Литиумска батерија 3.7V 1200mAh

2. Фиксно време : 30 минути

3. Сила на всмукање: 60mmhg-150mmhg

4. Ниво на бучава: <60dB

5. Работни услови за животната средина: Температура 10-30°C, Релативна влажност 15%-93%,

6. Услови за складирање на животната: Температура-25-50°C, Релативна влажност 15%-93%,

7. IP класа: IPX0

DECLARATION OF CONFORMITY

Name and address of the manufacturer:

NINGBO DEAREVERY ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD
No.3-1, Gongji South Road, Hudi Village, Linshan Town, Yuyao, Zhejiang,
China

We hereby declare that our product, item number DQ-S30 and the components of our product delivered to DIDIS Ltd as 1022084 ELECTRIC HANDS-FREE BREAST PUMP ALICE comply with the requirements of the below listed directive and European standards:

1. DIRECTIVE 2014/30/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 February 2014 (EMC)

The product conforms to the following standards:

EN IEC 55014-1
EN IEC 61000-3-2
EN 61000-3-3
EN IEC 55014-2

2. DIRECTIVE 2014/35/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 February 2014 (LVD)

The product conforms to the following standards:

EN 60335-1
EN 62233

3. RoHS Directive 2011/65/EU

宁波蝶琪电子科技有限公司

Signature: 

Place and date: Zhejiang, China, 10.03.2025

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Име и адрес на производителя:

NINGBO DEAREVERY ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD
No.3-1, Gongji South Road, Hudi Village, Linshan Town, Yuyao, Zhejiang,
China

С настоящата декларираме, че продуктът ни с арт. № DQ – S30 и компонентите на продуктът ни, доставяни на „Дидис“ООД като 1022084 ЕЛ. ПОМПА HANDS FREE ALICE, отговарят на изискванията на долуописаните директиви и европейски стандарти:

1. ДИРЕКТИВА 2014/30/EU НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 26 февруари 2014 година (EMC)

Продуктът отговаря на следните стандарти:

БДС EN IEC 55014-1
БДС EN IEC 61000-3-2
БДС EN 61000-3-3
БДС EN IEC 55014-2

2. ДИРЕКТИВА 2014/35/EU НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 26 февруари 2014 година (LVD)

Продуктът отговаря на следните стандарти:

БДС EN 60335-1
БДС EN 62233

3. RoHS Директивата 2011/65/EU.

宁波蝶琪电子科技有限公司

Подпись и печать/ Signature and Stamp: NINGBO DEAREVERY ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD

Място и Дата: Zhejiang, China, 10.03.2025



Producer/Fabricante/Produttore/
Fabricant / Κατασκευαστής / المنتج /
Hersteller /Výrobce / Gyártó/
Производител/Производитель/
Proizvodač/Fabrikant/Prodhuset/
Üretici/Producent/Producător/
NINGBO DEAREVERY ELECTRONIC
TECHNOLOGY CO.,LTD.
Zhejiang, China



Производител:
NINGBO DEAREVERY ELECTRONIC
TECHNOLOGY CO.,LTD.
Zhejiang, China

importer/Importador/Importatore/
Importateur/Εισαγωγέας/المسنود /
Importeur/Dovozce/Importör/
/Увозник/Импортър/Uvoznik/Importeur/
Importues/Ihracatçı/Importer/
Importator:Didis Ltd.
Bulgaria, Shumen, 6 Trakia-iztok Street
Phone: +359 54 850 830
e-mails: home.market@didis-ltd.com;
export@didis-ltd.com

Бносител:Дидис ООД
България, Шумен, "Тракия-изток" 6
Tel. +359 54 850 830
e-mails: home.market@didis-ltd.com;
export@didis-ltd.com